




ORTHOCAST
M-SERIES

**IL VANTAGGIO
È NEI DETTAGLI**



D
DENTAURUM
1886

ORTHOCAST
M-SERIES



Ortho-Cast M-Series

La serie di tubi molari
di classe superiore

Ortho-Cast M-Series
non convertibili



rettangolare
singolo



rettangolare
doppio

Ortho-Cast M-Series
convertibile



rettangolare
singolo



rettangolare
doppio

Ortho-Cast M-Series mini
non convertibile



rettangolare
singolo

Perfetti in funzione e design

Proprio come per i bracket Dentaureum, anche i tubi molari vengono fabbricati utilizzando i più moderni sistemi di progettazione e produzione.

Gli Ortho-Cast M-Series offrono all'utilizzatore molti vantaggi per la loro semplice e sicura gestione. Inoltre il clinico dispone della massima libertà di scelta secondo il proprio approccio terapeutico individuale: Ortho-Cast M-Series a tubo rettangolare singolo o doppio, convertibile o non convertibile, da incollare o da puntare su banda.*




**Brevettata
strutturazione al
laser della base con
marcatura FDI!**

Highlights

- Novità: tubi combinati doppi e tripli, convertibili da puntare su bande.
- Autentici tubi monoblocco per un'elevata biocompatibilità..
- Base 3D strutturata al laser per un ottimale adattamento e una perfetta tenuta.
- Marcature in rilievo + (SUP) / - (INF) e classificazione FDI per un semplice abbinamento al dente.
- Gancio piegabile con terminale a palla per la massima flessibilità di personalizzazione del trattamento.

*Tutti i tubi molari Ortho-Cast M-Series da puntare su bande nonché le bande associate sono disponibili nel nostro attuale catalogo o sul nostro sito web www.dentaurum.it.

rettangolare singolo
non convertibile*



Gancio a palla piegabile
per il massimo comfort del paziente.

Scanalatura distale
per agganciare elementi accessori
per es. legature a „8“.

Apertura svasata
per un migliore inserimento
dell'arco.

Base anatomica 3D
per assicurare il migliore
alloggiamento.

Profilo vestibolare
per facilitare il posizionamento sul dente.

Tacca per pinzette
per facilitare la presa.

**Brevettata base strutturata
al laser con marcature FDI**
per l'ottimale ritenzione e la semplice identificazione.

*Disponibile anche per i 7 inferiori in tecnica McLaughlin-Bennett-Trevisi**

**The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

rettangolare singolo
convertibile

Gancio a palla piegabile
per il massimo comfort del paziente.

Tacca per pinzette
per facilitare la presa.


Innovativa copertura convertibile
per offrire ampia flessibilità
terapeutica.
La copertura può
essere rimossa
rapidamente e con
facilità.

Alette arrotondate
per il massimo comfort
del paziente.

Base anatomica 3D
per assicurare il migliore
alloggiamento.

Profilo vestibolare
per facilitare il posizionamento sul dente.

**Brevettata base strutturata al
laser con marcature FDI**
per l'ottimale ritenzione e la
semplice identificazione.



rettangolare doppio
non convertibile

Gancio a palla piegabile
per il massimo comfort del paziente.

Scanalatura distale
per agganciare elementi
accessori, per es.
legature a „8“.


Tacca per pinzette
per facilitare la presa.

Base anatomica 3D
per assicurare il migliore
alloggiamento..


Profilo vestibolare
per facilitare il posizionamento
sul dente.

Aperture svasate
per un migliore
inserimento
dell'arco.

Brevettata base strutturata al laser con marcature FDI
per l'ottimale ritenzione e la semplice identificazione.



rettangolare doppio
convertibile



Innovativa copertura convertibile

per offrire ampia flessibilità terapeutica.
La copertura può essere rimossa rapidamente e con facilità.

Alette arrotondate

per il massimo comfort
del paziente.

Gancio a palla piegabile

per il massimo comfort
del paziente.

Tacca per pinzette

per facilitare la presa.

Brevettata base strutturata al laser con marcature FDI

per l'ottimale ritenzione e la semplice identificazione.

Base anatomica 3D

per assicurare il migliore alloggiamento.

rettangolare singolo
non convertibile*

Gancio a palla piegabile

per il massimo comfort
del paziente.

Piccolo design.

**Semplice abbinamento
al dente
+ (SUP)**

Base anatomica 3D
per assicurare il migliore
alloggiamento.

Apertura svasata

per un migliore
inserimento
dell'arco.

**Semplice e sicuro
posizionamento sulla cuspidè
mesio-vestibolare.**

ideali per molari non ancora
completamente erotti.

**Brevettata base strutturata al laser
con marcature FDI**
per l'ottimale ritenzione e la semplice identificazione.

*Disponibile anche per i 6 inferiori in tecnica McLaughlin-Bennett-Trevisi**

**The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way
by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



ORTHOCAST
M-SERIES

Ortho-Cast M-Series

Accessori



Qui trovi l'ampio assortimento
delle nostre pinze **Premium-Line**
per studio e laboratorio.





PREMIUMLINE




Semplice posizionamento

con le speciali e specifiche pinzette
(REF 025-280-00).



Conversione ottimale

con la pinza appositamente studiata
(REF 003-805-00).



Semplice debonding dei tubi diretti

con la pinza asporta-bracket
angolata
(REF 004-347-00).



Semplice rimozione delle bande

con la pinza Oliver-Jones
(REF 026-347-00).

Panoramica prodotti

ORTHOCAST
M-SERIES

Da incollare

Rettangolari singoli

Ortho-Cast M-Series mini 18/22

non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Edgewise standard
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Edgewise standard



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Edgewise standard
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Edgewise standard



Ortho-Cast M-Series 18/22

non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Edgewise standard
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Edgewise standard



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Edgewise standard
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Edgewise standard
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



CE 0483

 Arcata superiore

 Arcata inferiore

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Da incollare

Rettangolari singoli

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

 Arcata superiore

 Arcata inferiore

Rettangolari doppi

Ortho-Cast M-Series 18/22

non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

● Arcata superiore

● Arcata inferiore

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo ausiliario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo ausiliario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Da incollare

Rettangolari doppi

Ortho-Cast M-Series 18/22
convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

● Arcata superiore

● Arcata inferiore

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo ausiliario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo ausiliario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Per saperne di più!



Scopri di più.





DENTAURUM ITALIA

Ordini	-224
Commerciale	-226
Ortodonzia	-335 349471

Dentaurum Italia S.p.A.



Via degli Speciali, 142/144
Centergross - 40050 Funo (BO)



info@dentaurum.it
www.dentaurum.it



Telefono 051 862580



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.IT