

Migliore estetica con
estrema facilità

Foto: © Christian Ferrari

cera^{motion}[®]_{Lf}

Ceramica a basso punto di cottura per leghe
a elevata espansione termica (CET 15,9 - 17,0)



D
DENTAU[®]RUM
1886

ceraMotion® Lf


Ceramica a basso punto di cottura per leghe a elevata espansione termica (CET 15,9-17,0)


ceraMotion® Lf è la ceramica a basso punto di cottura per leghe con alto CET compreso tra 15,9 e $17,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500 °C). È particolarmente indicata per leghe preziose come la DentAurum LFC o non preziose come la remanium® LFC.

- ▷ Nessuna decolorazione grazie allo speciale opaco in pasta
- ▷ Elevata resistenza alla flessione: 115 MPa
- ▷ Semplice tecnica di stratificazione ed elevata stabilità
- ▷ Nessun rischio di deformazione grazie alla bassa temperatura di cottura

Le speciali caratteristiche comuni a tutte le linee di ceramica ceraMotion®, consentono il più alto livello di estetica, sicurezza ed economicità.

La filosofia dell'ibrido ceraMotion® permette una migliore efficienza della tecnica di stratificazione grazie a protocolli operativi identici per qualsiasi materiale da struttura. Grazie al processo di termopigmentazione è possibile ottenere la massima stabilità cromatica. Il processo di produzione è, inoltre, in grado di garantire l'eccellente stabilità di forme e spigoli nonché mantenere costante il valore CET. Nonostante la vastità della gamma prodotti, il concetto ceraMotion® assicura comunque un'ottima visibilità delle singole masse. Il potenziale offerto dal sistema ceraMotion® è unico nel suo genere e si basa sull'esperienza e la competenza delle aziende del Gruppo Dentauro da anni impegnate nello sviluppo e nella produzione di ceramiche dentali, di leghe e di rivestimenti.





Migliore estetica con
estrema facilità



Panoramica prodotti ceraMotion® Lf

Opachi in pasta	PO	base, A-D
Modificatori Opachi in pasta	POM	gengivale, arancio
Masse Spalla	SM	A, B, C, D, bianco, trasparente
Masse Gengivali	G	chiara, scura
Dentine Base	BD	1-10
Dentine	D	A-D
Modificatori Dentine Chroma	DM C	A, B, C, arancio
Modificatori Dentine Fluorescenti	DM F	crema, giallo, arancio
Masse Incisali	I	1, 2, 3
Masse Incisali Opalescenti	IO	1, 2, 3
Massa Trasparente	T	trasparente
Chroma Concept Opachi in pasta	CC PO	1 (bleach)
Dentine Chroma Concept	CC D	1 (bleach), 2 (bleach)
Masse Incisali Chroma Concept	CC I	1 (bleach)
Massa di Correzione	C	trasparente
Massa di Glasure	GL	trasparente
Lf Body Stains	LF BST	A, B, C
Lf Stains	LF ST	1 bianco, 4 arancio, 7 blu, 9 verde oliva, 12 rosso-bruno, 13 nero
Liquidi		liquido di modellazione, liquido per paste, liquido per Masse Spalla, liquido per Stains, marcatori di contrasto
Cofano da 8 colori 8 colori A - D (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D3) comprese varie Masse Incisali ed Effetti		

Data dell'informazione: 0424

ceraMotion® – Sviluppata e prodotta da:
DENTAURUM CERAMICS S.A.S.



CONTATTA
DENTAURUM



Dentaaurum Italia S.p.a.
 Via degli Speciali, 142/144 | Centergross - 40050 Funo (BO)
 Tel. 051 862580 | www.dentaaurum.it | info@dentaaurum.it

D
DENTAURUM
 1886