

Migliore estetica con
estrema facilità

Foto: © Christian Ferrari

cera^{motion}[®]_{Me}

Ceramica per strutture metalliche (CET 13,9 - 15,1)



D
DENTAURUM
1886

ceraMotion® Me

Ceramica per strutture metalliche (CET 13,9-15,1)

ceraMotion® Me è la ceramica per tutte le leghe non preziose convenzionali con CET compreso tra $13,9$ e $15,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ($25-500 \text{ °C}$), ma anche per tutte le leghe preziose. È particolarmente indicata anche per la correzione di forma e colore della ceramica pressata ceraMotion® P+PMe.

- ▷ Elevata adesione in particolare su lega non preziosa
- ▷ Tempi di cottura più brevi grazie all'eliminazione dei lunghi tempi di raffreddamento anche con leghe non preziose
- ▷ Bonder e opaco in pasta fine in un unico prodotto
- ▷ Resistenza alla flessione: 95 MPa
- ▷ Semplice tecnica di stratificazione
- ▷ Estetica naturale grazie alle speciali masse opalescenti, fluorescenti e traslucanti

Le speciali caratteristiche comuni a tutte le linee di ceramica ceraMotion®, consentono il più alto livello di estetica, sicurezza ed economicità.

Con l'innovativo concetto Touch Up è possibile ottenere un'estetica elevata con estrema facilità. La filosofia dell'ibrido ceraMotion® permette una migliore efficienza della tecnica di stratificazione grazie a protocolli operativi identici per qualsiasi materiale da struttura. Grazie al processo di termopigmentazione è possibile ottenere la massima stabilità cromatica. Un altro convincente elemento del sistema ceraMotion® è il Chroma Concept, che permette di disporre di una gamma colori praticamente identica a quella esistente in natura. Il processo di produzione è, inoltre, in grado di garantire l'eccellente stabilità di forme e spigoli nonché mantenere costante il valore CET. Nonostante la vastità della gamma prodotti, il concetto ceraMotion® assicura comunque un'ottima visibilità delle singole masse. Il potenziale offerto dal sistema ceraMotion® è unico nel suo genere e si basa sull'esperienza e la competenza delle aziende del Gruppo Dentauro da anni impegnate nello sviluppo e nella produzione di ceramiche dentali, di leghe e di rivestimenti.







Foto: © Christian Ferrari®



Migliore estetica con
estrema facilità



Panoramica prodotti ceraMotion® Me

Opachi in pasta	PO	A-D
Modificatori Opachi in pasta	POM	gengivale, arancio
Opachi in polvere	O	A-D
Modificatori Opachi in polvere	OM	gengivale, arancio
Masse Spalla	SM	A, B, C, D, bianco, trasparente
Masse Gengivali	G	1, 2, 3, 4
Dentine Base	BD	A-D
Modificatori Dentine Base	BDM	salmone, caramello, ocra, avorio, limone, vaniglia, marrone
Dentine	D	A-D
Modificatori Dentine Chroma	DM C	A, B, C, arancio
Modificatori Dentine Fluorescenti	DM F	crema, giallo, arancio
Masse Incisali	I	1, 2, 3
Masse Incisali Opalescenti	IO	1, 2, 3
Masse Incisali Trasparenti	IT	1, 2, 3
Massa Trasparente	T	trasparente
Modificatori Masse Incisali	IM	miele opalescente, bianco opalescente, blu opalescente, grigio, grigio opalescente
Opachi in pasta Chroma Concept	CC PO	1 (bleach), 2, 3, 4
Opachi in polvere Chroma Concept	CC O	1 (bleach), 2, 3, 4
Dentine Chroma Concept	CC D	1 (bleach), 2 (bleach), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Masse Incisali Chroma Concept	CC I	1 (bleach)
Opachi in pasta Touch Up	TU PO	Riparazione 840 °C
Dentine Base Touch Up	TU BD	chiara, media, scura
Dentine Touch Up	TU D	chiara, media, scura
Masse Incisali Touch Up	TU I	media, opalescente, trasparente
Massa di Correzione	C	trasparente
Massa di Glasure	GL	trasparente
Body Stain	B ST	A, B, C
Stain	ST	1 bianco, 2 vaniglia, 3 giallo, 4 arancio, 5 rosa, 6 viola, 7 blu, 8 grigio, 9 verde oliva, 10 giallo oliva, 11 marrone medio, 12 rosso-bruno, 13 nero
Liquidi		liquido di modellazione Me standard, liquido di modellazione, liquido di modellazione +, liquido per paste, liquido per polveri BOL, liquido per Masse Spalla, liquido per Stain, marcatori di contrasto
Cofano da 8 colori (con Opachi in pasta o in polvere) 8 colori A - D (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D3) comprese varie Masse Incisali ed Effetti		
Cofano Chroma Concept 17 masse ceramiche: Opachi, Dentine e Bleach		
Cofano Touch Up 10 masse ceramiche: Opachi, Dentine Base, Dentine e Incisali		
Cofano Stains universali 9 colori per effetti interni ed esterni		

Data dell'informazione: 2024-04

ceraMotion® – Sviluppata e prodotta da:
DENTAURUM CERAMICS S.A.S.



**CONTATTA
DENTAURUM**



Dentaurum Italia S.p.a.
Via degli Speciali, 142/144 | Centergross - 40050 Funo (BO)
Tel. 051 862580 | www.dentaurum.it | info@dentaurum.it

D
DENTAURUM
1886