

VITI DI ESPANSIONE BY DENTAURUM

STANDARD

Viti di espansione piccola

0,70 mm 6,5 mm

10 mm

3,2 mm

6,5 mm

Viti di espansione media

0,80 mm 7,5 mm

11 mm

3,2 mm

7,3 mm

Viti di espansione grande

0,80 mm 7,5 mm

11 mm

3,2 mm

9,5 mm

Vite di espansione extra grande

0,80 mm 11,0 mm

14,5 mm

10,5 mm

	A	B	
Viti di espansione piccole	600-300-10	600-320-10	1 pezzo
	600-300-30	600-320-30	10 pezzi
	600-300-60	600-320-60	100 pezzi
Viti di espansione medie	600-301-10	600-321-10	1 pezzo
	600-301-30	600-321-30	10 pezzi
	600-301-60	600-321-60	100 pezzi
Viti di espansione grandi	600-302-10	600-322-10	1 pezzo
	600-302-30	600-322-30	10 pezzi
	600-302-60	600-322-60	100 pezzi
Viti di espansione extra grandi	600-303-10	-	1 pezzo
	600-303-30	-	10 pezzi
	600-303-60	-	100 pezzi

Vite di espansione media rematitan®

0,80 mm 7,5 mm

11 mm

3,2 mm

7,3 mm

600-400-10 1 pezzo

600-400-30 10 pezzi

Vite di espansione a trapezio

0,80 mm 7,5 mm

14,5 mm

11 mm

3,2 mm

600-310-30 10 pezzi

Vite di espansione settoriale piccola, dritta

0,35 mm 4,0 mm

9,5 mm

2,6 mm

4,7 mm

600-502-10 1 pezzo

600-502-30 10 pezzi

600-502-60 100 pezzi

Vite di trazione extra piccola

0,40 mm 3,0 mm

12,5 mm

2,6 mm

4,7 mm

600-602-30 10 pezzi

600-601-30 10 pezzi

600-600-30 10 pezzi

Vite di espansione settoriale piccola, angolata

0,35 mm 4,0 mm

9,5 mm

2,6 mm

4,7 mm

600-503-10 1 pezzo

600-503-30 10 pezzi

600-503-60 100 pezzi

Vite di trazione piccola

0,40 mm 2,5 mm

13,0 mm

3,0 mm

6,5 mm

600-603-30 10 pezzi

600-602-30 10 pezzi

600-601-30 10 pezzi

Vite di espansione settoriale media, dritta

0,4 mm 6,0 mm

12,5 mm

3,1 mm

2,3 mm

600-500-10 1 pezzo

600-500-30 10 pezzi

600-500-60 100 pezzi

Vite di trazione media

0,40 mm 4,5 mm

17,0 mm

3,1 mm

7,3 mm

600-501-10 1 pezzo

600-501-30 10 pezzi

600-501-60 100 pezzi

Vite di espansione settoriale media, angolata

0,4 mm 6,0 mm

13,0 mm

3,1 mm

7,3 mm

600-501-10 1 pezzo

600-501-30 10 pezzi

600-501-60 100 pezzi

Orthocryl® e Orthocryl® LC – il perfetto complemento alle viti di espansione Dentaureum, disponibili nei colori:



Maggiori informazioni.

Orthocryl®



turchese	viola	verde smeraldo	arancio neon	trasparente	rosa trasparente
161-131-00	161-134-00	161-133-00	161-136-00	160-404-00	160-402-00
rosa neon	verde neon	giallo neon	blu neon	blu	
161-137-00	161-138-00	161-135-00	161-136-00	160-404-00	

SPECIALI 1

Vite di espansione plurisetoriale Neo-Bertoni – a tre vie (tipo A)

0,40 mm 3,5 mm

14,5 mm

10,5 mm

600-131-10 1 pezzo

Neo-Bertoni 3D

0,40 mm 3,5 mm

14,5 mm

10,5 mm

600-133-10 1 pezzo

Vite a ventaglio

0,80 mm 7,0 mm

12 mm

606-600-00 1 pezzo

606-600-30 10 pezzi

Vite di espansione per attivatore

0,80 mm 7,0 mm

14,5 mm

3,1 mm

7 mm

600-610-00 1 pezzo

600-610-30 10 pezzi

Viti a bullone, set

609-500-00 1 set

Vite di espansione plurisetoriale Neo-Bertoni – a due vie (tipo B)

0,40 mm 3,5 mm

14,5 mm

10,5 mm

600-132-10 1 pezzo

Vite di espansione plurisetoriale sec. Steiner

0,35 mm 4,0 mm

14,5 mm

10,5 mm

602-604-10 1 pezzo

Vite ad arco sec. Müller

0,80 mm 5,0 mm

20 mm

606-701-00 1 pezzo

606-701-30 10 pezzi

Vite di espansione per attivatore prognatismo sec. Weise

0,90 mm 5,0 mm

14,0 mm

4,0 mm

5,6 mm

603-000-00 1 pezzo

Viti a bullone

0,35 mm

Lunghezza: 4,0 mm 609-004-00 10 pezzi

Lunghezza: 5,0 mm 609-006-00 10 pezzi

Lunghezza: 6,0 mm 609-008-00 10 pezzi

Vite di espansione plurisetoriale sec. Bertoni – a tre vie (tipo A)

0,35 mm 4,0 mm

14,5 mm

10,5 mm

602-605-10 1 pezzo

Neo-bite jumping appliance sec. F.M. Sander, set

600-120-00 1 set

Flexible forward thrust double plate system (Schaneng)

600-000-00 1 set

Vite di espansione plurisetoriale sec. Bertoni – a due vie (tipo B)

0,35 mm 4,0 mm

14,5 mm

10,5 mm

602-606-10 1 pezzo

Neo-bite jumping appliance sec. F.M. Sander

0,35 mm 4,0 mm

14,5 mm

10,5 mm

600-121-10 1 pezzo

Griglia di guida per sistema elastico (Schaneng)

Lunghezza della griglia di guida: 14,0 mm

con vite di espansione palatale 600-001-00 1 pezzo

senza vite di espansione palatale 600-002-00 10 pezzi

La guida di riferimento per gli apparecchi ortodontici rimovibili.

o-atlas II

www.o-atlas.com

o-atlas II

SPECIALI 2

Variety click I piccola – 8/grande – 12

0,80 mm 8,0 mm

0,80 mm 12,0 mm

Variety I piccola – 8/grande – 12

0,80 mm 8,0 mm

0,80 mm 12,0 mm

hyrax I piccola – 7/media – 10/grande – 12

0,80 mm 7,0 mm

0,80 mm 10,0 mm

0,80 mm 12,0 mm

hyrax® click I piccola – 7/media – 10/grande – 12

0,80 mm 7,0 mm

0,80 mm 10,0 mm

0,80 mm 12,0 mm

hyrax® neo I piccola – 7/media – 10/grande – 12

0,80 mm 7,0 mm

0,80 mm 10,0 mm

0,80 mm 12,0 mm

Variety click SP I piccola – 8/grande – 12

0,80 mm 8,0 mm

0,80 mm 12,0 mm

	without	straight	
Variety click piccola – 8	602-836-12	602-836-10	1 pezzo
	602-836-32	602-836-30	10 pezzi
Variety click SP piccola – 8	602-838-12	602-838-10	1 pezzo
	602-838-32	602-838-30	10 pezzi
Variety click grande – 12	602-837-12	602-837-10	1 pezzo
	602-837-32	602-837-30	10 pezzi
Variety click SP grande – 12	602-839-12	602-839-10	1 pezzo
	602-839-32	602-839-30	10 pezzi

Variety SP I piccola – 8/grande – 12

0,80 mm 8,0 mm

0,80 mm 12,0 mm

	without	straight	
Variety piccola – 8	602-815-12	602-815-10	1 pezzo
	602-815-32	602-815-30	10 pezzi
Variety SP piccola – 8	602-819-12	602-819-10	1 pezzo
	602-819-32	602-819-30	10 pezzi
Variety grande – 12	602-806-12	602-806-10	1 pezzo
	602-806-32	602-806-30	10 pezzi
Variety SP grande – 12	602-809-12	602-809-10	1 pezzo
	602-809-32	602-809-30	10 pezzi

hyrax® in titanio grande – 12

0,80 mm 12,0 mm

	without	straight	angulated	
hyrax® piccola – 7	602-800-12	602-800-10	602-801-10	1 pezzo
	602-800-32	602-800-30	602-801-30	10 pezzi
hyrax® media – 10	602-808-12	602-808-10	602-809-10	1 pezzo
	602-808-32	602-808-30	602-809-30	10 pezzi
hyrax® grande – 12	602-811-12	602-811-10	602-812-10	1 pezzo
	602-811-32	602-811-30	602-812-30	10 pezzi
hyrax® in titanio grande – 12	602-810-12	602-810-10	-	1 pezzo
	602-810-32	602-810-30	-	10 pezzi

hyrax® click media – 10

75 mm

12,8 mm

4,5 mm

hyrax® click grande – 12

75 mm

14,8 mm

4,5 mm

hyrax® neo media – 10

75 mm

12,8 mm

4,5 mm

hyrax® neo grande – 12

75 mm

14,8 mm

4,5 mm