




IMPLANTOLOGIA DIGITALE.

La soluzione completa per processi CAD/CAM.



tioLogic® DIGITAL.



3shape 

PIANIFICAZIONE.

SCANSIONE.



Con tioLogic[®] DIGITAL. Dentaaurum offre una soluzione completa e coordinata per processi CAD/CAM su impianti tioLogic[®].

La gamma di prodotti comprende tutti i dati e i componenti originali per la produzione di abutment customizzati in un unico pezzo, abutment ibridi e riabilitazioni a barra o ponte da realizzare con tecnologia CAD/CAM e con materiali certificati "MADE IN GERMANY - MADE BY DENTAURUM".



MATERIALE.

DESIGN.

PRODUZIONE.

ASSISTENZA

Pianificazione implantare.



Scansione



Pianificazione



Modellazione

Più comfort per i pazienti grazie all'implantologia computer-guidata.

Con un software di pianificazione implantare è possibile implementare, nel proprio studio, un processo coordinato e completo per il trattamento con impianti.

Dalla pianificazione implantare orientata alla protesi, alla costruzione e produzione di dime chirurgiche in loco, il clinico e il suo team potrà facilmente ottenere, per i suoi pazienti, risultati predicibili di trattamenti estetico-funzionali.

Non si desidera acquistare il software? Nessun problema, Dentaurum Italia Digital può eseguire la pianificazione sulla base della TC-CB del paziente e le indicazioni del clinico.


I vantaggi per il clinico.

Più comfort per i propri pazienti grazie ai migliorati metodi terapeutici e alla necessità di fissare un minor numero di appuntamenti in studio.

Maggiore redditività grazie a tempi di trattamento più brevi e opzioni di produzione in loco poco costose.

Maggiore coordinamento nel flusso di lavoro implantare grazie alla pianificazione orientata alla protesi affidabile ed efficiente in termini di tempo e alla chirurgia guidata dalla dima, nonché alla regolare trasmissione dei dati con la nostra specifica piattaforma online.





Stampa



Lavoro insieme



Fornitura

Software di pianificazione implantare.

I software di pianificazione implantare consentono di creare un flusso di lavoro prevedibile e coerente per le procedure implantari. Dalla pianificazione implantare basata sulla protesi, alla progettazione e produzione interna delle guide chirurgiche e delle corone avvitare, rappresentano un modo migliore di lavoro. Permettono di combinare le scansioni CBCT e le scansioni intraorali per ottenere una visione clinica completa della situazione dell'osso e dei tessuti molli, in modo da poter pianificare i trattamenti implantari in modo coerente e prevedibile. Progettare e realizzare corone o ponti avvitati in base alla pianificazione dell'impianto per il posizionamento immediato sarà sempre più semplice.



Si possiede già un software di pianificazione implantare?

Gli impianti dei sistemi Dentaurum si potranno trovare
nei principali software di pianificazione:
www.dentaurum.de/deu/guided-surgery-uebersicht-30464.aspx

La chirurgia computer-guidata.


pOstition for tioLogic® è un sistema di chirurgia guidata con cui gli impianti tioLogic® possono essere posizionati nell'arcata utilizzando lo specifico software di pianificazione implantare 3D e il supporto di una guida chirurgica programmata per l'intervento.

Intervento implantare programmato e sicuro.

I moderni processi di imaging 3D, come TC e DVT, consentono al clinico di riconoscere meglio le strutture esistenti nei mascellari tridimensionali prima di iniziare la chirurgia e di adattare conseguentemente il processo terapeutico. Utilizzando il software di pianificazione implantare 3D, questi processi di imaging possono essere impiegati per posizionare virtualmente gli impianti in modo da rendere possibile una chirurgia sicura e valutando, al contempo, la migliore soluzione protesica sia dal punto di vista funzionale che estetico.




Accurata
preparazione.




Massima
precisione.



Impiantazione
mini-invasiva.



Sistema di controllo
strutturato.



Lo scanner intraorale.



5 motivi che parlano a favore dell'impronta ottica:



Maggiore comfort per il paziente e maggiore soddisfazione.



Precisione digitale per evitare gli errori manuali



Semplice presa delle impronte senza necessità di ripetizione.



Risparmio di tempo, che permette più trattamenti.



Risparmio sui costi di materiale e trasporto.

Ecco il portafoglio completo degli scanner intraorali TRIOS.

Indipendentemente dal fatto di essere un neofita delle tecnologie digitali o di possedere già una pratica digitale, TRIOS dà l'opportunità di andare oltre, offrendo un'eccellente service ai pazienti grazie all'ampliamento dei servizi forniti.



3shape TRIOS 3 cavo



3shape TRIOS 3 wireless



5 motivi per scegliere TRIOS:

- stato dell'arte nella tecnologia di scansione.
- colori realistici.
- configurazioni hardware flessibili.
- software di analisi e pianificazione del trattamento.
- regolare scambio del lavoro con il laboratorio.

La giusta scelta per ogni studio dentistico.
Diversi modelli TRIOS per ogni esigenza individuale.



3shape TRIOS 4 wireless



3shape TRIOS 5 wireless



Selezione di materiali per il sistema implantare tioLogic® ST.

Componenti CAD / CAM originali direttamente dal produttore.

In qualità di specialista dei materiali, Dentauro offre un'ampia varietà di prodotti e componenti per ogni esigenza e per una vasta gamma di indicazioni. Sono disponibili svariati elementi di protesi per il sistema implantare tioLogic® ST per la produzione di restauri altamente estetici.

CAD/CAM PreForms.

CAD/CAM PreForms per la produzione di abutment customizzati in un unico pezzo in laboratorio o tramite Dentauro Italia Digital.



Basi in titanio CAD/CAM.

Basi in titanio CAD/CAM per la produzione di abutment ibridi customizzati. Il loro design permette la connessione sicura ed estetica con la mesostruttura in ceramica.



Basi in titanio CEREC CAD/CAM.

Basi in titanio CEREC CAD/CAM per la produzione di abutment ibridi customizzati specifici per il flusso di lavoro con sistema CEREC.

Abutment per barre.

Per le riabilitazioni con struttura a barre sono disponibili diversi abutment specifici, in differenti altezze gengivali, per compensare le divergenze dell'impianto e garantire l'assenza di tensioni nella struttura.



Abutment per ponti.

Per le riabilitazioni con struttura a ponti sono disponibili diversi abutment specifici, in differenti altezze gengivali, per compensare le divergenze dell'impianto e garantire l'assenza di tensioni nella struttura.



Abutment AngleFix.

Abutment AngleFix per riabilitazioni a carico immediato di pazienti edentuli con barre o ponti avvitati.



Selezione di materiali per il sistema implantare tioLogic® TWINFIT.

Componenti CAD / CAM originali direttamente dal produttore.

In qualità di specialista dei materiali, Dentauro offre un'ampia varietà di prodotti e componenti per ogni esigenza e per una vasta gamma di indicazioni. Il rivoluzionario abutment switch garantisce la massima flessibilità. Tutti i componenti dell'abutment per il sistema implantare tioLogic® TWINFIT sono disponibili con geometria di connessione conica e platform. Le cappette di scansione vengono realizzate in PEEK e consentono impronte precise e sicure, sia intra che extra-orali.

CAD/CAM PreForms.

CAD/CAM PreForms per la produzione di abutment customizzati in un unico pezzo in laboratorio o tramite Dentauro Italia Digital.



Basi in titanio CAD/CAM.

Basi in titanio CAD/CAM per la produzione di abutment ibridi customizzati. Il loro design permette la connessione sicura ed estetica con la mesostruttura in ceramica.



Abutment 4Base per il completo segmento occlusale avvitato.

La gamma di componenti protesici è stata completata dall'innovativo sistema 4Base per sovrastrutture avvitate.

Vantaggi:

- interfaccia uniforme per semplificare il restauro protesico
- possibilità di angolare fino a 50°
- tempi di trattamento ridotti
- evitare interventi di rigenerazione ossea
- canale vite angolato



Basi in titanio CAD/CAM da incollare per ponti.

Le basi in titanio CAD/CAM da incollare sono state appositamente progettate per l'incollaggio di riabilitazioni a ponte su più elementi o restauri completi nei mascellari edentuli.

Canale vite angolato.



Il **canale vite angolato** offre la soluzione ottimale per l'intero segmento avvitato occlusalmente, sia con costruzioni 4Base che ibride. Ciò garantisce risultati protesici estetici e funzionali.

Vantaggi:

- possibilità di compensare l'angolazione fino a 20°
- accesso "discreto" nella regione anteriore
- un solo cacciavite per tutti i canali angolati delle viti



Basi in titanio CAD/CAM.

Basi in titanio CAD/CAM per canali vite angolati per la produzione di abutment ibridi individuali. Il loro design permette la connessione sicura ed estetica con la mesostruttura in ceramica.

Analogo da laboratorio per modelli stampati e colati.


L'analogo da laboratorio tioLogic® TWINFIT è adatto sia per la produzione digitale che per la produzione analogica dei modelli. Il design dell'analogo da laboratorio ne consente il fissaggio nel gesso, ma soprattutto nella cavità predisposta nel modello prototipato.

Vantaggi:

- flessibilità nella scelta dei materiali
- può essere utilizzato sia nei flussi di lavoro convenzionali che in quelli digitali
- posizionamento semplice e preciso nel modello
- disponibili set di dati per sistemi 3Shape, exocad e dental wings



Design.



Set di dati per tutti i fornitori di software.

Dentaurum, su www.dentaurum.de/cadcam, offre il servizio di download dei set di dati CAD/CAM tioLogic® per i software di modellazione 3shape, dental wings ed exocad. I set di dati sono stati creati e verificati insieme a questi produttori (vedi Manuale tioLogic-digital, REF 989-800-59IT). Dopo aver selezionato il fornitore del software desiderato, inizierà il download completo dei dati per tutte le varianti di protesi in pacchetto completo:

- sovrastrutture customizzate in un unico pezzo
- abutment ibridi
- riabilitazioni con barre e ponti
- modelli prototipati



Produzione.

DENTAURUM ITALIA DIGITAL

È il ramo d'azienda creato nel 2016 per supportare il lavoro di dentisti e odonto-tecnici con una vasta gamma di software e di prodotti digitali che utilizzano le ultime tecnologie di immagine 3D e che migliorano e permettono di semplificare le discipline odontoiatriche, avvicinandole sempre più alle esigenze dei pazienti.

Dentaurum Italia Digital fornisce anche svariati servizi che permettono al dentista di offrire ai propri pazienti un nuovo modo di acquisire i trattamenti odontoiatrici loro necessari.



DENTAURUM
ITALIA DIGITAL

Utilizzare le sinergie in modo sensato.

Molti prodotti Dentaureum possono essere combinati tra loro in modo molto efficiente.

Sia la ceramica ceraMotion® One Touch che la ceraMotion® Zr si combinano perfettamente con il disilicato di litio e l'ossido di zirconio. La ceramica per rivestimento estetico ceraMotion® è stata sviluppata appositamente per la lega remanium® star e la rematitan®, garantendo un'elevata resistenza di adesione.



Lavoro protesico eseguito da Mdt Waldemar Fritzler, Geeste, Germania.



Il materiale giusto per ogni applicazione:

Materiale	Prodotto struttura	Paste di finalizzazione	Ceramiche estetiche
Disilicato di litio	ceraMOTION® LiSi	ceraMOTION® One Touch	ceraMOTION® Zr
Ossido di zirconio	ceraMOTION® Z		
Leghe non preziose	remanium® star R ■ per fusione ■ per fresaggio ■ per lasermelting	-	ceraMOTION® Me
Titanio	rematitan® R ■ per fusione ■ per fresaggio ■ per lasermelting	-	ceraMOTION® Ti

Il Gruppo Dentauro

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Informazioni su prodotti e servizi sono disponibili nel sito www.dentaurum.com
- ➔ Per ordinare in modo semplice e rapido **Dentauro Italia Online-Shop**
- ➔ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051 861935

Assistenza Clienti Implantologia digitale: telefono 051 862580 | E-Mail mcolosimo@dentaurum.it
Ufficio commerciale: telefono 051 6647437 | E-Mail ordini@dentaurum.it | fax 051 863291

Data dell'informazione: 11/23

Soggetto a modifica



shop.dentaurum.it/



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Instagram!

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentauro Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Fano (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaurum.it | info@dentaurum.it