

BE HAPPY!
JUST SMILE
SO FAST &
GENTLE.

discovery[®]
SMART sl



IT'S EASY #CLICK&GO

D
DENTAURUM
1886




INTELLIGENTE NEL TRATTAMENTO RAPIDO NEL RISULTATO.

discovery® smart sl sono i nostri bracket più recenti e intelligenti della riuscita linea Premium discovery®. Questi bracket sono stati sviluppati appositamente per rendere il tuo trattamento il più rapido e confortevole possibile. I tuoi bracket vengono prodotti nella sede centrale di Dentauro a Ispringen, nel cuore della Foresta Nera settentrionale.



Qui trovi i
nostri consigli per
l'igiene del
tuo apparecchio
ortodontico



ALL FEAT
MANY R
SMILE, B
CLICK

FEATURES
BENEFITS
BRACKET
CLICK&GO



I TUOI VANTAGGI IN SINTESI



Tempi di trattamento più brevi

I movimenti dentali vengono spesso raggiunti rapidamente, perché i tuoi denti possono essere spostati nella posizione corretta in modo efficiente.



Meno appuntamenti di controllo e meno tempo nello studio dentistico

- Non è necessario sostituire gli elastici, quindi avrai meno appuntamenti di controllo.
- Gli archi possono essere sostituiti più rapidamente grazie al semplice meccanismo a scatto – trascorri meno tempo nello studio. Semplice **#CLICK&GO**.



Maggiore comfort durante l'utilizzo

- La riduzione dell'attrito e l'impiego di forze controllate garantiscono uno spostamento efficiente e delicato dei denti.
- Grazie al design piccolo e piatto, i bracket sono discreti, confortevoli in bocca e poco fastidiosi nella vita quotidiana.



Elevata biocompatibilità dei materiali

La base dei bracket, strutturata al laser e modellata anatomicamente, garantisce l'elevata biocompatibilità dei materiali e offre al tempo stesso una tenuta sicura e stabile.



Igiene orale più semplice

Senza fili ed elastici si accumulano meno residui di cibo – la pulizia diventa, per te, più semplice e più accurata.



Confezionati in modo igienico

Dopo un accurato processo di pulitura, i tuoi bracket vengono confezionati con un sistema completamente automatizzato e igienico in un blister a doppia pellicola. La confezione dei tuoi bracket viene aperta nello studio esclusivamente per te.




Che cos'è un bracket?

Un bracket è un piccolo supporto con quattro alette che viene incollato sul dente. Serve per spostare i denti nella posizione corretta con l'aiuto di un arco ortodontico.


Il bracket tradizionale:

affinché l'arco rimanga fissato nel bracket, viene legato con un piccolo elastico oppure con un filo metallico, la cosiddetta legatura. Quando si cambia l'arco ortodontico, anche la legatura deve essere sostituita.




I bracket autoleganti discovery® smart sl:

questi bracket sono dotati del sistema integrato Click&Go, che mantiene l'arco di trattamento in modo affidabile. In questo modo i denti si spostano più facilmente e più rapidamente nella posizione corretta e l'apparecchiatura può essere mantenuta pulita con maggiore facilità.



Il tuo Studio Dentistico:



Dentaaurum Italia S.p.A.



Via degli Speciali, 142/144
Centergross 40050 Funo (BO)



www.dentaaurum.com

D
DENTAURUM
1886