


tiologic[®]
TWINFIT



30
years
DENTAURUM
IMPLANTOLOGY

La connessione del futuro
Conica e platform assieme

D
DENTAURUM
1886

L'ABUTMENT

CONICO

SOTTOCRESTALE



tioLogic® TWINFIT viene prodotto presso la sede centrale di Dentaurum a Ispringen, nel cuore della Foresta Nera settentrionale, utilizzando impianti moderni e complessi – Made in Germany.



NT-SWITCH

tiologic[®]
TWINFIT

SEMPRE IL GIUSTO IMPIANTO!

Indipendentemente dalla preferenza per una connessione platform o conica, sia il clinico che il paziente beneficiano, con ogni impianto tiologic[®] TWINFIT, della libertà di passare in qualsiasi momento dalla connessione conica a quella platform!

PLATFORM

LIVELLO OSSEO



MAGGIORI
INFORMAZIONI



La libertà di passare in qualsiasi momento dalla connessione conica a quella platform



Adattamento legato all'età e alla situazione clinica in presenza di alterazioni ossee e gengivali.

Agevole passaggio da una connessione all'altra in caso di aumento del numero di pilastri.

- ⊗ Rimovibile e sostituibile in qualsiasi momento
- ⊗ Rimozione senza l'uso di strumenti

Filettatura fine crestale, autofilettante

Presenza sicura anche in presenza di ridotta disponibilità ossea




Superficie sabbiata e mordenzata

Struttura superficiale omogenea per un'ottimale adesione e crescita ossea




Platform-Switch integrato

Ridotto numero di linee
di abutment (S/M/L)



Filettatura grossa progressiva, autofilettante

Elevata stabilità primaria nell'osso
spugnoso e in caso di carico immediato



Apice arrotondato

Punta apicale ad alta presa e protezione
della membrana di Schneider

PRO - CONICA

- Mantenimento dell'osso crestale peri-implantare
- Gestione ottimizzata dei tessuti molli
- Connessione conica a elevata tenuta, separabile senza l'uso di strumenti


Superficie di appoggio conica



PRO - PLATFORM

- Fine corsa ad altezza definita
- Particolare vantaggio nei casi di biotipo gengivale sottile
- Posizionamento passivo e privo di tensioni per ponti e barre

Superficie di appoggio platform





Dentaurum Italia S.p.a.

