



temporary
orthodontic
micro
anchorage
system

tomas[®]

tomas[®] -auxiliary kit

Casi clinici

D
DENTAURUM
1886

Sperimentati accessori per la rapida soluzione di qualsiasi situazione ortodontica



tomas®-auxiliary kit (Kit di accessori)

Il tomas®-auxiliary kit contiene svariati accessori per mesializzare, distalizzare e per l'uprighting dei denti in connessione con la minivite tomas®-pin.



REF 302-001-20	1 kit
Contenuto:	
10 x tomas®-coil spring, light (8 mm), (molle in nichel-titanio, leggere)	REF 302-012-00 
10 x tomas®-coil spring, medium (8 mm), (molle in nichel-titanio, medie)	REF 302-012-10 
10 x tomas®-coil spring, heavy (8 mm), (molle in nichel-titanio, forti)	REF 302-012-20 
10 x tomas®-uprighting spring (molle di uprighting)	REF 302-009-00 
10 x tomas®-stop screw (viti di stop)	REF 302-013-01 
1 x Chiave a brugola 0,9	REF 607-129-00 
10 x tomas®-power arm, square (ganci chirurgici rettangolari)	REF 302-015-00 
10 x tomas®-T-wire	REF 302-024-00 
10 x tomas®-power arm, round (ganci chirurgici tondi)	REF 302-019-00 
10 x tomas®-crimp hook (SUP sx / INF dx)	REF 302-020-00 
10 x tomas®-crimp hook (SUP dx / INF sx)	REF 302-020-10 
10 x tomas®-aligner hook (SUP sx / INF dx)	REF 302-021-00 
10 x tomas®-aligner hook (SUP dx / INF sx)	REF 302-021-10 
3 x tomas®-compression spring (molle di compressione in NiTi)	REF 302-022-00 



Indice

1. tomas®-coil springs	pag. 4
2. tomas®-stop screw	pag. 6
3. tomas®-cross tube	pag. 7
4. tomas®-power arms	pag. 8
5. tomas®-uprighting spring	pag. 9
6. tomas®-hook	pag. 10
7 tomas®-compression spring	pag. 11

Autori dei casi clinici:

Schede 1, 2, 3, 4, 6, 7

Dr. Santiago Isaza Penco



Libero professionista in Bologna

Scheda 5

Prof. Dr. Camillo Morea

Professore c/o l'Università di San Paolo (Brasile)

1. tomas® coil springs



Caratteristiche:

- elevata elasticità con costante rilascio della forza
- elevata resistenza a fatica

tomas®-coil spring, leggera

Codice colore: blu

Molle super elastiche in NiTi da agganciare ai tomas®-pin.

REF 302-012-00



tomas®-coil spring, media

Codice colore: giallo

Molle super elastiche in NiTi da agganciare ai tomas®-pin.

REF 302-012-10




tomas®-coil spring, forte

Codice colore: rosso

Molle super elastiche in NiTi da agganciare ai tomas®-pin.

REF 302-012-20





Indicazione: retrazione "in blocco"





2. tomas®-stop screw




tomas®-stop screw

Viti di stop ad es. per bloccare le molle di compressione.

REF 302-013-01



Indicazione: stop attivabile per molla di compressione



3. tomas®-cross tube

Caratteristiche:

- elevata precisione
- tubo orizzontale 18 o 22, tubo verticale 22




tomas®-cross tube

Tubetti a croce per la connessione del tomas®-pin all'arco. Ideali per l'accoppiamento indiretto

Tubo orizzontale: 18 x 25

Tubo verticale: 22 x 28

REF 302-014-18




tomas®-cross tube

Tubetti a croce per la connessione del tomas®-pin all'arco. Ideali per l'accoppiamento indiretto

Tubo orizzontale: 22 x 28


Tubo verticale: 22 x 28

REF 302-014-22



**Non compresi nel
tomas®-auxiliary kit!**

Indicazione: stop attivabile per molla di compressione



4. tomas®-power arms



Caratteristiche:

- in filo rettangolare o tondo
- universale per slot 18 o 22

tomas®-power arm, square

Ganci chirurgici aperti in filo elastico rettangolare. Collegano il tomas®-pin all'arco. Utili anche per creare ganci individuali.

REF 302-015-00




tomas®-power arm, round

Ganci chirurgici aperti in filo elastico tondo. Collegano il tomas®-pin all'arco. Utili anche per creare ganci individuali.

REF 302-019-00



Indicazione: elemento di connessione all'arco



5. tomas®-uprighting spring

Caratteristiche:


- molla in NiTi 16 x 24
- filo in acciaio 18 x 25



tomas®-uprighting spring

Per l'uprighting e l'intrusione o
l'estrusione dei molari


REF 302-009-00



Indicazione: stop attivabile per molla di compressione



6. tomas®-hook



Caratteristiche:

- permette l'utilizzo combinato di un elemento elastico agganciato alla testa della minivite con un filo rettangolare inserito nello slot del tomas®-pin

tomas®-hook

Ulteriore possibilità per il fissaggio di elementi elastici alla testa del tomas®-pin.

REF 302-009-10



Indicazione: ancoraggio di elementi elastici

Non compreso nel tomas®-auxiliary kit!



7. tomas®-compression spring

Caratteristiche:

- elevata elasticità con rilascio costante della forza
- elevata resistenza a fatica e trasferimento leggero e uniforme della forza




tomas®-compression spring

Molla aperta super elastica.

REF 302-022-00



Indicazione: distalizzazione





Dentaurum Italia S.p.a.

