

TRIOS Core con cavo

Core. Funzionalità essenziale.

- ✓ Alta accuratezza e precisione
- ✓ Scansioni a colori realistici
- ✓ Pulizia automatica delle scansioni
- ✓ Progettazione di modelli pronti per la stampa
- ✓ Ecosistema aperto impareggiabile
- ✓ Opportunità di progettazione e produzione interna

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Articoli inclusi	Manipolo dello scanner TRIOS Core, 5 puntali di scansione TRIOS 3, puntale di protezione TRIOS 3, puntale di calibrazione TRIOS 3, puntale di calibrazione del colore TRIOS 3, kit di calibrazione del colore TRIOS 3, supporto pod dello scanner TRIOS 3, cavo USB-C personalizzato 3Shape, dongle USB con software, dongle di sottoscrizione 3Shape, documentazione
Dimensioni imballo (LxPxH cm)	44 x 12,5 x 31
Connessione a Invisalign	No

HARDWARE

Peso nello scanner	340 g
Dimensioni scanner (LxPxH cm) :	27,3 x 4 x 4,8
Dimensioni puntale (LxPxH cm):	8,6 x 2 x 2,05
Lunghezza del cavo dello scanner (cm)	150
Dimensioni del pod (DxH cm)	12 x 7
Peso del pod	510 g
Lunghezza del cavo USB-C (cm)	100

* TRIOS Core è compatibile con gli accessori TRIOS 3

3shape 

Cambiamo l'odontoiatria insieme

Partner ufficiale 3Shape:

Dentaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaurum.it | info@dentaurum.it

D
DENTAURUM
1886

