


Catalogo 2020



*Paste
2D & 3D...*

Ceramica in pasta.

cera**motion**[®]
One Touch



La finalizzazione estetica delle riabilitazioni monolitiche in ceramica integrale.

Le ceraMotion[®] One Touch sono speciali paste 2D e 3D create per la finalizzazione e la caratterizzazione estetica di riabilitazioni protesiche monolitiche in zirconia e disilicato di litio.

Semplici

Pronte all'uso.

Rapide

Tutto in una cottura.

Estetiche

Naturale dinamica della luce grazie alla traslucenza, opalescenza e fluorescenza..



Le paste 2D ceraMotion®.

La piccola dimensione delle particelle combinata con la traslucenza delle masse consente l'ottimizzazione cromatica del dente, del valore di luminosità nonché della profondità dei restauri in ceramica integrale.

- La traslucenza delle paste 2D supporta le dinamiche della luce.
- La fluorescenza delle paste è stata adeguata in modo da dare anche ai restauri in ceramica integrale un aspetto naturale.
- Massima estetica grazie all'armonizzazione cromatica con effetto 3D.


Le paste 3D ceraMotion®.

- L'unione di particelle più grandi con una pasta tissotropica permette l'ottimale modellazione delle zone incisali e la possibilità di apportare punti di contatto.
- La stabilità termica delle paste 3D consente di mantenere la desiderata morfologia.
- La traslucenza e l'opalescenza degli incisali 3D pronti all'uso permettono di ottenere effetti di profondità conferendo al lavoro un aspetto vivo.
- La fluorescenza delle paste è stata adattata a quella del dente naturale.



Ceramiche in pasta

cera**motion**[®] – One Touch
One Touch



Cofano ceraMotion[®] One Touch

- Cofano speciale di masse ceramiche in pasta per la semplice produzione di riabilitazioni protesiche estetiche in ceramica integrale.
- Semplice e rapida gestione del lavoro grazie alle paste ceramiche premiscelate e pronte all'uso.

REF 250-800-70

1 cofano

CE 0483

Contenuto del cofano:

Descrizione	REF	Quantità
Paste Glaze PGL trasparente	250-271-03	3 g
Pasta 3D P 3D I2	250-300-03	3 g
Pasta 3D P 3D lumin	250-301-03	3 g
Pasta 3D P 3D neutra	250-302-03	3 g
Pasta 3D P 3D opalescente blu	250-303-03	3 g
Pasta 3D P 3D opalescente grigia	250-304-03	3 g
Pasta 3D P 3D opalescente miele	250-305-03	3 g
Pasta 2D P 2D A	250-306-03	3 g
Pasta 2D P 2D B	250-307-03	3 g

Descrizione	REF	Quantità
Pasta 2D P 2D C	250-308-03	3 g
Pasta 2D P 2D D	250-309-03	3 g
Pasta 2D P 2D bianca	250-310-03	3 g
Pasta 2D P 2D grigia	250-311-03	3 g
Pasta 2D P 2D miele	250-312-03	3 g
Pasta 2D P 2D blu	250-313-03	3 g
Pasta 2D P 2D viola	250-314-03	3 g
Liquido per diluire	254-012-01	10 ml
Liquido rigenerante	254-014-01	10 ml

ceraMotion® One Touch - Paste 2D P 2D

Paste di finalizzazione per la regolazione cromatica dei desiderati colori di base A-D a seconda delle necessità. Possono essere usate in combinazione con le paste 3D senza cottura intermedia.

Con la pasta bianca 2D (schiarente) e grigia (attenuante) è possibile controllare individualmente la luminosità.



Colore	REF	Quantità
A	250-306-03	3 g
B	250-307-03	3 g
C	250-308-03	3 g
D	250-309-03	3 g
bianca	250-310-03	3 g
grigia	250-311-03	3 g
miele	250-312-03	3 g
blu	250-313-03	3 g
viola	250-314-03	3 g

CE 0483


ceraMotion® One Touch - Paste 3D P 3D

- Paste incisali per stratificazioni minimali con effetto 3D e di profondità (pasta 3D I2 + lumin).
- Pasta 3D neutra con maggiore trasparenza per modificare le paste incisali 3D (pasta 3D neutra).
- Paste colorate 3D con effetto opalescente per l'individualizzazione del lavoro (pasta 3D opal blu, opal grigia, opal miele).




Colore	REF	Quantità
I2	250-300-03	3 g
lumin	250-301-03	3 g
neutra	250-302-03	3 g
opalescente blu	250-303-03	3 g
opalescente grigia	250-304-03	3 g
opalescente miele	250-305-03	3 g

CE 0483



Ceramiche in pasta

cera**motion**[®] **No Limits** – One Touch No Limits



Cofano ceraMotion[®] One Touch No Limits

- La prima ceramica in pasta da stratificare che non conosce limiti.
- Include paste 2D e 3D pronte all'uso, colorate in modo coordinato per una migliore estetica dei restauri in ceramica integrale, riproducendo un effetto di profondità identico a quello dei denti naturali.

REF 250-801-70

1 cofano

CE 0483

Contenuto del cofano:

Descrizione	REF	Quantità
Paste Glaze PGL bright	250-272-03	3 g
Pasta 3D P 3D Dentina bleach	250-293-03	3 g
Pasta 3D P 3D Dentina chiara	250-294-03	3 g
Pasta 3D P 3D Dentina media	250-295-03	3 g
Pasta 3D P 3D Dentina scura	250-296-03	3 g
Pasta 3D P 3D trasparente	250-297-03	3 g
Pasta 3D P 3D incisale opal. bright	250-298-03	3 g
Pasta 3D P 3D I3	250-299-03	3 g
Pasta 2D P 2D Incisale I2	250-315-03	3 g

Descrizione	REF	Quantità
Pasta 2D P 2D Incisale I3	250-316-03	3 g
Pasta 2D P 2D Body R	250-317-03	3 g
Pasta 2D P 2D Body L	250-318-03	3 g
Pasta 2D P 2D Body R+	250-319-03	3 g
Pasta 2D P 2D Body arancio	250-320-03	3 g
Stain ST bianco	254-201-02	3 g
Stain ST rosso bruno	254-212-02	3 g
Liquido per diluire	254-012-01	10 ml
Liquido rigenerante	254-014-01	10 ml

ceraMOTION® One Touch No Limits - Paste 2D P 2D

Paste 2D di finalizzazione, precolorate (Body L, Body R, Body R+, Body arancio), per riprodurre il colore desiderato della scala VITA 3D-Master*. Queste paste 2D sono state sviluppate per modificare il colore del dente verso una tonalità „rossastra“ o „giallastra“. Con queste paste possono essere riprodotti tutti i colori della scala VITA 3D-Master*.



Colore	REF	Quantità
blu	250-315-03	3 g
grigio	250-316-03	3 g
body R	250-317-03	3 g
body L	250-318-03	3 g
body R+	250-319-03	3 g
arancio	250-320-03	3 g

CE 0483

ceraMOTION® One Touch No Limits - Paste 3D P 3D


- Dentine in pasta per tecnica di stratificazione e con traslucenza per un effetto naturale in una sola cottura.
- Incisali in pasta per tecnica di stratificazione con effetto naturale.
- Pasta trasparente per aumentare la traslucenza, miscelabile a tutte le paste 2D e 3D ceraMOTION® One Touch.



Colore	REF	Quantità
bleach	250-293-03	3 g
chiara	250-294-03	3 g
media	250-295-03	3 g
scura	250-296-03	3 g
trasparente	250-297-03	3 g
opalecente bright	250-298-03	3 g
trasparente	250-299-03	3 g


CE 0483

*VITA e VITA 3D-Master® sono marchi registrati di VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen.



Ceramiche in pasta

cera**motion**[®] **Pink** – One Touch Pink



Cofano ceraMotion[®] One Touch Pink

- Speciali paste 3D per la finalizzazione estetica delle parti gengivali dei restauri ceramici in zirconia e disilicato di litio.
- Il cofano contiene 7 masse singole nonché i due liquidi speciali.

REF 250-803-70

1 cofano

CE 0483

Contenuto del cofano:

Descrizione	REF	Quantità
Pasta 3D P 3D Gengivale 1	250-230-03	3 g
Pasta 3D P 3D Gengivale 2	250-231-03	3 g
Pasta 3D P 3D Gengivale 3	250-232-03	3 g
Pasta 3D P 3D Gengivale 4	250-233-03	3 g
Pasta 3D P 3D Gengivale bianca	250-234-03	3 g

Descrizione	REF	Quantità
Pasta 3D P 3D Gengivale trasparente	250-235-03	3 g
Pasta 3D P 3D Gengivale modificatore	250-236-03	3 g
Liquido per diluire	254-012-01	10 ml
Liquido rigenerante	254-014-01	10 ml


ceraMotion® One Touch Pink - Paste 3D P 3D

- Semplice e rapida gestione del lavoro grazie alle paste ceramiche premiscelate e pronte all'uso.
- Massima estetica grazie alla precisione cromatica delle paste con effetto 3D.
- Paste NON fluorescenti, proprio come la gengiva naturale.



Colore	REF	Quantità
Gengivale 1	250-330-03	3 g
Gengivale 2	250-331-03	3 g
Gengivale 3	250-332-03	3 g
Gengivale 4	250-333-03	3 g
Gengivale modificatore	250-334-03	3 g
Gengivale bianco	250-335-03	3 g
Gengivale trasparente	250-336-03	3 g

CE 0483



ceraMotion® – One Touch



Pasta Glaze PGL

Massa da glasure in pasta.

Particolarmente indicata per strutture monolitiche in ossido di zirconio e disilicato di litio.

- Elevata fluorescenza per finalizzazioni monolitiche
- Permette una limitata e controllata applicazione

Colore	REF	Quantità
trasparente	250-271-03	3 g

CE 0483



Pasta Glaze PGL bright

Massa da glasure in pasta.

Particolarmente indicata per strutture monolitiche in ossido di zirconio e disilicato di litio.

- Elevata fluorescenza per finalizzazioni monolitiche
- Rispetto alla Pasta Glaze trasparente aumenta il grado di luminosità

Colore	REF	Quantità
trasparente	250-272-03	3 g

CE 0483



Liquido per diluire

Per miscelare le paste ceraMotion® One Touch 2D e 3D.

REF 254-012-01	10 ml
----------------	-------



Liquido rigenerante

Per regolare la viscosità delle paste ceraMotion® OneTouch 3D senza modificare le proprietà tissotropiche delle stesse.

REF 254-014-01	10 ml
----------------	-------



Pennello 2D

Pennello per applicare le paste 2D.


REF 260-905-20	1 pezzo
----------------	---------



Pennello 3D

Pennello per applicare le paste 3D.

REF 260-906-20	1 pezzo
----------------	---------



Supporto ceraMotion® One Touch

Supporto con piastra di miscelazione per masse in pasta ceraMotion® One Touch.
Viene fornito vuoto.

REF 250-350-00	1 pezzo
----------------	---------

C	Pagina
Cofani	
- ceraMotion® One Touch	4
- ceraMotion® One Touch No Limits	6
- ceraMotion® One Touch Pink	8
L	Pagina
Liquidi di miscelazione	
- per diluire	10
- rigenerante	10

P	Pagina
Paste	
- 2D	4, 5, 6, 7
- 3D	4, 5, 6, 7, 8, 9
- Glaze	4, 6, 10
Pennelli	10

REF	Pagina	REF	Pagina	REF	Pagina	REF	Pagina
250-271-03	4, 10	250-301-03	4, 5	250-311-03	4, 5	250-350-00	10
250-272-03	6, 10	250-302-03	4, 5	250-312-03	4, 5	250-800-70	4
250-293-03	6, 7	250-303-03	4, 5	250-313-03	4, 5	250-801-70	6
250-294-03	6, 7	250-304-03	4, 5	250-314-03	4, 5	250-803-70	8
250-295-03	6, 7	250-305-03	4, 5	250-315-03	6, 7	254-012-01	4, 6, 8, 10
250-296-03	6, 7	250-306-03	4, 5	250-316-03	6, 7	254-014-01	4, 6, 8, 10
250-297-03	6, 7	250-307-03	4, 5	250-317-03	6, 7	254-201-02	6
250-298-03	6, 7	250-308-03	4, 5	250-318-03	6, 7	254-212-02	6
250-299-03	6, 7	250-309-03	4, 5	250-319-03	6, 7	260-905-20	10
250-300-03	4, 5	250-310-03	4, 5	250-320-03	6, 7	260-906-20	10

Il Gruppo Dentauro

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Headquarters



Dentauro GmbH & Co. KG
Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany
Tel. +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295 | info@dentauro.com

Affiliates



Dentauro Benelux BVBA/SPRL
Britselei 31 | 2000 Antwerpen
Tel. +32.(0)3/707.23.20 | Fax +32.(0)3/707.23.21 | info@dentauro.be



Dentauro Benelux BVBA/SPRL
Britselei 31 | 2000 Antwerpen
Tel. +32.(0)3/707.23.20 | Fax +32.(0)3/707.23.21 | info@dentauro.be



Dentauro Benelux BVBA/SPRL
Britselei 31 | 2000 Antwerpen
Tel. +32.(0)3/707.23.20 | Fax +32.(0)3/707.23.21 | info@dentauro.be



Dentauro España S.A.
Saturnino Calleja, 6 (2ºB) | 28002 Madrid
Tel. +34 91 416 5161 | Fax +34 91 415 4916 | info@dentauro.es



Dentauro France S.A.S.
Boulevard du Courcier | Allée des Voyageurs | CS 60068 | 77437 Marne-La-Vallée Cedex 2
Tel. +33 (0)1 64 11 26 26 | Fax +33 (0)1 60 17 43 47 | info@dentauro.fr



Dentauro Italia S.p.a.
Via degli Speciali 142/144 | Blocco 33 – Centergross | 40050 Funo (Bologna)
Tel. +39.051 86 25 80 (r.a.) | Fax +39.051 86 32 91 | info@dentauro.it



Dentauro Switzerland GmbH
Vogelberg 21B | 4614 Hägendorf
Tel. +4162-2165700 | Fax +4162-2165701 | info@dentauro.ch



Dentauro Australia PTY LIMITED
18 Bertram Street | Mortlake NSW 2137 | SYDNEY
Tel. +61 2 97 43 48 11 | Fax +61 2 97 43 45 99 | info@dentauro.com.au



Dentauro Canada Inc.
#600 - 525, boul. Ford | Châteauguay, QC, Canada | J6J 4Z2
Tel. +1-800-363-9973 | Fax +1-888-771-3640 | info@dentauro.ca



Dentauro Inc.
2050 Cabot Boulevard West, Suite 100 | Langhorne, PA 19047 | USA
Tel. +1-800-523-3946 | Fax +1-800-553-6389 | info@dentauro-us.com