

conical

platform

 **tiologic**
TWINFIT

CATALOGO PRODOTTI | 4

D
DENTAURUM
1886

Oltre 25 anni di esperienza, innovazione e servizio.

tioLogic®, il brevettato sistema implantare – sviluppato dalla somma delle esperienze. Per la massima sicurezza, l'estetica perfetta e la semplice gestione.

1995

TIOLOX®



Sistema implantare TIOLOX® - La perfetta fusione di funzionalità, sicurezza e semplicità d'uso.


2007

*tio*logic®



*tio*logic®
Il sistema implantare

2007



*tio*logic®
easyClean

2009

2010

*tio*logic® digital.



*tio*logic®
pOsition



2011

tioLogic® digital. La soluzione completa per il workflow CAD/CAM con gli impianti tioLogic®.

Dentaurum possiede oltre 25 anni di esperienza in campo implantare e addirittura più di 135 anni in settori come la protesi dentale, la tecnologia del titanio e l'ortodonzia. Il potenziale sinergico risultante viene utilizzato per innovazioni pionieristiche e porta a soluzioni con sistemi convincenti - Made in Germany. Altrettanto proficui sono gli anni di collaborazione scientifica con esperti di università e cliniche, nonché il continuo scambio con dentisti e odontotecnici di tutto il mondo.

*Sistema implantare tioLogic® ST e tioLogic® ADVANCED.
Per una rapida e atraumatica inserzione ed una elevata stabilità primaria.*

2013



*tio*logic® ST

2015



CITO mini®



*tio*logic®
ADVANCED

2013

*Sistema implantare CITO mini®
– Impianti monopezzo a testa sferica e a diametro ridotto.*

*tioLogic® TWINFIT, il brevettato sistema implantare.
L'esclusivo Abutment Switch su un unico impianto a garanzia della massima flessibilità nella riabilitazione protesica.*

2018



*tio*logic.
TWINFIT

continua ...

*tio*logic.
Il sistema implantare

2018

Dopo oltre 11 anni di successi, il marchio tioLogic® appare con un nuovo moderno design.

WE ARE
DENTAURUM

SINCE
1886



Dentaurum – dal 1886 competenza dentale

Le tecnologie dentali fissano gli standard


Dentaurum sviluppa, fabbrica e commercializza in tutto il mondo prodotti per dentisti e odontotecnici. La scelta di articoli per protesi, ortodonzia e implantologia è unica nel panorama dentale.

La qualità genera fiducia

Essendo una delle più antiche società indipendenti esistenti al mondo nel campo dentale, Dentaurum ha potuto acquisire nel tempo un'esperienza globale in campo odontoiatrico. Il successo ottenuto in questi anni è il frutto del consenso conseguito dai propri clienti e dal mercato. Dentaurum è quindi impegnata nel costante sviluppo dell'azienda e nel miglioramento continuo della qualità dei propri processi produttivi e prodotti fabbricati.

Il servizio come valore aggiunto


Sono molteplici i motivi per utilizzare i prodotti Dentaurum in uno studio dentistico e in un laboratorio odontotecnico. La qualità è un aspetto fondamentale. La filosofia aziendale è quella di completare la produzione con l'assistenza e servizi aggiuntivi per i prodotti. Dentaurum offre un ampio programma di formazione per principianti ed esperti con un team di relatori di esperienza internazionale.



Hightech inhouse

La grande esperienza e competenza dell'azienda si basa su molti anni di know-how maturato nell'ambito delle proprie strutture di ricerca e sviluppo in Germania e in Francia. Dipendenti altamente qualificati trovano nei team interdisciplinari le risposte necessarie per affrontare le sfide del futuro. Allo stesso tempo nello sviluppo, molti anni di cooperazione con esperti di università e cliniche private hanno contribuito a conquistare sempre nuovi traguardi in termini di innovazione.

Un ulteriore risultato ottenuto è il completo portafoglio prodotti, uno dei punti di forza di Dentaaurum. Nessun'altra azienda dentale possiede una gamma prodotti altrettanto vasta e profonda con oltre 8.500 articoli.





IL SISTEMA IMPLANTARE

- *Il sistema implantare tioLogic® TWINFIT* 10

CHIRURGIA

• *Pianificazione e diagnosi*

- Selettori radiografici 22
- Accessori per la pianificazione 23

- *Tray chirurgico per tioLogic® TWINFIT* 24

• *Frese ADVANCED*

- Panoramica degli strumenti 26
- Fresa di preparazione 27
- Fresa pilota 27
- Surface cutter 27
- Prime frese 27
- Seconde frese 27
- Maschiatori 27

- *pOstition for tioLogic®* 28

• *Frese pOstition for tioLogic®*

- Panoramica degli strumenti 28
- Boccole 29
- Frese per boccole 29
- Supporti per boccole 29
- Perni per boccole 30
- Riduttori 30
- Mucotomi 31
- Frese pilota 31
- Prime frese 32
- Seconde frese 33
- Maschiatori 33

• *L'impianto.*

- Impianti tioLogic® TWINFIT 35
- Viti di guarigione, cilindriche 36
- Viti di guarigione, anatomiche 37

INDICE

PROTESI

• Set protesico per tioLogic®	40
• Linea di abutment S	
Impronta	43
Modello	43
Provvisorio	43
Componenti CAD/CAM	44
Titanio	45
4Base	46
Abutment a sfera	48
tioLOC	49
• Linea di abutment M	
Impronta	51
Modello	51
Provvisorio	51
Componenti CAD/CAM	52
Titanio	53
4Base	54
Abutment a sfera	56
tioLOC	57
• Linea di abutment L	
Impronta	59
Modello	59
Provvisorio	59
Componenti CAD/CAM	60
Titanio	61
4Base	62
Abutment a sfera	64
tioLOC	65

ACCESSORI

Tray osteotomi	68
Osteotomi, articoli singoli	68
Chirurgia, articoli singoli	69
Chirurgia/Protesi, articoli singoli	70
Protesi, articoli singoli	71
Modelli dimostrativi	71

SISTEMA IMPLANTARE CITO MINI® 72

SUPPORTO

• Panoramica chirurgia e protesi	78
• Materiale informativo	80
• Chiave dinamometrica	82
Tabella dei torque	82
Inseri per chiave dinamometrica	83
Inseri mandrino ISO	83
• Composizione dei materiali	84
• Sistema Qualità & Ambiente	86
• Indice alfabetico	88
• Indice numerico	90
• Online-Shop	94
• Contatti	93

Il sistema implantare

Il nuovo brevettato sistema implantare tioLogic® TWINFIT offre la massima flessibilità, dall'inserzione alla riabilitazione protesica. Consente di scegliere in qualsiasi momento e in modo individuale e flessibile, la variante di abutment migliore per il paziente – conica o platform.



ABUTMENT SWITCH

2 GEOMETRIE DI CONNESSIONE – 1 IMPIANTO

conical

platform



Panoramica dei vantaggi del sistema

Sistema stop di profondità


Flessibilità e sicurezza nella preparazione.
Con il sistema monouso di stop di profondità è possibile eseguire in sicurezza la preparazione chirurgica del sito implantare.



tiologic.
SURGERY.

Nuova confezione

Semplice, efficiente, sicura e maneggevole.



tiologic.
SAFETY.

tiologic
PROSTHETICS.

Soluzioni angolate

- Sistema 4Base per sovrastrutture avvitate con angolazione fino a 20°
- Canale angolato di avvitamento per risultati protesici estetici e funzionali



Workflow digitale

La soluzione completa per processi CAD/CAM.



tiologic
DIGITAL.



3shape



SCANSIONE

MATERIALE

DESIGN

PRODUZIONE

SERVIZIO

Il sistema implantare

Il sistema implantare tioLogic® TWINFIT

offre la massima flessibilità, dall'inserzione


alla riabilitazione protesica definitiva.

Forma dell'impianto.

La forma dell'impianto tioLogic® TWINFIT e la geometria delle spire sono state calcolate con l'analisi al FEM e documentate con studi scientifici. Queste ricerche hanno dimostrato un carico uniforme e non aggressivo per l'osso ma, al tempo stesso, la certezza di non creare picchi di stress che possano danneggiarlo né sovraccaricarlo localmente.


Geometria delle spire.

La geometria delle spire dell'impianto tioLogic® TWINFIT, ne consente il rapido e atraumatico inserimento con un'elevata stabilità primaria. La superficie dell'impianto a contatto con l'osso è sabbiata e mordenzata.



Indicazioni:

platform: con osso regolare, gengiva normale, sottile
conical: con osso irregolare, troppo cresciuto e gengiva spessa




Analisi al FEM del tioLogic® TWINFIT.


Geometria interna.


Il progetto della geometria interna è stato calcolato e confermato mediante analisi FEM e ricerche fisiche condotte c/o l'Università di Bonn sulla base di un test di resistenza a fatica secondo ISO 14801.

Tale geometria si distingue per:

- la presenza di 2 geometrie di connessione, una conica e una platform,
- un'elevata stabilità alla torsione e alla flessione sotto carico continuo,
- la trasmissione senza gioco dei momenti flettenti,
- la massima flessibilità nel posizionamento dei componenti di sistema.







Il concetto S-M-L

5 diametri, 5 lunghezze per impianto, 3 linee di abutment, 2 geometrie di connessione.


L'ottimale progressione di diametro e lunghezza, permette sempre l'impiego dell'impianto più indicato al caso da trattare. Le 3 linee di abutment sono disponibili sia nella versione conica che in quella platform. Il programma prevede abutment in materiale plastico (provvisori), titanio e metallo prezioso, nonché per l'impiego individuale. I nuovi abutment CAD/CAM e 4Base completano l'assortimento e consentono all'utilizzatore di ampliare la gamma dei trattamenti. I componenti S vengono impiegati per gli impianti di diametro 3.3 mm, quelli M per gli impianti di diametro 3.7 e 4.2 mm e gli L per gli impianti di diametro 4.8 e 5.5 mm. Per la loro esatta e semplice identificazione vengono marcati al laser con le lettere S, M e L.

2 geometrie di connessione


3 linee di abutment

5 diametri d'impianto

1 vite protesica



La confezione sterile



La confezione in blister


Gli impianti vengono confezionati e protetti in modo ottimale all'interno di un contenitore triangolare a sua volta contenuto in un blister. L'impianto viene prelevato direttamente con la chiave di avvitamento e inserito, senza essere toccato, nel sito implantare.

La doppia confezione (contenitore e blister) è ulteriormente protetta da un imballo esterno su cui si trova un'etichetta riportante l'indicazione del codice articolo, la descrizione dell'impianto, la sua lunghezza, il suo diametro, la data di scadenza della sterilizzazione e il numero di lotto. Per fini di documentazione, la confezione esterna possiede, inoltre, due etichette autoadesive da apporre nel „Passaporto paziente“ e nella cartella clinica; sul blister si trovano ulteriori etichette adesive con il numero di codice e di lotto.

Gli impianti tioLogic® TWINFIT devono essere conservati esclusivamente nella loro confezione originale, a temperatura ambiente, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. L'impianto non deve più essere usato dopo la data di scadenza (vedi etichetta).



Guarda il tutorial!



- 1 Descrizione
- 2 Diametro, lunghezza
- 3 Codice articolo (REF)
- 4 Quantità
- 5 Scadenza della sterilità
- 6 Osservare le modalità d'uso
- 7 Numero identificativo dell'organismo notificato preposto (Direttiva CEE 93/42)
- 8 Prodotto monouso
- 9 Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- 10 Simbolo di sterilizzazione tramite raggi gamma
- 11 Numero di lotto

L'impianto

Tutti gli impianti tiologic® TWINFIT vengono forniti singolarmente con la relativa vite di chiusura e le boccole di stop specifiche per il diametro dell'impianto. Queste sono da considerarsi esclusivamente come prodotti monouso. La doppia confezione (cellophane e blister) sterilizzata a raggi gamma, protegge il contenitore interno con l'impianto sterile e la vite di chiusura contro il rischio di contaminazione. Il contenuto è da considerarsi sterile solo se la confezione è integra. Se la doppia confezione è danneggiata, il prodotto non deve essere utilizzato.

La confezione in blister presenta una perforazione tra l'impianto e le boccole di stop, per consentire di essere separata nel caso in cui le boccole non venissero impiegate.

Le boccole di stop di profondità

Le boccole di stop sono disposte secondo la sequenza di utilizzo delle frese, con una qualità media dell'osso. Se il caso presenta una qualità ossea diversa, la procedura deve essere adattata secondo il protocollo chirurgico.

Inserire la fresa selezionata nella rispettiva boccola di stop fino a sentire uno scatto. Quindi, fare alcuni movimenti con il contrangolo per staccare la boccola dal suo supporto. Il blocco sulla testa della fresa garantisce il sicuro fissaggio della boccola.


L'intera sequenza può essere visualizzata nell'immagine qui in basso.



Guarda il tutorial!



Utilizzo delle boccole di stop.




CHIRURGIA


- Pianificazione e diagnosi

- Selettori radiografici

REF 341-410-00 Selettori radiografici tioLogic® TWINFIT
Scala 1:1 / 1,25:1



REF 341-412-00 Selettori radiografici tioLogic® TWINFIT
Scala 1:1 / 1,4:1



● Pianificazione e diagnosi

● Accessori per la pianificazione

REF 330-560-00		Sfere di repere radiologico 5 pezzi	ø 5.0 mm	
REF 381-422-00		Boccola in titanio	ø interno 2.0 mm	L 6.0 mm
REF 382-720-15		Fresa pilota ADVANCED	ø 2.0 mm	L 17.0 mm
REF 381-428-00		Fresa in tungsteno per boccola (da laboratorio)	ø mandrino 3.0 mm	

- Tray chirurgico for tioLogic® TWINFIT

- Tray chirurgico for tioLogic® TWINFIT

REF 347-424-00 Tray chirurgico for
tioLogic® TWINFIT

Kit chirurgico completo di strumenti per l'inserzione
degli impianti tioLogic® TWINFIT.

- per $\varnothing$ 3.3 mm/ $\varnothing$ 3.7 mm/ $\varnothing$ 4.2 mm/ $\varnothing$ 4.8 mm/ $\varnothing$ 5.5 mm
- indicato per termodisinfettori
- strumenti riutilizzabili
- contenitore di raccolta e conservazione
- completo di Manuale Chirurgico tioLogic® TWINFIT
- completo di selettore radiografico tioLogic® TWINFIT




Il tray non viene fornito con tutti gli elementi qui raffigurati.

● Tray chirurgico for tioLogic® TWINFIT

● Contenuto del tray chirurgico for tioLogic® TWINFIT

REF 382-015-00	Fresa per marcare ø 1.5 mm	REF 347-514-00	Aste di parallelismo ø 1.4 mm / 2.0 mm, L 21.0 mm, 3 pezzi
REF 382-720-15	Fresa pilota ADVANCED ø 2.0 mm, L 17.0 mm	REF 387-526-00	Avvitatore S – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT ø 3.3 mm, L 26.5 mm
REF 382-733-00	Surface cutter ADVANCED ø 3.3 mm	REF 387-527-00	Avvitatore M – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT ø 3.7 mm / ø 4.2 mm, L 26.5 mm
REF 382-737-00	Surface cutter ADVANCED ø 3.7 mm	REF 387-528-00	Avvitatore L – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT ø 4.8 mm / ø 5.5 mm, L 26.5 mm
REF 382-742-00	Surface cutter ADVANCED ø 4.2 mm	REF 387-536-00	Avvitatore S – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT ø 3.3 mm, L 23.5 mm
REF 382-748-00	Surface cutter ADVANCED ø 4.8 mm	REF 387-537-00	Avvitatore M – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT ø 3.7 mm / ø 4.2 mm, L 23.5 mm
REF 382-755-00	Surface cutter ADVANCED ø 5.5 mm	REF 387-538-00	Avvitatore L – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT ø 4.8 mm / ø 5.5 mm, L 23.5 mm
REF 382-733-15	Prima fresa ADVANCED ø 3.3 mm, L 17.0 mm	REF 387-610-00	Chiave a brugola SW 1.3 – mandrino ISO cricchetto, L 20.0 mm
REF 382-737-15	Prima fresa ADVANCED ø 3.7 mm, L 17.0 mm	REF 387-612-00	Chiave a brugola SW 1.3 – mandrino ISO cricchetto, L 26.0 mm
REF 382-742-15	Prima fresa ADVANCED ø 4.2 mm, L 17.0 mm	REF 387-620-00	Chiave a brugola SW 1.3 - cricchetto L 16.0 mm
REF 382-748-15	Prima fresa ADVANCED ø 4.8 mm, L 17.0 mm	REF 387-622-00	Chiave a brugola SW 1.3 - cricchetto L 26.0 mm
REF 382-755-15	Prima fresa ADVANCED ø 5.5 mm, L 17.0 mm	REF 347-646-00	Avvitatore PentaGrip – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT, per 4Base / abutment a sfera, L 22.0 mm
REF 382-933-15	Seconda fresa ADVANCED ø 3.3 mm, L 17.0 mm	REF 387-509-00	Prolunga fresa – mandrino ISO Hexagon
REF 382-937-15	Seconda fresa ADVANCED ø 3.7 mm, L 17.0 mm	REF 387-531-00	Avvitatore S – cricchetto, tioLogic® TWINFIT ø 3.3 mm
REF 382-942-15	Seconda fresa ADVANCED ø 4.2 mm, L 17.0 mm	REF 387-532-00	Avvitatore M – cricchetto, tioLogic® TWINFIT ø 3.7 mm / ø 4.2 mm
REF 382-948-15	Seconda fresa ADVANCED ø 4.8 mm, L 17.0 mm	REF 387-533-00	Avvitatore L – cricchetto, tioLogic® TWINFIT ø 4.8 mm / ø 5.5 mm
REF 382-955-15	Seconda fresa ADVANCED ø 5.5 mm, L 17.0 mm	REF 387-511-00	Adattatore – mandrino ISO Hexagon/cricchetto, L 15.0 mm
REF 382-933-00	Maschiatore ADVANCED ø 3.3 mm, L 17.0 mm	REF 387-602-00	Rondella di avvitamento
REF 382-937-00	Maschiatore ADVANCED ø 3.7 mm, L 17.0 mm	REF 387-800-00	Chiave dinamometrica con funzione di blocco
REF 382-942-00	Maschiatore ADVANCED ø 4.2 mm, L 17.0 mm		
REF 382-948-00	Maschiatore ADVANCED ø 4.8 mm, L 17.0 mm		
REF 382-955-00	Maschiatore ADVANCED ø 5.5 mm, L 17.0 mm		

- Frese ADVANCED for tioLogic® TWINFIT



● Frese ADVANCED for tioLogic® TWINFIT

● Fresa per marcare, risterilizzabile

REF 382-015-00		Fresa per marcare	Ø 1.5 mm
----------------	---	-------------------	----------

● Fresa pilota ADVANCED, risterilizzabile¹

REF 382-720-15		Fresa pilota ADVANCED	Ø 2.0 mm	L 17.0 mm
----------------	---	-----------------------	----------	-----------

● Surface cutter ADVANCED, risterilizzabili¹

REF 382-733-00		Surface cutter ADVANCED	Ø 3.3 mm
REF 382-737-00		Surface cutter ADVANCED	Ø 3.7 mm
REF 382-742-00		Surface cutter ADVANCED	Ø 4.2 mm
REF 382-748-00		Surface cutter ADVANCED	Ø 4.8 mm
REF 382-755-00		Surface cutter ADVANCED	Ø 5.5 mm

● Prime frese ADVANCED, risterilizzabili¹

REF 382-733-15		Prima fresa ADVANCED	Ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-737-15		Prima fresa ADVANCED	Ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-742-15		Prima fresa ADVANCED	Ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-748-15		Prima fresa ADVANCED	Ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-755-15		Prima fresa ADVANCED	Ø 5.5 mm	L 17.0 mm

● Seconde frese ADVANCED, risterilizzabili¹



REF 382-933-15		Seconda fresa ADVANCED	Ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-937-15		Seconda fresa ADVANCED	Ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-942-15		Seconda fresa ADVANCED	Ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-948-15		Seconda fresa ADVANCED	Ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-955-15		Seconda fresa ADVANCED	Ø 5.5 mm	L 17.0 mm

● Maschiatori ADVANCED, risterilizzabili^{1, 2}

REF 382-933-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-937-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-942-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-948-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-955-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 5.5 mm	L 17.0 mm

¹ Per motivi tecnici gli strumenti sono sovradimensionati di 1.0 mm rispetto alla lunghezza di preparazione indicata.

- Frese pOosition for tioLogic®



pOosition
for tioLogic®

● Frese e strumenti pOosition for tioLogic®

● **Boccole**

REF 381-533-00		Boccola		Ø 3.3 mm
REF 381-537-00		Boccola		Ø 3.7 mm
REF 381-542-00		Boccola		Ø 4.2 mm
REF 381-548-00		Boccola		Ø 4.8 mm
REF 381-555-00		Boccola		Ø 5.5 mm

● **Frese per boccole**

REF 381-133-00		Fresa per boccola		Ø 3.3 mm
REF 381-137-00		Fresa per boccola		Ø 3.7 mm
REF 381-142-00		Fresa per boccola		Ø 4.2 mm
REF 381-148-00		Fresa per boccola		Ø 4.8 mm
REF 381-155-00		Fresa per boccola		Ø 5.5 mm

● **Supporto per boccola – med3D**

REF 381-233-00		Supporto per boccola		Ø 3.3 mm
REF 381-237-00		Supporto per boccola		Ø 3.7 mm
REF 381-242-00		Supporto per boccola		Ø 4.2 mm
REF 381-248-00		Supporto per boccola		Ø 4.8 mm
REF 381-255-00		Supporto per boccola		Ø 5.5 mm

● Frese e strumenti pOstion for tioLogic®

● Perni per boccole - med 3D

REF 381-733-00		Perno per boccola	ø 3.3 mm
REF 381-737-00		Perno per boccola	ø 3.7 mm
REF 381-742-00		Perno per boccola	ø 4.2 mm
REF 381-748-00		Perno per boccola	ø 4.8 mm
REF 381-755-00		Perno per boccola	ø 5.5 mm

● Riduttori

REF 381-333-00		Set riduttori	ø 3.3 mm
REF 381-337-00		Set riduttori	ø 3.7 mm
REF 381-342-00		Set riduttori	ø 4.2 mm
REF 381-348-00		Set riduttori	ø 4.8 mm
REF 381-355-00		Set riduttori	ø 5.5 mm

● Frese e strumenti pOsition for tioLogic®

● Mucotomi				
REF 382-333-00		Mucotomo pOsition		Ø 3.3 mm
REF 382-337-00		Mucotomo pOsition		Ø 3.7 mm
REF 382-342-00		Mucotomo pOsition		Ø 4.2 mm
REF 382-348-00		Mucotomo pOsition		Ø 4.8 mm
REF 382-355-00		Mucotomo pOsition		Ø 5.5 mm

● Frese pilota				
REF 382-320-07		Fresa pilota pOsition	Ø 2.0 mm	L 7.0 mm
REF 382-320-09		Fresa pilota pOsition	Ø 2.0 mm	L 9.0 mm
REF 382-320-11		Fresa pilota pOsition	Ø 2.0 mm	L 11.0 mm
REF 382-320-13		Fresa pilota pOsition	Ø 2.0 mm	L 13.0 mm
REF 382-320-15		Fresa pilota pOsition	Ø 2.0 mm	L 15.0 mm

1 Per motivi tecnici gli strumenti sono sovradimensionati di 0.6 mm rispetto alla lunghezza di preparazione indicata.

● Frese e strumenti pOPosition for tioLogic®

● Prime frese pOPosition ¹					
REF 382-333-09		Prima fresa pOPosition	Ø 3.3 mm	L 9.0 mm	
REF 382-333-11		Prima fresa pOPosition	Ø 3.3 mm	L 11.0 mm	
REF 382-333-13		Prima fresa pOPosition	Ø 3.3 mm	L 13.0 mm	
REF 382-333-15		Prima fresa pOPosition	Ø 3.3 mm	L 15.0 mm	
REF 382-337-07		Prima fresa pOPosition	Ø 3.7 mm	L 7.0 mm	
REF 382-337-09		Prima fresa pOPosition	Ø 3.7 mm	L 9.0 mm	
REF 382-337-11		Prima fresa pOPosition	Ø 3.7 mm	L 11.0 mm	
REF 382-337-13		Prima fresa pOPosition	Ø 3.7 mm	L 13.0 mm	
REF 382-337-15		Prima fresa pOPosition	Ø 3.7 mm	L 15.0 mm	
REF 382-342-07		Prima fresa pOPosition	Ø 4.2 mm	L 7.0 mm	
REF 382-342-09		Prima fresa pOPosition	Ø 4.2 mm	L 9.0 mm	
REF 382-342-11		Prima fresa pOPosition	Ø 4.2 mm	L 11.0 mm	
REF 382-342-13		Prima fresa pOPosition	Ø 4.2 mm	L 13.0 mm	
REF 382-342-15		Prima fresa pOPosition	Ø 4.2 mm	L 15.0 mm	
REF 382-348-07		Prima fresa pOPosition	Ø 4.8 mm	L 7.0 mm	
REF 382-348-09		Prima fresa pOPosition	Ø 4.8 mm	L 9.0 mm	
REF 382-348-11		Prima fresa pOPosition	Ø 4.8 mm	L 11.0 mm	
REF 382-348-13		Prima fresa pOPosition	Ø 4.8 mm	L 13.0 mm	
REF 382-348-15		Prima fresa pOPosition	Ø 4.8 mm	L 15.0 mm	
REF 382-355-09		Prima fresa pOPosition	Ø 5.5 mm	L 9.0 mm	
REF 382-355-11		Prima fresa pOPosition	Ø 5.5 mm	L 11.0 mm	
REF 382-355-13		Prima fresa pOPosition	Ø 5.5 mm	L 13.0 mm	
REF 382-355-15		Prima fresa pOPosition	Ø 5.5 mm	L 15.0 mm	

¹ Per motivi tecnici gli strumenti sono sovradimensionati di 0.6 mm rispetto alla lunghezza di preparazione indicata.

● Frese e strumenti pOstion for tioLogic®

● Seconde frese pOstion

REF 382-533-00		Seconda fresa pOstion	Ø 3.3 mm
REF 382-537-00		Seconda fresa pOstion	Ø 3.7 mm
REF 382-542-00		Seconda fresa pOstion	Ø 4.2 mm
REF 382-548-00		Seconda fresa pOstion	Ø 4.8 mm
REF 382-555-00		Seconda fresa pOstion	Ø 5.5 mm

● Maschiatori¹

REF 382-833-00		Maschiatore pOstion	Ø 3.3 mm
REF 382-837-00		Maschiatore pOstion	Ø 3.7 mm
REF 382-842-00		Maschiatore pOstion	Ø 4.2 mm
REF 382-848-00		Maschiatore pOstion	Ø 4.8 mm
REF 382-855-00		Maschiatore pOstion	Ø 5.5 mm

● Maschiatori ADVANCED, risterilizzabili²


REF 382-933-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 3.3 mm	L 17.0 mm
REF 382-937-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 3.7 mm	L 17.0 mm
REF 382-942-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 4.2 mm	L 17.0 mm
REF 382-948-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 4.8 mm	L 17.0 mm
REF 382-955-00		Maschiatore ADVANCED	Ø 5.5 mm	L 17.0 mm

¹ Utilizzare solo per gli impianti tioLogic®.

² Utilizzare solo per gli impianti tioLogic® ST e tioLogic® TWINFIT.

L'impianto

Il sistema implantare tioLogic® TWINFIT
offre la massima flessibilità, dall'inserzione
alla riabilitazione definitiva.



*elementi forniti insieme

● Impianti tioLogic® TWINFIT

● ø 3.3 mm

REF 343-033-09		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 3.3 mm	L 9.0 mm
REF 343-033-11		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 3.3 mm	L 11.0 mm
REF 343-033-13		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 3.3 mm	L 13.0 mm
REF 343-033-15		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 3.3 mm	L 15.0 mm

Compresi vite di chiusura S e relativi stop di profondità.

● ø 3.7 mm

REF 343-037-07		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 3.7 mm	L 7.0 mm
REF 343-037-09		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 3.7 mm	L 9.0 mm
REF 343-037-11		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 3.7 mm	L 11.0 mm
REF 343-037-13		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 3.7 mm	L 13.0 mm
REF 343-037-15		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 3.7 mm	L 15.0 mm

Compresi vite di chiusura M e relativi stop di profondità.

● ø 4.2 mm

REF 343-042-07		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.2 mm	L 7.0 mm
REF 343-042-09		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.2 mm	L 9.0 mm
REF 343-042-11		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.2 mm	L 11.0 mm
REF 343-042-13		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.2 mm	L 13.0 mm
REF 343-042-15		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.2 mm	L 15.0 mm

Compresi vite di chiusura M e relativi stop di profondità.

● ø 4.8 mm

REF 343-048-07		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.8 mm	L 7.0 mm
REF 343-048-09		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.8 mm	L 9.0 mm
REF 343-048-11		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.8 mm	L 11.0 mm
REF 343-048-13		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.8 mm	L 13.0 mm
REF 343-048-15		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 4.8 mm	L 15.0 mm

Compresi vite di chiusura L e relativi stop di profondità.

● ø 5.5 mm

REF 343-055-09		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 5.5 mm	L 9.0 mm
REF 343-055-11		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 5.5 mm	L 11.0 mm
REF 343-055-13		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 5.5 mm	L 13.0 mm
REF 343-055-15		Impianto tioLogic® TWINFIT	ø 5.5 mm	L 15.0 mm

Compresi vite di chiusura L e relativi stop di profondità.

● Viti di guarigione tioLogic® TWINFIT – cilindriche

● cilindriche S

platform

REF 344-110-00		Vite di guarigione S, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 2.0 mm
REF 344-112-00		Vite di guarigione S, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 4.0 mm

● cilindriche M

platform

REF 344-210-00		Vite di guarigione M, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 2.0 mm
REF 344-212-00		Vite di guarigione M, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 4.0 mm
REF 344-214-00		Vite di guarigione M, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 6.0 mm

● cilindriche L

platform

REF 344-310-00		Vite di guarigione L, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 2.0 mm
REF 344-312-00		Vite di guarigione L, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 4.0 mm
REF 344-314-00		Vite di guarigione L, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 6.0 mm

● Viti di guarigione tioLogic® TWINFIT – anatomiche

● anatomiche S

REF 344-110-00		Vite di guarigione S, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 2.0 mm
REF 344-120-00		Vite di guarigione S, tioLogic® TWINFIT	anatomica platform	GH 4.0 mm

platform

● anatomiche M

REF 344-210-00		Vite di guarigione M, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 2.0 mm
REF 344-220-00		Vite di guarigione M, tioLogic® TWINFIT	anatomica platform	GH 4.0 mm
REF 344-222-00		Vite di guarigione M, tioLogic® TWINFIT	anatomica platform	GH 6.0 mm

platform

● anatomiche L

REF 344-310-00		Vite di guarigione L, tioLogic® TWINFIT	cilindrica, platform	GH 2.0 mm
REF 344-320-00		Vite di guarigione L, tioLogic® TWINFIT	anatomica platform	GH 4.0 mm
REF 344-322-00		Vite di guarigione L, tioLogic® TWINFIT	anatomica platform	GH 6.0 mm

platform



PROTESI

- Tray protesico for tioLogic®

- Kit protesico

REF 387-426-00 Tray protesico for tioLogic®

Kit di strumenti per l'integrazione della protesi in bocca al paziente.

- per tutti i diametri d'impianto
- contenitore in materiale plastico



- Tray protesico for tioLogic®

- **Contenuto del tray protesico for tioLogic®**

REF 387-800-00


Chiave dinamometrica
con funzione di blocco

REF 387-620-00

Chiave a brugola SW 1.3 – cricchetto,
L 16.0 mm

REF 387-622-00

Chiave a brugola SW 1.3 – cricchetto,
L 26.0 mm



Linea di abutment S

per impianti tioLogic® TWINFIT da $\varnothing$ 3.3 mm.

ABUTMENT SWITCH

2 GEOMETRIE DI CONNESSIONE – 1 IMPIANTO

● Componenti linea di abutment S



● Impronta

REF 345-110-00		Transfer S, tioLogic® TWINFIT, platform, impronta aperta, con vite a filettatura corta	L 10.0 mm
REF 345-112-00		Transfer S, tioLogic® TWINFIT, platform, impronta aperta, con vite a filettatura corta	L 14.0 mm
REF 345-120-00		Transfer S, tioLogic® TWINFIT, platform, impronta chiusa, con cappetta per impronta, vite AnoTite	L 9.0 mm
REF 345-122-00		Cappette per impronta S, tioLogic® TWINFIT, 5 pezzi	L 5.8 mm
REF 385-124-00		Aiuto di posizionamento S per transfer S, impronta chiusa	L 9.6 mm

● Modello

REF 345-130-00		Analogo S, per tioLogic® TWINFIT	L 12.0 mm
REF 345-132-00		Analogo S, tioLogic® TWINFIT per modelli prototipati e colati, con vite	L 12.0 mm



● Provvisorio

REF 344-130-00		Abutment provvisorio S, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite	GH 3.0 mm L 12.0 mm
REF 384-910-00		Vite per abutment provvisorio	M 1.6 L 13.5 mm

● Componenti linea di abutment **S**




● Componenti CAD/CAM - conici

REF 346-113-01		Base in Ti per CAD/CAM S, tioLogic® TWINFIT, conica, con vite AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-114-01		Base in Ti per CAD/CAM S, tioLogic® TWINFIT, conica per canale vite angolato, con vite AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-195-01		Base in Ti per CAD/CAM S, tioLogic® TWINFIT, conica CEREC, Sirona, con vite AnoTite	GH 1.5 mm max 20°
REF 346-197-01		Blank in Ti per CAD/CAM S, tioLogic® TWINFIT, preformato, conico, con vite AnoTite	



● Componenti CAD/CAM - platform

REF 346-113-02		Base in Ti per CAD/CAM S, tioLogic® TWINFIT, platform per canale vite angolato con vite AnoTite	GH 0.5 mm max 20°
REF 346-195-02		Base in Ti per CAD/CAM S, tioLogic® TWINFIT, platform CEREC, Sirona, con vite AnoTite	GH 0.5 mm
REF 346-199-02		Base in Ti per CAD/CAM S, da incollare tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 0.7 mm
REF 346-197-02		Blank in Ti per CAD/CAM S, tioLogic® TWINFIT, preformato, platform, con vite AnoTite	

● Componenti CAD/CAM – accessori

REF 346-190-02		Scan abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, platform, c on vite protesica	
REF 386-196-00		Cappetta calcinabile per base in Ti per CAD/CAM S, modellabile	
REF 346-430-00		Cappetta scansionabile in Ti per 4Base, tioLogic® TWINFIT, con vite protesica	L 10.0 mm
REF 386-910-00		vite AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-924-00		vite AnoTite per canale vite angolato	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-926-00		Vite protesica per canale vite angolato	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-928-00		vite AnoTite per canale vite angolato	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vite protesica per canale vite angolato	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-932-00		Vite di fissaggio, per scan abutment e impronta chiusa	M 1.6 L 5.5 mm

● Componenti linea di abutment S



conical

● Titanio - conici

REF 346-130-01		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 1.5 mm L 8.2 mm
REF 346-131-01		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 2.5 mm L 9.5 mm
REF 346-132-01		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 4.0 mm L 11.2 mm
REF 346-135-01		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 1.5 mm L 8.7 mm 15°
REF 346-136-01		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 3.0 mm L 10.2 mm 15°
REF 346-139-01		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 2.5 mm L 12.0 mm



platform

● Titanio - platform

REF 346-130-02		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 1.0 mm L 8.0 mm
REF 346-131-02		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 2.5 mm L 9.5 mm
REF 346-132-02		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 4.0 mm L 11.0 mm
REF 346-135-02		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 1.5 mm L 8.7 mm 15°
REF 346-136-02		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 3.0 mm L 10.2 mm 15°
REF 346-139-02		Abutment in Ti S, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 2.5 mm L 12.0 mm

● Titanio - accessori

REF 386-910-00		vite AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vite protesica, solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 9.0 mm

● Componenti linea di abutment **S**



● 4Base – conici

REF 346-140-01		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, conico	GH 1.5 mm	
REF 346-141-01		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, conico	GH 2.5 mm	
REF 346-142-01		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, conico	GH 4.0 mm	
REF 346-145-01		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 3.2 mm	20°
REF 346-146-01		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 3.2 mm	30°



● 4Base – platform

REF 346-140-02		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 1.5 mm	
REF 346-141-02		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 2.5 mm	
REF 346-142-02		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 4.0 mm	
REF 346-145-02		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, platform con vite AnoTite	GH 3.2 mm	20°
REF 346-146-02		Abutment 4Base S, tioLogic® TWINFIT, platform con vite AnoTite	GH 3.2 mm	30°

● Componenti linea di abutment S

● Componenti 4Base – accessori

REF 346-410-00		Vite di chiusura 4Base, tioLogic® TWINFIT	L 5.0 mm
REF 346-412-00		Transfer 4Base, tioLogic® TWINFIT, impronta aperta con vite	L 11.5 mm
REF 346-414-00		Transfer 4Base, tioLogic® TWINFIT, impronta chiusa con vite AnoTite	L 6.3 mm
REF 346-416-00		Cappetta 4Base per impronta, tioLogic® TWINFIT, 5 pezzi	L 5.8 mm
REF 346-432-00		Analogo 4Base, tioLogic® TWINFIT per modelli stampati	L 14.6 mm
REF 346-420-00		Cappetta calcinabile 4Base, tioLogic® TWINFIT, con vite AnoTite	L 10.5 mm
REF 346-422-00		Cappetta in Ti 4Base, tioLogic® TWINFIT, da incollare con vite AnoTite	L 10.5 mm
REF 346-424-00		Cappetta in Ti 4Base, tioLogic® TWINFIT, da saldare al laser, con vite AnoTite	L 6.2 mm
REF 346-428-00		Cappetta in Ti 4Base tioLOC, tioLogic® TWINFIT	GH 3.1 mm L 4.7 mm
REF 346-430-00		Cappetta in Ti scansionabile per 4Base, tioLogic® TWINFIT, con vite protesica	L 10.0 mm
REF 386-910-00		Vite AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-912-00		Vite AnoTite	M 1.6 L 6.0 mm
REF 386-914-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-916-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 6.0 mm
REF 386-928-00		Vite AnoTite, per canale vite angolato	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vite protesica, per canale vite angolato solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 5.5 mm

● Componenti linea di abutment **S**



● Abutment a sfera – platform

REF 346-160-02		Abutment a sfera S, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 1.5 mm ø 2.25 mm
REF 346-161-02		Abutment a sfera S, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 3.0 mm ø 2.25 mm
REF 346-162-02		Abutment a sfera S, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 4.5 mm ø 2.25 mm

● Abutment a sfera - accessori

REF 386-614-00		Analogo abutment a sfera	ø 2.25 mm
REF 386-630-00		Matrice Dalbo®-PLUS TE completa	
REF 386-631-00		Matrice interna Dalbo®-PLUS E	

● Componenti linea di abutment S



■ tioLOC– platform

REF 346-151-02		Abutment tioLOC S, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 1.5 mm
REF 346-152-02		Abutment tioLOC S, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 3.0 mm
REF 346-153-02		Abutment tioLOC S, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 4.5 mm
REF 346-428-00		Cappetta in Ti 4Base tioLOC, tioLogic® TWINFIT compatibile con LOCATOR®	GH 3.1 mm L 4.7 mm

● tioLOC – accessori

REF 346-512-00		Cappette per impronta 2 pezzi	ø 5.6 mmø L 4.5 mm
REF 346-514-00		Analoghi 2 pezzi	ø 4.0 mm L 10.0 mm
REF 346-516-00		Set inserti assortiti 1 alloggiamento in acciaio inox per inserti, 1 piastrina protettiva, 1 inserto da laboratorio, 3 inserti di ritenzione (con perno interno)	
REF 346-518-00*		Ricambi inserti da laboratorio (inserti neri con perno interno) 4 pezzi	neri
REF 346-520-00*		Inserti ritentivi gialli (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 700 g
REF 346-522-00*		Inserti ritentivi rosa (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 900 g
REF 346-524-00*		Inserti ritentivi trasparenti (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 1.500 g
REF 346-526-00*		Inserti ritentivi viola (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 2.700 g
REF 346-530-00		Piastrine protettive, rosa 10 pezzi	
REF 347-745-00		Strumenti di montaggio/rimozione inserti ritentivi	

* INFORMAZIONE IMPORTANTE – NUOVO FABBRICANTE: gli inserti di ritenzione acquistati dal 1 gennaio 2024 non sono compatibili con i modelli precedenti.



Linea di abutment M

per impianti tioLogic® TWINFIT da $\varnothing$ 3.7 mm e $\varnothing$ 4.2 mm.

ABUTMENT SWITCH

2 GEOMETRIE DI CONNESSIONE – 1 IMPIANTO

● Componenti linea di abutment **M**

● Impronta

REF 345-210-00		Transfer M, tioLogic® TWINFIT, platform, impronta aperta, con vite a filettatura corta	L 10.0 mm
REF 345-212-00		Transfer M, tioLogic® TWINFIT, platform, impronta aperta, con vite a filettatura corta	L 14.0 mm
REF 345-220-00		Transfer M, tioLogic® TWINFIT, platform, impronta chiusa, con cappetta per impronta, vite AnoTite	L 9.5 mm
REF 345-222-00		Cappette per impronta M, tioLogic® TWINFIT, 5 pezzi	L 5.8 mm
REF 385-224-00		Aiuto di posizionamento M per transfer M, impronta chiusa	L 9.6 mm

● Modello

REF 345-230-00		Analogo M, per tioLogic® TWINFIT	L 12.0 mm
REF 345-232-00		Analogo M, tioLogic® TWINFIT per modelli prototipati e colati, con vite	L 12.0 mm

● Provvisorio

REF 344-230-00		Abutment provvisorio M, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite	GH 3.0 mm L 12.0 mm
REF 384-910-00		Vite, per abutment provvisorio	M 1.6 L 13.5 mm

platform

● Componenti linea di abutment **M**



● Componenti CAD/CAM - conici

REF 346-213-01		Base in Ti per CAD/CAM M, tioLogic® TWINFIT, conica, con vite AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-214-01		Base in Ti per CAD/CAM M, tioLogic® TWINFIT, conica per canale vite angolato, con vite AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-295-01		Base in Ti per CAD/CAM M, tioLogic® TWINFIT, conica CEREC, Sirona, con vite AnoTite	GH 1.5 mm max 20°
REF 346-297-01		Blank in Ti per CAD/CAM M, tioLogic® TWINFIT, preformato, conico, on vite AnoTite	



● Componenti CAD/CAM - platform

REF 346-213-02		Base in Ti per CAD/CAM M, tioLogic® TWINFIT, platform per canale vite angolato con vite AnoTite	GH 0.5 mm max 20°
REF 346-295-02		Base in Ti per CAD/CAM M, tioLogic® TWINFIT, platform CEREC, Sirona, con vite AnoTite	GH 0.5 mm
REF 346-299-02		Base in Ti per CAD/CAM M, da incollare tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 0.7 mm
REF 346-297-02		Blank in Ti per CAD/CAM M, tioLogic® TWINFIT, preformato, platform, con vite AnoTite	

● Componenti CAD/CAM – accessori

REF 346-290-02		Scan abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite protesica	
REF 386-296-00		Cappetta calcinabile per base in Ti per CAD/CAM M, modellabile	
REF 346-430-00		Cappetta scansionabile in Ti per 4Base, tioLogic® TWINFIT, con vite protesica	L 10.0 mm
REF 386-910-00		vite AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-924-00		vite AnoTite per canale vite angolato	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-926-00		Vite protesica per canale vite angolato	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-928-00		vite AnoTite per canale vite angolato	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vite protesica per canale vite angolato	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-932-00		Vite di fissaggio, per scan abutment e impronta chiusa	M 1.6 L 5.5 mm

● Componenti linea di abutment **M**



conical

● Titanio - conici

REF 346-230-01		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 1.5 mm L 8.2 mm
REF 346-231-01		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 2.5 mm L 9.5 mm
REF 346-232-01		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 4.0 mm L 11.2 mm
REF 346-235-01		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 1.5 mm L 8.7 mm 15°
REF 346-236-01		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 3.0 mm L 10.2 mm 15°
REF 346-239-01		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 2.5 mm L 12.0 mm



platform

● Titanio - platform

REF 346-230-02		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 1.0 mm L 8.0 mm
REF 346-231-02		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 2.5 mm L 9.5 mm
REF 346-232-02		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 4.0 mm L 11.0 mm
REF 346-235-02		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 1.5 mm L 8.7 mm 15°
REF 346-236-02		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 3.0 mm L 10.2 mm 15°
REF 346-239-02		Abutment in Ti M, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 2.5 mm L 12.0 mm

● Titanio - accessori

REF 386-910-00		vite AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vite protesica, solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 9.0 mm

● Componenti linea di abutment **M**



● 4Base – conici

REF 346-240-01		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, conico	GH 1.5 mm	
REF 346-241-01		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, conico	GH 2.5 mm	
REF 346-242-01		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, conico	GH 4.0 mm	
REF 346-245-01		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 3.2 mm	20°
REF 346-246-01		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 3.2 mm	30°



● 4Base – platform

REF 346-240-02		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 1.5 mm	
REF 346-241-02		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 2.5 mm	
REF 346-242-02		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 4.0 mm	
REF 346-245-02		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, platform con vite AnoTite	GH 3.2 mm	20°
REF 346-246-02		Abutment 4Base M, tioLogic® TWINFIT, platform con vite AnoTite	GH 3.2 mm	30°

● Componenti linea di abutment **M**

● Componenti 4Base – accessori

REF 346-410-00		Vite di chiusura 4Base, tioLogic® TWINFIT	L 5.0 mm
REF 346-412-00		Transfer 4Base, tioLogic® TWINFIT, impronta aperta con vite	L 11.5 mm
REF 346-414-00		Transfer 4Base, tioLogic® TWINFIT, impronta chiusa con vite AnoTite	L 6.3 mm
REF 346-416-00		Cappetta 4Base per impronta, tioLogic® TWINFIT, 5 pezzi	L 5.8 mm
REF 346-432-00		Analogo 4Base, tioLogic® TWINFIT per modelli stampati	L 14.6 mm
REF 346-420-00		Cappetta calcinabile 4Base, tioLogic® TWINFIT, con vite AnoTite	L 10.5 mm
REF 346-422-00		Cappetta in Ti 4Base, tioLogic® TWINFIT, da incollare con vite AnoTite	L 10.5 mm
REF 346-424-00		Cappetta in Ti 4Base, tioLogic® TWINFIT, da saldare al laser, con vite AnoTite	L 6.2 mm
REF 346-428-00		Cappetta in Ti 4Base tioLOC, tioLogic® TWINFIT	GH 3.1 mm L 4.7 mm
REF 346-430-00		Cappetta in Ti scansionabile per 4Base, tioLogic® TWINFIT, con vite protesica	L 10.0 mm
REF 386-910-00		Vite AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-912-00		Vite AnoTite	M 1.6 L 6.0 mm
REF 386-914-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-916-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 6.0 mm
REF 386-928-00		Vite AnoTite, per canale vite angolato	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vite protesica, per canale vite angolato solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 5.5 mm

● Componenti linea di abutment **M**



● Abutment a sfera – platform

REF 346-260-02		Abutment a sfera M, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 1.5 mm ø 2.25 mm
REF 346-261-02		Abutment a sfera M, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 3.0 mm ø 2.25 mm
REF 346-262-02		Abutment a sfera M, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 4.5 mm ø 2.25 mm

● Abutment a sfera - accessori

REF 386-614-00		Analogo abutment a sfera	ø 2.25 mm
REF 386-630-00		Matrice Dalbo®-PLUS TE completa	
REF 386-631-00		Matrice interna Dalbo®-PLUS E	

● Componenti linea di abutment **M**

● tioLOC– platform

platform

REF 346-251-02		Abutment tioLOC M, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 1.5 mm
REF 346-252-02		Abutment tioLOC M, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 3.0 mm
REF 346-253-02		Abutment tioLOC M, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 4.5 mm
REF 346-428-00		Cappetta in Ti 4Base tioLOC, tioLogic® TWINFIT compatibile con LOCATOR®	GH 3.1 mm L 4.7 mm

● tioLOC – accessori

REF 346-512-00		Cappette per impronta 2 pezzi	ø 5.6 mmø L 4.5 mm
REF 346-514-00		Analoghi 2 pezzi	ø 4.0 mm L 10.0 mm
REF 346-516-00		Set inserti assortiti 1 alloggiamento in acciaio inox per inserti, 1 piastrina protettiva, 1 inserto da laboratorio, 3 inserti di ritenzione (con perno interno)	
REF 346-518-00*		Ricambi inserti da laboratorio (inserti neri con perno interno) 4 pezzi	neri
REF 346-520-00*		Inserti ritentivi gialli (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 700 g
REF 346-522-00*		Inserti ritentivi rosa (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 900 g
REF 346-524-00*		Inserti ritentivi trasparenti (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 1.500 g
REF 346-526-00*		Inserti ritentivi viola (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 2.700 g
REF 346-530-00		Piastrine protettive, rosa 10 pezzi	
REF 347-745-00		Strumenti di montaggio/rimozione inserti ritentivi	

* INFORMAZIONE IMPORTANTE – NUOVO FABBRICANTE: gli inserti di ritenzione acquistati dal 1 gennaio 2024 non sono compatibili con i modelli precedenti.



Linea di abutment L

per impianti tioLogic® TWINFIT da $\varnothing$ 4.8 mm e $\varnothing$ 5.5 mm.

ABUTMENT SWITCH

2 GEOMETRIE DI CONNESSIONE – 1 IMPIANTO

● Componenti linea di abutment L

● Impronta

REF 345-310-00		Transfer L, tioLogic® TWINFIT, platform, impronta aperta con vite a filettatura corta	L 10.0 mm
REF 345-312-00		Transfer L, tioLogic® TWINFIT, platform, impronta aperta con vite a filettatura corta	L 14.0 mm
REF 345-320-00		Transfer L, tioLogic® TWINFIT, platform, impronta chiusa con cappetta per impronta, vite AnoTite	L 9.5 mm
REF 345-322-00		Cappetta per impronta L, tioLogic® TWINFIT, 5 pezzi	L 5.8 mm
REF 385-324-00		Aiuto di posizionamento L per transfer L, impronta chiusa	L 9.6 mm

● Modello

REF 345-330-00		Analogo L, tioLogic® TWINFIT	L 12.0 mm
REF 345-332-00		Analogo L, tioLogic® TWINFIT per modelli prototipati e colati, con vite	L 12.0 mm

● Provvisorio

REF 344-330-00		Abutment provvisorio L, tioLogic® TWINFIT, platform con vite	GH 3.0 mm L 12.0 mm
REF 384-910-00		Vite, per abutment provvisorio	M 1.6 L 13.5 mm

platform

● Componenti linea di abutment **L**




● Componenti CAD/CAM - conici

REF 346-313-01		Base in Ti per CAD/CAM L, tioLogic® TWINFIT, conica, con vite AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-395-01		Base in Ti per CAD/CAM L, tioLogic® TWINFIT, conica, CEREC, Sirona, con vite AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-314-01		Base in Ti per CAD/CAM L, tioLogic® TWINFIT, conica, per canale vite angolato max. 20° con vite AnoTite	GH 1.5 mm
REF 346-397-01		Blank in Ti per CAD/CAM L, tioLogic® TWINFIT, preformato conici, con vite AnoTite	



● Componenti CAD/CAM - platform

REF 346-313-02		Base in Ti per CAD/CAM L, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 0.5 mm max. 20°
REF 346-395-02		Base in Ti per CAD/CAM L, tioLogic® TWINFIT, platform, CEREC, Sirona, con vite AnoTite	GH 0.5 mm
REF 346-399-02		Base in Ti per CAD/CAM L, da incollare tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 0.7 mm
REF 346-397-02		Blank in Ti per CAD/CAM L, tioLogic® TWINFIT, preformato platform, con vite AnoTite	

● Componenti CAD/CAM – accessori

REF 346-390-02		Scan abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite protesica	
REF 386-396-00		Cappetta calcinabile per base in Ti per CAD/CAM L, modificabile	
REF 346-430-00		Cappetta in Ti scansionabile per 4Base, tioLogic® TWINFIT, con vite protesica	L 10.0 mm
REF 386-910-00		vite AnoTite	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 9.0 mm
REF 386-924-00		vite AnoTite per canale angolato	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-926-00		Vite protesica per canale angolato solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 8.5 mm
REF 386-928-00		vite AnoTite per canale angolato	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vite protesica per canale angolato solo per uso odontotecnico	M 1.6 L 5.5 mm
REF 386-932-00		Vite di fissaggio, per scan abutment e impronta chiusa	M 1.6 L 5.5 mm

● Componenti linea di abutment L



● Titanio - conici

REF 346-330-01		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, conico, con vite AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.2 mm
REF 346-331-01		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, conico, con vite AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-332-01		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, conico, con vite AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.2 mm
REF 346-335-01		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, conico, con vite AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-336-01		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, conico, con vite AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-339-01		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, conico, con vite AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm



● Titanio - platform

REF 346-330-02		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 1.0 mm	L 8.0 mm
REF 346-331-02		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 2.5 mm	L 9.5 mm
REF 346-332-02		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 4.0 mm	L 11.0 mm
REF 346-335-02		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 1.5 mm	L 8.7 mm 20°
REF 346-336-02		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 3.0 mm	L 10.2 mm 20°
REF 346-339-02		Abutment in Ti L, tioLogic® TWINFIT, platform, con vite AnoTite	GH 2.5 mm	L 12.0 mm

● Titanio – accessori

REF 386-910-00		Vite AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-914-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6	L 9.0 mm

● Componenti linea di abutment **L**



● 4Base – conici

REF 346-340-01		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, conico	GH 1.5 mm
REF 346-341-01		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, conico	GH 2.5 mm
REF 346-342-01		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, conico	GH 4.0 mm
REF 346-345-01		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-346-01		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, conico con vite AnoTite	GH 3.2 mm 30°



● 4Base – platform

REF 346-340-02		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 1.5 mm
REF 346-341-02		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 2.5 mm
REF 346-342-02		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 4.0 mm
REF 346-345-02		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, platform con vite AnoTite	GH 3.2 mm 20°
REF 346-346-02		Abutment 4Base L, tioLogic® TWINFIT, platform con vite AnoTite	GH 3.2 mm 30°

● Componenti linea di abutment L

● Componenti 4Base – accessori

REF 346-410-00		Vite di chiusura 4Base, tioLogic® TWINFIT		L 5.0 mm
REF 346-412-00		Transfer 4Base, tioLogic® TWINFIT, impronta aperta con vite		L 11.5 mm
REF 346-414-00		Transfer 4Base, tioLogic® TWINFIT, impronta chiusa con vite AnoTite		L 6.3 mm
REF 346-416-00		Cappette 4Base per impronta, tioLogic® TWINFIT, 5 pezzi		L 5.8 mm
REF 346-432-00		Analogo 4Base, tioLogic® TWINFIT per modelli colati e prototipati		L 14.6 mm
REF 346-420-00		Cappetta calcinabile 4Base, tioLogic® TWINFIT, con vite AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-422-00		Cappetta in Ti 4Base, tioLogic® TWINFIT, da incollare con vite AnoTite		L 10.5 mm
REF 346-424-00		Cappetta in Ti 4Base, tioLogic® TWINFIT, da saldare al laser con vite AnoTite		L 6.2 mm
REF 346-428-00		Cappetta in Ti 4Base tioLOC, tioLogic® TWINFIT	GH 3.1 mm	L 4.7 mm
REF 346-430-00		Cappetta in Ti scansionabile per 4Base, tioLogic® TWINFIT, con vite protesica		L 10.0 mm
REF 386-910-00		Vite AnoTite	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-912-00		Vite AnoTite	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-914-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6	L 9.0 mm
REF 386-916-00		Vite protesica solo per uso odontotecnico	M 1.6	L 6.0 mm
REF 386-928-00		Vite AnoTite, per canale di avvitamento angolato	M 1.6	L 5.5 mm
REF 386-930-00		Vite protesica, per canale di avvitamento angolato solo per uso odontotecnico	M 1.6	L 5.5 mm

- Componenti linea di abutment **L**



- Abutment a sfera – platform

REF 346-360-02		Abutment a sfera L, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 1.5 mm	ø 2.25 mm
REF 346-361-02		Abutment a sfera L, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 3.0 mm	ø 2.25 mm
REF 346-362-02		Abutment a sfera L, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 4.5 mm	ø 2.25 mm

- Abutment a sfera – accessori

REF 386-614-00		Analogo abutment a sfera	ø 2.25 mm	
REF 386-630-00		Matrice Dalbo®-PLUS TE completa		
REF 386-631-00		Matrice interna Dalbo®-PLUS E		

■ Componenti linea di abutment L

■ tioLOC – platform



platform

REF 346-351-02		Abutment tioLOC L, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 1.5 mm	
REF 346-352-02		Abutment tioLOC L, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 3.0 mm	
REF 346-353-02		Abutment tioLOC L, tioLogic® TWINFIT, platform	GH 4.5 mm	
REF 346-428-00		Cappetta in Ti 4Base tioLOC, tioLogic® TWINFIT compatibile con LOCATOR®	GH 3.1 mm L 4.7 mm	NOVITÀ

● tioLOC – accessori

REF 346-512-00		Cappette per impronta 2 pezzi	ø 5.6 mmø L 4.5 mm	
REF 346-514-00		Analoghi 2 pezzi	ø 4.0 mm L 10.0 mm	
REF 346-516-00		Set inserti assortiti 1 alloggiamento in acciaio inox per inserti, 1 piastrina protettiva, 1 inserto da laboratorio, 3 inserti di ritenzione (con perno interno)		
REF 346-518-00*		Ricambi inserti da laboratorio (inserti neri con perno interno) 4 pezzi	neri	
REF 346-520-00*		Inserti ritentivi gialli (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 700 g	
REF 346-522-00*		Inserti ritentivi rosa (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 900 g	
REF 346-524-00*		Inserti ritentivi trasparenti (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 1.500 g	
REF 346-526-00*		Inserti ritentivi viola (con perno interno) 4 pezzi	0-20°, 2.700 g	
REF 346-530-00		Piastrine protettive, rosa 10 pezzi		
REF 347-745-00		Strumenti di montaggio/rimozione inserti ritentivi		

* INFORMAZIONE IMPORTANTE – NUOVO FABBRICANTE: gli inserti di ritenzione acquistati dal 1 gennaio 2024 non sono compatibili con i modelli precedenti.



ACCESSORI

■ Accessori chirurgia

● Tray osteotomi

REF 350-103-00

Tray osteotomi
vuoto



● Articoli singoli – Osteotomia

REF 350-170-00



Osteotomo
concavo, curvo

ø 2.0 mm

REF 350-172-00



Osteotomo
concavo, curvo

ø 3.3 mm

REF 350-174-00



Osteotomo
concavo, curvo

ø 3.7 mm

REF 350-176-00



Osteotomo
concavo, curvo

ø 4.2 mm

REF 350-178-00



Osteotomo
concavo, curvo

ø 4.8 mm

REF 350-180-00



Osteotomo
concavo, curvo

ø 5.5 mm

● Accessori chirurgia

● Articoli singoli – Chirurgia

REF 387-509-00		Prolunga per fresa – mandrino ISO Hexagon		L 21.0 mm
REF 387-511-00		Adattatore – mandrino ISO Hexagon/cricchetto		L 15.0 mm
REF 387-513-00		Adattatore – mandrino ISO Hexagon/cricchetto		L 20.0 mm
REF 347-514-00		Asta di parallelismo, tioLogic® TWINFIT		L 21.8 mm
REF 387-536-00		Avvitatore S – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT	ø 3.3 mm	L 23.5 mm
REF 387-537-00		Avvitatore M – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT	ø 3.7/4.2 mm	L 23.5 mm
REF 387-538-00		Avvitatore L – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT	ø 4.8/5.5 mm	L 23.5 mm
REF 387-526-00		Avvitatore S – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT	ø 3.3 mm	L 26.5 mm
REF 387-527-00		Avvitatore M – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT	ø 3.7/4.2 mm	L 26.5 mm
REF 387-528-00		Avvitatore L – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT	ø 4.8/5.5 mm	L 26.5 mm
REF 387-531-00		Avvitatore S – cricchetto, tioLogic® TWINFIT	ø 3.3 mm	L 26.6 mm
REF 387-532-00		Avvitatore M – cricchetto, tioLogic® TWINFIT	ø 3.7/4.2 mm	L 26.6 mm
REF 387-533-00		Avvitatore L – cricchetto, tioLogic® TWINFIT	ø 4.8/5.5 mm	L 26.6 mm

● Accessori chirurgia/protesi

● Articoli singoli – Chirurgia / Protesi

REF 385-124-00		Aiuto di posizionamento S, per transfer S, chiuso		L 9.6 mm
REF 385-224-00		Aiuto di posizionamento M, per transfer M, chiuso		L 9.6 mm
REF 385-324-00		Aiuto di posizionamento L, per transfer L, chiuso		L 9.6 mm
REF 387-610-00		Chiave a brugola - mandrino ISO	SW 1.3	L 20.0 mm
REF 387-612-00		Chiave a brugola - mandrino ISO	SW 1.3	L 26.0 mm
REF 387-620-00		Chiave a brugola - cricchetto	SW 1.3	L 16.0 mm
REF 387-622-00		Chiave a brugola - cricchetto	SW 1.3	L 26.0 mm
REF 387-624-00		Avvitatore a brugola per canale angolato – mandrino ISO	SW 1.3	L 26.0 mm
REF 347-646-00		Avvitatore PentaGrip – mandrino ISO, tioLogic® TWINFIT per 4Base / abutment a sfera		L 22.3 mm
REF 387-650-00		Avvitatore LOCATOR® / tioLOC abutment - cricchetto		L 15.5 mm
REF 387-800-00		Chiave dinamometrica Con funzione di blocco		15 – ∞ Ncm
REF 387-602-00		Rondella	ø 18.0 mm	

● Accessori protesi

● Articoli singoli - Protesi

REF 387-730-00		Allargatore – Supporto per vite AnoTite
REF 387-663-00		Cacciavite/attivatore per matrice interna Dalbo®-PLUS
REF 347-745-00		Strumenti di montaggio/rimozione inserti ritentivi
REF 386-468-00		Perno cilindrico per canale vite

● Set abutment di prova

REF 348-400-01		Set abutment di prova S-M-L, tioLogic® TWINFIT, conici
REF 348-400-02		Set abutment di prova S-M-L, tioLogic® TWINFIT, platform

● Modelli dimostrativi

REF 348-420-00		Impianto demo tioLogic® TWINFIT Ø 4.2 mm, L 13.0 mm	5:1
REF 348-424-01		Abutment demo M in Ti, tioLogic® TWINFIT, conico GH 2.5 mm con vite AnoTite	5:1
REF 348-424-02		Abutment demo M in Ti, tioLogic® TWINFIT, platform GH 2.5 mm, con vite AnoTite	5:1
REF 348-426-00		Transfer demo M, tioLogic® TWINFIT, impronta aperta, con vite AnoTite	5:1
REF 348-430-00		Supporto demo, tioLogic® TWINFIT con elementi	5:1
REF 348-410-00		Modello demo SUP in acrilico, con 4 tioLogic® TWINFIT, parzialmente edentulo, senza protesi	1:1
REF 348-412-00		Modello demo INF in acrilico, con 4 tioLogic® TWINFIT edentulo, senza protesi	1:1


CITO mini® – 3 passi per il successo



1. Mucotomia



2. Fresa pilota



3. Inserzione impianto

Sottile. Rapido. Semplice.

- Carico immediato in molti casi
- Evitare interventi rigenerativi
- Perfetta soluzione nei casi di scarsa disponibilità essea
- Stabilizzazione a lungo termine delle protesi a supporto ibrido




Ulteriori informazioni su CITO mini®

CITO mini®

Il sistema implantare

CITO mini® – L'impianto con testa sferica monopezzo per la stabilizzazione della protesi in mascellari edentuli o parzialmente edentuli.



Collo gengivale lucido

Ottimale supporto per i tessuti molli

Spire crestali fini

Sperimentato condizionamento superficiale

Geometria delle spire ottimizzata al FEM¹


Spire autofilettanti

¹ I. Hasan, C. Bourauiel:
Biomechanische Untersuchungen des Einflusses von
Geometrievarianten des CITO mini® Implantats (*Studi
biomeccanici sull'influenza di differenti geometrie
dell'impianto CITO mini®*); Università di Bonn 2014.

● CITO mini®

● Selettori radiografici, scala 1:1 / 1.25:1 / 1.4:1

REF 301-410-00 Selettori radiografici CITO mini®



● Tray chirurgico

REF 307-000-00



Tray chirurgico CITO mini®

Contenuto:

- fresa per marcare
- fresa pilota per $\varnothing$ 1.8 mm
- fresa pilota per $\varnothing$ 2.2 mm
- fresa pilota per $\varnothing$ 2.5 mm
- avvitatore PentaGrip (mandrino ISO)

● Frese

REF 382-015-00		Fresa per marcare	$\varnothing$ 1.5 mm	
REF 302-118-00		Fresa pilota CITO mini®, $\varnothing$ 1.8 mm	$\varnothing$ 1.5 mm	L 17.0 mm
REF 302-122-00		Fresa pilota CITO mini®, $\varnothing$ 2.2 mm	$\varnothing$ 1.9 mm	L 17.0 mm
REF 302-125-00		Fresa pilota CITO mini®, $\varnothing$ 2.5 mm	$\varnothing$ 2.1 mm	L 17.0 mm

● Impianti

REF 303-018-11		Impianto CITO mini®	$\varnothing$ 1.8 mm	L 11.0 mm
REF 303-018-13		Impianto CITO mini®	$\varnothing$ 1.8 mm	L 13.0 mm
REF 303-022-11		Impianto CITO mini®	$\varnothing$ 2.2 mm	L 11.0 mm
REF 303-022-13		Impianto CITO mini®	$\varnothing$ 2.2 mm	L 13.0 mm
REF 303-025-11		Impianto CITO mini®	$\varnothing$ 2.5 mm	L 11.0 mm
REF 303-025-13		Impianto CITO mini®	$\varnothing$ 2.5 mm	L 13.0 mm

● CITO mini®

● Abutment a sfera

REF 306-614-00		Analogo abutment a sfera CITO mini® ø 1.8 mm	
REF 306-616-00		O-Ring matrice 1 CITO mini®	
REF 306-618-00		O-Ring matrice 2 CITO mini®	
REF 306-620-00		O-Ring matrice 3 CITO mini®	
REF 306-626-00		O-Ring CITO mini®, per matrice 1 1 pezzo	
REF 306-627-00		O-Ring CITO mini® O-Ring, per matrice 1 10 pezzi	
REF 306-628-00		O-Ring CITO mini® O-Ring, per matrice 2 + 3 1 pezzo	
REF 306-629-00		O-Ring CITO mini® O-Ring, per matrice 2 + 3 10 pezzi	

● Accessori – Chirurgia-Protesi

REF 387-511-00		Adattatore, mandrino ISO, Hexagon/cricchetto	
REF 307-646-00		Avvitatore PentaGrip CITO mini®, mandrino ISO	
REF 387-800-00		Chiave dinamometrica con funzione di blocco – versione ridotta –	15 – ∞ Ncm


● Modelli dimostrativi

REF 308-420-00		Impianto dimostrativo CITO mini®	Scala 5:1
----------------	---	----------------------------------	-----------




SUPPORTO

Chirurgia – tioLogic® TWINFIT.



Protesi – tioLogic® TWINFIT.





Materiale informativo tioLogic® TWINFIT.



● Informazioni generali

REF 989-910-51	Catalogo prodotti tioLogic® TWINFIT
REF 989-767-51	Bibliografia Dentaureum
REF 989-801-07IT	Ripristino strumenti e accessori
REF 989-801-09	Elenco materie prime implantologia

● Chirurgia

REF 989-911-51	Opuscolo tioLogic® TWINFIT
REF 989-912-51	Manuale chirurgico tioLogic® TWINFIT
REF 989-805-35	Protocollo di preparazione
REF 989-501-48	Torque e chiave dinamometrica tioLogic® TWINFIT
REF 989-966-05	Protocollo operatorio tioLogic® ST / tioLogic® TWINFIT
REF 989-966-51	Pianificazione implantare tioLogic® ST / tioLogic® TWINFIT
REF 989-800-46IT	Frequenza di utilizzo frese ADVANCED

● Protesi

REF 989-913-51	Manuale protesico tioLogic® TWINFIT
REF 989-702-15	Opuscolo tioLogic® digital
REF 989-966-25	Ordine di lavoro
REF 989-800-59IT	Manuale tioLogic® digital

● Materiale informativo per il paziente

REF 989-996-51	Opuscolo paziente tioLogic®
REF 989-961-51	Passaporto paziente tioLogic®
REF 903-919-20IT	Appuntamenti tioLogic®
REF 989-501-56	Colloquio con il paziente tioLogic® TWINFIT

● Materiale informativo per l'utilizzatore

REF 989-359-51	Opuscolo CITO mini®
REF 989-360-51	Manuale chirurgico-protesico CITO mini®
REF 903-361-51	Protocollo chirurgico CITO mini®
REF 989-502-45IT	Schema di pianificazione CITO mini®
REF 989-800-53IT	Frequenza di utilizzo frese CITO-mini®

● Materiale informativo per il paziente

REF 989-500-60	Opuscolo paziente CITO mini®
----------------	------------------------------

Chiave dinamometrica

La chiave dinamometrica ha un uso esclusivamente clinico. In laboratorio le viti protesiche vengono strette direttamente a mano dall'odontotecnico.



• Torque consigliato per impianti + componenti protesici*

Impianto		max. 40 Ncm (in funzione della densità ossea)	
Vite di chiusura impianti tioLogic® TWINFIT		15 Ncm, o manualmente	
Vite di chiusura abutment 4Base tioLogic® TWINFIT		15 Ncm, o manualmente	
Vite di guarigione tioLogic® TWINFIT		15 Ncm, o manualmente	
Vite per transfer d'impronta tioLogic® TWINFIT		15 Ncm, o manualmente	
Vite per abutment provvisorio tioLogic® TWINFIT		15 Ncm, o manualmente	
Vite AnoTite – L 9.0 mm		30 Ncm	
Abutment 4Base tioLogic® TWINFIT		35 Ncm	
Vite AnoTite – L 6.0 mm		25 Ncm	
Abutment a sfera tioLogic® TWINFIT		35 Ncm	
Abutment tioLOC tioLogic® TWINFIT		30 Ncm	
Vite AnoTite – L 8.5 mm, per canale vite angolato		25 Ncm	
Vite AnoTite – L 5.5 mm, per canale vite angolato		25 Ncm	
Vite di fissaggio con filettatura accorciata		20 Ncm	

● impieghi della chiave dinamometrica**



Chiave a brugola
SW 1.3 – cricchetto,
L 26.0 mm



Chiave a brugola
SW 1.3 – cricchetto,
L 16.0 mm



Avvitatore S – cricchetto,
tioLogic® TWINFIT,
L 26.6 mm



Avvitatore M – cricchetto,
tioLogic® TWINFIT,
L 26.6 mm



Avvitatore L – cricchetto,
tioLogic® TWINFIT,
L 26.6 mm



Avvitatore
abutment tioLOC – cricchetto,
L 15.0 mm



Adattatore – mandrino ISO
Hexagon/cricchetto,
L 15.0 mm



Adattatore – mandrino ISO
Hexagon/cricchetto,
L 20.0 mm

● Inserti con mandrino ISO per adattatore mandrino ISO / cricchetto



Avvitatore S, mandrino ISO,
tioLogic® TWINFIT,
L 23.5 mm



Avvitatore M, mandrino ISO,
tioLogic® TWINFIT,
L 23.5 mm



Avvitatore L, mandrino ISO,
tioLogic® TWINFIT,
L 23.5 mm



Avvitatore PentaGrip,
mandrino ISO,
L 22.3 mm



Chiave a brugola,
mandrino ISO SW 1.3,
L 20.0 mm



Avvitatore S,
mandrino ISO,
tioLogic® TWINFIT,
L 26.5 mm



Avvitatore M,
mandrino ISO,
tioLogic® TWINFIT,
L 26.5 mm



Avvitatore L,
mandrino ISO,
tioLogic® TWINFIT,
L 26.5 mm



Prolunga fresa –
mandrino ISO
Hexagon,
L 21.0 mm



Chiave a brugola,
mandrino ISO SW 1.3,
L 26.0 mm



Avvitatore con
testa a sfera
mandrino ISO SW 1.3,
L 26.0 mm

* con stabilità primaria e osteointegrazione

** A seconda dell'applicazione, sono disponibili diversi inserti.

Composizione dei materiali.

Impianti tioLogic® TWINFIT ø 3.3, 3.7 e 4.2 mm

Impianti tioLogic® TWINFIT ø 4.8 e 5.5 mm

Viti di chiusura

Boccole stop di profondità

Viti di guarigione

Transfer d'impronta:

- Transfer aperti
- Vite per transfer aperti
- Transfer chiusi e vite
- Cappette d'impronta per transfer chiusi

Abutment provvisorio:

- vite per abutment provvisorio

Abutment in titanio:

- abutment in titanio diritti/angolati
- base in titanio per CAD/CAM
- blocco in titanio per CAD/CAM

Scan abutment

Abutment 4Base

Cappette 4Base:

- cappetta calcinabile 4Base
- cappetta in titanio 4Base, da saldare al laser
- cappetta in titanio 4Base, da incollare
- vite di chiusura 4Base
- transfer d'impronta 4Base, aperto
- vite per transfer 4Base, aperto
- transfer d'impronta 4Base, chiuso
- cappetta d'impronta per transfer 4Base, chiuso

Analogo 4Base

Abutment a sfera

Analogo abutment a sfera

Abutment tioLOC

Viti protesiche:

- viti AnoTite
- viti protesiche
- viti di fissaggio

Titanio grado 5

Titanio grado 4

Titanio grado 5

Policarbonato USP Classe VI

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Acciaio inox, 1.4305

Titanio grado 5

POM

PEEK (polietere etere chetone)

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Titanio grado 5

PEEK (polietere etere chetone)

Titanio grado 5

Policarbonato

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Acciaio inox, 1.4305

Titanio grado 5

POM

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Alluminio

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Titanio grado 5

Titanio grado 5

● Titanio grado 4 DIN EN ISO 5832-2

Composizione chimica (in %)

O	0.4 % max.
Fe	0.5 % max.
C	0.1 % max.
N	0.05 % max.
H	0.0125 % max.
Ti	resto

Caratteristiche fisico-meccaniche

Limite elastico 0.2 %	520 MPa min.
Resistenza a trazione	680 MPa min.
Allungamento dopo rottura	10 % min.

● Titanio grado 5 DIN EN ISO 5832-3

Composizione chimica (in %)

Al	5.5 % – 6.75 %
V	3.5 % – 4.5 %
Fe	0.3 % max.
C	0.08 % max.
N	0.05 % max.
H	0.015 % max.
O	0.2 % max.
Ti	resto

Caratteristiche fisico-meccaniche

Limite elastico 0.2 %	780 MPa
Resistenza a trazione	860 MPa
Allungamento dopo rottura	10 % min.

● PEEK

Composizione chimica (in %)

Polietere etere chetone

Caratteristiche fisico-meccaniche

Tensione di stiramento	95 MPa
Espansione	> 25 %
Modulo di elasticità	4.2 GPa
Temperatura di utilizzo	260 °C / 300 °C (continua / temporanea)

Sistema di Gestione per la Qualità e per l'Ambiente



La sicurezza della qualità al servizio di clinici e pazienti.

Dentaurlum possiede oltre 25 anni di esperienza in campo implantare nonché più di 135 anni in quello protesico. Queste solide basi hanno reso possibile lo sviluppo del sistema implantare tioLogic®.

Dentaurlum GmbH & Co. KG soddisfa ogni requisito previsto nelle norme internazionali relative al Sistema di Gestione per la Qualità.

Norme:

- DIN EN ISO 9001:2000
Sistema di Gestione per la Qualità
- DIN EN ISO 13485 Sistema di Gestione per la Qualità dei Dispositivi Medici

Dietro al concetto di Gestione per la Qualità c'è la sistematica programmazione, trasformazione e documentazione di ogni attività, che prima, durante e dopo la fabbricazione di un prodotto può influire sulla sua qualità. Non viene quindi messo in primo piano solo il controllo finale del prodotto, bensì tutte le costanti verifiche di qualità eseguite durante la fabbricazione del prodotto stesso, dalla materia prima alla produzione e dallo stoccaggio alla vendita. Le norme definiscono in modo dettagliato i criteri da adottare per un'ampia garanzia di qualità d'impresa in ogni suo aspetto.

Con la Gestione per la Qualità Dentaurlum assicura, in ogni momento attraverso la rintracciabilità, che la qualità dei prodotti e dei servizi offerti corrispondano alle esigenze dei propri clienti e dei loro pazienti. I prodotti soddisfano tutti i requisiti di base dei dispositivi medici definiti con norme e direttive europee, sia per quanto riguarda il loro rendimento che per la sicurezza per il paziente. Ogni prodotto della Dentaurlum GmbH & Co. KG risponde ai requisiti della direttiva europea 93/42/CEE per i dispositivi medici e sono pertanto abilitati a riportare il marchio CE.

Sistema di Gestione per l'Ambiente.

Il Sistema di Gestione per l'Ambiente assieme al Sistema di Gestione per la Qualità è integrato nel Sistema di Gestione di Dentaureum. Il Sistema di Gestione per l'Ambiente viene realizzato attraverso il ciclo di lavoro, che è formato da membri del settore ambientale, della sicurezza sul lavoro, della gestione dei materiali e della gestione per la qualità.

Oggetto della validazione.

La Politica per l'Ambiente, il Sistema di Gestione per l'Ambiente, il Programma per l'Ambiente, la seguita Verifica per l'Ambiente, il Programma per la Verifica Ambientale nonché la Semplificata Dichiarazione per l'Ambiente della ditta Dentaureum GmbH & Co. KG con sede a Ispringen, Turnstraße 31, sono conformi in tutto e per tutto alle direttive e ai requisiti previsti dall'ordinamento (CEE) Nr. 1221/2009 (EMAS III).

● INDICE - Alfabetico A - C

A

● Abutment 4Base	
S, conici	46
S, platform	46
M, conici	54
M, platform	54
L, conici	62
L, platform	62
● Abutment a sfera	
S, platform	48
M, platform	56
L, platform	64
● Abutment demo M, conico	71
● Abutment demo M, platform	71
● Abutment in Ti	
S, conico	45
S, platform	45
M, conico	53
M, platform	53
L, conico	61
L, platform	61
● Abutment provvisorio	
S	43
M	51
L	59
● Abutment tioLOC	
S, platform	49
M, platform	57
L, platform	65
● Adattatore	
mandrino ISO Hexagon/cricchetto	25, 69, 75
● Aiuti di posizionamento	
S	43, 70
M	51, 70
L	59, 70
● Allargatore - Supporto per vite AnoTite	71
● Analoghi	
4Base	47, 55, 63
per CITO mini®	75
S	43
M	51
L	59
per abutment a sfera	48, 56, 64
per tioLOC	49, 57, 65
● Asta di parallelismo	25, 69
● Avvitatore PentaGrip	
4Base / a sfera - mandrino ISO	25, 70
per CITO mini®	75
● Avvitatori	
per canale angolato	70
S – mandrino ISO	25, 69
M – mandrino ISO	25, 69

L – mandrino ISO	25, 69
S – cricchetto	25, 69
M – cricchetto	25, 69
L – cricchetto	25, 69
tioLOC - cricchetto	70

B

● Basi in Ti per CAD/CAM	
S, conica	44
S, conica, CEREC, Sirona	44
S, da incollare	44
S, platform	44
S, platform, CEREC, Sirona	44
M, conica	52
M, conica, CEREC, Sirona	52
M, da incollare	52
M, platform	52
M, platform, CEREC, Sirona	52
L, conica	60
L, conica, CEREC, Sirona	60
L, da incollare	60
L, platform	60
L, platform, CEREC, Sirona	60
● Blank in Ti per CAD/CAM	
S, preformato, conico	44
S, preformato, platform	44
M, preformato, conico	52
M, preformato, platform	52
L, preformato, conico	60
L, preformato, platform	60
● Boccole	23, 29

C

● Cacciavite per matrice interna Dalbo®-PLUS	71
● Cappetta calcinabile 4Base	47, 55, 63
● Cappetta calcinabile per base in Ti per CAD/CAM	
S	44
M	52
L	60
● Cappetta in Ti 4Base	47, 55, 63
● Cappetta in Ti 4Base tioLOC	49, 55, 57, 63, 65
● Cappetta per impronta	
S	43
M	51
L	59
per tioLOC	49, 57
● Cappetta scansionabile per 4Base	44, 47, 52, 55, 60, 63
● Chiave dinamometrica	25, 41, 70, 75
● Chiavi a brugola SW 1.3	
mandrino ISO	25, 70
cricchetto	25, 41, 70

● INDICE - Alfabetico C - V

● Componenti 4Base	46, 47, 54, 55, 62, 63
--------------------------	------------------------

F

● Fresa in tungsteno per boccola	23
● Fresa per marcare	25, 27, 74
● Frese per boccole pOstition	29
● Frese pilota ADVANCED	23, 25, 27
● Frese pilota pOstition	31
● Frese pilota CITO mini®	74

I

● Impianti tioLogic® TWINFIT	35
● Impianto demo ø 4.2	71
● Impianti CITO mini®	74
● Impianto demo CITO mini®	75
● Inserti ritentivi tioLOC	49, 57, 65
● Inserti di lavoro tioLOC	49, 57, 65

M

● Maschiatori pOstition	33
● Maschiatori ADVANCED	25, 27, 33
● Matrice Dalbo®-PLUS completa	48, 56, 64
● Matrice interna Dalbo®-PLUS	48, 56, 64
● Modello demo in acrilico, SUP	71
● Modello demo in acrilico, INF	71
● Mucotomi pOstition	31

O

● O-ring matrice 1, 2, 3	75
● O-ring per CITO mini®	75
● Osteotomi concavi	68

P

● Perno cilindrico per canale vite	71
● Perni per boccole	30
● Piastrine protettive rosa	49, 57, 65
● Prime frese ADVANCED	25, 27
● Prime frese pOstition	32
● Prolunga per fresa – mandrino ISO Hexagon ...	25, 69

R

● Rondella	25, 70
● Ricambi inserti da laboratorio	49, 57, 65

S

● Scan abutment	
S	44
M	52
L	60
● Seconde frese ADVANCED	25, 27
● Seconde frese pOstition	33
● Selettori radiografici	22
● Selettori radiografici CITO mini®	74
● Set abutment di prova	71
● Set da laboratorio tioLOC	49, 57, 65
● Set inserti	49, 57, 65
● Set riduttori	30
● Sfera di repere radiologico	23
● Strumenti montaggio/rimozione inserti	49, 57, 65, 71
● Supporto demo	71
● Supporto per boccole	29
● Supporto per riduttori	30
● Surface cutter ADVANCED	25, 27

T

● Tray chirurgici	
CITO mini®	74
for tioLogic® TWINFIT	24
osteotomi	68
● Tray protesico for tioLogic®	40
● Transfer	
S, impronta chiusa	43
S, impronta aperta	43
M, impronta chiusa	51
M, impronta aperta	51
L, impronta chiusa	59
L, impronta aperta	59
● Transfer 4Base	
impronta chiusa	47, 55, 63
impronta aperta	47, 55, 63
● Transfer demo M	71

V

● Vite AnoTite	44, 45, 47, 52, 53, 55, 60, 61, 63
● Vite AnoTite per canale angolato	44, 47, 52, 55, 60, 63
● Vite di chiusura 4Base	47, 55, 63
● Vite di fissaggio scan abutment	44, 52, 60
● Vite per abutment provvisorio	43, 51, 59
● Vite protesica	44, 45, 47, 52, 53, 55, 60, 61, 63
● Vite protesica per canale angolato	44, 47, 52, 55, 60, 63
● Viti di guarigione	
S, M, L anatomiche	37
S, M, L cilindriche	36

● INDICE - Numerico secondo REF

301-410-00 – 343-055-15	344-110-00 – 346-139-01	346-139-02 – 346-246-02
301-410-00..... 74	344-110-00..... 36, 37	346-139-02..... 45
302-118-00..... 74	344-112-00..... 36	346-140-01..... 46
302-122-00..... 74	344-120-00..... 37	346-140-02..... 46
302-125-00..... 74	344-130-00..... 43	346-141-01..... 46
303-018-11..... 74	344-210-00..... 36, 37	346-141-02..... 46
303-018-13..... 74	344-212-00..... 36	346-142-01..... 46
303-022-11..... 74	344-214-00..... 36	346-142-02..... 46
303-022-13..... 74	344-220-00..... 37	346-145-01..... 46
303-025-11..... 74	344-222-00..... 37	346-145-02..... 46
303-025-13..... 74	344-230-00..... 51	346-146-01..... 46
306-614-00..... 75	344-310-00..... 36, 37	346-146-02..... 46
306-616-00..... 75	344-312-00..... 36	346-151-02..... 49
306-618-00..... 75	344-314-00..... 36	346-152-02..... 49
306-620-00..... 75	344-320-00..... 37	346-153-02..... 49
306-626-00..... 75	344-322-00..... 37	346-160-02..... 48
306-627-00..... 75	344-330-00..... 59	346-161-02..... 48
306-628-00..... 75	345-110-00..... 43	346-162-02..... 48
306-629-00..... 75	345-112-00..... 43	346-190-02..... 44
307-000-00..... 74	345-120-00..... 43	346-195-01..... 44
307-646-00..... 75	345-122-00..... 43	346-195-02..... 44
308-420-00..... 75	345-130-00..... 43	346-197-01..... 44
330-560-00..... 23	345-132-00..... 43	346-197-02..... 44
330-831-00..... 73	345-210-00..... 51	346-199-02..... 44
341-410-00..... 22	345-212-00..... 51	346-213-01..... 52
341-412-00..... 22	345-220-00..... 51	346-213-02..... 52
343-033-09..... 35	345-222-00..... 51	346-214-01..... 52
343-033-11..... 35	345-230-00..... 51	346-230-01..... 53
343-033-13..... 35	345-232-00..... 51	346-230-02..... 53
343-033-15..... 35	345-310-00..... 59	346-231-01..... 53
343-037-07..... 35	345-312-00..... 59	346-231-02..... 53
343-037-09..... 35	345-320-00..... 59	346-232-01..... 53
343-037-11..... 35	345-322-00..... 59	346-232-02..... 53
343-037-13..... 35	345-330-00..... 59	346-235-01..... 53
343-037-15..... 35	345-332-00..... 59	346-235-02..... 53
343-042-07..... 35	346-113-01..... 44	346-236-01..... 53
343-042-09..... 35	346-113-02..... 44	346-236-02..... 53
343-042-11..... 35	346-114-01..... 44	346-239-01..... 53
343-042-13..... 35	346-130-01..... 45	346-239-02..... 53
343-042-15..... 35	346-130-02..... 45	346-240-01..... 54
343-048-07..... 35	346-131-01..... 45	346-240-02..... 54
343-048-09..... 35	346-131-02..... 45	346-241-01..... 54
343-048-11..... 35	346-132-01..... 45	346-241-02..... 54
343-048-13..... 35	346-132-02..... 45	346-242-01..... 54
343-048-15..... 35	346-135-01..... 45	346-242-02..... 54
343-055-09..... 35	346-135-02..... 45	346-245-01..... 54
343-055-11..... 35	346-136-01..... 45	346-245-02..... 54
343-055-13..... 35	346-136-02..... 45	346-246-01..... 54
343-055-15..... 35	346-139-01..... 45	346-246-02..... 54

● **INDICE - Numerico secondo REF**

346-251-02 – 346-397-02	346-399-02 – 381-242-00	381-248-00 – 382-348-15
346-251-02..... 57	346-399-02..... 60	381-248-00..... 29
346-252-02..... 57	346-410-00..... 47, 55, 63	381-255-00..... 29
346-253-02..... 57	346-412-00..... 47, 55, 63	381-333-00..... 30
346-260-02..... 56	346-414-00..... 47, 55, 63	381-337-00..... 30
346-261-02..... 56	346-416-00..... 47, 55, 63	381-342-00..... 30
346-262-02..... 56	346-420-00..... 47, 55, 63	381-348-00..... 30
346-290-02..... 52	346-422-00..... 47, 55, 63	381-355-00..... 30
346-295-01..... 52	346-424-00..... 47, 55, 63	381-422-00..... 23
346-295-02..... 52	346-428-00..... 47, 49, 55, 57, 63, 65	381-428-00..... 23
346-297-01..... 52	346-430-00..... 44, 47, 52, 55, 60, 63	381-533-00..... 29
346-297-02..... 52	346-432-00..... 47, 55, 63	381-537-00..... 29
346-299-02..... 52	346-512-00..... 49, 57, 65	381-542-00..... 29
346-313-01..... 60	346-514-00..... 49, 57, 65	381-548-00..... 29
346-313-02..... 60	346-516-00..... 49, 57, 65	381-555-00..... 29
346-314-01..... 60	346-518-00..... 49, 57, 65	381-733-00..... 30
346-330-01..... 61	346-520-00..... 49, 57, 65	381-737-00..... 30
346-330-02..... 61	346-522-00..... 49, 57, 65	381-742-00..... 30
346-331-01..... 61	346-524-00..... 49, 57, 65	381-748-00..... 30
346-331-02..... 61	346-526-00..... 49, 57, 65	381-755-00..... 30
346-332-01..... 61	346-530-00..... 49, 57, 65	382-015-00..... 25, 74
346-332-02..... 61	347-424-00..... 24	382-320-07..... 31
346-335-01..... 61	347-514-00..... 25, 69	382-320-09..... 31
346-335-02..... 61	347-646-00..... 25, 70	382-320-11..... 31
346-336-01..... 61	347-745-00..... 49, 57, 65, 71	382-320-13..... 31
346-336-02..... 61	348-400-01..... 71	382-320-15..... 31
346-339-01..... 61	348-400-02..... 71	382-333-00..... 31
346-339-02..... 61	348-410-00..... 71	382-333-09..... 32
346-340-01..... 62	348-412-00..... 71	382-333-11..... 32
346-340-02..... 62	348-420-00..... 71	382-333-13..... 32
346-341-01..... 62	348-424-01..... 71	382-333-15..... 32
346-341-02..... 62	348-424-02..... 71	382-337-00..... 31
346-342-01..... 62	348-426-00..... 71	382-337-07..... 32
346-342-02..... 62	348-430-00..... 71	382-337-09..... 32
346-345-01..... 62	350-103-00..... 68	382-337-11..... 32
346-345-02..... 62	350-170-00..... 68	382-337-13..... 32
346-346-01..... 62	350-172-00..... 68	382-337-15..... 32
346-346-02..... 62	350-174-00..... 68	382-342-00..... 31
346-351-02..... 65	350-176-00..... 68	382-342-07..... 32
346-352-02..... 65	350-178-00..... 68	382-342-09..... 32
346-353-02..... 65	350-180-00..... 68	382-342-11..... 32
346-360-02..... 64	381-133-00..... 29	382-342-13..... 32
346-361-02..... 64	381-137-00..... 29	382-342-15..... 32
346-362-02..... 64	381-142-00..... 29	382-348-00..... 31
346-390-02..... 60	381-148-00..... 29	382-348-07..... 32
346-395-01..... 60	381-155-00..... 29	382-348-09..... 32
346-395-02..... 60	381-233-00..... 29	382-348-11..... 32
346-397-01..... 60	381-237-00..... 29	382-348-13..... 32
346-397-02..... 60	381-242-00..... 29	382-348-15..... 32

■ INDICE - Numerico secondo REF

382-355-00 – 386-631-00

382-355-00.....	31
382-355-09.....	32
382-355-11.....	32
382-355-13.....	32
382-355-15.....	32
382-533-00.....	33
382-537-00.....	33
382-542-00.....	33
382-548-00.....	33
382-555-00.....	33
382-720-15.....	23, 25, 27
382-733-00.....	25
382-733-15.....	25
382-737-00.....	25
382-737-15.....	25
382-742-00.....	25
382-742-15.....	25
382-748-00.....	25
382-748-15.....	25
382-755-00.....	25
382-755-15.....	25
382-833-00.....	33
382-837-00.....	33
382-842-00.....	33
382-848-00.....	33
382-855-00.....	33
382-933-00.....	25, 27, 33
382-933-15.....	25
382-937-00.....	25, 27, 33
382-937-15.....	25
382-942-00.....	25, 27, 33
382-942-15.....	25
382-948-00.....	25, 27, 33
382-948-15.....	25
382-955-00.....	25, 27, 33
382-955-15.....	25
384-910-00.....	43, 51, 59
385-124-00.....	43, 70
385-224-00.....	51, 70
385-324-00.....	59, 70
386-196-00.....	44
386-296-00.....	52
386-396-00.....	60
386-468-00.....	71
386-614-00.....	48, 56, 64
386-630-00.....	48, 56, 64
386-631-00.....	48, 56, 64

386-910-00 – 387-800-00

386-910-00.....	44, 45, 47, 52, 53, 55, 60, 61, 63
386-912-00.....	47, 55, 63
386-914-00.....	44, 45, 47, 52, 53 55, 60, 61, 63
386-916-00.....	47, 55, 63
386-924-00.....	44, 52, 60
386-926-00.....	44, 52, 60
386-928-00.....	44, 47, 52, 55, 60, 63
386-930-00.....	44, 47, 52, 55, 60, 63
386-932-00.....	44, 52, 60
387-426-00.....	40
387-509-00.....	25, 69
387-511-00.....	25, 69, 75
387-513-00.....	69
387-526-00.....	25, 69
387-527-00.....	25, 69
387-528-00.....	25, 69
387-531-00.....	25, 69
387-532-00.....	25, 69
387-533-00.....	25, 69
387-536-00.....	25, 69
387-537-00.....	25, 69
387-538-00.....	25, 69
387-602-00.....	25, 70
387-610-00.....	25, 70
387-612-00.....	25, 70
387-620-00.....	25, 41, 70
387-622-00.....	25, 41, 70
387-624-00.....	70
387-650-00.....	70
387-663-00.....	71
387-730-00.....	71
387-800-00.....	25, 41, 70, 75

Il vostro contatto diretto



Centralino

Telefono	051 862580
Fax	051 863291
E-Mail	info@dentaurum.it

Ufficio commerciale

Numero verde gratuito	800 950 240
Telefono	051 862580
E-Mail	ordini@dentaurum.it
Whatsapp	371 3316045

Assistenza Clienti

Telefono	051 862580
E-Mail	implantologia@dentaurum.it


Digitale

Telefono	051 862580
E-Mail	digitale@dentaurum.it

Corsi - CDC Italia

Telefono	051 861935
E-Mail	cdc@dentaurum.it

Per ragioni di migliore leggibilità, in questo catalogo è stata usata sempre la forma maschile per i nomi personali. Nell'interesse della parità di trattamento, i termini corrispondenti si applicano generalmente a tutti i sessi. Tutti i dipendenti dell'azienda vengono trattati allo stesso modo, indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, dalla religione o dall'ideologia politica.



Dentaurum Italia Online Shop.

Scopri l'Online Shop Dentaurum Italia. Rapido – confortevole – semplice.

Il nostro Online Shop è stato progettato con un design assolutamente intuitivo. In termini di contenuto, è strutturato come un catalogo stampato Dentaurum. Ciò significa che i prodotti desiderati possono essere trovati rapidamente e facilmente nel solito modo e ordinati direttamente.

Trovare il prodotto desiderato in pochi secondi.

Il sistema Online Shop guida l'utente con pochi clic attraverso il processo di ordinazione in modo rapido e semplice. È possibile effettuare l'ordine indipendentemente dall'orario del giorno.

Sempre disponibile 24 ore su 24.

Con l'Online Shop Dentaurum Italia è possibile effettuare un ordine in qualsiasi momento, indipendentemente dall'orario di ufficio, risparmiando tempo.





Panoramica dei vantaggi

- ▶ Offerte mensili per categoria di prodotto.
- ▶ Sconti incondizionati aggiuntivi per ordini online.
- ▶ Funzione di ricerca.
- ▶ Informazioni dettagliate su ogni prodotto.
- ▶ Filtri di ricerca su famiglie di prodotti.
- ▶ Lista dei prodotti ordinati più di frequente.
- ▶ Ordine diretto dal catalogo.
- ▶ Storico degli ordini.
- ▶ Visualizzazione delle proprie condizioni commerciali e dei prezzi.
- ▶ Ordine sicuro grazie al sistema di crittografia SSL.



051 862580 - *Centralino*

-224

-226

-335 1379018

