


Ortodonzia digitale.






DENTAURUM
ITALIA DIGITAL

Un partner affidabile per prodotti
e servizi digitali.

Stampa modelli.

I modelli prototipati per ortodonzia sono prodotti con la massima precisione e forniscono una base di lavoro ideale per la realizzazione di svariati apparecchi di trattamento ortodontico. Come sempre, nella produzione valgono gli standard di qualità Dentaurum: processi validati con personale altamente qualificato.






I retainer 3D offrono molti vantaggi.

I retainer progettati secondo le esigenze del paziente, possiedono un design costruttivo unico e tridimensionale per ottimizzare l'adattamento individuale. Possono essere presi in considerazione dal design digitale anche spazi molto ristretti. Il materiale di cui sono fatti, titanio grado 5, garantisce la migliore biocompatibilità, rendendoli anche ideali per persone allergiche al nichel.

Una volta approvato il design, il retainer viene fresato singolarmente da un blank in titanio. Per il paziente, ciò si traduce in massimo comfort grazie all'elevata precisione di adattamento linguale e alle più piccole superfici ritentive, che a loro volta consentono una migliore e più semplice igiene orale.



3shape Scanner

Scanner da laboratorio per ogni esigenza.

La scelta giusta per ogni laboratorio.

Aggiornare il proprio laboratorio con una soluzione di scansione più rapida e più precisa, appositamente ottimizzata per la massima produttività.

Con gli scanner Generation Red E o con l'ultimo scanner F8 dotato di tecnologia di scansione duale, portare il proprio laboratorio al livello successivo non è mai stato così semplice.

Vantaggi:

- precisione documentata ISO
- acquisizione rapida di modelli e impronte
- software ortodontico per laboratorio
- scanner da laboratorio per ogni esigenza e budget



3shape TRIOS

Gli scanner intraorali.

Ogni modello di TRIOS offre svariate possibilità.

Indipendentemente dal fatto di essere alle prime armi con le tecnologie digitali o possedere uno studio già completamente digitalizzato: TRIOS offre sempre un'assistenza eccezionale ai propri pazienti ampliando la gamma dei servizi.

5 ragioni per scegliere TRIOS:

- lo stato dell'arte nella tecnologia di scansione
- colori naturali
- configurazioni hardware flessibili
- software per l'analisi e la pianificazione del trattamento
- agevole flusso di lavoro con il laboratorio



3shape TRIOS 5



Modelli prototipati Tweed

Modelli prototipati in materiale rigido con zoccolo squadrato sec. Tweed.

Colore	REF superiore	REF inferiore	Quantità
sabbia	A-TWEED-SUP	A-TWEED-INF	1 pezzo



Modelli prototipati semplici

Modelli a cavallo prototipati in materiale rigido. Ideali per la termoformatura degli allineatori.

Colore	REF superiore	REF inferiore	Quantità
sabbia	A-MOD-SEM1	A-MOD-SEM2	1 pezzo



Modelli prototipati personalizzati

Modelli prototipati in materiale rigido secondo le indicazioni del cliente.

Colore	REF superiore	REF inferiore	Quantità
sabbia	A-MOD-PERS1	A-MOD-PERS2	1 pezzo



Dima chirurgica ortopedica

Guida per chirurgia maxillo-facciale. Realizzata in materiale rigido trasparente e biocompatibile.

REF A-GUIDE-ORTO	1 pezzo
------------------	---------



Guida chirurgica per miniviti

Guida chirurgica ad ancoraggio dentale per il montaggio guidato delle mini viti palatali tomas® EP.

REF A-GUIDE-TOMAS	1 pezzo
-------------------	---------



Setup digitale diagnostico

Servizio di setup digitale diagnostico realizzato da personale qualificato con il software NemoCast, per trattamenti ortodontici con allineatori trasparenti su una/due arcate o di rifinitura.

1 arcata	2 arcate	di rifinitura	Quantità
REF A-SETUP1	REF A-SETUP2	REF A-SETUP3	1 pezzo

Isolante 3D

Forma uno strato isolante tra modelli in resina e Orthocryl® / Orthocryl® LC.

Colore: verde

REF 162-801-00

100 ml



prime4me® RETAIN3R SUP

Adattamento unico grazie alla progettazione tridimensionale e alla massima biocompatibilità: retainer fresato in titanio grado 5. Ordinabile opzionalmente in combinazione con prime4me® RETAIN3R: mascherina di trasferimento per prime4me® RETAIN3R per l'inserimento nel paziente.

REF 430-120-30

1 pezzo




prime4me® RETAIN3R INF

Adattamento unico grazie alla progettazione tridimensionale e alla massima biocompatibilità: retainer fresato in titanio grado 5. Ordinabile opzionalmente in combinazione con prime4me® RETAIN3R: mascherina di trasferimento per prime4me® RETAIN3R per l'inserimento nel paziente.

REF 430-120-40

1 pezzo



Transfer tray

Mascherina di trasferimento per prime4me® RETAIN3R per l'inserimento nel paziente.

Ordinabile esclusivamente in combinazione con prime4me® RETAIN3R.

REF 430-120-90

1 pezzo



Modello dimostrativo

prime4me® RETAIN3R

Per la dimostrazione al paziente.

Dotato di:

- modello base stampato
- prime4me® RETAIN3R arcata superiore
- mascherina di trasferimento (transfer tray) per prime4me® RETAIN3R.

REF 892-000-29

1 pezzo



Viti di espansione senza bracci per il workflow digitale



hyrax® click piccola – 7

Espansore rapido con dispositivo antiritorno „Click“.

Per una efficiente e sicura espansione del palato con l'ausilio di una apparecchiatura fissa.

- Perfetta funzione di blocco della vite durante la fase di trattamento attivo
- Limite d'espansione e conseguente impossibilità di scomposizione della vite
- Affidabile attivazione / disattivazione della vite con scatto percettibile dopo ogni ¼ di giro
- Nessun ritorno indesiderato durante l'attivazione e l'estrazione della chiave
- Minime dimensioni strutturali con massima possibilità d'espansione
- Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite

Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.



Corpo della vite: 9,8 mm

Espansione massima: 7,0 mm

4 x ¼ di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox

Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-830-12	1 pezzo	602-800-32	10 pezzi



hyrax® click media – 10

Espansore rapido con dispositivo antiritorno „Click“.

Per una efficiente e sicura espansione del palato con l'ausilio di una apparecchiatura fissa.

- Perfetta funzione di blocco della vite durante la fase di trattamento attivo
- Limite d'espansione e conseguente impossibilità di scomposizione della vite
- Affidabile attivazione / disattivazione della vite con scatto percettibile dopo ogni ¼ di giro
- Nessun ritorno indesiderato durante l'attivazione e l'estrazione della chiave
- Minime dimensioni strutturali con massima possibilità d'espansione
- Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite

Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.


Corpo della vite: 12,8 mm

Espansione massima: 10,0 mm

4 x ¼ di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox

Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-832-12	1 pezzo	602-832-32	10 pezzi



Viti di espansione senza bracci per il workflow digitale

hyrax® click grande – 12

Espansore rapido con dispositivo antiritorno „Click“.

Per una efficiente e sicura espansione del palato con l'ausilio di una apparecchiatura fissa.

- Perfetta funzione di blocco della vite durante la fase di trattamento attivo
- Limite d'espansione e conseguente impossibilità di scomposizione della vite
- Affidabile attivazione / disattivazione della vite con scatto percettibile dopo ogni ¼ di giro
- Nessun ritorno indesiderato durante l'attivazione e l'estrazione della chiave
- Minime dimensioni strutturali con massima possibilità d'espansione
- Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite

Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Corpo della vite: 14,8 mm


Espansione massima: 12,0 mm

4 x ¼ di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox



Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-834-12	1 pezzo	602-834-32	10 pezzi



Viti di espansione senza bracci per il workflow digitale



hyrax® piccola – 7

Espansore rapido

Per l'espansione del palato con l'ausilio di una apparecchiatura fissa.

- Limite d'espansione e conseguente impossibilità di scomposizione della vite
 - Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
 - Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
 - Perno filettato con sistema antiritorno
 - Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
 - Possibilità di fissaggio con filo raggiunta l'apertura desiderata
- Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.




Corpo della vite: 9,4 mm

Espansione massima: 7,0 mm

4 x 1/4 di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox

Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-800-12	1 pezzo	602-830-32	10 pezzi



hyrax® media – 10

Espansore rapido

Per l'espansione del palato con l'ausilio di una apparecchiatura fissa.

- Limite d'espansione e conseguente impossibilità di scomposizione della vite
- Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
- Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
- Corpo accorciato per consentire la piegatura più ergonomica dei bracci
- Perno filettato con sistema antiritorno
- Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
- Possibilità di fissaggio con filo raggiunta l'apertura desiderata

Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.



Corpo della vite: 12,4 mm

Espansione massima: 10,0 mm

4 x 1/4 di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox

Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-808-12	1 pezzo	602-808-32	10 pezzi



Viti di espansione senza bracci per il workflow digitale

hyrax® grande – 12

Espansore rapido

Per l'espansione del palato con l'ausilio di una apparecchiatura fissa.

- Possibilità di piegare i bracci molto vicino al corpo della vite
- Blocco di massima apertura per evitare la scomposizione della vite a fine corsa
- Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
- Corpo accorciato per consentire la piegatura più ergonomica dei bracci
- Perno filettato con sistema antiritorno
- Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
- Possibilità di fissaggio con filo raggiunta l'apertura desiderata

Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Corpo della vite: 14,4 mm



Espansione massima: 12,0 mm

4 x 1/4 di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox



Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-811-12	1 pezzo	602-811-32	10 pezzi



Viti di espansione senza bracci per il workflow digitale



Variety click piccola – 8

Vite per espansione speciale con dispositivo antiritorno „Click“. Principalmente indicata per trattamenti mandibolari con apparecchiatura fissa come ad esempio di distalizzazione, mesializzazione o chiusura degli spazi con movimento di denti singoli. Può essere impiegata anche per l'espansione precoce del palato.

- Perfetta funzione di blocco della vite durante la fase di trattamento attivo
 - Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
 - Affidabile attivazione / disattivazione della vite con scatto percettibile dopo ogni ¼ di giro
 - Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
 - Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
- Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Dimensioni: 12,9 mm


Corpo della vite: 9,6 mm

Espansione massima: 8,0 mm

4 x ¼ di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox

Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-836-12	1 pezzo	602-836-32	10 pezzi



Variety click SP (small palate) piccola – 8

Vite per espansione speciale con dispositivo antiritorno „Click“. Indicata per trattamenti mandibolari con apparecchiatura fissa come ad esempio di distalizzazione, mesializzazione o chiusura degli spazi con movimento di denti singoli. Può essere impiegata anche per l'espansione precoce del palato.

- Perfetta funzione di blocco della vite durante la fase di trattamento attivo
 - Particolarmente indicata per palati stretti
 - Possibilità di piegare i bracci di ritenzione molto vicino al corpo
 - Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
 - Affidabile attivazione / disattivazione della vite con scatto percettibile dopo ogni ¼ di giro
 - Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
 - Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
- Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Dimensioni: 12,9 mm


Corpo della vite: 9,6 mm

Espansione massima: 8,0 mm

4 x ¼ di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox

Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-838-12	1 pezzo	602-838-32	10 pezzi



Viti di espansione senza bracci per il workflow digitale

Variety click grande – 12

Vite per espansione speciale con dispositivo antiritorno „Click“. Principalmente indicata per trattamenti mandibolari con apparecchiatura fissa come ad esempio di distalizzazione, mesializzazione o chiusura degli spazi con movimento di denti singoli. Può essere impiegata anche per l'espansione precoce del palato.

- Perfetta funzione di blocco della vite durante la fase di trattamento attivo
 - Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
 - Affidabile attivazione / disattivazione della vite con scatto percettibile dopo ogni 1/4 di giro
 - Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
 - Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
- Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Dimensioni: 17,2 mm

Corpo della vite: 9,6 mm


Espansione massima: 12,0 mm

4 x 1/4 di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox



Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-837-12	1 pezzo	602-837-32	10 pezzi



Variety SP (small palate) piccola – 8

Vite per espansione speciale con dispositivo antiritorno „Click“. Indicata per trattamenti mandibolari con apparecchiatura fissa come ad esempio di distalizzazione, mesializzazione o chiusura degli spazi con movimento di denti singoli. Può essere impiegata anche per l'espansione precoce del palato.

- Particolarmente indicata per palati stretti
 - Possibilità di piegare i bracci di ritenzione molto vicino al corpo
 - Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
 - Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
 - Perno filettato con sistema antiritorno
 - Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
 - Possibilità di fissaggio con filo raggiunta l'apertura desiderata
- Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Dimensioni: 12,9 mm

Corpo della vite: 9,6 mm



Espansione massima: 8,0 mm

4 x 1/4 di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox



Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-839-12	1 pezzo	602-839-32	10 pezzi



Viti di espansione senza bracci per il workflow digitale



Variety piccola – 8

Vite per espansione speciale con dispositivo antiritorno „Click“. Principalmente indicata per trattamenti mandibolari con apparecchiatura fissa come ad esempio di distalizzazione, mesializzazione o chiusura degli spazi con movimento di denti singoli. Può essere impiegata anche per l'espansione precoce del palato.

- Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
 - Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
 - Perno filettato con sistema antiritorno
 - Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
 - Possibilità di fissaggio con filo raggiunta l'apertura desiderata
- Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Dimensioni: 12,9 mm



Corpo della vite: 9,6 mm

Espansione massima: 8,0 mm

4 x 1/4 di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox

Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-815-12	1 pezzo	602-815-32	10 pezzi



Variety SP (small palate) piccola – 8

Vite per espansione speciale con dispositivo antiritorno „Click“. Indicata per trattamenti mandibolari con apparecchiatura fissa come ad esempio di distalizzazione, mesializzazione o chiusura degli spazi con movimento di denti singoli. Può essere impiegata anche per l'espansione precoce del palato.

- Particolarmente indicata per palati stretti
 - Possibilità di piegare i bracci di ritenzione molto vicino al corpo
 - Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
 - Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
 - Perno filettato con sistema antiritorno
 - Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
 - Possibilità di fissaggio con filo raggiunta l'apertura desiderata
- Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Dimensioni: 12,9 mm



Corpo della vite: 9,6 mm

Espansione massima: 8,0 mm

4 x 1/4 di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox

Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-819-12	1 pezzo	602-819-32	10 pezzi



Viti di espansione senza bracci per il workflow digitale

Variety grande – 12

Vite per espansione speciale. Principalmente indicata per trattamenti mandibolari con apparecchiatura fissa come ad esempio di distalizzazione, mesializzazione o chiusura degli spazi con movimento di denti singoli. Può essere impiegata anche per l'espansione precoce del palato.

- Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
 - Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
 - Perno filettato con sistema antiritorno
 - Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
 - Possibilità di fissaggio con filo raggiunta l'apertura desiderata
- Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Dimensioni: 14,9 mm

Corpo della vite: 9,6 mm



Espansione massima: 12,0 mm

4 x 1/4 di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox



Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-806-12	1 pezzo	602-806-32	10 pezzi



Variety SP (small palate) grande – 12

Vite per espansione speciale. Indicata per trattamenti mandibolari con apparecchiatura fissa come ad esempio di distalizzazione, mesializzazione o chiusura degli spazi con movimento di denti singoli.

Può essere impiegata anche per l'espansione precoce del palato.

- Particolarmente indicata per palati stretti
 - Possibilità di piegare i bracci di ritenzione molto vicino al corpo
 - Piccole dimensioni con massima possibilità di espansione
 - Resistenti bracci di ritenzione e guida stabile durante tutto il movimento di espansione
 - Perno filettato con sistema antiritorno
 - Freccia verso apertura e massima espansione ben visibili sul corpo della vite
 - Possibilità di fissaggio con filo raggiunta l'apertura desiderata
- Con chiavette di sicurezza in base alla quantità di confezionamento.

Dimensioni: 14,9 mm

Corpo della vite: 9,6 mm


Espansione massima: 12,0 mm

4 x 1/4 di giro = 0,80 mm

Materiale: acciaio inox



Bracci di ritenzione	REF	Quantità	REF	Quantità
senza bracci	602-809-12	1 pezzo	602-809-32	10 pezzi



Scanner da laboratorio 3Shape



Lab scanner E2

Una soluzione semplice per i laboratori di ortodonzia che desiderino passare al digitale.

Caratteristiche

Telecamere:	2 da 5 MP
Accuratezza (ISO 12836):	10 µm
Tempo scansione (modello in gesso):	24 sec.
Tempo scansione (impronta):	72 sec.
Texture:	monocromatica
Strategia di scansione:	Standard

REF X-20007101

1 pezzo



Lab scanner E3

Scansione essenziale per garantire la massima precisione, ideale per gran parte dei laboratori digitali.

Caratteristiche

Telecamere:	2 da 5 MP
Accuratezza (ISO 12836):	7 µm
Tempo scansione (modello in gesso):	18 sec.
Tempo scansione (impronta):	64 sec.
Texture:	colore
Strategia di scansione:	Standard

REF X-20007201

1 pezzo



Lab scanner Red E4

Massima velocità ed efficienza per i laboratori dall'offerta di servizi più ampia.

Caratteristiche

Telecamere:	4 da 5 MP
Accuratezza (ISO 12836):	4 µm
Tempo scansione (modello in gesso):	9 sec.
Tempo scansione (impronta):	45 sec.
Texture:	colore
Strategia di scansione:	Moncone su mod.

REF X-20007521

1 pezzo



Lab scanner F8

Flussi di lavoro efficienti con minimo intervento da parte dell'operatore, per laboratori dalle esigenze più complesse.

Caratteristiche

Telecamere:	4 da 5 MP
Accuratezza (ISO 12836):	4 µm
Tempo scansione (modello in gesso):	9 sec.
Tempo scansione (impronta):	45 sec.
Texture:	colore
Strategia di scansione:	Moncone su modello /All in one

REF X-20007940

1 pezzo

REF X-22003200

1 set

TRIOS 6 Wireless

Contenuto del set:

- scanner TRIOS 6 Wireless
- caricabatterie con cavo di alimentazione
- 3 x batterie
- 1 x puntale autoclavabile
- 1 x 25 puntali TRIOS Ready
- 1 x puntale di protezione TRIOS 6
- 1 x confezione pellicole protettive TRIOS
- supporto pod dello scanner
- adattatore wireless
- documentazione



REF X-22004020

1 set

TRIOS 5 Wireless

Contenuto del set:

- scanner TRIOS 5 Wireless
- caricabatterie con cavo di alimentazione
- 3 x batterie
- 1 x puntale autoclavabile
- 1 x puntale di protezione TRIOS 5
- 1 x 25 puntali Ready tips
- supporto pod dello scanner
- adattatore wireless
- dongle USB con software
- dongle di sottoscrizione 3Shape
- documentazione



REF X-22004000

1 set

TRIOS 3 con cavo

Contenuto del set:

- scanner TRIOS 3 con cavo
- supporto pod dello scanner
- 5 x puntali di scansione TRIOS 3 autoclavabili
- 1 x puntale di protezione TRIOS 3
- 1 x puntale di calibrazione colore TRIOS 3
- 1 x kit di calibrazione colore TRIOS 3
- cavo USB-C personalizzato 3Shape
- dongle USB con software
- dongle di sottoscrizione 3Shape
- documentazione



REF X-22004010

1 set

TRIOS Core con cavo

Contenuto del set:

- scanner TRIOS Core con cavo
- supporto pod dello scanner
- 5 x puntali di scansione TRIOS 3/Core autoclavabili
- 1 x puntale di protezione TRIOS 3/Core
- 1 x kit di calibrazione colore TRIOS 3/Core
- cavo USB-C personalizzato 3Shape
- dongle USB con software
- dongle di sottoscrizione 3Shape
- documentazione



[illegible]

[illegible]



CONTATTA
DENTAURUM ITALIA

SERVIZIO CLIENTI **051 862580** - *Centralino*

Ordini	-224
Commerciale	-226
Digitale	-201

Dentaurum Italia S.p.A.



Via degli Speciali, 142/144
Centergross 40050 Funo (BO)



info@dentaurum.it
www.dentaurum.it



Telefono 051 862580



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.IT