

Sistema linguale.

Sorprendentemente diverso.



D
DENTAURUM
1886

discovery[®]
DELIGHT



Sorprendentemente efficace.

Il sistema linguale discovery[®] delight è stato ideato con lo specifico intento di ridurre al minimo i componenti necessari per il trattamento ortodontico garantendo, al tempo stesso, la libera scelta di tutte le opzioni proprie della tecnica linguale, dalla terapia 2D a quella tridimensionale.

In collaborazione con il Prof. Rubens Demichieri di Montevideo, è stato creato un sistema ortodontico che risponde pienamente alle esigenze del paziente, offrendo tutti i provati vantaggi dei bracket della famiglia discovery[®]:

- massima qualità
- invisibilità
- tempi di trattamento brevi
- elevato comfort
- design ottimale






Bracket linguali / Assortimenti

discovery® delight

Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20 - con gancio verticale

Dente	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
Larghezza	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi



Dente	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
Larghezza	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

discovery® delight social six	1 caso	6 bracket anteriori (REF 790-450-00)	REF 891-406-00
discovery® delight arcata singola	1 caso	6 bracket anteriori (REF 790-450-00) + 4 bracket posteriori (REF 790-452-00)	REF 891-407-00
discovery® delight arcata singola + tubi	1 caso	6 bracket anteriori (REF 790-450-00) + 4 bracket posteriori (REF 790-452-00) + 2 tubi molari (REF 724-102-51)	REF 891-408-00
discovery® delight caso completo	1 caso	12 bracket anteriori (REF 790-450-00) + 8 bracket posteriori (REF 790-452-00) + 4 tubi molari (REF 724-102-51)	REF 891-409-00

discovery® delight bracket anteriori

con gancio verticale

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larghezza	REF	Quantità
13-11/21-23/43-41/31-33				•	1,5 mm	790-450-00	1 pezzo
13-11/21-23/43-41/31-33				•	1,5 mm	790-451-00	10 pezzi

Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20

**discovery® delight bracket posteriori, aperti**

con gancio verticale

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larghezza	REF	Quantità
15-14/24-25/45-44/34-35				•	1,5 mm	790-452-00	1 pezzo
15-14/24-25/45-44/34-35				•	1,5 mm	790-453-00	10 pezzi

Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20

**discovery® delight bracket posteriori, chiusi**

non convertibili · con gancio verticale

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larghezza	REF	Quantità
15-14/24-25/45-44/34-35				•	2,0 mm	724-100-51	1 pezzo
15-14/24-25/45-44/34-35				•	2,0 mm	724-101-51	10 pezzi

Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20

**discovery® delight tubi linguali / da incollare**

non convertibili · con gancio verticale

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larghezza	REF	Quantità
16/26/46/36				•	2,0 mm	724-102-51	1 pezzo
16/26/46/36				•	2,0 mm	724-103-51	10 pezzi

Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20





Archi linguali rematitan® LITE, tondi

Classe di forza: super elastico

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,25 mm / 10			766-760-00	10 pezzi
0,30 mm / 12			766-761-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-762-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-763-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-764-00	10 pezzi



Archi linguali rematitan® LITE, quadrati

Classe di forza: super elastico

∅	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-765-00	10 pezzi
0,48 x 0,48 mm / 19 x 19		0,62 mm	766-766-00	10 pezzi



Archi linguali remanium®, tondi

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16			766-767-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-768-00	10 pezzi



Archi linguali remanium®, quadrati

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²

∅	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18			766-769-00	10 pezzi
0,48 x 0,48 mm / 19 x 19			766-770-00	10 pezzi



Archi linguali dentaflex®, tondi, intrecciati 6x

Classe di forza: super elastico · 2500–2700 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,38 mm / 15			766-771-00	10 pezzi

**Pinza Mosquito, curva
sterilizzabile**

Per applicare le legature e le catenelle elastiche Dentalastics®, in tecnica linguale.

REF 000-732-00

1 pezzo

**Pinzette
sterilizzabili**

Pinzette con design speciale per il semplice posizionamento di bracket e tubi.

REF 025-280-00

1 pezzo

**Strumento di posizionamento, linguale
sterilizzabile**

REF 023-278-00

1 pezzo

**Specchietto intraorale con linea di riferimento
(montato), linguale
sterilizzabile**

REF 023-279-00

1 pezzo

**Specchietto intraorale con linea di riferimento
(senza manico), linguale
sterilizzabile**

REF 023-279-10

1 pezzo

**Pinza asporta bracket, angolata
sterilizzabile**

Per la semplice rimozione dei bracket linguali posteriori. Inserti in carburo di tungsteno. È disponibile il servizio di riparazione.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 004-347-00

1 pezzo



Accessori



Catenelle elastiche SUPER Elasto-Force

Colore	ø interno anello	Lunghezza	Ponte	REF	Quantità
trasparente	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 matassa
trasparente	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 matassa



Modello dimostrativo discovery® delight

Dotazione:

- bracket linguali discovery® delight
- tubi molari discovery® delight
- archi linguali rematitan® „LITE“
- archi linguali dentaflex®

Modelli SUP e INF in resina, uniti da cerniera.

REF 892-000-22

1 pezzo



[illegible]

[illegible]

[illegible]



CONTATTA
DENTAURUM ITALIA

SERVIZIO CLIENTI **051 862580** - *Centralino*

Ordini - 224

Commerciale - 226

Digitale - 335 349471

Dentaurum Italia S.p.A.



Via degli Speciali, 142/144
Centergross 40050 Funo (BO)



Telefono 051 862580



info@dentaurum.it
www.dentaurum.it



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.IT