

Bracket autoleganti.

Passivi e intelligenti.



discovery®
SMART sl

ORTHOCAST SL

Trattamenti ortodontici ad alto livello.


discovery® smart sl è l'ultima innovazione della linea di bracket premium di successo mondiale discovery®: autolegante passivo e intelligente nell'utilizzo. Il bracket convince per l'elevata qualità dei materiali e per la sua affidabile funzione di apertura/chiusura.


#CLICK & GO – la chiusura dello sportello è semplice e intuitiva grazie alla spinta in direzione incisale/occlusale.

"CLICK" – lo sportello si blocca in modo percepibile e affidabile.

„GO" – il tempo alla poltrona può essere notevolmente ridotto grazie alla più rapida sostituzione dell'arco.

Il bracket passivo Low Friction discovery® smart sl consente movimenti dentali delicati e migliora il comfort del paziente. La riduzione dell'attrito e l'impiego di forze controllate garantiscono uno spostamento dentale efficiente e delicato.





Efficiente sistema di apertura/chiusura.

I bracket autoleganti discovery® smart si vengono fabbricati presso la sede centrale di Dentaforum a Ispringen, nel cuore della Foresta Nera settentrionale, con moderni e complessi impianti di produzione, utilizzando il processo MIM (Metal Injection Molding) – Made in Germany. I comprovati punti di forza, come la base strutturata al laser, l'altezza di costruzione estremamente ridotta con un In/Out di soli 0,7 mm e il design ottimizzato delle alette, sono stati ripresi direttamente dal bracket di successo discovery® smart.

Il nuovo arrivato discovery® smart si offre un'elevata sicurezza, un controllo preciso della rotazione e un design chiaro ed estetico con superfici arrotondate. L'apertura dello sportello avviene senza sforzo grazie a un intuitivo movimento di rotazione con l'apposito strumento di apertura.

#CLICK & GO

La chiusura dello sportello è semplice e intuitiva grazie alla spinta in direzione incisale/occlusale. Lo sportello si blocca in modo percepibile e affidabile.

Bracket autoleganti

Garanzia

Sicura tenuta degli

Elevata precisione

Scorrimento fluido dello sportello senza interferenze

Altezza ridotta

Elevato comfort del bracket sul dente

Bracket in tre parti

Elevata biocompatibilità grazie all'assenza di saldobrasature

Ampio spazio sotto le alette

Legatura semplice e flessibile



discovery[®]
SMART sl

...tto a palla
...attachments



Marcatura centrale

Facilita il semplice allineamento

Superfici arrotondate della finestra di apertura


Posizionamento guidato e sicuro dello strumento di apertura

Base del bracket creata anatomicamente con tecnologia 3D-CAD

Ottima stabilità sul dente

Brevettata strutturazione al laser della base

Con simbologia FDI per una gestione semplificata



Bracket autoleganti

discovery® smart sl - Assortimenti

McLaughlin-Bennett-Trevisi** - Confezioni singole

Slot: 0,56 x 0,64 mm / 22 x 25 - Gancio su canini e premolari



Torque	- 14°	- 14°	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	
Angolazione			0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	
In/Out			1,0 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	0,7 mm	
Larghezza	2,5 mm	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	
Distal Offset	0°	10°						
REF senza gancio			722-002-15	722-002-14		722-002-12	722-002-11	
REF con gancio	822-412-17	822-912-16	722-042-15	722-042-14	722-042-13			
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	

SUP dx.

7	6	5	4	3	2	1	
7	6	5	4	3	2	1	

INF dx

Torque	- 10°	- 20°	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	
Angolazione			+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	
In/Out			0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,1 mm	1,1 mm	
Larghezza	2,5 mm	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,6 mm	
Distal Offset	0°	0°						
REF senza gancio			722-002-45	722-002-44		722-002-42	722-002-41	
REF con gancio	822-412-47	822-912-46	722-042-45	722-042-44	722-042-43			
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	



McLaughlin-Bennett-Trevisi** - Assortimenti

Slot: 0,56 x 0,64 mm / 22 x 25 - Gancio su canini e premolari

1 caso	SUP/INF 5-5	gancio sui 3	20 bracket	in blister	REF 722-002-01
1 caso	SUP/INF 5-5	gancio sui 3, 4, 5	20 bracket	in blister	REF 722-042-01
1 caso	SUP/INF 7-7	gancio sui 3	20 bracket + 8 tubi	in blister	REF 722-002-07
1 caso	SUP/INF 7-7	gancio sui 3, 4, 5	20 bracket + 8 tubi	in blister	REF 722-042-07
10 casi	SUP/INF 5-5	gancio sui 3	200 bracket	in contenitore	REF 722-002-10
10 casi	SUP/INF 5-5	gancio sui 3, 4, 5	200 bracket	in contenitore	REF 722-042-10
10 casi	SUP/INF 6-6	gancio sui 3	200 bracket + 40 tubi	in contenitore	REF 722-002-17
10 casi	SUP/INF 6-6	gancio sui 3, 4, 5	200 bracket + 40 tubi	in contenitore	REF 722-042-17

	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°	- 14°	- 14°
	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°		
	0,7 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,0 mm		
	2,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,5 mm
						10°	0°
	722-002-21	722-002-22		722-002-24	722-002-25		
			722-042-23	722-042-24	722-042-25	822-912-26	822-412-27
	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi



SUP
sx.

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

INF sx

	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°	- 20°	- 10°
	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°		
	1,1 mm	1,1 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm		
	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,5 mm
						0°	0°
	722-002-31	722-002-32		722-002-34	722-002-35		
			722-042-33	722-042-34	722-042-35	822-912-36	822-412-37
	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi



** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bracket autoleganti

discovery® smart sl - Confezioni singole - Da incollare

McLaughlin-Bennett-Trevisi** - Bracket



Dente	Torque	Angolazione	In/Out	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Quantità
11	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		2,8 mm		722-002-11	10 pezzi
21	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		2,8 mm		722-002-21	10 pezzi
12	+ 10°	+ 8°	1,1 mm		2,6 mm		722-002-12	10 pezzi
22	+ 10°	+ 8°	1,1 mm		2,6 mm		722-002-22	10 pezzi
13	0°	+ 8°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-13	10 pezzi
23	0°	+ 8°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-23	10 pezzi
14	- 7°	0°	0,7 mm		2,8 mm		722-002-14	10 pezzi
24	- 7°	0°	0,7 mm		2,8 mm		722-002-24	10 pezzi
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-14	10 pezzi
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-24	10 pezzi
15	- 7°	0°	1,0 mm		2,8 mm		722-002-15	10 pezzi
25	- 7°	0°	1,0 mm		2,8 mm		722-002-25	10 pezzi
15	- 7°	0°	1,0 mm	•	2,8 mm		722-042-15	10 pezzi
25	- 7°	0°	1,0 mm	•	2,8 mm		722-042-25	10 pezzi

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30



Dente	Torque	Angolazione	In/Out	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Quantità
41	- 6°	0°	1,1 mm		2,6 mm		722-002-41	10 pezzi
31	- 6°	0°	1,1 mm		2,6 mm		722-002-31	10 pezzi
42	- 6°	0°	1,1 mm		2,6 mm		722-002-42	10 pezzi
32	- 6°	0°	1,1 mm		2,6 mm		722-002-32	10 pezzi
43	0°	+ 3°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-43	10 pezzi
33	0°	+ 3°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-33	10 pezzi
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm		2,8 mm		722-002-44	10 pezzi
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm		2,8 mm		722-002-34	10 pezzi
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-44	10 pezzi
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-34	10 pezzi
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm		2,8 mm		722-002-45	10 pezzi
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm		2,8 mm		722-002-35	10 pezzi
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-45	10 pezzi
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	2,8 mm		722-042-35	10 pezzi

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

McLaughlin-Bennett-Trevisi** - Tubi Ortho-Cast sl



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Quantità
16	- 14°	+ 10°	•	3,6 mm		822-912-16	10 pezzi
26	- 14°	+ 10°	•	3,6 mm		822-912-26	10 pezzi

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Quantità
46	- 20°	0°	•	3,6 mm		822-912-46	10 pezzi
36	- 20°	0°	•	3,6 mm		822-912-36	10 pezzi

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

McLaughlin-Bennett-Trevisi** - Tubi Ortho-Cast M-Series mini



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Quantità
17	- 14°	0°	•	2,5 mm		822-412-17	10 pezzi
27	- 14°	0°	•	2,5 mm		822-412-27	10 pezzi

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Quantità
47	- 10°	0°	•	2,5 mm		822-412-47	10 pezzi
37	- 10°	0°	•	2,5 mm		822-412-37	10 pezzi

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Strumento di apertura/chiusura sterilizzabile

Per aprire e chiudere i bracket autoleganti **discovery® smart sl**. L'apertura dello sportello avviene senza sforzo grazie a un movimento rotatorio intuitivo con l'apposito strumento.

REF 023-274-00	1 pezzo
----------------	---------

CE



Modello dimostrativo discovery® smart sl

Classe I di Angle, normocclusione

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Dotazione:

- bracket autoleganti in metallo discovery® smart sl
- tubi Ortho-Cast sl e Ortho-Cast M-Series mini
- archi Tensic®

Modelli SUP e INF in resina, uniti da cerniera.

REF 892-000-36	1 pezzo
----------------	---------

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

