


Bracket estetici.

Per un sorriso ancora più bello.





Rivivere l'estetica.

La qualità al massimo livello..

Negli stabilimenti di Ispringen, la Dentauro fabbrica un'ampia gamma di bracket in metallo e ceramica con l'ausilio delle più moderne tecnologie di progettazione e produzione. Nel corso degli anni, tutti questi processi sono stati ottimizzati e tra loro armonizzati. Quello che conta, è la massima precisione per un utilizzo sicuro e affidabile dei prodotti nell'ambito delle terapie ortodontiche. Con innovative tecnologie di produzione, come ad esempio il sistema CIM (Ceramic Injection Molding), è possibile realizzare svariati prodotti in ceramica. La produzione chimica della Dentauro ha l'obiettivo di migliorare continuamente i suoi materiali estetici per rispondere in modo ottimale alla crescente domanda di attacchi in ceramica.



discovery® pearl

Affascinante naturalezza.



FDI-System

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28		
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8		
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	L
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	

discovery[®]
PEARL

Affascinante
naturalizza.



Massima qualità ed efficienza, naturalmente senza compromessi.

I discovery[®] pearl superano tutti i limiti fino ad oggi raggiunti in termini di estetica, qualità ed efficacia. Una volta incollati sui denti, i discovery[®] pearl si adattano e si mimetizzano alla perfezione grazie al loro colore naturale e all'elevata traslucenza.

I discovery[®] pearl sono fabbricati interamente in ceramica, senza fastidiosi inserti metallici nello slot. Vengono costruiti in un unico pezzo con sistema CIM (Ceramic Injection Molding) di ultima generazione.

La base dei bracket, disegnata al CAD (Computer Aided Design), si adatta in maniera ottimale alla superficie dei denti, rendendo il posizionamento semplice e preciso. Il chiaro sistema di aiuti di montaggio colorati e di simbologia FDI impresso nella base, supporta ulteriormente il compito dell'ortodontista.

Con l'innovativa strutturazione al laser della base si ottengono ottimi risultati sia in termini di ritenzione che di debonding, garantendo eccellenti risultati terapeutici e venendo incontro ai sempre più richiesti trattamenti ortodontici estetici.



Affidabili caratteristiche:

Perfetta tonalità cromatica

Ottima mimetizzazione con i denti naturali, per renderli quasi invisibili.

Aiuti di montaggio colorati

Semplificano il posizionamento sui denti.

Dimensioni ottimali

Piccoli nel design, ma grandi nella forza che trasmettono.

Base anatomica

Per un perfetto adattamento all'anatomia dentale.

Base strutturata al laser con marcatura FDI

Per disporre delle migliori caratteristiche di bonding e di debondaggio.

Nell'assortimento da 1 caso, disponibili anche senza aiuti di montaggio.



Bracket estetici

Bracket in ceramica discovery® pearl / Assortimenti



Roth 18/22

Gancio sui canini

Dente	con aiuti di montaggio		senza aiuti di montaggio		Quantità
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11/21-23	718-701-03	722-701-03	718-701-73	722-701-73	1 bracket cad. = 6 pezzi
15-11/21-25	718-701-05	722-701-05	718-701-75	722-701-75	1 bracket cad. = 10 pezzi

Dente	con aiuti di montaggio		senza aiuti di montaggio		Quantità
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11/21-23	718-701-63	722-701-63	718-701-83	722-701-83	1 bracket cad. = 12 pezzi
43-41/31-33					
15-11/21-25	718-701-65	722-701-65	718-701-85	722-701-85	1 bracket cad. = 20 pezzi
45-41/31-35					

Slot 18: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30
Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30



Roth 18/22

Gancio su canini e premolari

Dente	con aiuti di montaggio		senza aiuti di montaggio		Quantità
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11/21-25	718-741-60	722-741-60	718-741-80	722-741-80	1 bracket cad. = 10 pezzi

Dente	con aiuti di montaggio		senza aiuti di montaggio		Quantità
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11/21-25	718-741-65	722-741-65	718-741-85	722-741-85	1 bracket cad. = 20 pezzi
45-41/31-35					

Slot 18: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30
Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

Bracket in ceramica discovery® pearl / Assortimenti

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Gancio sui canini

Dente	con aiuti di montaggio		senza aiuti di montaggio		Quantità
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11/21-23	718-702-03	722-702-03	718-702-73	722-702-73	1 bracket cad. = 6 pezzi
15-11/21-25	718-702-05	722-702-05	718-702-75	722-702-75	1 bracket cad. = 10 pezzi

Dente	con aiuti di montaggio		senza aiuti di montaggio		Quantità
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11/21-23	718-702-63	722-702-63	718-702-83	722-702-83	1 bracket cad. = 12 pezzi
43-41/31-33	718-702-65	722-702-65	718-702-85	722-702-85	1 bracket cad. = 20 pezzi

Slot 18: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30
 Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Gancio su canini e premolari

Dente	con aiuti di montaggio		senza aiuti di montaggio		Quantità
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11/21-25	718-742-60	722-742-60	718-742-80	722-742-80	1 bracket cad. = 10 pezzi

Dente	con aiuti di montaggio		senza aiuti di montaggio		Quantità
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11/21-25	718-742-65	722-742-65	718-742-85	722-742-85	1 bracket cad. = 20 pezzi

Slot 18: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30
 Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bracket in ceramica discovery® pearl / Confezioni singole



Roth 18/22

Con aiuti di montaggio

Dente	Torque	Angolazione	In/Out	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Quantità
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-11	722-701-11	1 pezzo
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-21	722-701-21	1 pezzo
12	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-12	722-701-12	1 pezzo
22	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-22	722-701-22	1 pezzo
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-13	722-741-13	1 pezzo
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-23	722-741-23	1 pezzo
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-14	722-701-14	1 pezzo
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-24	722-701-24	1 pezzo
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-14	722-741-14	1 pezzo
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-24	722-741-24	1 pezzo
15	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-15	722-701-15	1 pezzo
25	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-25	722-701-25	1 pezzo
15	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-15	722-741-15	1 pezzo
25	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-25	722-741-25	1 pezzo



Dente	Torque	Angolazione	In/Out	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Quantità
41	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-41	722-701-41	1 pezzo
31	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-31	722-701-31	1 pezzo
42	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-42	722-701-42	1 pezzo
32	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-32	722-701-32	1 pezzo
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-43	722-741-43	1 pezzo
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-33	722-741-33	1 pezzo
44	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-44	722-701-44	1 pezzo
34	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-34	722-701-34	1 pezzo
44	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-44	722-741-44	1 pezzo
34	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-34	722-741-34	1 pezzo
45	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-45	722-701-45	1 pezzo
35	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-35	722-701-35	1 pezzo
45	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-45	722-741-45	1 pezzo
35	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-35	722-741-35	1 pezzo

Slot 18: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

Bracket in ceramica discovery® pearl / Confezioni singole

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Con aiuti di montaggio



Dente	Torque	Angolazione	In/Out	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Quantità
11	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-11	722-702-11	1 pezzo
21	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-21	722-702-21	1 pezzo
12	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-12	722-702-12	1 pezzo
22	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-22	722-702-22	1 pezzo
13	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-13	722-742-13	1 pezzo
23	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-23	722-742-23	1 pezzo
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-14	722-702-14	1 pezzo
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-24	722-702-24	1 pezzo
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-14	722-742-14	1 pezzo
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-24	722-742-24	1 pezzo
15	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	718-702-15	722-702-15	1 pezzo
25	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	718-702-25	722-702-25	1 pezzo
15	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	718-742-15	722-742-15	1 pezzo
25	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	718-742-25	722-742-25	1 pezzo



Dente	Torque	Angolazione	In/Out	Gancio	Larghezza	REF (18)	REF (22)	Quantità
41	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-41	722-702-41	1 pezzo
31	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-31	722-702-31	1 pezzo
42	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-42	722-702-42	1 pezzo
32	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-32	722-702-32	1 pezzo
43	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-43	722-742-43	1 pezzo
33	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-33	722-742-33	1 pezzo
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-44	722-702-44	1 pezzo
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-34	722-702-34	1 pezzo
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-44	722-742-44	1 pezzo
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-34	722-742-34	1 pezzo
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-45	722-702-45	1 pezzo
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-35	722-702-35	1 pezzo
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-45	722-742-45	1 pezzo
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-35	722-742-35	1 pezzo

Slot 18: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bracket estetici

Bracket in ceramica discovery® pearl / Accessori



discovery® pearl Debonding-Instrument sterilizzabile

Per la semplice e sicura rimozione dei bracket in ceramica
discovery® pearl.

REF 019-001-00

1 pezzo



Modello dimostrativo discovery® pearl

Classe I di Angle, normocclusione

Roth 22

Dotazione:

- bracket in ceramica discovery® pearl, SUP/INF 5-5
 - tubi Ortho-Cast M-Series, 6. SUP/INF
 - archi Tensic®, SUP/INF
 - catenella elastica SUPER Elasto-Force, trasparente
- Modelli SUP e INF in resina, uniti da cerniera.

REF 892-000-21

1 pezzo



A series of 20 horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



CONTATTA
DENTAURUM ITALIA

SERVIZIO CLIENTI **051 862580** - *Centralino*

Ordini - 224

Commerciale - 226

Ortodonzia - 335 349471

Dentaurum Italia S.p.A.



Via degli Speciali, 142/144
Centergross 40050 Funo (BO)



Telefono 051 862580



info@dentaurum.it
www.dentaurum.it



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.IT