



Tubi.

Perfetti in funzione e design.







Perfetti in funzione e design.

Come per i bracket, anche i tubi Dentaureum vengono fabbricati con l'ausilio delle più moderne tecnologie di progettazione e produzione. A seconda del materiale impiegato, sono disponibili svariate tipologie di tubi, da quelli non convertibili semplici, fino alle elaborate triple cannule combinate, per dare una maggiore flessibilità nella pianificazione della terapia. La maggior parte dei tubi è disponibile sia nella versione per l'incollaggio diretto che in quella da puntare alle bande. Il nostro servizio di puntatura prevede l'accoppiamento di qualsiasi combinazione di tubo su banda.

Gli Ortho-Cast M-Series sono l'ultima generazione di tubi molari. Dal design particolarmente innovativo, questi tubi presentano una tacca di montaggio sulla base e una scanalatura per le pinzette di posizionamento che risulta molto utile durante la fase di bonding. L'apertura svasata del tubo facilita l'inserimento dell'arco. I tubi Ortho-Cast M-Series sono disponibili anche in una versione mini che meglio si adatta all'anatomia dei settimi.



Ortho-Cast M-Series mini

I tubi più piccoli.



Ortho-Cast M-Series

La nuova generazione.



Ortho-Cast

Gli innovativi tubi MIM.



Ortho-Cast sl

I nuovi tubi self-ligating.



Ortho

I tubi classici.



Ortho-Cast NF

La soluzione priva di nichel*.



rematitan®

Gli unici tubi in titanio puro.



* vedi tabella materie prime

Da incollare

Tondi singoli



Ortho

Non convertibili · Con tubo per Lip Bumper/T.E.O- Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF	Sistema
17-16/26-27/47-46/36-37	- 14°	0°		6,0 mm	725-203-51	

Slot: 0,9 mm / 36

Rettangolari singoli



Ortho-Cast M-Series mini 18/22

Non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Edgewise standard
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Edgewise standard



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Edgewise standard
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Edgewise standard

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Rettangolari singoli

Ortho-Cast M-Series 18/22

Non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Edgewise standard
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Edgewise standard



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Edgewise standard
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Edgewise standard
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
 Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

Convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
 Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Da incollare

Rettangolari singoli



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/36-37	0°	6°	•	4,0 mm		724-094-51	
26-27/47-46	0°	6°	•	4,0 mm		724-095-51	

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Tacca distale · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/36-37	0°	6°	•	3,3 mm	724-607-51	724-610-51	
26-27/47-46	0°	6°	•	3,3 mm	724-608-51	724-611-51	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°		3,3 mm	724-609-51	724-612-51	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

Non convertibili · Prolungamento distale · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/36-37	0°	0°	•	6,0 mm	725-164-50	725-166-50	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
26-27/47-46	0°	0°	•	6,0 mm	725-165-50	725-167-50	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
17-16/36-37	0°	6°	•	6,0 mm	725-168-50	725-170-50	
26-27/47-46	0°	6°	•	6,0 mm	725-169-50	725-171-50	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast sl 22

Tubi autoleganti · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	+ 10°	•	3,6 mm		822-912-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	+ 10°	•	3,6 mm		822-912-26	

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 20°	0°	•	3,6 mm		822-912-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,6 mm		822-912-36	

Slot 22: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Rettangolari doppi

Ortho-Cast M-Series 18/22

Non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Da incollare

Rettangolari doppi



Ortho-Cast M-Series 18/22

Convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Con gancio verticale · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°	•	3,5 mm	724-018-51	724-019-51	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Combinati doppi

Ortho-Cast 18/22

Convertibili · Con tubo gengivale per Lip Bumper/T.E.O. · Quantità: 10 pezzi



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-240-51	724-222-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-241-51	724-223-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (gengivale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (gengivale)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Rettangolari doppi

rematitan® 18/22

Non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/26-27	- 10°	0°		4,0 mm	723-020-00	723-021-00	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46/36-37	- 22°	0°		4,0 mm	723-022-00	723-023-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28



rematitan® 18/22

Non convertibili · Con gancio verticale · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-028-00	723-029-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-032-00	723-033-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46/36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	723-030-00	723-031-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.
47-46/36-37	- 22°	0°	•	4,0 mm	723-026-00	723-027-00	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/26-27/47-46/36-37	- 10°	0°	•	4,0 mm	723-024-00	723-025-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Da puntare

Tondi singoli



Ortho
Non convertibili · Con tubo per Lip Bumper/T.E.O. · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.		REF	Sistema
17-16/26-27/47-46/36-37		0°		6,0 mm		725-203-00	

Slot: 0,9 mm / 36



Ortho
Non convertibili · Con tubo per Lip Bumper/T.E.O. · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.		REF	Sistema
17-16/26-27/47-46/36-37		0°		6,0 mm		725-206-00	

Slot: 1,15 mm / 45

Tondi doppi



Ortho
Non convertibili · Con tubo per Lip Bumper/T.E.O. · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.		REF	Sistema
17-16/26-27/47-46/36-37		0°		4,6 mm		726-011-00	

Slot: 0,9 mm / 36 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)

Rettagolari singoli

Ortho-Cast M-Series 18/22

Non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-10	822-212-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-20	822-212-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-10	822-217-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-20	822-217-20	



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-40	822-512-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-30	822-512-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47-46	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-40	822-217-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-30	822-217-30	
47-46	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-40	822-218-40	
36-37	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-30	822-218-30	



Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

Convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-10	822-111-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-20	822-111-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-10	822-112-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-20	822-112-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-40	822-111-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-30	822-111-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-40	822-112-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-30	822-112-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.



Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Da puntare

Rettangolari singoli



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/36-37	0°	6°	•	4,0 mm	724-092-00	724-094-00	
26-27/47-46	0°	6°	•	4,0 mm	724-093-00	724-095-00	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-00	724-091-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18/22

Convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-048-00		
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-049-00		

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Tacca distale · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/36-37	0°	6°	•	3,3 mm	724-607-00	724-610-00	
26-27/47-46	0°	6°	•	3,3 mm	724-608-00	724-611-00	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°		3,3 mm	724-609-00	724-612-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

Non convertibili · Prolungamento distale · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/36-37	0°	0°	•	6,0 mm	725-164-00	725-166-00	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
26-27/47-46	0°	0°	•	6,0 mm	725-165-00	725-167-00	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
17-16/36-37	0°	6°	•	6,0 mm	725-168-00	725-170-00	
26-27/47-46	0°	6°	•	6,0 mm	725-169-00	725-171-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Rettagolari doppi

Ortho-Cast M-Series 18/22

Non convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-10	822-221-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-20	822-221-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-10	822-222-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-20	822-222-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-10	822-227-10	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-20	822-227-20	



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-40	822-221-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-30	822-221-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-40	822-222-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-30	822-222-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.
47-46	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-40	822-224-40	
36-37	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-30	822-224-30	



Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

Convertibili · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-10	822-121-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-20	822-121-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-10	822-122-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-20	822-122-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-40	822-125-40	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
36-37	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-30	822-125-30	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard



Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Da puntare

Rettangolari doppi



Ortho-Cast M-Series 18/22

Convertibili · Tubo secondario orientato in direzione vestibolo-gengivale · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-40	822-151-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-30	822-151-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-40	822-152-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.
36-37	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-30	822-152-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	- 22°	12°	•	4,0 mm		724-164-00	Ricketts® 18 – IV. Dimensione per 6.
36-37	- 22°	12°	•	4,0 mm		724-165-00	Ricketts® 18 – IV. Dimensione per 6.

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Con gancio verticale · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46/36-37	- 30°	0°	•	4,0 mm	724-616-00	724-617-00	



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°	•	3,5 mm	724-018-00	724-019-00	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18/22

Convertibili · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-056-00	724-156-00	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-057-00	724-157-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Combinati doppi

Ortho-Cast M-Series 18/22

Convertibili · Con tubo occlusale per Lip Bumper/T.E.O. · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-10	822-141-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-20	822-141-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

Convertibili · Con tubo gengivale per Lip Bumper/T.E.O. · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-40	822-147-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-30	822-147-30	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (gengivale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (gengivale)

Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Con tubo occlusale per Lip Bumper/T.E.O. · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 14°	14°	•	4,0 mm	724-204-00		Roth
26-27	- 14°	14°	•	4,0 mm	724-205-00		Roth

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)



Ortho-Cast 18/22

Convertibili · Con tubo occlusale per Lip Bumper/T.E.O. · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	0°	8°	•	4,0 mm	724-004-00		
26-27	0°	8°	•	4,0 mm	724-005-00		
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm		724-030-00	
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm		724-031-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)



Da puntare

Combinati doppi



Ortho-Cast 18/22

Convertibili · Con tubo gengivale per Lip Bumper/T.E.O. · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-240-00	724-222-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-241-00	724-223-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** per 6.

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (gengivale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (gengivale)

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho 18/22

Non convertibili · Con tubo occlusale per Lip Bumper/T.E.O. · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	0°	0°	•	4,6 mm	727-365-00	727-385-00	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
26-27	0°	0°	•	4,6 mm	727-366-00	727-386-00	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
17-16/26-27	0°	0°		4,6 mm	727-265-00	727-266-00	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
17-16	0°	6°	•	4,6 mm	727-367-00	727-387-00	
26-27	0°	6°	•	4,6 mm	727-368-00	727-388-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)



Ortho 18/22

Non convertibili · Con tubo gengivale per Lip Bumper/T.E.O. · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	0°	0°	•	4,6 mm	727-267-00	727-269-00	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
36-37	0°	0°	•	4,6 mm	727-268-00	727-270-00	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (gengivale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (gengivale)

Combinati tripli

Ortho-Cast M-Series 18/22

Convertibili · Con tubo occlusale per Lip Bumper/T.E.O. · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-10	822-131-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-20	822-131-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-10	822-132-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-20	822-132-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-20	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Con tubo centrale per Lip Bumper/T.E.O. · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	0°	0°	•	3,6 mm	724-600-00		Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
26-27	0°	0°	•	3,6 mm	724-601-00		Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
17-16	0°	6°	•	3,6 mm	724-602-00	724-613-00	
26-27	0°	6°	•	3,6 mm	724-603-00	724-614-00	
17-16	-9°	10°	•	3,6 mm	724-618-00	724-620-00	
26-27	-9°	10°	•	3,6 mm	724-619-00	724-621-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (centrale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (centrale)



Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°		3,6 mm	724-604-00	724-615-00	Ricketts® Universal 18, Edgewise standard
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°		3,6 mm	724-605-00		

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (centrale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (centrale)



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Con tubo centrale per Lip Bumper/T.E.O. · Quantità: 10 pezzi

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-060-00	724-160-00	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-061-00	724-161-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (centrale)

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (centrale)



Da puntare

Combinati tripli



Ortho-Cast 18/22

Non convertibili · Con gancio mesio-distale · Con tubo centrale per Lip Bumper/T.E.O. · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°	•	3,6 mm	724-606-00		Ricketts® Universal 18, Edgewise standard

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (centrale)



Ortho-Cast 18/22

Convertibili · Con tubo gengivale per Lip Bumper/T.E.O. · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	- 14°	14°	•	4,0 mm	724-180-00		Roth
26-27	- 14°	14°	•	4,0 mm	724-181-00		Roth

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (gengivale)



Ortho-Cast 18/22

Convertibili · Con tubo occlusale per Lip Bumper/T.E.O. · **Quantità: 10 pezzi**

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Larg.	REF (18)	REF (22)	Sistema
17-16	0°	8°	•	4,0 mm	724-006-00	724-106-00	
26-27	0°	8°	•	4,0 mm	724-007-00	724-107-00	

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo secondario: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo tondo: 1,15 mm / 45 (occlusale)

Tubi linguali/palatali

Per Orthorama®, archi linguali/palatali, Goshgarian, Quad Helix · Tipo aperto

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larg.		REF	Quantità
17-16/26-27/47-46/36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm		728-010-00	10 pezzi

Slot: 2 x 0,9 mm / 2 x 36

**Tubi linguali/palatali**

Per Orthorama®, archi linguali/palatali, Goshgarian, Quad Helix · Tipo chiuso

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larg.		REF	Quantità
17-16/26-27/47-46/36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm		728-110-00	10 pezzi

Slot: 2 x 0,9 mm / 2 x 36

**Tubi linguali/palatali**

Per Orthorama®, archi linguali/palatali, Goshgarian, Quad Helix · Tipo aperto · Con gancio mesio-distale

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larg.		REF	Quantità
17-16/36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm		728-011-00	10 pezzi
26-27/47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm		728-012-00	10 pezzi

Slot: 2 x 0,9 mm / 2 x 36

**Tubi linguali/palatali**

Per Orthorama®, archi linguali/palatali, Goshgarian, Quad Helix · Tipo chiuso · Con gancio mesio-distale

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larg.		REF	Quantità
17-16/36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm		728-111-00	10 pezzi
26-27/47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm		728-112-00	10 pezzi

Slot: 2 x 0,9 mm / 2 x 36

**Tubi linguali/palatali**

Per Orthorama®, archi linguali/palatali, Goshgarian, Quad Helix · Tipo aperto · Con gancio distale

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larg.		REF	Quantità
17-16/36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm		728-016-00	10 pezzi
26-27/47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm		728-017-00	10 pezzi

Slot: 2 x 0,9 mm / 2 x 36

**Tubi linguali/palatali easy in**

Per Orthorama®, archi linguali/palatali, Goshgarian, Quad Helix · Tipo chiuso · Con scanalatura d'invito

I tubi linguali/palatali „easy in“ – grazie alla scanalatura d'invito – consentono il semplice inserimento e disinserimento degli Orthorama®, degli archi linguali/palatali, dei Goshgarian nonché dei Quad Helix, senza che si creino situazioni di disturbo da parte degli incisivi.

Nella puntatura sulla banda, la scanalatura d'invito „easy in“ deve essere sempre orientata verso occlusale per consentire l'inserimento degli archi dal verso occluso-orizzontale..

Dente	Torque	Distal Offset	In/Out	Gancio	Larg.		REF	Quantità
17-16/36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm		728-113-00	10 pezzi
26-27/47-46		0°	0,25 mm		3,5 mm		728-114-00	10 pezzi

Slot: 2 x 0,9 mm / 2 x 36



Accessori da puntare



Bottoni linguali / Da puntare

Per elastici o Dentalastics®.


Versione	REF	Quantità
base tonda, collo lungo	750-002-00	10 pezzi
base larga, collo corto	750-101-00	10 pezzi



Tacche di montaggio / Da puntare

Per tutte le bande preformate.

Confezionamento	REF	Quantità
in strisce	750-201-00	100 pezzi



Crochet linguali / Da puntare

Per più elastici o molle di trazione.

Versione	Confezionamento	REF	Quantità
piccoli, per canini e premolari	in strisce	750-602-00	10 pezzi
grandi, per molari	in strisce	750-603-00	10 pezzi



Gancio con tacca di montaggio / Da puntare

Per elastici, legature etc.

Confezionamento	REF	Quantità
singoli	750-401-00	100 pezzi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

