

# Bande.

Moderni sistemi per clinici e  
pazienti soddisfatti.





### La migliore qualità.

Semplice e preciso montaggio, elasticità e adattamento anatomico sono i criteri che le bande ortodontiche devono assolutamente soddisfare. Nella produzione delle proprie bande, la Dentaform pone particolare attenzione alla migliore qualità e alle precise indicazioni dei materiali impiegati. Tutte le bande sono marcate al laser, per garantire la migliore biotollerabilità e mantenere le indicazioni anche dopo la disinfezione a seguito delle prove sul paziente. Esternamente presentano superfici lucide, mentre all'interno sono ruvide per migliorare la ritenzione al dente.

Le bande anatomiche dentaform® sono realizzate con un materiale relativamente morbido che ne permette l'ottimale adattamento alla forma del dente. Le dentaform® Snap, invece, sono fabbricate con un materiale più duro per migliorarne la stabilità e mantenere la forma nel tempo. L'elevata resistenza dei bordi ne impedisce l'involontaria deformazione. Sono inoltre disponibili bande standard per un uso universale, molto economiche nel prezzo.

Le bande puntate individualmente possono essere ordinate solo telefonicamente o per e-mail.

**DENTAURUM  
SERVICE**

---

## dentaform® Snap

Le bande di qualità più rigida.

---

## dentaform®

Le bande di semplice adattamento.

---

## Standard

Le bande di uso universale.

---



## Servizio di puntatura.

Rapido e affidabile.

### **Personale altamente qualificato.**

Nel nostro reparto di puntatura un team di collaboratori qualificati è in grado di eseguire qualsiasi lavoro di puntatura su bande di tubi vestibolari o linguali, bracket e accessori seguendo le specifiche indicazioni rilasciate dal cliente.

Vengono impiegate puntatrici industriali appositamente concepite per svolgere con competenza e precisione questo servizio. Qualsiasi esigenza può, quindi, essere soddisfatta con assoluta puntualità e accuratezza.



---

### **Sistema computerizzato di gestione dell'ordine.**

Un sistema computerizzato di gestione dell'ordine di puntatura ci permette di completare rapidamente e con la massima precisione il servizio. Tutti i dati, con le indicazioni impartite dal cliente, vengono inseriti in un'apposita scheda puntatura personalizzata, che può essere richiamata in qualsiasi momento per un controllo o una modifica. Ciò semplifica il lavoro ma soprattutto lo rende estremamente preciso.

---

### **Tempi di fornitura brevi.**

È possibile richiedere la puntatura individuale delle bande sia nelle confezioni assortite che nelle confezioni di rifornimento. La quinta e la sesta cifra del codice (REF) si riferiscono alla misura della banda, ad es. REF 884-025-00 corrisponde alla misura No. 25. La scelta della banda più idonea, può essere semplificata e velocizzata rilevando la dimensione mesio-distale della corona clinica con il nostro calibro dentale REF 042-751-00.



## dentaform® Snap / Assortimenti

- Con effetto super sigillante
- Qualità dura, rigida
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Ideali per archi extraorali (T.E.O.) o SUS
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda
- Fornite in cassetto a scomparti (indicato per armadetto REF 890-414-00)

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. molare superiore

#### Assortimento piccolo

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 16    | Nr. 5-36 (2)                              | 878-064-00 | 64 pezzi |
| 26    | Nr. 5-36 (2)                              | 879-064-00 | 64 pezzi |

#### Assortimento medio

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura)                             | REF        | Quantità  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 16    | Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 878-150-00 | 150 pezzi |
| 26    | Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 879-150-00 | 150 pezzi |

### Bande per 1. molare inferiore

#### Assortimento piccolo

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 46    | Nr. 5-36 (2)                              | 880-264-00 | 64 pezzi |
| 36    | Nr. 5-36 (2)                              | 881-264-00 | 64 pezzi |

#### Assortimento medio

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura)                             | REF        | Quantità  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 46    | Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 880-250-00 | 150 pezzi |
| 36    | Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 881-250-00 | 150 pezzi |

## dentaform® Snap / Confezioni singole

- Con effetto super sigillante
- Qualità dura, rigida
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Ideali per archi extraorali (T.E.O.) o SUS
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

## Bande per 1. molare superiore, destro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 16    | 1      | 0,12 mm  | 8,78 mm            | 878-001-00 | 10 pezzi |
| 16    | 2      | 0,12 mm  | 8,89 mm            | 878-002-00 | 10 pezzi |
| 16    | 3      | 0,12 mm  | 8,99 mm            | 878-003-00 | 10 pezzi |
| 16    | 4      | 0,12 mm  | 9,09 mm            | 878-004-00 | 10 pezzi |
| 16    | 5      | 0,12 mm  | 9,20 mm            | 878-005-00 | 10 pezzi |
| 16    | 6      | 0,12 mm  | 9,30 mm            | 878-006-00 | 10 pezzi |
| 16    | 7      | 0,12 mm  | 9,40 mm            | 878-007-00 | 10 pezzi |
| 16    | 8      | 0,12 mm  | 9,50 mm            | 878-008-00 | 10 pezzi |
| 16    | 9      | 0,15 mm  | 9,61 mm            | 878-009-00 | 10 pezzi |
| 16    | 10     | 0,15 mm  | 9,71 mm            | 878-010-00 | 10 pezzi |
| 16    | 11     | 0,15 mm  | 9,81 mm            | 878-011-00 | 10 pezzi |
| 16    | 12     | 0,15 mm  | 9,92 mm            | 878-012-00 | 10 pezzi |
| 16    | 13     | 0,15 mm  | 10,02 mm           | 878-013-00 | 10 pezzi |
| 16    | 14     | 0,15 mm  | 10,12 mm           | 878-014-00 | 10 pezzi |
| 16    | 15     | 0,15 mm  | 10,23 mm           | 878-015-00 | 10 pezzi |
| 16    | 16     | 0,15 mm  | 10,33 mm           | 878-016-00 | 10 pezzi |
| 16    | 17     | 0,15 mm  | 10,43 mm           | 878-017-00 | 10 pezzi |
| 16    | 18     | 0,15 mm  | 10,54 mm           | 878-018-00 | 10 pezzi |
| 16    | 19     | 0,15 mm  | 10,64 mm           | 878-019-00 | 10 pezzi |
| 16    | 20     | 0,15 mm  | 10,74 mm           | 878-020-00 | 10 pezzi |
| 16    | 21     | 0,15 mm  | 10,85 mm           | 878-021-00 | 10 pezzi |
| 16    | 22     | 0,15 mm  | 10,95 mm           | 878-022-00 | 10 pezzi |
| 16    | 23     | 0,15 mm  | 11,05 mm           | 878-023-00 | 10 pezzi |
| 16    | 24     | 0,15 mm  | 11,16 mm           | 878-024-00 | 10 pezzi |
| 16    | 25     | 0,18 mm  | 11,26 mm           | 878-025-00 | 10 pezzi |
| 16    | 26     | 0,18 mm  | 11,36 mm           | 878-026-00 | 10 pezzi |
| 16    | 27     | 0,18 mm  | 11,47 mm           | 878-027-00 | 10 pezzi |
| 16    | 28     | 0,18 mm  | 11,57 mm           | 878-028-00 | 10 pezzi |
| 16    | 29     | 0,18 mm  | 11,67 mm           | 878-029-00 | 10 pezzi |
| 16    | 30     | 0,18 mm  | 11,78 mm           | 878-030-00 | 10 pezzi |
| 16    | 31     | 0,18 mm  | 11,88 mm           | 878-031-00 | 10 pezzi |
| 16    | 32     | 0,18 mm  | 11,98 mm           | 878-032-00 | 10 pezzi |
| 16    | 33     | 0,18 mm  | 12,08 mm           | 878-033-00 | 10 pezzi |
| 16    | 34     | 0,18 mm  | 12,19 mm           | 878-034-00 | 10 pezzi |
| 16    | 35     | 0,18 mm  | 12,29 mm           | 878-035-00 | 10 pezzi |
| 16    | 36     | 0,18 mm  | 12,39 mm           | 878-036-00 | 10 pezzi |



## dentaform® Snap / Confezioni singole

- Con effetto super sigillante
- Qualità dura, rigida
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Ideali per archi extraorali (T.E.O.) o SUS
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. molare superiore, sinistro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 26    | 1      | 0,12 mm  | 8,78 mm            | 879-001-00 | 10 pezzi |
| 26    | 2      | 0,12 mm  | 8,89 mm            | 879-002-00 | 10 pezzi |
| 26    | 3      | 0,12 mm  | 8,99 mm            | 879-003-00 | 10 pezzi |
| 26    | 4      | 0,12 mm  | 9,09 mm            | 879-004-00 | 10 pezzi |
| 26    | 5      | 0,12 mm  | 9,20 mm            | 879-005-00 | 10 pezzi |
| 26    | 6      | 0,12 mm  | 9,30 mm            | 879-006-00 | 10 pezzi |
| 26    | 7      | 0,12 mm  | 9,40 mm            | 879-007-00 | 10 pezzi |
| 26    | 8      | 0,12 mm  | 9,50 mm            | 879-008-00 | 10 pezzi |
| 26    | 9      | 0,15 mm  | 9,61 mm            | 879-009-00 | 10 pezzi |
| 26    | 10     | 0,15 mm  | 9,71 mm            | 879-010-00 | 10 pezzi |
| 26    | 11     | 0,15 mm  | 9,81 mm            | 879-011-00 | 10 pezzi |
| 26    | 12     | 0,15 mm  | 9,92 mm            | 879-012-00 | 10 pezzi |
| 26    | 13     | 0,15 mm  | 10,02 mm           | 879-013-00 | 10 pezzi |
| 26    | 14     | 0,15 mm  | 10,12 mm           | 879-014-00 | 10 pezzi |
| 26    | 15     | 0,15 mm  | 10,23 mm           | 879-015-00 | 10 pezzi |
| 26    | 16     | 0,15 mm  | 10,33 mm           | 879-016-00 | 10 pezzi |
| 26    | 17     | 0,15 mm  | 10,43 mm           | 879-017-00 | 10 pezzi |
| 26    | 18     | 0,15 mm  | 10,54 mm           | 879-018-00 | 10 pezzi |
| 26    | 19     | 0,15 mm  | 10,64 mm           | 879-019-00 | 10 pezzi |
| 26    | 20     | 0,15 mm  | 10,74 mm           | 879-020-00 | 10 pezzi |
| 26    | 21     | 0,15 mm  | 10,85 mm           | 879-021-00 | 10 pezzi |
| 26    | 22     | 0,15 mm  | 10,95 mm           | 879-022-00 | 10 pezzi |
| 26    | 23     | 0,15 mm  | 11,05 mm           | 879-023-00 | 10 pezzi |
| 26    | 24     | 0,15 mm  | 11,16 mm           | 879-024-00 | 10 pezzi |
| 26    | 25     | 0,18 mm  | 11,26 mm           | 879-025-00 | 10 pezzi |
| 26    | 26     | 0,18 mm  | 11,36 mm           | 879-026-00 | 10 pezzi |
| 26    | 27     | 0,18 mm  | 11,47 mm           | 879-027-00 | 10 pezzi |
| 26    | 28     | 0,18 mm  | 11,57 mm           | 879-028-00 | 10 pezzi |
| 26    | 29     | 0,18 mm  | 11,67 mm           | 879-029-00 | 10 pezzi |
| 26    | 30     | 0,18 mm  | 11,78 mm           | 879-030-00 | 10 pezzi |
| 26    | 31     | 0,18 mm  | 11,88 mm           | 879-031-00 | 10 pezzi |
| 26    | 32     | 0,18 mm  | 11,98 mm           | 879-032-00 | 10 pezzi |
| 26    | 33     | 0,18 mm  | 12,08 mm           | 879-033-00 | 10 pezzi |
| 26    | 34     | 0,18 mm  | 12,19 mm           | 879-034-00 | 10 pezzi |
| 26    | 35     | 0,18 mm  | 12,29 mm           | 879-035-00 | 10 pezzi |
| 26    | 36     | 0,18 mm  | 12,39 mm           | 879-036-00 | 10 pezzi |



## dentaform® Snap / Confezioni singole

- Con effetto super sigillante
- Qualità dura, rigida
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Ideali per archi extraorali (T.E.O.) o SUS
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

## Bande per 1. molare inferiore, destro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 46    | 1      | 0,12 mm  | 8,91 mm            | 880-201-00 | 10 pezzi |
| 46    | 2      | 0,12 mm  | 9,03 mm            | 880-202-00 | 10 pezzi |
| 46    | 3      | 0,12 mm  | 9,15 mm            | 880-203-00 | 10 pezzi |
| 46    | 4      | 0,12 mm  | 9,28 mm            | 880-204-00 | 10 pezzi |
| 46    | 5      | 0,12 mm  | 9,40 mm            | 880-205-00 | 10 pezzi |
| 46    | 6      | 0,12 mm  | 9,52 mm            | 880-206-00 | 10 pezzi |
| 46    | 7      | 0,12 mm  | 9,65 mm            | 880-207-00 | 10 pezzi |
| 46    | 8      | 0,12 mm  | 9,77 mm            | 880-208-00 | 10 pezzi |
| 46    | 9      | 0,15 mm  | 9,89 mm            | 880-209-00 | 10 pezzi |
| 46    | 10     | 0,15 mm  | 10,01 mm           | 880-210-00 | 10 pezzi |
| 46    | 11     | 0,15 mm  | 10,14 mm           | 880-211-00 | 10 pezzi |
| 46    | 12     | 0,15 mm  | 10,25 mm           | 880-212-00 | 10 pezzi |
| 46    | 13     | 0,15 mm  | 10,38 mm           | 880-213-00 | 10 pezzi |
| 46    | 14     | 0,15 mm  | 10,50 mm           | 880-214-00 | 10 pezzi |
| 46    | 15     | 0,15 mm  | 10,63 mm           | 880-215-00 | 10 pezzi |
| 46    | 16     | 0,15 mm  | 10,75 mm           | 880-216-00 | 10 pezzi |
| 46    | 17     | 0,15 mm  | 10,87 mm           | 880-217-00 | 10 pezzi |
| 46    | 18     | 0,15 mm  | 10,99 mm           | 880-218-00 | 10 pezzi |
| 46    | 19     | 0,15 mm  | 11,12 mm           | 880-219-00 | 10 pezzi |
| 46    | 20     | 0,15 mm  | 11,24 mm           | 880-220-00 | 10 pezzi |
| 46    | 21     | 0,15 mm  | 11,36 mm           | 880-221-00 | 10 pezzi |
| 46    | 22     | 0,15 mm  | 11,48 mm           | 880-222-00 | 10 pezzi |
| 46    | 23     | 0,15 mm  | 11,61 mm           | 880-223-00 | 10 pezzi |
| 46    | 24     | 0,15 mm  | 11,73 mm           | 880-224-00 | 10 pezzi |
| 46    | 25     | 0,18 mm  | 11,85 mm           | 880-225-00 | 10 pezzi |
| 46    | 26     | 0,18 mm  | 11,97 mm           | 880-226-00 | 10 pezzi |
| 46    | 27     | 0,18 mm  | 12,10 mm           | 880-227-00 | 10 pezzi |
| 46    | 28     | 0,18 mm  | 12,22 mm           | 880-228-00 | 10 pezzi |
| 46    | 29     | 0,18 mm  | 12,34 mm           | 880-229-00 | 10 pezzi |
| 46    | 30     | 0,18 mm  | 12,46 mm           | 880-230-00 | 10 pezzi |
| 46    | 31     | 0,18 mm  | 12,59 mm           | 880-231-00 | 10 pezzi |
| 46    | 32     | 0,18 mm  | 12,71 mm           | 880-232-00 | 10 pezzi |
| 46    | 33     | 0,18 mm  | 12,83 mm           | 880-233-00 | 10 pezzi |
| 46    | 34     | 0,18 mm  | 12,96 mm           | 880-234-00 | 10 pezzi |
| 46    | 35     | 0,18 mm  | 13,08 mm           | 880-235-00 | 10 pezzi |
| 46    | 36     | 0,18 mm  | 13,20 mm           | 880-236-00 | 10 pezzi |



## dentaform® Snap / Confezioni singole

- Con effetto super sigillante
- Qualità dura, rigida
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Ideali per archi extraorali (T.E.O.) o SUS
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. molare inferiore, sinistro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 36    | 1      | 0,12 mm  | 8,91 mm            | 881-201-00 | 10 pezzi |
| 36    | 2      | 0,12 mm  | 9,03 mm            | 881-202-00 | 10 pezzi |
| 36    | 3      | 0,12 mm  | 9,15 mm            | 881-203-00 | 10 pezzi |
| 36    | 4      | 0,12 mm  | 9,28 mm            | 881-204-00 | 10 pezzi |
| 36    | 5      | 0,12 mm  | 9,40 mm            | 881-205-00 | 10 pezzi |
| 36    | 6      | 0,12 mm  | 9,52 mm            | 881-206-00 | 10 pezzi |
| 36    | 7      | 0,12 mm  | 9,65 mm            | 881-207-00 | 10 pezzi |
| 36    | 8      | 0,12 mm  | 9,77 mm            | 881-208-00 | 10 pezzi |
| 36    | 9      | 0,15 mm  | 9,89 mm            | 881-209-00 | 10 pezzi |
| 36    | 10     | 0,15 mm  | 10,01 mm           | 881-210-00 | 10 pezzi |
| 36    | 11     | 0,15 mm  | 10,14 mm           | 881-211-00 | 10 pezzi |
| 36    | 12     | 0,15 mm  | 10,25 mm           | 881-212-00 | 10 pezzi |
| 36    | 13     | 0,15 mm  | 10,38 mm           | 881-213-00 | 10 pezzi |
| 36    | 14     | 0,15 mm  | 10,50 mm           | 881-214-00 | 10 pezzi |
| 36    | 15     | 0,15 mm  | 10,63 mm           | 881-215-00 | 10 pezzi |
| 36    | 16     | 0,15 mm  | 10,75 mm           | 881-216-00 | 10 pezzi |
| 36    | 17     | 0,15 mm  | 10,87 mm           | 881-217-00 | 10 pezzi |
| 36    | 18     | 0,15 mm  | 10,99 mm           | 881-218-00 | 10 pezzi |
| 36    | 19     | 0,15 mm  | 11,12 mm           | 881-219-00 | 10 pezzi |
| 36    | 20     | 0,15 mm  | 11,24 mm           | 881-220-00 | 10 pezzi |
| 36    | 21     | 0,15 mm  | 11,36 mm           | 881-221-00 | 10 pezzi |
| 36    | 22     | 0,15 mm  | 11,48 mm           | 881-222-00 | 10 pezzi |
| 36    | 23     | 0,15 mm  | 11,61 mm           | 881-223-00 | 10 pezzi |
| 36    | 24     | 0,15 mm  | 11,73 mm           | 881-224-00 | 10 pezzi |
| 36    | 25     | 0,18 mm  | 11,85 mm           | 881-225-00 | 10 pezzi |
| 36    | 26     | 0,18 mm  | 11,97 mm           | 881-226-00 | 10 pezzi |
| 36    | 27     | 0,18 mm  | 12,10 mm           | 881-227-00 | 10 pezzi |
| 36    | 28     | 0,18 mm  | 12,22 mm           | 881-228-00 | 10 pezzi |
| 36    | 29     | 0,18 mm  | 12,34 mm           | 881-229-00 | 10 pezzi |
| 36    | 30     | 0,18 mm  | 12,46 mm           | 881-230-00 | 10 pezzi |
| 36    | 31     | 0,18 mm  | 12,59 mm           | 881-231-00 | 10 pezzi |
| 36    | 32     | 0,18 mm  | 12,71 mm           | 881-232-00 | 10 pezzi |
| 36    | 33     | 0,18 mm  | 12,83 mm           | 881-233-00 | 10 pezzi |
| 36    | 34     | 0,18 mm  | 12,96 mm           | 881-234-00 | 10 pezzi |
| 36    | 35     | 0,18 mm  | 13,08 mm           | 881-235-00 | 10 pezzi |
| 36    | 36     | 0,18 mm  | 13,20 mm           | 881-236-00 | 10 pezzi |



- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda
- Fornite in cassetto a scomparti (indicato per armadietto REF 890-414-00)

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

## Bande per 1. molare superiore

### Assortimento piccolo

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 16    | Nr. 5-36 (2)                              | 882-064-00 | 64 pezzi |
| 26    | Nr. 5-36 (2)                              | 883-064-00 | 64 pezzi |

### Assortimento medio

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura)                             | REF        | Quantità  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 16    | Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 882-150-00 | 150 pezzi |
| 26    | Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 883-150-00 | 150 pezzi |

## Bande per 2. molare superiore

### Assortimento piccolo

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 17    | Nr. 1-32 (2)                              | 886-064-00 | 64 pezzi |
| 27    | Nr. 1-32 (2)                              | 887-064-00 | 64 pezzi |

### Assortimento medio

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura)                                     | REF        | Quantità  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 17    | Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10) | 886-150-00 | 150 pezzi |
| 27    | Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10) | 887-150-00 | 150 pezzi |

## dentaform® / Assortimenti

- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda
- Fornite in cassetto a scomparti (indicato per armadietto REF 890-414-00)

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. molare inferiore

#### Assortimento piccolo

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 46    | Nr. 5-36 (2)                              | 884-064-00 | 64 pezzi |
| 36    | Nr. 5-36 (2)                              | 885-064-00 | 64 pezzi |

#### Assortimento medio

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura)                             | REF        | Quantità  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 46    | Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 884-150-00 | 150 pezzi |
| 36    | Nr. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 885-150-00 | 150 pezzi |

### Bande per 2. molare inferiore

#### Assortimento piccolo

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 47    | Nr. 1-32 (2)                              | 888-064-00 | 64 pezzi |
| 37    | Nr. 1-32 (2)                              | 889-064-00 | 64 pezzi |

#### Assortimento medio

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura)                                     | REF        | Quantità  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 47    | Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10) | 888-150-00 | 150 pezzi |
| 37    | Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10) | 889-150-00 | 150 pezzi |

- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. molare superiore, destro

| Dente | Misura | Spessore | Ø mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|-----------------|------------|----------|
| 16    | 1      | 0,12 mm  | 8,78 mm         | 882-001-00 | 10 pezzi |
| 16    | 2      | 0,12 mm  | 8,89 mm         | 882-002-00 | 10 pezzi |
| 16    | 3      | 0,12 mm  | 8,99 mm         | 882-003-00 | 10 pezzi |
| 16    | 4      | 0,12 mm  | 9,09 mm         | 882-004-00 | 10 pezzi |
| 16    | 5      | 0,12 mm  | 9,20 mm         | 882-005-00 | 10 pezzi |
| 16    | 6      | 0,12 mm  | 9,30 mm         | 882-006-00 | 10 pezzi |
| 16    | 7      | 0,12 mm  | 9,40 mm         | 882-007-00 | 10 pezzi |
| 16    | 8      | 0,12 mm  | 9,50 mm         | 882-008-00 | 10 pezzi |
| 16    | 9      | 0,15 mm  | 9,61 mm         | 882-009-00 | 10 pezzi |
| 16    | 10     | 0,15 mm  | 9,71 mm         | 882-010-00 | 10 pezzi |
| 16    | 11     | 0,15 mm  | 9,81 mm         | 882-011-00 | 10 pezzi |
| 16    | 12     | 0,15 mm  | 9,92 mm         | 882-012-00 | 10 pezzi |
| 16    | 13     | 0,15 mm  | 10,02 mm        | 882-013-00 | 10 pezzi |
| 16    | 14     | 0,15 mm  | 10,12 mm        | 882-014-00 | 10 pezzi |
| 16    | 15     | 0,15 mm  | 10,23 mm        | 882-015-00 | 10 pezzi |
| 16    | 16     | 0,15 mm  | 10,33 mm        | 882-016-00 | 10 pezzi |
| 16    | 17     | 0,15 mm  | 10,43 mm        | 882-017-00 | 10 pezzi |
| 16    | 18     | 0,15 mm  | 10,54 mm        | 882-018-00 | 10 pezzi |
| 16    | 19     | 0,15 mm  | 10,64 mm        | 882-019-00 | 10 pezzi |
| 16    | 20     | 0,15 mm  | 10,74 mm        | 882-020-00 | 10 pezzi |
| 16    | 21     | 0,15 mm  | 10,85 mm        | 882-021-00 | 10 pezzi |
| 16    | 22     | 0,15 mm  | 10,95 mm        | 882-022-00 | 10 pezzi |
| 16    | 23     | 0,15 mm  | 11,05 mm        | 882-023-00 | 10 pezzi |
| 16    | 24     | 0,15 mm  | 11,16 mm        | 882-024-00 | 10 pezzi |
| 16    | 25     | 0,18 mm  | 11,26 mm        | 882-025-00 | 10 pezzi |
| 16    | 26     | 0,18 mm  | 11,36 mm        | 882-026-00 | 10 pezzi |
| 16    | 27     | 0,18 mm  | 11,47 mm        | 882-027-00 | 10 pezzi |
| 16    | 28     | 0,18 mm  | 11,57 mm        | 882-028-00 | 10 pezzi |
| 16    | 29     | 0,18 mm  | 11,67 mm        | 882-029-00 | 10 pezzi |
| 16    | 30     | 0,18 mm  | 11,78 mm        | 882-030-00 | 10 pezzi |
| 16    | 31     | 0,18 mm  | 11,88 mm        | 882-031-00 | 10 pezzi |
| 16    | 32     | 0,18 mm  | 11,98 mm        | 882-032-00 | 10 pezzi |
| 16    | 33     | 0,18 mm  | 12,08 mm        | 882-033-00 | 10 pezzi |
| 16    | 34     | 0,18 mm  | 12,19 mm        | 882-034-00 | 10 pezzi |
| 16    | 35     | 0,18 mm  | 12,29 mm        | 882-035-00 | 10 pezzi |
| 16    | 36     | 0,18 mm  | 12,39 mm        | 882-036-00 | 10 pezzi |



## dentaform® / Confezioni singole

- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. molare superiore, sinistro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 26    | 1      | 0,12 mm  | 8,78 mm            | 883-001-00 | 10 pezzi |
| 26    | 2      | 0,12 mm  | 8,89 mm            | 883-002-00 | 10 pezzi |
| 26    | 3      | 0,12 mm  | 8,99 mm            | 883-003-00 | 10 pezzi |
| 26    | 4      | 0,12 mm  | 9,09 mm            | 883-004-00 | 10 pezzi |
| 26    | 5      | 0,12 mm  | 9,20 mm            | 883-005-00 | 10 pezzi |
| 26    | 6      | 0,12 mm  | 9,30 mm            | 883-006-00 | 10 pezzi |
| 26    | 7      | 0,12 mm  | 9,40 mm            | 883-007-00 | 10 pezzi |
| 26    | 8      | 0,12 mm  | 9,50 mm            | 883-008-00 | 10 pezzi |
| 26    | 9      | 0,15 mm  | 9,61 mm            | 883-009-00 | 10 pezzi |
| 26    | 10     | 0,15 mm  | 9,71 mm            | 883-010-00 | 10 pezzi |
| 26    | 11     | 0,15 mm  | 9,81 mm            | 883-011-00 | 10 pezzi |
| 26    | 12     | 0,15 mm  | 9,92 mm            | 883-012-00 | 10 pezzi |
| 26    | 13     | 0,15 mm  | 10,02 mm           | 883-013-00 | 10 pezzi |
| 26    | 14     | 0,15 mm  | 10,12 mm           | 883-014-00 | 10 pezzi |
| 26    | 15     | 0,15 mm  | 10,23 mm           | 883-015-00 | 10 pezzi |
| 26    | 16     | 0,15 mm  | 10,33 mm           | 883-016-00 | 10 pezzi |
| 26    | 17     | 0,15 mm  | 10,43 mm           | 883-017-00 | 10 pezzi |
| 26    | 18     | 0,15 mm  | 10,54 mm           | 883-018-00 | 10 pezzi |
| 26    | 19     | 0,15 mm  | 10,64 mm           | 883-019-00 | 10 pezzi |
| 26    | 20     | 0,15 mm  | 10,74 mm           | 883-020-00 | 10 pezzi |
| 26    | 21     | 0,15 mm  | 10,85 mm           | 883-021-00 | 10 pezzi |
| 26    | 22     | 0,15 mm  | 10,95 mm           | 883-022-00 | 10 pezzi |
| 26    | 23     | 0,15 mm  | 11,05 mm           | 883-023-00 | 10 pezzi |
| 26    | 24     | 0,15 mm  | 11,16 mm           | 883-024-00 | 10 pezzi |
| 26    | 25     | 0,18 mm  | 11,26 mm           | 883-025-00 | 10 pezzi |
| 26    | 26     | 0,18 mm  | 11,36 mm           | 883-026-00 | 10 pezzi |
| 26    | 27     | 0,18 mm  | 11,47 mm           | 883-027-00 | 10 pezzi |
| 26    | 28     | 0,18 mm  | 11,57 mm           | 883-028-00 | 10 pezzi |
| 26    | 29     | 0,18 mm  | 11,67 mm           | 883-029-00 | 10 pezzi |
| 26    | 30     | 0,18 mm  | 11,78 mm           | 883-030-00 | 10 pezzi |
| 26    | 31     | 0,18 mm  | 11,88 mm           | 883-031-00 | 10 pezzi |
| 26    | 32     | 0,18 mm  | 11,98 mm           | 883-032-00 | 10 pezzi |
| 26    | 33     | 0,18 mm  | 12,08 mm           | 883-033-00 | 10 pezzi |
| 26    | 34     | 0,18 mm  | 12,19 mm           | 883-034-00 | 10 pezzi |
| 26    | 35     | 0,18 mm  | 12,29 mm           | 883-035-00 | 10 pezzi |
| 26    | 36     | 0,18 mm  | 12,39 mm           | 883-036-00 | 10 pezzi |

CE 0483



- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. molare inferiore, destro

| Dente | Misura | Spessore | Ø mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|-----------------|------------|----------|
| 46    | 1      | 0,12 mm  | 8,91 mm         | 884-001-00 | 10 pezzi |
| 46    | 2      | 0,12 mm  | 9,03 mm         | 884-002-00 | 10 pezzi |
| 46    | 3      | 0,12 mm  | 9,15 mm         | 884-003-00 | 10 pezzi |
| 46    | 4      | 0,12 mm  | 9,28 mm         | 884-004-00 | 10 pezzi |
| 46    | 5      | 0,12 mm  | 9,40 mm         | 884-005-00 | 10 pezzi |
| 46    | 6      | 0,12 mm  | 9,52 mm         | 884-006-00 | 10 pezzi |
| 46    | 7      | 0,12 mm  | 9,65 mm         | 884-007-00 | 10 pezzi |
| 46    | 8      | 0,12 mm  | 9,77 mm         | 884-008-00 | 10 pezzi |
| 46    | 9      | 0,15 mm  | 9,89 mm         | 884-009-00 | 10 pezzi |
| 46    | 10     | 0,15 mm  | 10,01 mm        | 884-010-00 | 10 pezzi |
| 46    | 11     | 0,15 mm  | 10,14 mm        | 884-011-00 | 10 pezzi |
| 46    | 12     | 0,15 mm  | 10,25 mm        | 884-012-00 | 10 pezzi |
| 46    | 13     | 0,15 mm  | 10,38 mm        | 884-013-00 | 10 pezzi |
| 46    | 14     | 0,15 mm  | 10,50 mm        | 884-014-00 | 10 pezzi |
| 46    | 15     | 0,15 mm  | 10,63 mm        | 884-015-00 | 10 pezzi |
| 46    | 16     | 0,15 mm  | 10,75 mm        | 884-016-00 | 10 pezzi |
| 46    | 17     | 0,15 mm  | 10,87 mm        | 884-017-00 | 10 pezzi |
| 46    | 18     | 0,15 mm  | 10,99 mm        | 884-018-00 | 10 pezzi |
| 46    | 19     | 0,15 mm  | 11,12 mm        | 884-019-00 | 10 pezzi |
| 46    | 20     | 0,15 mm  | 11,24 mm        | 884-020-00 | 10 pezzi |
| 46    | 21     | 0,15 mm  | 11,36 mm        | 884-021-00 | 10 pezzi |
| 46    | 22     | 0,15 mm  | 11,48 mm        | 884-022-00 | 10 pezzi |
| 46    | 23     | 0,15 mm  | 11,61 mm        | 884-023-00 | 10 pezzi |
| 46    | 24     | 0,15 mm  | 11,73 mm        | 884-024-00 | 10 pezzi |
| 46    | 25     | 0,18 mm  | 11,85 mm        | 884-025-00 | 10 pezzi |
| 46    | 26     | 0,18 mm  | 11,97 mm        | 884-026-00 | 10 pezzi |
| 46    | 27     | 0,18 mm  | 12,10 mm        | 884-027-00 | 10 pezzi |
| 46    | 28     | 0,18 mm  | 12,22 mm        | 884-028-00 | 10 pezzi |
| 46    | 29     | 0,18 mm  | 12,34 mm        | 884-029-00 | 10 pezzi |
| 46    | 30     | 0,18 mm  | 12,46 mm        | 884-030-00 | 10 pezzi |
| 46    | 31     | 0,18 mm  | 12,59 mm        | 884-031-00 | 10 pezzi |
| 46    | 32     | 0,18 mm  | 12,71 mm        | 884-032-00 | 10 pezzi |
| 46    | 33     | 0,18 mm  | 12,83 mm        | 884-033-00 | 10 pezzi |
| 46    | 34     | 0,18 mm  | 12,96 mm        | 884-034-00 | 10 pezzi |
| 46    | 35     | 0,18 mm  | 13,08 mm        | 884-035-00 | 10 pezzi |
| 46    | 36     | 0,18 mm  | 13,20 mm        | 884-036-00 | 10 pezzi |



## dentaform® / Confezioni singole

- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. molare inferiore, sinistro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 36    | 1      | 0,12 mm  | 8,91 mm            | 885-001-00 | 10 pezzi |
| 36    | 2      | 0,12 mm  | 9,03 mm            | 885-002-00 | 10 pezzi |
| 36    | 3      | 0,12 mm  | 9,15 mm            | 885-003-00 | 10 pezzi |
| 36    | 4      | 0,12 mm  | 9,28 mm            | 885-004-00 | 10 pezzi |
| 36    | 5      | 0,12 mm  | 9,40 mm            | 885-005-00 | 10 pezzi |
| 36    | 6      | 0,12 mm  | 9,52 mm            | 885-006-00 | 10 pezzi |
| 36    | 7      | 0,12 mm  | 9,65 mm            | 885-007-00 | 10 pezzi |
| 36    | 8      | 0,12 mm  | 9,77 mm            | 885-008-00 | 10 pezzi |
| 36    | 9      | 0,15 mm  | 9,89 mm            | 885-009-00 | 10 pezzi |
| 36    | 10     | 0,15 mm  | 10,01 mm           | 885-010-00 | 10 pezzi |
| 36    | 11     | 0,15 mm  | 10,14 mm           | 885-011-00 | 10 pezzi |
| 36    | 12     | 0,15 mm  | 10,25 mm           | 885-012-00 | 10 pezzi |
| 36    | 13     | 0,15 mm  | 10,38 mm           | 885-013-00 | 10 pezzi |
| 36    | 14     | 0,15 mm  | 10,50 mm           | 885-014-00 | 10 pezzi |
| 36    | 15     | 0,15 mm  | 10,63 mm           | 885-015-00 | 10 pezzi |
| 36    | 16     | 0,15 mm  | 10,75 mm           | 885-016-00 | 10 pezzi |
| 36    | 17     | 0,15 mm  | 10,87 mm           | 885-017-00 | 10 pezzi |
| 36    | 18     | 0,15 mm  | 10,99 mm           | 885-018-00 | 10 pezzi |
| 36    | 19     | 0,15 mm  | 11,12 mm           | 885-019-00 | 10 pezzi |
| 36    | 20     | 0,15 mm  | 11,24 mm           | 885-020-00 | 10 pezzi |
| 36    | 21     | 0,15 mm  | 11,36 mm           | 885-021-00 | 10 pezzi |
| 36    | 22     | 0,15 mm  | 11,48 mm           | 885-022-00 | 10 pezzi |
| 36    | 23     | 0,15 mm  | 11,61 mm           | 885-023-00 | 10 pezzi |
| 36    | 24     | 0,15 mm  | 11,73 mm           | 885-024-00 | 10 pezzi |
| 36    | 25     | 0,18 mm  | 11,85 mm           | 885-025-00 | 10 pezzi |
| 36    | 26     | 0,18 mm  | 11,97 mm           | 885-026-00 | 10 pezzi |
| 36    | 27     | 0,18 mm  | 12,10 mm           | 885-027-00 | 10 pezzi |
| 36    | 28     | 0,18 mm  | 12,22 mm           | 885-028-00 | 10 pezzi |
| 36    | 29     | 0,18 mm  | 12,34 mm           | 885-029-00 | 10 pezzi |
| 36    | 30     | 0,18 mm  | 12,46 mm           | 885-030-00 | 10 pezzi |
| 36    | 31     | 0,18 mm  | 12,59 mm           | 885-031-00 | 10 pezzi |
| 36    | 32     | 0,18 mm  | 12,71 mm           | 885-032-00 | 10 pezzi |
| 36    | 33     | 0,18 mm  | 12,83 mm           | 885-033-00 | 10 pezzi |
| 36    | 34     | 0,18 mm  | 12,96 mm           | 885-034-00 | 10 pezzi |
| 36    | 35     | 0,18 mm  | 13,08 mm           | 885-035-00 | 10 pezzi |
| 36    | 36     | 0,18 mm  | 13,20 mm           | 885-036-00 | 10 pezzi |



## dentaform® / Confezioni singole

- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

**Bande per 2. molare superiore, destro**

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 17    | 1      | 0,12 mm  | 8,10 mm            | 886-001-00 | 10 pezzi |
| 17    | 2      | 0,12 mm  | 8,22 mm            | 886-002-00 | 10 pezzi |
| 17    | 3      | 0,12 mm  | 8,33 mm            | 886-003-00 | 10 pezzi |
| 17    | 4      | 0,12 mm  | 8,45 mm            | 886-004-00 | 10 pezzi |
| 17    | 5      | 0,12 mm  | 8,56 mm            | 886-005-00 | 10 pezzi |
| 17    | 6      | 0,12 mm  | 8,68 mm            | 886-006-00 | 10 pezzi |
| 17    | 7      | 0,15 mm  | 8,80 mm            | 886-007-00 | 10 pezzi |
| 17    | 8      | 0,15 mm  | 8,91 mm            | 886-008-00 | 10 pezzi |
| 17    | 9      | 0,15 mm  | 9,03 mm            | 886-009-00 | 10 pezzi |
| 17    | 10     | 0,15 mm  | 9,14 mm            | 886-010-00 | 10 pezzi |
| 17    | 11     | 0,15 mm  | 9,26 mm            | 886-011-00 | 10 pezzi |
| 17    | 12     | 0,15 mm  | 9,38 mm            | 886-012-00 | 10 pezzi |
| 17    | 13     | 0,15 mm  | 9,49 mm            | 886-013-00 | 10 pezzi |
| 17    | 14     | 0,15 mm  | 9,61 mm            | 886-014-00 | 10 pezzi |
| 17    | 15     | 0,15 mm  | 9,72 mm            | 886-015-00 | 10 pezzi |
| 17    | 16     | 0,15 mm  | 9,84 mm            | 886-016-00 | 10 pezzi |
| 17    | 17     | 0,15 mm  | 9,96 mm            | 886-017-00 | 10 pezzi |
| 17    | 18     | 0,15 mm  | 10,07 mm           | 886-018-00 | 10 pezzi |
| 17    | 19     | 0,15 mm  | 10,19 mm           | 886-019-00 | 10 pezzi |
| 17    | 20     | 0,15 mm  | 10,30 mm           | 886-020-00 | 10 pezzi |
| 17    | 21     | 0,15 mm  | 10,42 mm           | 886-021-00 | 10 pezzi |
| 17    | 22     | 0,15 mm  | 10,54 mm           | 886-022-00 | 10 pezzi |
| 17    | 23     | 0,18 mm  | 10,65 mm           | 886-023-00 | 10 pezzi |
| 17    | 24     | 0,18 mm  | 10,77 mm           | 886-024-00 | 10 pezzi |
| 17    | 25     | 0,18 mm  | 10,88 mm           | 886-025-00 | 10 pezzi |
| 17    | 26     | 0,18 mm  | 11,00 mm           | 886-026-00 | 10 pezzi |
| 17    | 27     | 0,18 mm  | 11,12 mm           | 886-027-00 | 10 pezzi |
| 17    | 28     | 0,18 mm  | 11,23 mm           | 886-028-00 | 10 pezzi |
| 17    | 29     | 0,18 mm  | 11,35 mm           | 886-029-00 | 10 pezzi |
| 17    | 30     | 0,18 mm  | 11,46 mm           | 886-030-00 | 10 pezzi |
| 17    | 31     | 0,18 mm  | 11,58 mm           | 886-031-00 | 10 pezzi |
| 17    | 32     | 0,18 mm  | 11,70 mm           | 886-032-00 | 10 pezzi |



## dentaform® / Confezioni singole

- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 2. molare superiore, sinistro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 27    | 1      | 0,12 mm  | 8,10 mm            | 887-001-00 | 10 pezzi |
| 27    | 2      | 0,12 mm  | 8,22 mm            | 887-002-00 | 10 pezzi |
| 27    | 3      | 0,12 mm  | 8,33 mm            | 887-003-00 | 10 pezzi |
| 27    | 4      | 0,12 mm  | 8,45 mm            | 887-004-00 | 10 pezzi |
| 27    | 5      | 0,12 mm  | 8,56 mm            | 887-005-00 | 10 pezzi |
| 27    | 6      | 0,12 mm  | 8,68 mm            | 887-006-00 | 10 pezzi |
| 27    | 7      | 0,15 mm  | 8,80 mm            | 887-007-00 | 10 pezzi |
| 27    | 8      | 0,15 mm  | 8,91 mm            | 887-008-00 | 10 pezzi |
| 27    | 9      | 0,15 mm  | 9,03 mm            | 887-009-00 | 10 pezzi |
| 27    | 10     | 0,15 mm  | 9,14 mm            | 887-010-00 | 10 pezzi |
| 27    | 11     | 0,15 mm  | 9,26 mm            | 887-011-00 | 10 pezzi |
| 27    | 12     | 0,15 mm  | 9,38 mm            | 887-012-00 | 10 pezzi |
| 27    | 13     | 0,15 mm  | 9,49 mm            | 887-013-00 | 10 pezzi |
| 27    | 14     | 0,15 mm  | 9,61 mm            | 887-014-00 | 10 pezzi |
| 27    | 15     | 0,15 mm  | 9,72 mm            | 887-015-00 | 10 pezzi |
| 27    | 16     | 0,15 mm  | 9,84 mm            | 887-016-00 | 10 pezzi |
| 27    | 17     | 0,15 mm  | 9,96 mm            | 887-017-00 | 10 pezzi |
| 27    | 18     | 0,15 mm  | 10,07 mm           | 887-018-00 | 10 pezzi |
| 27    | 19     | 0,15 mm  | 10,19 mm           | 887-019-00 | 10 pezzi |
| 27    | 20     | 0,15 mm  | 10,30 mm           | 887-020-00 | 10 pezzi |
| 27    | 21     | 0,15 mm  | 10,42 mm           | 887-021-00 | 10 pezzi |
| 27    | 22     | 0,15 mm  | 10,54 mm           | 887-022-00 | 10 pezzi |
| 27    | 23     | 0,18 mm  | 10,65 mm           | 887-023-00 | 10 pezzi |
| 27    | 24     | 0,18 mm  | 10,77 mm           | 887-024-00 | 10 pezzi |
| 27    | 25     | 0,18 mm  | 10,88 mm           | 887-025-00 | 10 pezzi |
| 27    | 26     | 0,18 mm  | 11,00 mm           | 887-026-00 | 10 pezzi |
| 27    | 27     | 0,18 mm  | 11,12 mm           | 887-027-00 | 10 pezzi |
| 27    | 28     | 0,18 mm  | 11,23 mm           | 887-028-00 | 10 pezzi |
| 27    | 29     | 0,18 mm  | 11,35 mm           | 887-029-00 | 10 pezzi |
| 27    | 30     | 0,18 mm  | 11,46 mm           | 887-030-00 | 10 pezzi |
| 27    | 31     | 0,18 mm  | 11,58 mm           | 887-031-00 | 10 pezzi |
| 27    | 32     | 0,18 mm  | 11,70 mm           | 887-032-00 | 10 pezzi |



## dentaform® / Confezioni singole

- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

## Bande per 2. molare inferiore, destro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 47    | 1      | 0,12 mm  | 9,88 mm            | 888-001-00 | 10 pezzi |
| 47    | 2      | 0,12 mm  | 9,92 mm            | 888-002-00 | 10 pezzi |
| 47    | 3      | 0,12 mm  | 10,04 mm           | 888-003-00 | 10 pezzi |
| 47    | 4      | 0,12 mm  | 10,17 mm           | 888-004-00 | 10 pezzi |
| 47    | 5      | 0,12 mm  | 10,29 mm           | 888-005-00 | 10 pezzi |
| 47    | 6      | 0,12 mm  | 10,41 mm           | 888-006-00 | 10 pezzi |
| 47    | 7      | 0,15 mm  | 10,53 mm           | 888-007-00 | 10 pezzi |
| 47    | 8      | 0,15 mm  | 10,65 mm           | 888-008-00 | 10 pezzi |
| 47    | 9      | 0,15 mm  | 10,78 mm           | 888-009-00 | 10 pezzi |
| 47    | 10     | 0,15 mm  | 10,90 mm           | 888-010-00 | 10 pezzi |
| 47    | 11     | 0,15 mm  | 11,02 mm           | 888-011-00 | 10 pezzi |
| 47    | 12     | 0,15 mm  | 11,14 mm           | 888-012-00 | 10 pezzi |
| 47    | 13     | 0,15 mm  | 11,26 mm           | 888-013-00 | 10 pezzi |
| 47    | 14     | 0,15 mm  | 11,39 mm           | 888-014-00 | 10 pezzi |
| 47    | 15     | 0,15 mm  | 11,51 mm           | 888-015-00 | 10 pezzi |
| 47    | 16     | 0,15 mm  | 11,63 mm           | 888-016-00 | 10 pezzi |
| 47    | 17     | 0,15 mm  | 11,75 mm           | 888-017-00 | 10 pezzi |
| 47    | 18     | 0,15 mm  | 11,87 mm           | 888-018-00 | 10 pezzi |
| 47    | 19     | 0,15 mm  | 11,99 mm           | 888-019-00 | 10 pezzi |
| 47    | 20     | 0,15 mm  | 12,12 mm           | 888-020-00 | 10 pezzi |
| 47    | 21     | 0,15 mm  | 12,24 mm           | 888-021-00 | 10 pezzi |
| 47    | 22     | 0,15 mm  | 12,36 mm           | 888-022-00 | 10 pezzi |
| 47    | 23     | 0,18 mm  | 12,48 mm           | 888-023-00 | 10 pezzi |
| 47    | 24     | 0,18 mm  | 12,61 mm           | 888-024-00 | 10 pezzi |
| 47    | 25     | 0,18 mm  | 12,73 mm           | 888-025-00 | 10 pezzi |
| 47    | 26     | 0,18 mm  | 12,85 mm           | 888-026-00 | 10 pezzi |
| 47    | 27     | 0,18 mm  | 12,97 mm           | 888-027-00 | 10 pezzi |
| 47    | 28     | 0,18 mm  | 13,09 mm           | 888-028-00 | 10 pezzi |
| 47    | 29     | 0,18 mm  | 13,22 mm           | 888-029-00 | 10 pezzi |
| 47    | 30     | 0,18 mm  | 13,34 mm           | 888-030-00 | 10 pezzi |
| 47    | 31     | 0,18 mm  | 13,46 mm           | 888-031-00 | 10 pezzi |
| 47    | 32     | 0,18 mm  | 13,59 mm           | 888-032-00 | 10 pezzi |



## dentaform® / Confezioni singole

- Semplice adattamento
- Versione leggermente più morbida (rispetto alle bande dentaform® Snap)
- Preformate anatomicamente
- Ottima adattabilità
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 2. molare inferiore, sinistro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 37    | 1      | 0,12 mm  | 9,88 mm            | 889-001-00 | 10 pezzi |
| 37    | 2      | 0,12 mm  | 9,92 mm            | 889-002-00 | 10 pezzi |
| 37    | 3      | 0,12 mm  | 10,04 mm           | 889-003-00 | 10 pezzi |
| 37    | 4      | 0,12 mm  | 10,17 mm           | 889-004-00 | 10 pezzi |
| 37    | 5      | 0,12 mm  | 10,29 mm           | 889-005-00 | 10 pezzi |
| 37    | 6      | 0,12 mm  | 10,41 mm           | 889-006-00 | 10 pezzi |
| 37    | 7      | 0,15 mm  | 10,53 mm           | 889-007-00 | 10 pezzi |
| 37    | 8      | 0,15 mm  | 10,65 mm           | 889-008-00 | 10 pezzi |
| 37    | 9      | 0,15 mm  | 10,78 mm           | 889-009-00 | 10 pezzi |
| 37    | 10     | 0,15 mm  | 10,90 mm           | 889-010-00 | 10 pezzi |
| 37    | 11     | 0,15 mm  | 11,02 mm           | 889-011-00 | 10 pezzi |
| 37    | 12     | 0,15 mm  | 11,14 mm           | 889-012-00 | 10 pezzi |
| 37    | 13     | 0,15 mm  | 11,26 mm           | 889-013-00 | 10 pezzi |
| 37    | 14     | 0,15 mm  | 11,39 mm           | 889-014-00 | 10 pezzi |
| 37    | 15     | 0,15 mm  | 11,51 mm           | 889-015-00 | 10 pezzi |
| 37    | 16     | 0,15 mm  | 11,63 mm           | 889-016-00 | 10 pezzi |
| 37    | 17     | 0,15 mm  | 11,75 mm           | 889-017-00 | 10 pezzi |
| 37    | 18     | 0,15 mm  | 11,87 mm           | 889-018-00 | 10 pezzi |
| 37    | 19     | 0,15 mm  | 11,99 mm           | 889-019-00 | 10 pezzi |
| 37    | 20     | 0,15 mm  | 12,12 mm           | 889-020-00 | 10 pezzi |
| 37    | 21     | 0,15 mm  | 12,24 mm           | 889-021-00 | 10 pezzi |
| 37    | 22     | 0,15 mm  | 12,36 mm           | 889-022-00 | 10 pezzi |
| 37    | 23     | 0,18 mm  | 12,48 mm           | 889-023-00 | 10 pezzi |
| 37    | 24     | 0,18 mm  | 12,61 mm           | 889-024-00 | 10 pezzi |
| 37    | 25     | 0,18 mm  | 12,73 mm           | 889-025-00 | 10 pezzi |
| 37    | 26     | 0,18 mm  | 12,85 mm           | 889-026-00 | 10 pezzi |
| 37    | 27     | 0,18 mm  | 12,97 mm           | 889-027-00 | 10 pezzi |
| 37    | 28     | 0,18 mm  | 13,09 mm           | 889-028-00 | 10 pezzi |
| 37    | 29     | 0,18 mm  | 13,22 mm           | 889-029-00 | 10 pezzi |
| 37    | 30     | 0,18 mm  | 13,34 mm           | 889-030-00 | 10 pezzi |
| 37    | 31     | 0,18 mm  | 13,46 mm           | 889-031-00 | 10 pezzi |
| 37    | 32     | 0,18 mm  | 13,59 mm           | 889-032-00 | 10 pezzi |



- Impiego universale per emiarcata destra e sinistra
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda
- Fornite in cassetto a scomparti (indicato per armadietto REF 890-414-00)

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

Bande per 1. e 2. premolare superiore

Assortimento piccolo

| Dente       | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 15-14/24-25 | Nr. 1-32 (2)                              | 864-064-00 | 64 pezzi |

Assortimento medio

| Dente       | Misura della banda (contenuto per misura)                                     | REF        | Quantità  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 15-14/24-25 | Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10) | 864-150-00 | 150 pezzi |

Bande per 1. e 2. premolare inferiore

Assortimento piccolo

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 44/34 | Nr. 1-32 (2)                              | 865-064-00 | 64 pezzi |

Assortimento medio

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura)                                     | REF        | Quantità  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 44/34 | Nr. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10) | 865-150-00 | 150 pezzi |

## standard / Assortimenti

- Impiego universale per emiarcata destra e sinistra
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda
- Fornite in cassetto a scomparti (indicato per armadietto REF 890-414-00)

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. e 2. molare superiore

#### Assortimento piccolo

| Dente       | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 17-16/26-27 | Nr. 1-32 (2)                              | 872-064-00 | 64 pezzi |

#### Assortimento medio

| Dente       | Misura della banda (contenuto per misura)                             | REF        | Quantità  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 17-16/26-27 | Nr. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 872-150-00 | 150 pezzi |

### Bande per 1. e 2. molare inferiore

#### Assortimento piccolo

| Dente       | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 47-46/36-37 | Nr. 1-32 (2)                              | 873-064-00 | 64 pezzi |

#### Assortimento medio

| Dente       | Misura della banda (contenuto per misura)                             | REF        | Quantità  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 47-46/36-37 | Nr. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10) | 873-150-00 | 150 pezzi |

- Impiego universale per emiarcata destra e sinistra
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda
- Fornite in cassetto a scomparti (indicato per armadietto REF 890-414-00)

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

Bande per canino superiore

Assortimento piccolo

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 13/23 | Nr. 1-20 (2)                              | 855-050-00 | 50 Stück |

Assortimento medio

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura)                                                | REF        | Quantità  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 13/23 | Nr. 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8) | 855-150-00 | 150 pezzi |

Bande per canino inferiore

Assortimento piccolo

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura) | REF        | Quantità |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 43/33 | Nr. 1-16 (2)                              | 857-042-00 | 42 pezzi |

Assortimento medio

| Dente | Misura della banda (contenuto per misura)                                               | REF        | Quantità  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 43/33 | Nr. 1-2; 5,5; 6,5; 15-16 (4), 7,5; 8,5; 9,5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10) | 857-150-00 | 150 pezzi |

## standard / Confezioni singole

- Impiego universale per emiarcata destra e sinistra
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. e 2. premolare superiore, destro e sinistro

| Dente       | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 15-14/24-25 | 1      | 0,12 mm  | 5,52 mm            | 860-101-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 2      | 0,12 mm  | 5,57 mm            | 860-102-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 3      | 0,12 mm  | 5,62 mm            | 860-103-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 4      | 0,12 mm  | 5,67 mm            | 860-104-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 5      | 0,12 mm  | 5,75 mm            | 860-105-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 6      | 0,12 mm  | 5,82 mm            | 860-106-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 7      | 0,12 mm  | 5,89 mm            | 860-107-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 8      | 0,12 mm  | 5,94 mm            | 860-108-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 9      | 0,12 mm  | 6,01 mm            | 860-109-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 10     | 0,12 mm  | 6,08 mm            | 860-110-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 11     | 0,12 mm  | 6,13 mm            | 860-111-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 12     | 0,12 mm  | 6,20 mm            | 860-112-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 13     | 0,12 mm  | 6,24 mm            | 860-113-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 14     | 0,12 mm  | 6,30 mm            | 860-114-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 15     | 0,12 mm  | 6,34 mm            | 860-115-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 16     | 0,12 mm  | 6,42 mm            | 860-116-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 17     | 0,12 mm  | 6,48 mm            | 860-117-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 18     | 0,12 mm  | 6,56 mm            | 860-118-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 19     | 0,12 mm  | 6,64 mm            | 860-119-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 20     | 0,12 mm  | 6,71 mm            | 860-120-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 21     | 0,12 mm  | 6,80 mm            | 860-121-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 22     | 0,12 mm  | 6,90 mm            | 860-122-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 23     | 0,12 mm  | 7,00 mm            | 860-123-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 24     | 0,12 mm  | 7,11 mm            | 860-124-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 25     | 0,12 mm  | 7,18 mm            | 860-125-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 26     | 0,12 mm  | 7,26 mm            | 860-126-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 27     | 0,12 mm  | 7,35 mm            | 860-127-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 28     | 0,12 mm  | 7,43 mm            | 860-128-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 29     | 0,12 mm  | 7,51 mm            | 860-129-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 30     | 0,12 mm  | 7,61 mm            | 860-130-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 31     | 0,12 mm  | 7,71 mm            | 860-131-00 | 10 pezzi |
| 15-14/24-25 | 32     | 0,12 mm  | 7,80 mm            | 860-132-00 | 10 pezzi |



- Impiego universale per emiarcata destra e sinistra
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. e 2. premolare inferiore, destro e sinistro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 44/34 | 1      | 0,12 mm  | 6,34 mm            | 861-101-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 2      | 0,12 mm  | 6,45 mm            | 861-102-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 3      | 0,12 mm  | 6,56 mm            | 861-103-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 4      | 0,12 mm  | 6,68 mm            | 861-104-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 5      | 0,12 mm  | 6,80 mm            | 861-105-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 6      | 0,12 mm  | 6,90 mm            | 861-106-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 7      | 0,12 mm  | 7,02 mm            | 861-107-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 8      | 0,12 mm  | 7,13 mm            | 861-108-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 9      | 0,12 mm  | 7,25 mm            | 861-109-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 10     | 0,12 mm  | 7,37 mm            | 861-110-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 11     | 0,12 mm  | 7,50 mm            | 861-111-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 12     | 0,12 mm  | 7,63 mm            | 861-112-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 13     | 0,12 mm  | 7,75 mm            | 861-113-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 14     | 0,12 mm  | 7,88 mm            | 861-114-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 15     | 0,12 mm  | 8,05 mm            | 861-115-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 16     | 0,12 mm  | 8,13 mm            | 861-116-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 17     | 0,12 mm  | 8,26 mm            | 861-117-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 18     | 0,12 mm  | 8,40 mm            | 861-118-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 19     | 0,12 mm  | 8,53 mm            | 861-119-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 20     | 0,12 mm  | 8,70 mm            | 861-120-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 21     | 0,12 mm  | 8,84 mm            | 861-121-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 22     | 0,12 mm  | 9,02 mm            | 861-122-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 23     | 0,12 mm  | 9,17 mm            | 861-123-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 24     | 0,12 mm  | 9,28 mm            | 861-124-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 25     | 0,12 mm  | 9,38 mm            | 861-125-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 26     | 0,12 mm  | 9,48 mm            | 861-126-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 27     | 0,12 mm  | 9,59 mm            | 861-127-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 28     | 0,12 mm  | 9,70 mm            | 861-128-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 29     | 0,12 mm  | 9,82 mm            | 861-129-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 30     | 0,12 mm  | 9,96 mm            | 861-130-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 31     | 0,12 mm  | 10,11 mm           | 861-131-00 | 10 pezzi |
| 44/34 | 32     | 0,12 mm  | 10,28 mm           | 861-132-00 | 10 pezzi |



## standard / Confezioni singole

- Impiego universale per emiarcata destra e sinistra
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. e 2. molare superiore, destro e sinistro

| Dente       | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 17-16/26-27 | 1      | 0,15 mm  | 7,94 mm            | 870-001-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 2      | 0,15 mm  | 8,06 mm            | 870-002-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 3      | 0,15 mm  | 8,18 mm            | 870-003-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 4      | 0,15 mm  | 8,30 mm            | 870-004-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 5      | 0,15 mm  | 8,42 mm            | 870-005-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 6      | 0,15 mm  | 8,54 mm            | 870-006-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 7      | 0,15 mm  | 8,66 mm            | 870-007-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 8      | 0,15 mm  | 8,78 mm            | 870-008-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 9      | 0,15 mm  | 8,90 mm            | 870-009-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 10     | 0,15 mm  | 9,02 mm            | 870-010-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 11     | 0,15 mm  | 9,14 mm            | 870-011-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 12     | 0,15 mm  | 9,26 mm            | 870-012-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 13     | 0,15 mm  | 9,38 mm            | 870-013-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 14     | 0,15 mm  | 9,50 mm            | 870-014-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 15     | 0,15 mm  | 9,62 mm            | 870-015-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 16     | 0,15 mm  | 9,74 mm            | 870-016-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 17     | 0,15 mm  | 9,86 mm            | 870-017-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 18     | 0,15 mm  | 9,98 mm            | 870-018-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 19     | 0,15 mm  | 10,10 mm           | 870-019-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 20     | 0,15 mm  | 10,22 mm           | 870-020-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 21     | 0,15 mm  | 10,34 mm           | 870-021-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 22     | 0,15 mm  | 10,46 mm           | 870-022-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 23     | 0,15 mm  | 10,58 mm           | 870-023-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 24     | 0,15 mm  | 10,70 mm           | 870-024-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 25     | 0,15 mm  | 10,82 mm           | 870-025-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 26     | 0,15 mm  | 10,94 mm           | 870-026-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 27     | 0,15 mm  | 11,06 mm           | 870-027-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 28     | 0,15 mm  | 11,18 mm           | 870-028-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 29     | 0,15 mm  | 11,30 mm           | 870-029-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 30     | 0,15 mm  | 11,42 mm           | 870-030-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 31     | 0,15 mm  | 11,54 mm           | 870-031-00 | 10 pezzi |
| 17-16/26-27 | 32     | 0,15 mm  | 11,66 mm           | 870-032-00 | 10 pezzi |



- Impiego universale per emiarcata destra e sinistra
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per 1. e 2. molare inferiore, destro e sinistro

| Dente       | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 47-46/36-37 | 1      | 0,15 mm  | 8,94 mm            | 871-001-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 2      | 0,15 mm  | 9,06 mm            | 871-002-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 3      | 0,15 mm  | 9,18 mm            | 871-003-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 4      | 0,15 mm  | 9,30 mm            | 871-004-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 5      | 0,15 mm  | 9,42 mm            | 871-005-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 6      | 0,15 mm  | 9,54 mm            | 871-006-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 7      | 0,15 mm  | 9,56 mm            | 871-007-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 8      | 0,15 mm  | 9,78 mm            | 871-008-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 9      | 0,15 mm  | 9,90 mm            | 871-009-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 10     | 0,15 mm  | 10,02 mm           | 871-010-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 11     | 0,15 mm  | 10,14 mm           | 871-011-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 12     | 0,15 mm  | 10,25 mm           | 871-012-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 13     | 0,15 mm  | 10,38 mm           | 871-013-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 14     | 0,15 mm  | 10,50 mm           | 871-014-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 15     | 0,15 mm  | 10,62 mm           | 871-015-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 16     | 0,15 mm  | 10,74 mm           | 871-016-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 17     | 0,15 mm  | 10,86 mm           | 871-017-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 18     | 0,15 mm  | 10,98 mm           | 871-018-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 19     | 0,15 mm  | 11,10 mm           | 871-019-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 20     | 0,15 mm  | 11,22 mm           | 871-020-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 21     | 0,15 mm  | 11,34 mm           | 871-021-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 22     | 0,15 mm  | 11,46 mm           | 871-022-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 23     | 0,15 mm  | 11,58 mm           | 871-023-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 24     | 0,15 mm  | 11,70 mm           | 871-024-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 25     | 0,15 mm  | 11,82 mm           | 871-025-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 26     | 0,15 mm  | 11,94 mm           | 871-026-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 27     | 0,15 mm  | 12,06 mm           | 871-027-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 28     | 0,15 mm  | 12,18 mm           | 871-028-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 29     | 0,15 mm  | 12,30 mm           | 871-029-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 30     | 0,15 mm  | 12,42 mm           | 871-030-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 31     | 0,15 mm  | 12,54 mm           | 871-031-00 | 10 pezzi |
| 47-46/36-37 | 32     | 0,15 mm  | 12,66 mm           | 871-032-00 | 10 pezzi |



## standard / Confezioni singole

- Impiego universale per emiarcata destra e sinistra
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

### Bande per canino superiore, destro e sinistro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 13/23 | 1      | 0,12 mm  | 7,10 mm            | 850-101-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 2      | 0,12 mm  | 7,20 mm            | 850-102-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 3      | 0,12 mm  | 7,30 mm            | 850-103-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 4      | 0,12 mm  | 7,50 mm            | 850-104-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 5      | 0,12 mm  | 7,60 mm            | 850-105-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 6      | 0,12 mm  | 7,80 mm            | 850-106-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 7      | 0,12 mm  | 7,90 mm            | 850-107-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 8      | 0,12 mm  | 8,00 mm            | 850-108-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 8,5    | 0,12 mm  | 8,10 mm            | 850-121-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 9      | 0,12 mm  | 8,20 mm            | 850-109-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 9,5    | 0,12 mm  | 8,30 mm            | 850-122-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 10     | 0,12 mm  | 8,40 mm            | 850-110-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 10,5   | 0,12 mm  | 8,50 mm            | 850-123-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 11     | 0,12 mm  | 8,60 mm            | 850-111-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 11,5   | 0,12 mm  | 8,70 mm            | 850-124-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 12     | 0,12 mm  | 8,80 mm            | 850-112-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 12,5   | 0,12 mm  | 8,90 mm            | 850-125-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 13     | 0,12 mm  | 9,10 mm            | 850-113-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 14     | 0,12 mm  | 9,20 mm            | 850-114-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 15     | 0,12 mm  | 9,40 mm            | 850-115-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 16     | 0,12 mm  | 9,50 mm            | 850-116-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 17     | 0,12 mm  | 9,80 mm            | 850-117-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 18     | 0,12 mm  | 9,90 mm            | 850-118-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 19     | 0,12 mm  | 10,00 mm           | 850-119-00 | 10 pezzi |
| 13/23 | 20     | 0,12 mm  | 10,10 mm           | 850-120-00 | 10 pezzi |



- Impiego universale per emiarcata destra e sinistra
- Bande nude (con o senza tacca di montaggio), ideali per cerniera di Herbst
- Sicura tenuta e ottimale ritenzione al dente grazie alla ruvidità dell'interno banda

Per la misurazione del diametro mesio-distale della corona clinica, consigliamo l'uso del nostro calibro dentale REF 042-751-00.

#### Bande per canino inferiore, destro e sinistro

| Dente | Misura | Spessore | Ø<br>mesio-distale | REF        | Quantità |
|-------|--------|----------|--------------------|------------|----------|
| 43/33 | 1      | 0,12 mm  | 6,20 mm            | 851-101-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 2      | 0,12 mm  | 6,30 mm            | 851-102-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 3      | 0,12 mm  | 6,50 mm            | 851-103-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 4      | 0,12 mm  | 6,60 mm            | 851-104-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 5      | 0,12 mm  | 6,80 mm            | 851-105-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 5,5    | 0,12 mm  | 6,90 mm            | 851-117-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 6      | 0,12 mm  | 7,00 mm            | 851-106-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 6,5    | 0,12 mm  | 7,10 mm            | 851-118-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 7      | 0,12 mm  | 7,20 mm            | 851-107-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 7,5    | 0,12 mm  | 7,30 mm            | 851-119-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 8      | 0,12 mm  | 7,40 mm            | 851-108-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 8,5    | 0,12 mm  | 7,50 mm            | 851-120-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 9      | 0,12 mm  | 7,60 mm            | 851-109-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 9,5    | 0,12 mm  | 7,80 mm            | 851-121-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 10     | 0,12 mm  | 7,90 mm            | 851-110-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 11     | 0,12 mm  | 8,00 mm            | 851-111-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 12     | 0,12 mm  | 8,20 mm            | 851-112-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 13     | 0,12 mm  | 8,30 mm            | 851-113-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 14     | 0,12 mm  | 8,40 mm            | 851-114-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 15     | 0,12 mm  | 8,60 mm            | 851-115-00 | 10 pezzi |
| 43/33 | 16     | 0,12 mm  | 8,70 mm            | 851-116-00 | 10 pezzi |





### Nastro per bande in matassa

Di qualità morbida, presenta un lato lucido e uno opaco.

| Spessore x larghezza     | Lunghezza | REF               | Quantità |
|--------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 0,10 x 3,80 mm / 4 x 150 | 10 m      | <b>812-038-00</b> | 1 pezzo  |
| 0,12 x 4,55 mm / 5 x 180 | 10 m      | <b>813-045-00</b> | 1 pezzo  |
| 0,15 x 4,55 mm / 6 x 180 | 10 m      | <b>814-045-00</b> | 1 pezzo  |



### Bande matrici in matassa

Nr. materiale: 1.4310, elastico.

| Spessore x larghezza | Lunghezza | REF               | Quantità |
|----------------------|-----------|-------------------|----------|
| 0,05 x 5,00 mm       | 1 m       | <b>831-601-00</b> | 1 pezzo  |
| 0,05 x 5,00 mm       | 10 m      | <b>831-701-00</b> | 1 pezzo  |
| 0,05 x 6,00 mm       | 1 m       | <b>831-606-00</b> | 1 pezzo  |
| 0,05 x 7,00 mm       | 1 m       | <b>831-603-00</b> | 1 pezzo  |
| 0,05 x 7,00 mm       | 10 m      | <b>831-703-00</b> | 1 pezzo  |



### Stopper

Per armadietto.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>REF 890-414-10</b> | 1 pezzo |
|-----------------------|---------|



### Elemento aggiuntivo

Per la costruzione individuale dell'armadietto.  
Comprensivo di stopper (REF 890-414-10).

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>REF 890-407-00</b> | 1 pezzo |
|-----------------------|---------|

**Armadietto per bande****Versione standard in plastica**

Con 10 cassetti per contenere le bande preformate (viene fornito vuoto!)

| Dimensioni (H x L x P) | REF               | Quantità |
|------------------------|-------------------|----------|
| 31 x 27,5 x 25 cm      | <b>890-414-00</b> | 1 pezzo  |

**Cassetti a scomparti porta bande e coperchio**

Per armadietto.

| Descrizione                              | REF               | Quantità |
|------------------------------------------|-------------------|----------|
| Canini superiori standard                | <b>890-420-00</b> | 1 pezzo  |
| Canini inferiori standard                | <b>890-421-00</b> | 1 pezzo  |
| Premolari superiori standard             | <b>890-422-00</b> | 1 pezzo  |
| Premolari inferiori standard             | <b>890-423-00</b> | 1 pezzo  |
| Molari superiori standard                | <b>890-424-00</b> | 1 pezzo  |
| Molari inferiori standard                | <b>890-425-00</b> | 1 pezzo  |
| 1. molare superiore, destro, dentaform   | <b>890-426-00</b> | 1 pezzo  |
| 1. molare superiore, sinistro, dentaform | <b>890-427-00</b> | 1 pezzo  |
| 2. molare superiore, destro, dentaform   | <b>890-428-00</b> | 1 pezzo  |
| 2. molare superiore, sinistro, dentaform | <b>890-429-00</b> | 1 pezzo  |
| 1. molare inferiore, destro, dentaform   | <b>890-430-00</b> | 1 pezzo  |
| 1. molare inferiore, sinistro, dentaform | <b>890-431-00</b> | 1 pezzo  |
| 2. molare inferiore, destro, dentaform   | <b>890-432-00</b> | 1 pezzo  |
| 2. molare inferiore, sinistro, dentaform | <b>890-433-00</b> | 1 pezzo  |
| Bracket da incollare                     | <b>890-412-00</b> | 1 pezzo  |
| Senza descrizione                        | <b>890-406-00</b> | 1 pezzo  |





CONTATTA  
**DENTAURUM ITALIA**

**SERVIZIO CLIENTI**      **051 862580** - *Centralino*

Ordini      - 224

Commerciale      - 226

Ortodonzia      - 335 349471

**Dentaurum Italia S.p.A.**



Via degli Speciali, 142/144  
Centergross 40050 Funo (BO)



Telefono 051 862580



info@dentaurum.it  
www.dentaurum.it



**ONLINE SHOP**  
**SHOP.DENTAURUM.IT**