

Fili | Archi | Elementi in filo.

Massima precisione per
risultati affidabili.





Archi per qualsiasi trattamento.

La scelta degli archi è di importanza cruciale ai fini terapeutici per il corretto decorso del trattamento ortodontico. A tal proposito, Dentauro offre una vasta scelta di archi in differenti materiali per qualsiasi situazione terapeutica. Il programma comprende, inoltre, svariate forme, dimensioni e classi di forza.

La Dentauro propone una vasta gamma di prodotti destinati non solo all'ortodonzia fissa, ma anche all'ortodonzia rimovibile di sicuro grande interesse per il laboratorio odontotecnico: dalla semplice matassa di filo per ganci ai già pronti elementi preformati in filo da inserire nelle placche ortodontiche.

Il programma Dentauro è, infine, completato da fili e archi realizzati con materiali biotollerabili, come i Noninium® o i rematitan® SPECIAL. Questi materiali rappresentano una perfetta integrazione ai bracket privi di nichel per un sistema ortodontico completo destinato ai pazienti con accertata allergia nei confronti di tale metallo.

**rematitan® LITE /
rematitan® LITE White**

Nichel-titanio.

rematitan® LITE Spee®

Nichel-titanio.

Tensic® / Tensic® White

Nichel-titanio termoattivi.

Equire Thermo-Active

Nichel-titanio termoattivi.

dentaflex®

Acciaio (intrecciati e coassiali).

remanium® / Equire

Acciaio (nichel-cromo).

remaloy®

Cobalto-cromo.

Noninium® / Noninium® White

Acciaio privo di nichel*.

rematitan® SPECIAL

Titanio-molibdeno.

* La presenza di nichel $\leq 0,2\%$ dipende dal sistema di produzione

Indicazioni d'impiego di fili e archi Dentaurum.

Tipo di materiale	Fase iniziale			Fase intermedia				Fase finale	
	Livellamento	Torque	Rotazione	Allineamento dell'arcata	Torque	Rotazione	Retrazione con loop	Allineamento dell'arcata	Torque
Nichel-titanio									
rematitan® LITE tondo	+		+						
rematitan® LITE rettangolare		+		+	+	+		+	+
Nichel-titanio (rivestiti bianchi)									
rematitan® LITE White tondo	+		+			+			
rematitan® LITE White rettangolare		+			+	+			
Termoattivi Nichel-titanio									
Tensic® tondo	+		+			+			
Tensic® rettangolare	+	+			+	+			
Equire Thermo-Active tondo	+		+			+			
Equire Thermo-Active rettangolare	+	+			+	+			
Termoattivi Nichel-titanio (rivestiti bianchi)									
Tensic® White tondo	+		+			+			
Tensic® White rettangolare	+	+			+	+			
Acciaio (intrecciati e coassiali)									
dentaflex® 3x tondo	+								
dentaflex® 6x tondo	+								
dentaflex® 3x rettangolare		+							
dentaflex® 8x rettangolare	+	+							
Acciaio									
remanium® tondo				+					
remanium® rettangolare				+	+		+	+	+
Equire tondo				+					
Equire rettangolare				+	+		+	+	+
Cobalto-cromo									
remaloy® rettangolare					+		+		
Acciaio privo di nichel*									
Noninium® tondo				+					
Noninium® rettangolare				+	+		+	+	+
Acciaio privo di nichel* (rivestiti bianchi)									
Noninium® White tondo				+					
Noninium® White rettangolare				+	+		+	+	+
Titanio-molibdeno privo di nichel*									
rematitan® SPECIAL tondo				+					
rematitan® SPECIAL rettangolare		+			+		+		+

* La presenza di nichel ≤ 0,2% dipende dal sistema di produzione

Classi di forza.

Classe di forza	N/mm²	rematitan® LITE	Tensic®	Equire	dentaflex®	remanium®	remaloy®	Noninium®	rematitan® SPECIAL
medio plus 0	1100 – < 1400								+
duro 1	1400 – < 1600					+	+	+	
duro plus 2	1600 – < 1800				+		+		
elastico 3	1800 – < 2000					+	+	+	
elastico plus 4	2000 – < 2300			+		+		+	
extra elastico 5	2300 – < 2500					+			
super elastico 6	2500 – < 2700				+			+	
super elastico 7	–	+	+	+					





Forme degli archi a confronto.

Le immagini sono solo di esempio. Il prodotto reale potrebbe differire.



- Disponibile solo in rematitan® LITE.
- Superiori e inferiori stessa forma.



¹ Damon® è un marchio registrato della ditta Ormco BV.

² Disponibile solo in rematitan® LITE.

³ The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Breve panoramica del programma di fornitura.

rematitan® LITE – Nichel-titanio.

Gli archi rematitan® "LITE" sono realizzati in una lega super elastica di nichel-titanio che produce un costante rilascio di forze leggere. L'elevata elasticità e la leggera forza di ritorno li rendono ideali nella fase di livellamento.

Disponibili nella classe di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

Tensic® – Nichel-titanio termoattivo.

Gli archi Tensic® sono archi super elastici facilmente modellabili nello stato martensitico a temperatura ambiente. La temperatura di conversione molto vicina a quella corporea è il motivo per cui questi archi rilasciano forze leggere ma costanti nel tempo, impedendo il riassorbimento radicolare durante la fase di livellamento.

Disponibili nella classe di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

Equire – Nichel-titanio termoattivo (American Style ≙ Damon® Style**).

Gli Equire NiTi sono archi super elastici con caratteristiche del tutto identiche ai Tensic® con esclusione della loro forma. Possono essere impiegati durante tutte le fasi del trattamento ortodontico, anche nei casi di frequente sostituzione dell'arco. Gli archi Equire si distinguono per le loro superfici lisce e scorrevoli e la loro forma corrisponde a quella apprezzata dagli ortodontisti americani.

Disponibili nella classe di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

dentaflex® – Acciaio, intrecciati e coassiali.

I fili e gli archi dentaflex® sono disponibili in forma intrecciata 3x e sono caratterizzati da forze leggermente più consistenti rispetto ai coassiali 6x rappresentando un'alternativa economica e affidabile ai NiTi. Il programma prevede, inoltre, la versione a 8x, archi particolarmente indicati per la trasmissione del torque già nella fase iniziale del trattamento.

Disponibili nella classe di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

remanium® – Acciaio.

I fili e gli archi remanium® sono la migliore soluzione nei casi in cui si renda necessaria l'applicazione di forze elevate o quando a fine trattamento venga richiesto un preciso controllo del torque. L'ampia gamma di classi di forza offerta da questi fili ne permette l'impiego durante l'intero trattamento, anche nei casi di frequente sostituzione dell'arco. Sono facilmente modellabili e saldabili e si distinguono per le loro superfici lisce e scorrevoli.

Disponibili nella classe di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

Equire – Acciaio (American Style ≡ Damon® Style**).

Gli archi in acciaio Equire sono la migliore soluzione quando si necessita di forze simili a quelle trasmesse dagli archi remanium®. Il loro uso è indicato in qualsiasi fase del trattamento ortodontico, anche nei casi di frequente sostituzione dell'arco. Gli Equire sono facilmente modellabili e saldabili e si distinguono per le loro superfici lisce e scorrevoli. La loro forma corrisponde a quella apprezzata dagli ortodontisti americani.

Disponibili nella classe di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

remaloy® – Cobalto-cromo.

I fili e gli archi remaloy® sono realizzati in lega a base di cobalto-cromo, sono temprabili e particolarmente resistenti alla rottura. Viene così facilitata la piegatura delle anse con le dita o con le pinze, distinguendosi per le loro superfici lisce e scorrevoli.

Disponibili nella classe di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

Noninium® – Acciaio privo di nichel*.

I fili e gli archi Noninium® sono particolarmente indicati per i pazienti allergici al nichel, poiché sono privi* di questo elemento. Sono molto resistenti alla rottura e si distinguono per le loro eccellenti caratteristiche meccaniche.

Disponibili nella classe di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

rematitan® SPECIAL – Titanio-molibdeno.

Gli archi rematitan® "LITE" sono realizzati in una lega super elastica di nichel-titanio che produce un costante rilascio di forze leggere. L'elevata elasticità e la leggera forza di ritorno li rendono ideali nella fase di livellamento.

Disponibili nella classe di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

* La presenza di nichel ≤ 0,2% dipende dal sistema di produzione

** Damon® è un marchio registrato della ditta Ormco BV

Programma di fornitura archi

Nichel-titanio, super elastici

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
rematitan® LITE arco ideale, tondo			
12	766-058-00	766-059-00	10 pezzi
14	766-080-00	766-081-00	10 pezzi
14	766-080-01	766-081-01	50 pezzi
16	766-082-00	766-083-00	10 pezzi
16	766-082-01	766-083-01	50 pezzi
18	766-084-00	766-085-00	10 pezzi
18	766-084-01	766-085-01	50 pezzi
20	768-100-00	768-101-00	10 pezzi
20	768-100-01	768-101-01	50 pezzi

rematitan® LITE arco ideale, rettangolare			
16 x 16	766-088-00	766-089-00	10 pezzi
16 x 16	766-088-01	766-089-01	50 pezzi
16 x 22	766-090-00	766-091-00	10 pezzi
16 x 22	766-090-01	766-091-01	50 pezzi
17 x 25	766-092-00	766-093-00	10 pezzi
18 x 18	768-102-00	768-103-00	10 pezzi
18 x 18	768-102-01	768-103-01	50 pezzi
18 x 25	768-104-00	768-105-00	10 pezzi
18 x 25	768-104-01	768-105-01	50 pezzi
19 x 25	768-106-00	768-107-00	10 pezzi
19 x 25	768-106-01	768-107-01	50 pezzi
20 x 20	768-108-00	768-109-00	10 pezzi
20 x 20	768-108-01	768-109-01	50 pezzi
21 x 25	768-110-00	768-111-00	10 pezzi
21 x 25	768-110-01	768-111-01	50 pezzi

rematitan® LITE arco ideale, tondo, con dimple			
12	766-060-00	766-061-00	10 pezzi
14	766-062-00	766-063-00	10 pezzi
16	766-064-00	766-065-00	10 pezzi
18	766-066-00	766-067-00	10 pezzi
20	768-112-00	768-113-00	10 pezzi

rematitan® LITE arco ideale, rettangolare, con dimple			
16 x 16	766-068-00	766-069-00	10 pezzi
16 x 22	766-070-00	766-071-00	10 pezzi
17 x 25	766-072-00	766-073-00	10 pezzi
18 x 18	766-074-00	766-075-00	10 pezzi
18 x 25	766-076-00	766-077-00	10 pezzi
19 x 25	766-078-00	766-079-00	10 pezzi
20 x 20	768-114-00	768-115-00	10 pezzi
21 x 25	766-086-00	766-087-00	10 pezzi

rematitan® LITE arco ideale, tondo, forma stretta, con dimple			
12	766-160-00	766-161-00	10 pezzi
14	766-162-00	766-163-00	10 pezzi
16	766-164-00	766-165-00	10 pezzi
18	766-166-00	766-167-00	10 pezzi
20	768-116-00	768-117-00	10 pezzi

rematitan® LITE arco ideale, rettangolare, forma stretta, con dimple			
16 x 16	766-168-00	766-169-00	10 pezzi
16 x 22	766-170-00	766-171-00	10 pezzi
17 x 25	766-172-00	766-173-00	10 pezzi
18 x 18	766-174-00	766-175-00	10 pezzi
18 x 25	766-176-00	766-177-00	10 pezzi
19 x 25	766-178-00	766-179-00	10 pezzi
20 x 20	768-118-00	768-119-00	10 pezzi
21 x 25	768-120-00	768-121-00	10 pezzi

rematitan® LITE Spee® arco inverso, tondo, con dimple			
12	766-014-00	766-015-00	10 pezzi
14	766-018-00	766-019-00	10 pezzi
16	766-050-00	766-051-00	10 pezzi
18	766-052-00	766-053-00	10 pezzi

rematitan® LITE Spee® arco inverso, rettangolare, con dimple			
16 x 22	766-054-00	766-055-00	10 pezzi
17 x 25	766-056-00	766-057-00	10 pezzi
18 x 18	766-032-00	766-033-00	10 pezzi
18 x 25	766-034-00	766-037-00	10 pezzi
19 x 25	766-036-00	766-039-00	10 pezzi

Dimensioni	REF	Quantità
rematitan® LITE, forma dell'arco I, tapered, rettangolare		
16 x 16	766-180-00	10 pezzi
16 x 22	766-181-00	10 pezzi
17 x 25	766-182-00	10 pezzi

rematitan® LITE, forma dell'arco II, square, rettangolare		
16 x 16	766-183-00	10 pezzi
16 x 22	766-184-00	10 pezzi
17 x 25	766-185-00	10 pezzi

rematitan® LITE, forma dell'arco III, ovale, rettangolare		
16 x 16	766-186-00	10 pezzi
16 x 22	766-187-00	10 pezzi
17 x 25	766-188-00	10 pezzi

rematitan® LITE Ricketts® PENTA, normale, rettangolare		
16 x 16	766-250-00	10 pezzi
16 x 22	766-251-00	10 pezzi
17 x 25	766-252-00	10 pezzi

rematitan® LITE Ricketts® PENTA, affusolato, rettangolare		
16 x 16	766-253-00	10 pezzi
16 x 22	766-254-00	10 pezzi
17 x 25	766-255-00	10 pezzi

rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovoide, rettangolare		
16 x 16	766-256-00	10 pezzi
16 x 22	766-257-00	10 pezzi
17 x 25	766-258-00	10 pezzi

rematitan® LITE Ricketts® PENTA, extra affusolato, rettangolare		
16 x 16	766-259-00	10 pezzi
16 x 22	766-260-00	10 pezzi
17 x 25	766-261-00	10 pezzi

rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovoide stretto, rettangolare		
16 x 16	766-262-00	10 pezzi
16 x 22	766-263-00	10 pezzi
17 x 25	766-264-00	10 pezzi

Termoattivi nichel-titanio, super elastici

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
------------	-----------	-----------	----------

Tensic® arco ideale, tondo			
12	766-700-00	766-701-00	10 pezzi
14	766-702-00	766-703-00	10 pezzi
16	766-704-00	766-705-00	10 pezzi
18	766-706-00	766-707-00	10 pezzi

Tensic® arco ideale, rettangolare			
16 x 16	766-710-00	766-711-00	10 pezzi
16 x 22	766-712-00	766-713-00	10 pezzi
17 x 25	766-714-00	766-715-00	10 pezzi
18 x 25	766-716-00	766-717-00	10 pezzi
19 x 25	766-718-00	766-719-00	10 pezzi
21 x 25	766-720-00	766-721-00	10 pezzi

Equire, arco ideale, tondo, American Style $\triangle$ Damon Style*			
12	766-800-00	766-801-00	10 pezzi
14	766-802-00	766-803-00	10 pezzi
16	766-804-00	766-805-00	10 pezzi
18	766-806-00	766-807-00	10 pezzi

Equire arco ideale, rettangolare, American Style $\triangle$ Damon Style*			
16 x 16	766-808-00	766-809-00	10 pezzi
16 x 22	766-810-00	766-811-00	10 pezzi
17 x 25	766-812-00	766-813-00	10 pezzi
18 x 25	766-814-00	766-815-00	10 pezzi
19 x 25	766-816-00	766-817-00	10 pezzi
21 x 25	766-818-00	766-819-00	10 pezzi

*Damon® è un marchio registrato della ditta Ormco BV

Acciaio (intrecciati), super elastici

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
------------	-----------	-----------	----------

dentaflax® arco ideale, tondo, intrecciato 3x			
15	766-120-00	766-121-00	10 pezzi
15	766-120-01	766-121-01	50 pezzi
18	766-122-00	766-123-00	10 pezzi
18	766-122-01	766-123-01	50 pezzi
20	766-124-00	766-125-00	10 pezzi

dentaflax® arco ideale, rettangolare, intrecciato 3x			
16 x 16	766-130-00	766-131-00	10 pezzi
16 x 22	766-132-00	766-133-00	10 pezzi
16 x 22	766-132-01	766-133-01	50 pezzi

dentaflax® arco ideale, rettangolare, intrecciato 8x			
16 x 16	766-100-00	766-200-00	10 pezzi
16 x 16	766-100-01	766-200-01	50 pezzi
16 x 22	766-101-00	766-201-00	10 pezzi
16 x 22	766-101-01	766-201-01	50 pezzi
17 x 25	766-103-00	766-203-00	10 pezzi
18 x 25	766-104-00	766-204-00	10 pezzi
19 x 25	766-105-00	766-205-00	10 pezzi

Acciaio (coassiali), duri plus

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
------------	-----------	-----------	----------

dentaflax® arco ideale, tondo, coassiale 6x			
15	766-300-00	766-400-00	10 pezzi
15	766-300-01	766-400-01	50 pezzi
18	766-301-00	766-401-00	10 pezzi
18	766-301-01	766-401-01	50 pezzi

Acciaio privo di nichel (intrecciati), elastici plus

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
------------	-----------	-----------	----------

Noninium® arco ideale, tondo, intrecciato 3x			
18		764-056-00	10 pezzi

Noninium® arco ideale, rettangolare, intrecciato 3x			
16 x 22	764-061-00	764-062-00	10 pezzi

Programma di fornitura archi

Acciaio (nichel-cromo), elastici plus

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
remanium® arco ideale, tondo			
14	765-200-00	765-300-00	10 pezzi
16	765-201-00	765-301-00	10 pezzi
16	765-201-01	765-301-01	50 pezzi
18	765-202-00	765-302-00	10 pezzi
18	765-202-01	765-302-01	50 pezzi
20	765-203-00	765-303-00	10 pezzi

remanium® arco ideale, rettangolare			
16 x 16	767-100-00	767-200-00	10 pezzi
16 x 16	767-100-01	767-200-01	50 pezzi
16 x 22	767-101-00	767-201-00	10 pezzi
16 x 22	767-101-01	767-201-01	50 pezzi
17 x 22	767-102-00	767-202-00	10 pezzi
17 x 25	767-103-00	767-203-00	10 pezzi
17 x 25	767-103-01	767-203-01	50 pezzi
18 x 25	767-104-00	767-204-00	10 pezzi
19 x 25	767-105-00	767-205-00	10 pezzi
19 x 25	767-105-01	767-205-01	50 pezzi
21,5 x 25	767-106-00	767-206-00	10 pezzi
21,5 x 28	767-107-00	767-207-00	10 pezzi

Equire arco ideale, tondo, American Style ≙ Damon Style*			
12	769-000-00	769-001-00	10 pezzi
14	769-002-00	769-003-00	10 pezzi
16	769-004-00	769-005-00	10 pezzi
18	769-006-00	769-007-00	10 pezzi

Equire arco ideale, rettangolare, American Style ≙ Damon Style*			
16 x 16	769-008-00	769-009-00	10 pezzi
16 x 22	769-010-00	769-011-00	10 pezzi
17 x 25	769-012-00	769-013-00	10 pezzi
18 x 25	769-014-00	769-015-00	10 pezzi
19 x 25	769-016-00	769-017-00	10 pezzi
21 x 25	769-018-00	769-019-00	10 pezzi

*Damon® è un marchio registrato della ditta Ormco BV

Cobalto-cromo, duri plus

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
remaloy® arco ideale, rettangolare			
16 x 16	769-100-00	769-200-00	10 pezzi
16 x 22	769-101-00	769-201-00	10 pezzi

Acciaio privo di nichel*, elastici plus

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
Noninium® arco ideale, tondo			
12		764-009-00	10 pezzi
14	764-010-00	764-011-00	10 pezzi

Noninium® arco ideale, rettangolare			
16 x 16	764-018-00		10 pezzi
16 x 22	764-020-00	764-021-00	10 pezzi
18 x 18	764-024-00	764-025-00	10 pezzi

* La presenza di nichel ≤ 0,2% dipende dal sistema di produzione

¹⁾ La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione

Titanio-molibdeno privo di nichel*, medi plus

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
rematitan® SPECIAL arco ideale, tondo			
16	766-605-00	766-606-00	10 pezzi
18	766-607-00	766-608-00	10 pezzi

rematitan® SPECIAL arco ideale, rettangolare			
16 x 16	766-631-00	766-632-00	10 pezzi
16 x 22	766-609-00	766-610-00	10 pezzi
17 x 25	766-611-00	766-612-00	10 pezzi
18 x 18	766-613-00	766-614-00	10 pezzi
18 x 25	766-615-00	766-616-00	10 pezzi
19 x 25	766-617-00	766-618-00	10 pezzi
21 x 25	766-619-00	766-620-00	10 pezzi

Nichel-titanio (rivestiti bianchi), super elastici

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
rematitan® LITE White arco ideale, tondo			
16	768-014-00	768-015-00	3 pezzi
18	768-016-00	768-017-00	3 pezzi

rematitan® LITE White arco ideale, rettangolare			
16 x 16	768-018-00	768-019-00	3 pezzi
16 x 22	768-020-00	768-021-00	3 pezzi
17 x 25	768-022-00	768-023-00	3 pezzi

Termoattivi nichel-titanio (rivestiti bianchi), super elastici

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
------------	-----------	-----------	----------

Tensic® White arco ideale, tondo

16	768-026-00	768-027-00	3 pezzi
18	768-028-00	768-029-00	3 pezzi

Tensic® White arco ideale, rettangolare

16 x 16	768-030-00	768-031-00	3 pezzi
16 x 22	768-032-00	768-033-00	3 pezzi
17 x 25	768-034-00	768-035-00	3 pezzi
18 x 25	768-038-00	768-039-00	3 pezzi
19 x 25	768-040-00	768-041-00	3 pezzi

Acciaio privo di nichel* (rivestiti bianchi), elastici plus

Dimensioni	REF (SUP)	REF (INF)	Quantità
------------	-----------	-----------	----------

Noninium® White arco ideale, tondo

16	768-002-00	768-003-00	3 pezzi
18		768-005-00	3 pezzi

Noninium® White arco ideale, rettangolare

16 x 16		768-007-00	3 pezzi
16 x 22	768-008-00	768-009-00	3 pezzi
17 x 25	768-010-00	768-011-00	3 pezzi

* La presenza di nichel $\leq 0,2\%$ dipende dal sistema di produzione

Programma di fornitura fili in stanghette

Acciaio (intrecciati e coassiali)

Dimensioni	REF	Quantità
------------	-----	----------

dentaflex® in stanghette, tondo, intrecciato 3x, super elastico

0,38 mm / 15	545-738-00	10 pezzi
0,45 mm / 18	545-745-00	10 pezzi
0,50 mm / 20	545-750-00	10 pezzi

dentaflex® in stanghette, tondo, coassiale 6x, duro plus

0,38 mm / 15	545-638-00	10 pezzi
0,45 mm / 18	545-645-00	10 pezzi

rematain® flat filo per retainer, intrecciato 6x

10 x 29	530-000-00	10 pezzi
---------	------------	----------

Acciaio (nichel-cromo)

Dimensioni	REF	Quantità
------------	-----	----------

remanium® in stanghette, tondo, extra elastico

0,35 mm / 14	535-035-00	25 pezzi
0,40 mm / 16	535-040-00	25 pezzi
0,45 mm / 18	535-045-00	25 pezzi

remanium® in stanghette, rettangolare, elastico

16 x 16	537-340-00	10 pezzi
16 x 22	537-310-00	10 pezzi
17 x 22	537-311-00	10 pezzi
17 x 25	537-313-00	10 pezzi
18 x 25	537-314-00	10 pezzi
19 x 19	535-048-00	25 pezzi
20 x 20	535-051-00	25 pezzi
21,5 x 28	537-324-00	10 pezzi

remanium® in stanghette, rettangolare, elastico plus

16 x 16	537-440-00	10 pezzi
16 x 22	537-410-00	10 pezzi
17 x 22	537-411-00	10 pezzi
17 x 25	537-413-00	10 pezzi
18 x 25	537-414-00	10 pezzi
21,5 x 25	537-423-00	10 pezzi
21,5 x 28	537-424-00	10 pezzi

remanium® in stanghette, tondo, elastico

0,40 mm / 16	525-040-00	25 pezzi
0,70 mm / 28	527-004-00	1.100 pezzi
0,50 mm / 20	535-002-00	25 pezzi
0,60 mm / 23	535-003-00	25 pezzi
0,70 mm / 28	527-005-00	900 pezzi
0,70 mm / 28	527-070-00	25 pezzi
0,75 mm / 30	535-005-00	25 pezzi
0,80 mm / 31	527-006-00	875 pezzi
0,80 mm / 31	527-080-00	25 pezzi
0,90 mm / 36	527-090-00	25 pezzi
1,00 mm / 39	527-100-00	25 pezzi
1,15 mm / 45	535-009-00	25 pezzi

Cobalto-cromo

Dimensioni	REF	Quantità
------------	-----	----------

remaloy® in stanghette, rettangolare, duro plus

16 x 16	537-540-00	10 pezzi
16 x 22	537-510-00	10 pezzi

remaloy® in stanghette, tondo, duro

0,70 mm / 28	528-070-00	10 pezzi
0,80 mm / 31	528-080-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	528-090-00	10 pezzi
1,00 mm / 39	528-100-00	10 pezzi
1,10 mm / 43	528-110-00	10 pezzi
1,20 mm / 47	528-120-00	10 pezzi
1,30 mm / 51	528-130-00	10 pezzi
1,50 mm / 59	528-150-00	10 pezzi

remaloy® in stanghette, mezzo tondo, elastico

1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	528-155-00	10 pezzi
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	528-158-00	10 pezzi

remaloy® in stanghette, rettangolare smussato, duro plus

1,92 x 0,90 mm / 76 x 36	528-159-00	10 pezzi
--------------------------	------------	----------

Programma di fornitura fili in stanghetto

Acciaio privi di nichel*

Dimensioni	REF	Quantità
------------	-----	----------

Noninium® in stanghetto, tondo, elastico plus

0,35 mm / 14	764-001-00	10 pezzi
--------------	------------	----------

* La presenza di nichel $\leq 0,2\%$ dipende dal sistema di produzione

Titanio-molibdeno privi di nichel*

Dimensioni	REF	Quantità
------------	-----	----------

rematitan® SPECIAL in stanghetto, tondo, medio plus

0,40 mm / 16	766-600-00	10 pezzi
0,45 mm / 18	766-601-00	10 pezzi
0,80 mm / 32	766-629-00	10 pezzi

rematitan® SPECIAL in stanghetto, rettangolare, medio plus

16 x 16	766-633-00	10 pezzi
16 x 22	766-602-00	10 pezzi
17 x 25	766-603-00	10 pezzi
19 x 25	766-604-00	10 pezzi

Titanio

Dimensioni	REF	Quantità
------------	-----	----------

Filo in titanio per retainer, intrecciato 3x, grado 1, tondo

0,44 mm / 17	528-001-01	10 pezzi
0,50 mm / 20	528-000-01	10 pezzi

Filo in titanio per retainer, intrecciato 3x, grado 5, tondo

0,44 mm / 17	528-001-00	10 pezzi
0,50 mm / 20	528-000-00	10 pezzi

Oro

Dimensioni	REF	Quantità
------------	-----	----------

Filo d'oro per retainer, intrecciato 3x, tondo

0,50 mm / 20	529-000-00	1 pezzo
--------------	------------	---------

Dimensioni

Inch		mm
10	tondo	0,25 mm
12	tondo	0,30 mm
14	tondo	0,35 mm
15	tondo	0,38 mm
16	tondo	0,40 mm
18	tondo	0,45 mm
20	tondo	0,50 mm
23	tondo	0,60 mm
28	tondo	0,70 mm
32	tondo	0,80 mm
36	tondo	0,90 mm
39	tondo	1,00 mm
43	tondo	1,10 mm
47	tondo	1,20 mm
51	tondo	1,30 mm
59	tondo	1,50 mm

Inch		mm
16 x 16	rettangolare	0,41 x 0,41 mm
16 x 22	rettangolare	0,41 x 0,56 mm
17 x 22	rettangolare	0,43 x 0,56 mm
17 x 25	rettangolare	0,43 x 0,64 mm
18 x 25	rettangolare	0,46 x 0,64 mm
19 x 25	rettangolare	0,48 x 0,64 mm
21 x 25	rettangolare	0,53 x 0,64 mm
21,5 x 25	rettangolare	0,55 x 0,64 mm
21,5 x 28	rettangolare	0,55 x 0,70 mm

Programma di fornitura fili in matasse

Nichel-titanio

Dimensioni	REF	Quantità
rematitan® LITE Filo in matassa, tondo, super elastico		
0,30 mm / 12	766-094-00	4,5 m
0,35 mm / 14	766-095-00	4,5 m
0,40 mm / 16	766-196-00	4,5 m

Acciaio (intrecciati e coassiali)

Dimensioni	REF	Quantità
dentaflax® Filo in matassa, tondo, intrecciato 3x, super elastico		
0,38 mm / 15	545-738-01	4 m
0,45 mm / 18	545-745-01	4 m

dentaflax® Filo in matassa, tondo, coassiale 6x, super elastico		
0,38 mm / 15	545-638-01	4 m
0,45 mm / 18	545-645-01	4 m

Acciaio (nichel-cromo)

Dimensioni	REF	Quantità
remanium® filo in matassa, tondo, extra elastico		
0,35 mm / 14	530-035-00	7,5 m
0,40 mm / 16	530-040-00	7,5 m
0,45 mm / 18	530-045-00	7,5 m

remanium® filo per legatura, tondo, morbido		
0,25 mm / 10	500-025-00	80 m
0,25 mm / 10	501-025-00	1.160 m
0,30 mm / 12	500-030-00	60 m
0,40 mm / 16	500-040-00	30 m
0,50 mm / 20	503-050-00	50 m
0,50 mm / 20	501-050-00	320 m

remanium® matassa piccola L, tondo, duro		
0,70 mm / 28	513-070-00	30 m
0,80 mm / 31	513-080-00	20 m
0,90 mm / 36	513-090-00	10 m
1,00 mm / 39	513-100-00	10 m
1,20 mm / 47	513-120-00	10 m
1,50 mm / 59	513-150-00	10 m

remanium® matassa grande K, tondo, duro		
0,70 mm / 28	514-070-00	165 m
0,80 mm / 31	514-080-00	125 m
0,90 mm / 36	514-090-00	100 m
1,00 mm / 39	514-100-00	80 m

remanium® matassa piccola L, tondo, elastico

0,40 mm / 16	521-040-00	30 m
0,50 mm / 20	523-050-00	50 m
0,60 mm / 23	523-060-00	40 m
0,70 mm / 28	523-070-00	30 m
0,80 mm / 31	523-080-00	20 m
0,90 mm / 36	523-090-00	10 m
1,00 mm / 39	523-100-00	10 m
1,10 mm / 43	523-110-00	10 m
1,20 mm / 47	523-120-00	10 m
1,50 mm / 59	523-150-00	10 m

remanium® matassa grande K, tondo, elastico

0,60 mm / 23	524-060-00	225 m
0,70 mm / 28	524-070-00	165 m
0,80 mm / 31	524-080-00	125 m
0,90 mm / 36	524-090-00	100 m
1,00 mm / 39	524-100-00	80 m
1,10 mm / 43	524-110-00	70 m

remanium® Filo in matassa, mezzo tondo, duro

1,30 x 0,65 mm / 51 x 26	308-513-00	10 m
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	308-515-00	10 m
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	308-518-00	10 m
2,00 x 1,00 mm / 79 x 40	308-520-00	10 m

remanium® matassa grande K, mezzo tondo, duro

1,30 x 0,65 mm / 51 x 26	308-713-00	90 m
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	308-715-00	65 m
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	308-718-00	50 m

remanium® filo in matassa, ovale, duro

2,40 x 1,40 mm / 95 x 55	385-624-00	10 m
3,00 x 1,50 mm / 118 x 59	385-630-00	10 m

Acciaio privi di nichel*

Dimensioni	REF	Quantità
Noninium® filo in matassa, tondo, duro		
0,70 mm / 28	520-070-10	30 m
0,80 mm / 31	520-080-10	20 m
0,90 mm / 36	520-090-10	10 m
1,20 mm / 47	520-120-10	10 m

Noninium® filo in matassa, tondo, elastico		
0,60 mm / 23	520-062-10	40 m
0,70 mm / 28	520-072-10	30 m
0,80 mm / 31	520-082-10	20 m
0,90 mm / 36	520-092-10	10 m

* La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione

Titanio

Dimensioni	REF	Quantità
Filo in titanio per retainer, intrecciato 3x, grado 1, tondo		
0,50 mm / 20	528-000-02	2 m




Archi ideali rematitan® LITE, tondi

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-058-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-080-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-080-01	50 pezzi
0,40 mm / 16			766-082-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-082-01	50 pezzi
0,45 mm / 18			766-084-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-084-01	50 pezzi
0,50 mm / 20			768-100-00	10 pezzi
0,50 mm / 20			768-100-01	50 pezzi



Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-059-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-081-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-081-01	50 pezzi
0,40 mm / 16			766-083-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-083-01	50 pezzi
0,45 mm / 18			766-085-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-085-01	50 pezzi
0,50 mm / 20			768-101-00	10 pezzi
0,50 mm / 20			768-101-01	50 pezzi



Archi ideali rematitan® LITE, rettangolari

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione


Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-088-00	10 pezzi
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-088-01	50 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-090-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-090-01	50 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-092-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	768-102-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	768-102-01	50 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-104-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-104-01	50 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-106-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-106-01	50 pezzi
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-108-00	10 pezzi
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-108-01	50 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-110-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-110-01	50 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto



a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-089-00	10 pezzi
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-089-01	50 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-091-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-091-01	50 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-093-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	768-103-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	768-103-01	50 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-105-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-105-01	50 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-107-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-107-01	50 pezzi
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-109-00	10 pezzi
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-109-01	50 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-111-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-111-01	50 pezzi




Archi ideali rematitan® LITE, tondi

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: dimple

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-060-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-062-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-064-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-066-00	10 pezzi
0,50 mm / 20			768-112-00	10 pezzi



Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-061-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-063-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-065-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-067-00	10 pezzi
0,50 mm / 20			768-113-00	10 pezzi



Archi ideali rematitan® LITE, rettangolari

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: dimple

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-068-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-070-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-072-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-074-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-076-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-078-00	10 pezzi
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-114-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-086-00	10 pezzi



a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-069-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-071-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-073-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-075-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-077-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-079-00	10 pezzi
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-115-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-087-00	10 pezzi



Archi ideali rematitan® LITE, tondi


Per palati stretti. forma stretta dell'arco

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: dimple

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-160-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-162-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-164-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-166-00	10 pezzi
0,50 mm / 20			768-116-00	10 pezzi



Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-161-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-163-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-165-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-167-00	10 pezzi
0,50 mm / 20			768-117-00	10 pezzi



Archi ideali rematitan® LITE, rettangolari

Per palati stretti. forma stretta dell'arco

Classe di forza: super elastico


Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: dimple

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-168-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-170-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-172-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-174-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-176-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-178-00	10 pezzi
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-118-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-120-00	10 pezzi



a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-169-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-171-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-173-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-175-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-177-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-179-00	10 pezzi
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	768-119-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	768-121-00	10 pezzi



Archi inversi rematitan® LITE Spee®, tondi

Classe di forza: super elastico

Marcatura centrale: dimple

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-014-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-018-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-050-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-052-00	10 pezzi

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-015-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-019-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-051-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-053-00	10 pezzi



Archi inversi rematitan® LITE Spee®, rettangolari

Classe di forza: super elastico

Marcatura centrale: dimple

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-054-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-056-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-032-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-034-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-036-00	10 pezzi

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-055-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-057-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-033-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-037-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-039-00	10 pezzi

**rematitan® LITE, forma dell'arco I, tapered****per tecnica McLaughlin-Bennett-Trevisi****

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-180-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-181-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-182-00	10 pezzi

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

**rematitan® LITE, forma dell'arco II, square****per tecnica McLaughlin-Bennett-Trevisi****

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-183-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-184-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-185-00	10 pezzi

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

**rematitan® LITE, forma dell'arco III, oval****Per McLaughlin-Bennett-Trevisi Technik****

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-186-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-187-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-188-00	10 pezzi

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

**rematitan® LITE Ricketts® PENTA, archi normali**

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-250-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-251-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-252-00	10 pezzi



rematitan® LITE Ricketts® PENTA, archi affusolati

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-253-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-254-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-255-00	10 pezzi



rematitan® LITE Ricketts® PENTA, archi ovali

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-256-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-257-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-258-00	10 pezzi



rematitan® LITE Ricketts® PENTA, archi extra affusolati

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-259-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-260-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-261-00	10 pezzi




rematitan® LITE Ricketts® PENTA, archi ovali stretti

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-262-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-263-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-264-00	10 pezzi



Archi ideali Tensic®, tondi

Classe di forza: super elastico


Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-700-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-702-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-704-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-706-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-701-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-703-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-705-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-707-00	10 pezzi



Archi ideali Tensic®, rettangolari

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-710-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-712-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-714-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-716-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-718-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-720-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-711-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-713-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-715-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-717-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-719-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-721-00	10 pezzi





Archi ideali Equire termoattivi, tondi

Forma dell'arco: American Style $\triangle$ Damon Style*

Classe di forza: super elastico


Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

ϕ	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-800-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-802-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-804-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-806-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

ϕ	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			766-801-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			766-803-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			766-805-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-807-00	10 pezzi

*Damon® è un marchio registrato della ditta Ormco BV



Archi ideali Equire termoattivi, rettangolari

Forma dell'arco: American Style $\triangle$ Damon Style*

Classe di forza: super elastico

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-808-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-810-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-812-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-814-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-816-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-818-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-809-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-811-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-813-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-815-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-817-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-819-00	10 pezzi

*Damon® è un marchio registrato della ditta Ormco BV





Archi ideali dentaflex®, tondi, intrecciati 3x

Classe di forza: super elastico · 2500–2700 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,38 mm / 15			766-120-00	10 pezzi
0,38 mm / 15			766-120-01	50 pezzi
0,45 mm / 18			766-122-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-122-01	50 pezzi
0,50 mm / 20			766-124-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,38 mm / 15			766-121-00	10 pezzi
0,38 mm / 15			766-121-01	50 pezzi
0,45 mm / 18			766-123-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-123-01	50 pezzi
0,50 mm / 20			766-125-00	10 pezzi



Archi ideali dentaflex®, rettangolari, intrecciati 3x

Classe di forza: super elastico · 2500–2700 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso


Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-130-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-132-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-132-01	50 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-131-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-133-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-133-01	50 pezzi





Archi ideali dentaflex®, rettangolari, intrecciati 8x

Classe di forza: super elastico · 2500–2700 N/mm²


Codifica colore sulla confezione: rosso

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-100-00	10 pezzi
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-100-01	50 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-101-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-101-01	50 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-103-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-104-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-105-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-200-00	10 pezzi
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-200-01	50 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-201-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-201-01	50 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-203-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-204-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-205-00	10 pezzi



Archi ideali dentaflex®, tondi, coassiali 6x

Classe di forza: duro plus · 1600–1800 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,38 mm / 15			766-300-00	10 pezzi
0,38 mm / 15			766-300-01	50 pezzi
0,45 mm / 18			766-301-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-301-01	50 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,38 mm / 15			766-400-00	10 pezzi
0,38 mm / 15			766-400-01	50 pezzi
0,45 mm / 18			766-401-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-401-01	50 pezzi

Acciaio (intrecciati e coassiali)



Archi ideali Noninium®, tondi, intrecciati 3x

Classe di forza: super elastico · 2500–2700 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: verde

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,45 mm / 18			764-056-00	10 pezzi



Archi ideali Noninium®, rettangolari, intrecciati 3x

Classe di forza: super elastico · 2500–2700 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: verde


Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22			764-061-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22			764-062-00	10 pezzi

Acciaio (nicel-cromo)



Archi ideali remanium®, tondi

Classe di forza: elastico plus · 2000–2300 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,35 mm / 14			765-200-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			765-201-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			765-201-01	50 pezzi
0,45 mm / 18			765-202-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			765-202-01	50 pezzi
0,50 mm / 20			765-203-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,35 mm / 14			765-300-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			765-301-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			765-301-01	50 pezzi
0,45 mm / 18			765-302-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			765-302-01	50 pezzi
0,50 mm / 20			765-303-00	10 pezzi



Archi ideali remanium®, rettangolari

Classe di forza: elastico plus · 2000–2300 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	767-100-00	10 pezzi
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	767-100-01	50 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	767-101-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	767-101-01	50 pezzi
0,43 x 0,56 mm / 17 x 22		0,64 mm	767-102-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	767-103-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	767-103-01	50 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	767-104-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	767-105-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	767-105-01	50 pezzi
0,55 x 0,64 mm / 21,5 x 25		0,76 mm	767-106-00	10 pezzi
0,55 x 0,70 mm / 21,5 x 28		0,81 mm	767-107-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	767-200-00	10 pezzi
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	767-200-01	50 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	767-201-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	767-201-01	50 pezzi
0,43 x 0,56 mm / 17 x 22		0,64 mm	767-202-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	767-203-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	767-203-01	50 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	767-204-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	767-205-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	767-205-01	50 pezzi
0,55 x 0,64 mm / 21,5 x 25		0,76 mm	767-206-00	10 pezzi
0,55 x 0,70 mm / 21,5 x 28		0,81 mm	767-207-00	10 pezzi



Archi ideali Equire, tondi

Forma dell'arco: American Style ≙ Damon Style*



Classe di forza: elastico plus · 2000–2300 N/mm²

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			769-000-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			769-002-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			769-004-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			769-006-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			769-001-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			769-003-00	10 pezzi
0,40 mm / 16			769-005-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			769-007-00	10 pezzi



*Damon® è un marchio registrato della ditta Ormco BV

Acciaio (nichel-cromo)



Archi ideali Equire, rettangolari

Forma dell'arco: American Style $\pm$ Damon Style*

Classe di forza: elastico plus - 2000–2300 N/mm²

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	769-008-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	769-010-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	769-012-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	769-014-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	769-016-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	769-018-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	769-009-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	769-011-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	769-013-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	769-015-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	769-017-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	769-019-00	10 pezzi

*Damon® è un marchio registrato della ditta Ormco BV

Cobalto-cromo



Archi ideali remaloy®, rettangolari

Classe di forza: duro plus - 1600–1800 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: blu

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	769-100-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	769-101-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	769-200-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	769-201-00	10 pezzi






Archi ideali Noninium®, tondi

Classe di forza: elastico plus · 2000–2300 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: verde

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,35 mm / 14			764-010-00	10 pezzi



Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12			764-009-00	10 pezzi
0,35 mm / 14			764-011-00	10 pezzi

* La presenza di nichel ≤ 0,2% dipende dal sistema di produzione

¹⁾ La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione



Archi ideali Noninium®, rettangolari

Classe di forza: elastico plus · 2000–2300 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: verde

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti


Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	764-018-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	764-020-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	764-024-00	10 pezzi



Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	764-021-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	764-025-00	10 pezzi

* La presenza di nichel ≤ 0,2% dipende dal sistema di produzione



Archi ideali rematitan® SPECIAL, tondi

Classe di forza: medio plus · 1100–1400 N/mm²


Codifica colore sulla confezione: giallo

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16			766-605-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-607-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16			766-606-00	10 pezzi
0,45 mm / 18			766-608-00	10 pezzi



Archi ideali rematitan® SPECIAL, rettangolari

Classe di forza: medio plus · 1100–1400 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: giallo

Marcatura centrale: arcata superiore 3 punti


Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-631-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-609-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-611-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-613-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-615-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-617-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-619-00	10 pezzi

Marcatura centrale: arcata inferiore 1 punto

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-632-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-610-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-612-00	10 pezzi
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	766-614-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	766-616-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	766-618-00	10 pezzi
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	766-620-00	10 pezzi



Nichel-titanio (rivestiti bianchi)



Archi ideali rematitan® LITE White, tondi


Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: nessuna

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16			768-014-00	3 pezzi
0,45 mm / 18			768-016-00	3 pezzi

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16			768-015-00	3 pezzi
0,45 mm / 18			768-017-00	3 pezzi



Archi ideali rematitan® LITE White, rettangolari

Classe di forza: super elastico


Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: nessuna

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	768-018-00	3 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-020-00	3 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-022-00	3 pezzi

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	768-019-00	3 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-021-00	3 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-023-00	3 pezzi

Termoattivi nichel-titanio (rivestiti bianchi)



Archi ideali Tensic® White, tondi

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: nessuna

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16			768-026-00	3 pezzi
0,45 mm / 18			768-028-00	3 pezzi

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16			768-027-00	3 pezzi
0,45 mm / 18			768-029-00	3 pezzi

Termoattivi Nichel-titanio (rivestiti bianchi)



Archi ideali Tensic® White, rettangolari

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: nessuna

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	768-030-00	3 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-032-00	3 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-034-00	3 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-038-00	3 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-040-00	3 pezzi



Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	768-031-00	3 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-033-00	3 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-035-00	3 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	768-039-00	3 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	768-041-00	3 pezzi

Acciaio privo di nichel* (rivestiti bianchi)




Archi ideali Noninium® White, tondi

Classe di forza: elastico plus - 2000-2300 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: verde

Marcatura centrale: nessuna


Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16			768-002-00	3 pezzi



Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16			768-003-00	3 pezzi
0,45 mm / 18			768-005-00	3 pezzi

* La presenza di nichel ≤ 0,2% dipende dal sistema di produzione

Acciaio privo di nichel* (rivestiti bianchi)



Archi ideali Noninium® White, rettangolari

Classe di forza: elastico plus · 2000–2300 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: verde

Marcatura centrale: nessuna

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-008-00	3 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-010-00	3 pezzi

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	768-007-00	3 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	768-009-00	3 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	768-011-00	3 pezzi

* La presenza di nichel ≤ 0,2% dipende dal sistema di produzione

Acciaio (intrecciati e coassiali)

Fili in stanghette dentaflex®, tondi, intrecciati 3x

Classe di forza: super elastico - 2500-2700 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,38 mm / 15	380 mm		545-738-00	10 pezzi
0,45 mm / 18	380 mm		545-745-00	10 pezzi
0,50 mm / 20	380 mm		545-750-00	10 pezzi



Fili in stanghette dentaflex®, tondi, coassiali 6x

Classe di forza: duro plus - 1600-1800 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,38 mm / 15	380 mm		545-638-00	10 pezzi
0,45 mm / 18	380 mm		545-645-00	10 pezzi



Acciaio (nichel-cromo)

Fili in stanghette remanium®, tondi

Classe di forza: extra elastico - 2300-2500 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,35 mm / 14	380 mm		535-035-00	25 pezzi
0,40 mm / 16	380 mm		535-040-00	25 pezzi
0,45 mm / 18	380 mm		535-045-00	25 pezzi



Fili in stanghette remanium®, rettangolari

Classe di forza: elastico - 1800-2000 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

a	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	380 mm	0,54 mm	537-340-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22	380 mm	0,62 mm	537-310-00	10 pezzi
0,43 x 0,56 mm / 17 x 22	380 mm	0,64 mm	537-311-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25	380 mm	0,70 mm	537-313-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25	380 mm	0,71 mm	537-314-00	10 pezzi
0,48 x 0,48 mm / 19 x 19	380 mm	0,62 mm	535-048-00	25 pezzi
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20	380 mm	0,64 mm	535-051-00	25 pezzi
0,55 x 0,70 mm / 21,5 x 28	380 mm	0,81 mm	537-324-00	10 pezzi



Tecnica fissa / Fili in stanghette

Acciaio (nichel-cromo)

Fili in stanghette remanium®, rettangolari

Classe di forza: elastico plus · 2000–2300 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	380 mm	0,54 mm	537-440-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22	380 mm	0,62 mm	537-410-00	10 pezzi
0,43 x 0,56 mm / 17 x 22	380 mm	0,64 mm	537-411-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25	380 mm	0,70 mm	537-413-00	10 pezzi
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25	380 mm	0,71 mm	537-414-00	10 pezzi
0,55 x 0,64 mm / 21,5 x 25	380 mm	0,76 mm	537-423-00	10 pezzi
0,55 x 0,70 mm / 21,5 x 28	380 mm	0,81 mm	537-424-00	10 pezzi

Cobalto-cromo

Fili in stanghette remaloy®, rettangolari

Classe di forza: duro plus · 1600–1800 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: blu

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	380 mm	0,54 mm	537-540-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22	380 mm	0,62 mm	537-510-00	10 pezzi

Acciaio privi di nichel*

Fili in stanghette Noninium®, tondi

Classe di forza: elastico plus · 2000–2300 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: verde

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,35 mm / 14	380 mm		764-001-00	10 pezzi

* La presenza di nichel ≤ 0,2% dipende dal sistema di produzione

¹⁾ La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione

Titanio-molibdeno privi di nichel*

Fili in stanghette rematitan® SPECIAL, tondi

Classe di forza: medio plus · 1100–1400 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: giallo

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16	380 mm		766-600-00	10 pezzi
0,45 mm / 18	380 mm		766-601-00	10 pezzi
0,80 mm / 32	360 mm		766-629-00	10 pezzi

Fili in stanghette rematitan® SPECIAL, rettangolari

Classe di forza: medio plus · 1100–1400 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: giallo

▧	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	360 mm	0,54 mm	766-633-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22	380 mm	0,62 mm	766-602-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25	380 mm	0,70 mm	766-603-00	10 pezzi
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25	380 mm	0,73 mm	766-604-00	10 pezzi



Fili in matassa rematitan® LITE, tondi

Per un migliore livellamento, subito dopo il bondaggio dei bracket.

Classe di forza: super elastico

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,30 mm / 12	4,5 m		766-094-00	1 pezzo
0,35 mm / 14	4,5 m		766-095-00	1 pezzo
0,40 mm / 16	4,5 m		766-196-00	1 pezzo



Fili in matassa dentaflex®, tondi, intrecciati 3x

Classe di forza: super elastico - 2500-2700 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,38 mm / 15	4 m		545-738-01	1 pezzo
0,45 mm / 18	4 m		545-745-01	1 pezzo



Fili in matassa dentaflex®, tondi, coassiali 6x

Classe di forza: super elastico - 2500-2700 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,38 mm / 15	4 m		545-638-01	1 pezzo
0,45 mm / 18	4 m		545-645-01	1 pezzo



Fili in matassa remanium®, tondi

Classe di forza: extra elastico - 2300-2500 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,35 mm / 14	7,5 m		530-035-00	1 pezzo
0,40 mm / 16	7,5 m		530-040-00	1 pezzo
0,45 mm / 18	7,5 m		530-045-00	1 pezzo

Acciaio (nichel-cromo)

Filo per retainer rematrain® flat

Per arcata superiore e inferiore, intrecciato 6x.
Facilmente adattabile e molto piatto per il massimo comfort del paziente.

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,25 x 0,73 mm / 10 x 29	150 mm	0,77 mm	530-000-00	10 pezzi



Titanio

Fili in titanio per retainer, grado 1

Per arcata superiore e inferiore, intrecciati 3x. Il grado 1, contiene una minima quantità di ossigeno, è relativamente morbido e può essere facilmente modellato a freddo.


Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,44 mm / 17	50 mm		528-001-01	10 pezzi
0,50 mm / 20	50 mm		528-000-01	10 pezzi



Fili in titanio per retainer, grado 5

Per arcata superiore e inferiore, intrecciati 3x.
Il grado 5 presenta un'elevata resistenza meccanica.

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,44 mm / 17	50 mm			10 pezzi
0,50 mm / 20	50 mm		528-000-00	10 pezzi



Filo in titanio per retainer, grado 1

Per arcata superiore e inferiore, intrecciato 3x. Il grado 1, contiene una minima quantità di ossigeno, è relativamente morbido e può essere facilmente modellato a freddo.

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,50 mm / 20	2 m		528-000-02	1 pezzo



Oro

Retainer in oro

Per arcata superiore e inferiore, intrecciato 3x.

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,50 mm / 20	160 mm		529-000-00	1 pezzo



Tecnica fissa / Retainer



Assortimento retainer linguali remanium®

Per arcata inferiore da 3-3, preformati anatomicamente.

1 assortimento = 20 pezzi

Materiale: acciaio

ø 0,80 mm / 32

REF 728-500-00	1 assortimento
CC 0483 Contenuto:	
4 x retainer linguali, 22 mm	REF 728-501-00
4 x retainer linguali, 24 mm	REF 728-502-00
4 x retainer linguali, 26 mm	REF 728-503-00
4 x retainer linguali, 28 mm	REF 728-504-00
4 x retainer linguali, 30 mm	REF 728-505-00



Retainer linguali remanium®

Per arcata inferiore da 3-3, preformati anatomicamente.

La lunghezza indicata corrisponde alla distanza trasversale dei due canini inferiori.

Materiale: acciaio

ø	Lunghezza	REF	Quantità
0,80 mm / 32	22 mm	728-501-00	5 pezzi
0,80 mm / 32	24 mm	728-502-00	5 pezzi
0,80 mm / 32	26 mm	728-503-00	5 pezzi
0,80 mm / 32	28 mm	728-504-00	5 pezzi
0,80 mm / 32	30 mm	728-505-00	5 pezzi



Retainer linguali in titanio

sec. Kimmich

Per arcata inferiore da 3-3, preformati anatomicamente.

La lunghezza indicata corrisponde alla distanza trasversale dei due canini inferiori.

Materiale: titanio

ø	Lunghezza	REF	Quantità
0,50 x 0,90 mm / 20 x 36	22 mm	728-506-01	1 pezzo
0,50 x 0,90 mm / 20 x 36	26 mm	728-508-01	1 pezzo
0,50 x 0,90 mm / 20 x 36	28 mm	728-509-01	1 pezzo



Retainer 3D

Precisione unica grazie alla costruzione tridimensionale e alla massima biocompatibilità: retainer fresato in titanio grado 5.

Materiale	REF superiore	REF inferiore	Quantità
titanio grado 5, fresato	430-120-10	430-120-20	1 pezzo

Fili remanium® per legatura

Materiale: acciaio

Classe di forza: morbido · $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

Ø	Lunghezza	REF	Quantità
0,25 mm / 10	80 m	500-025-00	1 pezzo
0,25 mm / 10	1.160 m	501-025-00	1 pezzo
0,30 mm / 12	60 m	500-030-00	1 pezzo
0,40 mm / 16	30 m	500-040-00	1 pezzo
0,50 mm / 20	50 m	503-050-00	1 pezzo
0,50 mm / 20	320 m	501-050-00	1 pezzo



Legature preformate remanium®

Materiale: acciaio

Classe di forza: morbido · $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

Versione	Ø	REF	Quantità
corta	0,25 mm / 10	751-000-00	1.000 pezzi
lunga	0,25 mm / 10	751-001-00	1.000 pezzi



Legature Kobayashi remanium®

Con gancio per elastici.

Materiale: acciaio

Classe di forza: morbido · $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

Versione	Ø	REF	Quantità
corta	0,30 mm / 12	751-005-00	100 pezzi
corta	0,35 mm / 14	751-004-00	100 pezzi
lunga	0,30 mm / 12	751-003-00	100 pezzi



Legature White, corte

Materiale: acciaio

Classe di forza: morbido · $\leq 800 \text{ N/mm}^2$

Ø	REF	Quantità
0,30 mm / 12	768-036-00	100 pezzi



Tecnica fissa / Accessori



Legature Kobayashi White, corte

Con gancio per elastici

Materiale: acciaio

Classe di forza: morbido - ≤ 800 N/mm²

Ø	REF	Quantità
0,40 mm / 16	768-037-00	20 pezzi



Molle di trazione remanium®

Materiale: acciaio

Ø esterno	Ø interno	Lunghezza	REF	Quantità
1,15 mm / 45	0,70 mm / 28	1 m	758-165-00	1 pezzo
1,21 mm / 48	0,75 mm / 30	1 m	758-175-00	1 pezzo
1,66 mm / 66	1,20 mm / 47	10 mm	758-180-00	6 pezzi



Molle di trazione rematitan® LITE

Vantaggi:

- elevata elasticità con rilascio costante della forza
- elevata resistenza a fatica

Con occhielli di ancoraggio.

Materiale: nichel-titanio

Classe di forza: super elastico

Ø esterno	Ø interno	Lunghezza con occhielli	Ø filo	REF	Quantità
1,26 mm / 50	0,76 mm / 30	9 mm	0,25 mm / 10	758-160-00	10 pezzi
1,26 mm / 50	0,76 mm / 30	12 mm	0,25 mm / 10	758-161-00	10 pezzi



Molle di retrazione canini

sec. Ladanyi

Indicate per la distalizzazione dei canini.

Materiale: acciaio



Lato dell'arcata	REF	Quantità
SUP destra / INF sinistra	758-861-00	10 pezzi
SUP sinistra / INF destra	758-862-00	10 pezzi



Molle di compressione remanium®

Materiale: acciaio

ø esterno	ø interno	Lunghezza	REF	Quantità
1,16 mm / 45	0,70 mm / 28	1 m	758-365-00	1 pezzo
1,21 mm / 48	0,75 mm / 30	1 m	758-375-00	1 pezzo
1,66 mm / 66	1,20 mm / 47	15 mm	758-380-00	6 pezzi



Molle di compressione rematitan® LITE


Vantaggi:

- elevata elasticità con rilascio costante della forza
- elevata resistenza a fatica

Da adattare individualmente.

Materiale: nichel-titanio

Classe di forza: super elastico



ø interno	Lunghezza	ø filo	Forza	REF	Quantità
0,76 mm / 30	18 cm	0,25 mm / 10	debole	758-360-00	3 pezzi
1,14 mm / 45	18 cm	0,25 mm / 10	debole	758-367-00	3 pezzi
0,76 mm / 30	18 cm	0,30 mm / 12	media	758-361-00	3 pezzi
1,00 mm / 40	18 cm	0,30 mm / 12	media	758-368-00	3 pezzi
0,90 mm / 36	18 cm	0,35 mm / 14	forte	758-362-00	3 pezzi



Tecnica fissa / Accessori



Ferule per fratture mandibolari

Con gancio.

Materiale: acciaio

REF 402-253-00

1 m



Ganci chirurgici, tondi

Chiusi, con gancio. Indicati per Lip Bumper etc.

Materiale: acciaio

ø interno	Lunghezza	REF	Quantità
0,60 mm / 23	2 mm	480-803-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	2 mm	480-809-00	10 pezzi



Ganci chirurgici, rettangolari

Aperti, con gancio. Possono essere montati direttamente sull'arco senza doverlo rimuovere dalla bocca del paziente. Ad impiego universale per fili da 18 / 22.

Materiale: acciaio

Lato dell'arcata	REF	Quantità
SUP destra / INF sinistra	480-619-00	10 pezzi
SUP sinistra / INF destra	480-620-00	10 pezzi



Ganci chirurgici, rettangolari


Aperti, con filo Ø 0,70 mm elastico.

Possono essere montati direttamente sull'arco senza doverlo rimuovere dalla bocca del paziente.

Ad impiego universale per fili da 18 / 22.

Materiale: acciaio

Lato dell'arcata	REF	Quantità
SUP/INF destra e sinistra	480-621-00	10 pezzi
SUP/INF destra e sinistra	480-621-02	2 pezzi



Pinza per crimpare

sterilizzabile

Con punta a forma di „V” per trattenere e stringere i ganci chirurgici e i tubetti di stop aperti.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-711-00

1 pezzo

Tubetti a croce

Connessione incrociata di due piccoli tubi rettangolari per il collegamento di due fili senza saldature. Ideali per fili in acciaio e in titanio.

Tubo orizzontale:

lunghezza complessiva 4,0 mm
 $\varnothing$ interno 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Tubo verticale:

lunghezza complessiva: 2,0 mm
 $\varnothing$ interno: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Materiale: acciaio

REF 480-000-00

10 pezzi



Tubetti a croce

Connessione incrociata di due piccoli tubi rettangolari per il collegamento di due fili senza saldature. Ideali per fili in acciaio e in titanio.

Tubo orizzontale:

lunghezza complessiva: 4,0 mm
 $\varnothing$ interno: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Tubo verticale:

lunghezza complessiva: 2,0 mm
 $\varnothing$ interno: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Materiale: acciaio

REF 480-100-00

10 pezzi



Tubetti rettangolari

Da impiegare in sovrastrutture di implantologia ortodontica per l'inserimento di fili e molle.

Materiale: acciaio

$\varnothing$ interno	Lunghezza	REF	Quantità
0,56 x 0,70 mm / 22 x 28	5 mm	480-022-00	10 pezzi



Tubetti di stop, aperti

Montati sugli archi in NiTi, ne impediscono lo scorrimento nei brackets/tubetti.

Sono indicati anche come arresto per molle di compressione.

Materiale: acciaio

$\varnothing$	REF	Quantità
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25	480-617-01	100 pezzi
0,56 x 0,70 mm / 22 x 28	480-618-01	100 pezzi



Contenitore per archi

Per 11 diversi spessori o tipi di arco.

Estremamente igienico grazie al coperchio in dotazione.

Materiale: plexiglas

Dimensioni: 25,3 cm x 11,0 cm x 10,3 cm (L x H x P)

REF 055-104-00

1 pezzo



Tecnica rimovibile / Fili in stanghette

Acciaio (nichel-cromo)

Fili in stanghette remanium, tondi

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: rosso

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16	380 mm		525-040-00	25 pezzi
0,70 mm / 28	150 mm		527-004-00	1.100 pezzi
0,50 mm / 20	380 mm		535-002-00	25 pezzi
0,60 mm / 23	380 mm		535-003-00	25 pezzi
0,70 mm / 28	190 mm		527-005-00	900 pezzi
0,70 mm / 28	300 mm		527-070-00	25 pezzi
0,75 mm / 30	380 mm		535-005-00	25 pezzi
0,80 mm / 31	150 mm		527-006-00	875 pezzi
0,80 mm / 31	300 mm		527-080-00	25 pezzi
0,90 mm / 36	300 mm		527-090-00	25 pezzi
1,00 mm / 39	300 mm		527-100-00	25 pezzi
1,15 mm / 45	380 mm		535-009-00	25 pezzi

Cobalto-cromo

Fili in stanghette remaloy®, tondi

Indicati per Quad Helix, apparecchi Crozat, archi linguale-palatali etc.

Temprabili a 450 °C per ca. 5 min.

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: blu

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,70 mm / 28	380 mm		528-070-00	10 pezzi
0,80 mm / 31	380 mm		528-080-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	380 mm		528-090-00	10 pezzi
1,00 mm / 39	380 mm		528-100-00	10 pezzi
1,10 mm / 43	380 mm		528-110-00	10 pezzi
1,20 mm / 47	380 mm		528-120-00	10 pezzi
1,30 mm / 51	380 mm		528-130-00	10 pezzi
1,50 mm / 59	380 mm		528-150-00	10 pezzi

Fili in stanghette remaloy®, mezzo tondi

Temprabili a 450 °C per ca. 5 min.

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: blu

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	380 mm		528-155-00	10 pezzi
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	380 mm		528-158-00	10 pezzi

Filo in stanghette remaloy®, rettangolare smussato

Con spigoli smussati, da impiegare per barre di rinforzo.

Temprabili a 450 °C per ca. 5 min.

Classe di forza: duro plus · 1600–1800 N/mm²

Codifica colore sulla confezione: blu

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
1,92 x 0,90 mm / 76 x 36	380 mm		528-159-00	10 pezzi



Fili in matassa piccola L remanium®, tondi

Classe di forza: duro - 1400-1600 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,70 mm / 28	30 m		513-070-00	1 pezzo
0,80 mm / 31	20 m		513-080-00	1 pezzo
0,90 mm / 36	10 m		513-090-00	1 pezzo
1,00 mm / 39	10 m		513-100-00	1 pezzo
1,20 mm / 47	10 m		513-120-00	1 pezzo
1,50 mm / 59	10 m		513-150-00	1 pezzo



Fili in matassa grande K remanium®, tondi

Classe di forza: duro - 1400-1600 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,70 mm / 28	165 m		514-070-00	1 pezzo
0,80 mm / 31	125 m		514-080-00	1 pezzo
0,90 mm / 36	100 m		514-090-00	1 pezzo
1,00 mm / 39	80 m		514-100-00	1 pezzo



Fili in matassa piccola L remanium®, tondi

Classe di forza: elastico - 1800-2000 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,40 mm / 16	30 m		521-040-00	1 pezzo
0,50 mm / 20	50 m		523-050-00	1 pezzo
0,60 mm / 23	40 m		523-060-00	1 pezzo
0,70 mm / 28	30 m		523-070-00	1 pezzo
0,80 mm / 31	20 m		523-080-00	1 pezzo
0,90 mm / 36	10 m		523-090-00	1 pezzo
1,00 mm / 39	10 m		523-100-00	1 pezzo
1,10 mm / 43	10 m		523-110-00	1 pezzo
1,20 mm / 47	10 m		523-120-00	1 pezzo
1,50 mm / 59	10 m		523-150-00	1 pezzo



Fili in matassa grande K remanium®, tondi

Classe di forza: elastico - 1800-2000 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,60 mm / 23	225 m		524-060-00	1 pezzo
0,70 mm / 28	165 m		524-070-00	1 pezzo
0,80 mm / 31	125 m		524-080-00	1 pezzo
0,90 mm / 36	100 m		524-090-00	1 pezzo
1,00 mm / 39	80 m		524-100-00	1 pezzo
1,10 mm / 43	70 m		524-110-00	1 pezzo

Tecnica rimovibile / Fili in matassa

Acciaio (nichel-cromo)



Fili in matassa piccola L remanium®, mezzo tondi

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
1,30 x 0,65 mm / 51 x 26	10 m		308-513-00	1 pezzo
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	10 m		308-515-00	1 pezzo
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	10 m		308-518-00	1 pezzo
2,00 x 1,00 mm / 79 x 40	10 m		308-520-00	1 pezzo



Fili in matassa grande K remanium®, mezzo tondi

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
1,30 x 0,65 mm / 51 x 26	90 m		308-713-00	1 pezzo
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	65 m		308-715-00	1 pezzo
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	50 m		308-718-00	1 pezzo



Fili in matassa remanium®, ovali

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
2,40 x 1,40 mm / 95 x 55	10 m		385-624-00	1 pezzo
3,00 x 1,50 mm / 118 x 59	10 m		385-630-00	1 pezzo

Acciaio privi di nichel*



Fili in matassa Noninium®, tondi

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,70 mm / 28	30 m		520-070-10	1 pezzo
0,80 mm / 31	20 m		520-080-10	1 pezzo
0,90 mm / 36	10 m		520-090-10	1 pezzo
1,20 mm / 47	10 m		520-120-10	1 pezzo

* La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione



Fili in matassa Noninium®, tondi

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²

Ø	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,60 mm / 23	40 m		520-062-10	1 pezzo
0,70 mm / 28	30 m		520-072-10	1 pezzo
0,80 mm / 31	20 m		520-082-10	1 pezzo
0,90 mm / 36	10 m		520-092-10	1 pezzo


* La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione

Archi labiali standard Noninium®

Materiale: acciaio privo di nichel*

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²

ø	Lunghezza mesiale-mesiale	REF	Quantità
0,80 mm / 31	28 mm	621-028-01	10 pezzi
0,80 mm / 31	31 mm	621-031-01	10 pezzi
0,80 mm / 31	34 mm	621-034-01	10 pezzi
0,80 mm / 31	37 mm	621-037-01	10 pezzi
0,80 mm / 31	40 mm	621-040-01	10 pezzi
0,80 mm / 31	43 mm	621-043-01	10 pezzi
0,80 mm / 31	46 mm	621-046-01	10 pezzi



* La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione

Assortimento di ganci Adams Noninium®

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²

1 assortimento = 250 pezzi

Materiale: acciaio privo di nichel*

ø 0,70 mm / 28

REF 621-500-01	1 assortimento
CE	
30 x ganci Adams, 7 mm	REF 621-404-01
30 x ganci Adams, 8 mm	REF 621-405-01
40 x ganci Adams, 9 mm	REF 621-406-01
60 x ganci Adams, 10 mm	REF 621-407-01
60 x ganci Adams	REF 621-408-01
30 x ganci Adams, 12 mm	REF 621-409-01
1 x righello flessibile	REF 766-000-00

Contenuto:



* La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione

Ganci Adams Noninium®

Materiale: acciaio privo di nichel*

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²

ø	Lunghezza mesiale-distale	REF	Quantità
0,70 mm / 28	7 mm	621-404-01	10 pezzi
0,70 mm / 28	8 mm	621-405-01	10 pezzi
0,70 mm / 28	9 mm	621-406-01	10 pezzi
0,70 mm / 28	10 mm	621-407-01	10 pezzi
0,70 mm / 28	11 mm	621-408-01	10 pezzi
0,70 mm / 28	12 mm	621-409-01	10 pezzi



* La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione

Tecnica rimovibile / Accessori




Ganci triangolari Noninium®

Materiale: acciaio privo di nichel*

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²

ø	Lunghezza	REF	Quantità
0,70 mm / 28	36 mm	621-300-01	100 pezzi

* La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione



Ganci a occhiello Noninium®

Materiale: acciaio privo di nichel*

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²

ø	Lunghezza	REF	Quantità
0,70 mm / 28	41 mm	621-200-01	100 pezzi

* La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione



Ganci a pallina Noninium®

Materiale: acciaio privo di nichel*

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²

ø	Lunghezza	REF	Quantità
0,70 mm / 28	38 mm	620-207-02	100 pezzi
0,80 mm / 32	38 mm	620-208-02	100 pezzi
0,90 mm / 36	38 mm	620-209-02	100 pezzi

* La presenza di nichel ≤ 0,05% dipende dal sistema di produzione



Ganci a pallina remanium®

Materiale: acciaio

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²

ø	Lunghezza	REF	Quantità
0,70 mm / 28	38 mm	620-107-00	100 pezzi
0,80 mm / 31	38 mm	620-108-00	100 pezzi
0,90 mm / 36	38 mm	620-109-00	100 pezzi
1,00 mm / 39	38 mm	620-110-00	100 pezzi

Sproni di guida per placca doppia

sec. G. Müller®

Elementi di guida per vincolare tra loro le arcate nelle correzioni di II Classe e III Classe di Angle.

Materiale: acciaio

REF 607-204-00	2 pezzi
REF 607-204-30	20 pezzi



Sproni di guida per placca doppia

sec. Hinz

Materiale: acciaio

ø	REF	Quantità
1,50 mm / 59	607-202-00	1 pezzo
1,50 mm / 59	607-202-30	10 pezzi



Barre linguali

Preformate anatomicamente, vengono impiegate ad es. per la costruzione di apparecchi atti a liberare la lingua.

Materiale: acciaio

Lunghezza	∅	REF	Quantità
6 cm	3,0 x 1,5 mm	311-306-30	10 pezzi
7 cm	3,0 x 1,5 mm	311-307-30	10 pezzi
8 cm	3,0 x 1,5 mm	311-308-30	10 pezzi



Tecnica rimovibile / Accessori



Fili di rinforzo in matassa

Intrecciato e appiattito.

Materiale: acciaio

Lunghezza	Ø	REF	Quantità
10 m	1,8 x 0,8 mm	312-106-00	1 pezzo
10 m	2,4 x 0,8 mm	312-107-00	1 pezzo



Cannule

Tonde

Materiale: acciaio

Ø interno	Lunghezza	REF	Quantità
0,50 mm / 20	30 cm	480-001-00	1 pezzo
0,60 mm / 23	30 cm	480-003-00	1 pezzo
0,70 mm / 28	30 cm	480-005-00	1 pezzo
0,80 mm / 31	30 cm	480-007-00	1 pezzo
0,90 mm / 36	30 cm	480-009-00	1 pezzo
1,00 mm / 39	30 cm	480-011-00	1 pezzo
1,10 mm / 43	30 cm	480-013-00	1 pezzo
1,20 mm / 47	30 cm	480-015-00	1 pezzo
1,30 mm / 51	30 cm	480-017-00	1 pezzo



remanium® Goshgarian assortimento barre palatali

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²

Reverse Loop – lato mesiale

La loop invertita minimizza lo stimolo al conato.

Consente il controllo dei movimenti dei molari superiori.

1 assortimento = 30 pezzi

Materiale: acciaio

Ø 0,90 mm / 36

REF 728-020-00	1 assortimento
-----------------------	----------------

Contenuto:

5 x barre palatali, 37 mm	REF 728-021-00
5 x barre palatali, 40 mm	REF 728-022-00
5 x barre palatali, 43 mm	REF 728-023-00
5 x barre palatali, 46 mm	REF 728-024-00
5 x barre palatali, 49 mm	REF 728-025-00
5 x barre palatali, 52 mm	REF 728-026-00


Barre palatali Goshgarian remanium®

Reverse Loop – lato mesiale

La loop invertita minimizza lo stimolo al conato.
Consente il controllo dei movimenti dei molari superiori.

Materiale: acciaio

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²



Ø	Dimensioni	REF	Quantità
0,90 mm / 36	1 = 37 mm	728-021-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	2 = 40 mm	728-022-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	3 = 43 mm	728-023-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	4 = 46 mm	728-024-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	5 = 49 mm	728-025-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	6 = 52 mm	728-026-00	10 pezzi


Barre palatali Goshgarian remanium®

Standard Loop – lato distale

Consente il controllo dei movimenti dei molari superiori.

Materiale: acciaio

Classe di forza: duro · 1400–1600 N/mm²



Ø	Dimensioni	REF	Quantità
0,90 mm / 36	1 = 34 mm	728-005-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	2 = 37 mm	728-006-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	3 = 41 mm	728-007-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	4 = 45 mm	728-008-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	5 = 47 mm	728-013-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	6 = 49 mm	728-014-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	7 = 52 mm	728-015-00	10 pezzi


Quad Helix remanium®

Versione rimovibile, da inserire nei tubi linguai sui molari superiori.

Campo d'impiego: espansione dei settori posteriori

Materiale: acciaio

Classe di forza: elastico · 1800–2000 N/mm²



Ø	Lunghezza	Dimensioni	REF	Quantità
0,90 mm / 36	17,3 mm	1 = 36 mm	728-100-01	10 pezzi
0,90 mm / 36	19,0 mm	2 = 38 mm	728-101-01	10 pezzi
0,90 mm / 36	20,7 mm	3 = 40 mm	728-102-01	10 pezzi

Sistemi palato-linguali



Assortimento archi palatali Orthorama®


1 assortimento = 10 pezzi

Materiale: CoCr

REF 728-205-00	1 assortimento
----------------	----------------

Contenuto:

2 x Orthorama® archi palatali, 40 mm	REF 728-200-99
2 x Orthorama® archi palatali, 45 mm	REF 728-201-99
2 x Orthorama® archi palatali, 50 mm	REF 728-202-99
2 x Orthorama® archi palatali, 55 mm	REF 728-203-99
2 x Orthorama® archi palatali, 60 mm	REF 728-204-99
1 x righello flessibile	



Archi palatali Orthorama®

Materiale: CoCr

Ø	Dimensioni	REF	Quantità
0,90 mm / 36	1 = 40 mm	728-200-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	2 = 45 mm	728-201-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	3 = 50 mm	728-202-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	4 = 55 mm	728-203-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	5 = 60 mm	728-204-00	10 pezzi



Assortimento archi linguali Orthorama®


1 assortimento = 18 pezzi

Materiale: CoCr

REF 728-215-00	1 assortimento
----------------	----------------

Contenuto:

2 x Orthorama® archi linguali, 48 mm	REF 728-206-99
2 x Orthorama® archi linguali, 51 mm	REF 728-207-99
2 x Orthorama® archi linguali, 54 mm	REF 728-208-99
2 x Orthorama® archi linguali, 57 mm	REF 728-209-99
2 x Orthorama® archi linguali, 60 mm	REF 728-210-99
2 x Orthorama® archi linguali, 63 mm	REF 728-211-99
2 x Orthorama® archi linguali, 66 mm	REF 728-212-99
2 x Orthorama® archi linguali, 69 mm	REF 728-213-99
2 x Orthorama® archi linguali, 72 mm	REF 728-214-99
1 x righello flessibile	



Archi linguali Orthorama®

Materiale: CoCr

Ø	Dimensioni	REF	Quantità
0,90 mm / 36	1 = 48 mm	728-206-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	2 = 51 mm	728-207-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	3 = 54 mm	728-208-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	4 = 57 mm	728-209-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	5 = 60 mm	728-210-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	6 = 63 mm	728-211-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	7 = 66 mm	728-212-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	8 = 69 mm	728-213-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	9 = 72 mm	728-214-00	10 pezzi

Assortimento archi linguali Multi-Action Orthorama®

1 assortimento = 8 pezzi

Materiale: CoCr

REF 728-222-00	1 assortimento
Contenuto:	
2 x Orthorama® archi linguali Multi-Action, 53 mm	REF 728-218-99
2 x Orthorama® archi linguali Multi-Action, 57 mm	REF 728-219-99
2 x Orthorama® archi linguali Multi-Action, 61 mm	REF 728-220-99
2 x Orthorama® archi linguali Multi-Action, 65 mm	REF 728-221-99
1 x righello flessibile	



Archi linguali Multi-Action Orthorama®

Materiale: CoCr

ø	Dimensioni	REF	Quantità
0,90 mm / 36	1 = 53 mm	728-218-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	2 = 57 mm	728-219-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	3 = 61 mm	728-220-00	10 pezzi
0,90 mm / 36	4 = 65 mm	728-221-00	10 pezzi



Archi sezionali Orthorama®

Materiale: CoCr

Versione	REF	Quantità
con ansa a omega	728-216-00	10 pezzi
senza ansa a omega	728-217-00	10 pezzi



Orthorama® Transfersystem

Il trasferimento indiretto consente l'esatto adattamento dell'arco Orthorama® sul modello in gesso nonché il posizionamento con assoluta precisione del tubetto linguo-palatale dalla bocca del paziente al modello da lavoro.

Materiale: acciaio

REF 728-400-00	10 paia
Contenuto:	
10 x perni di trasferimento	REF 728-401-00
10 x anelli ritentivi	REF 728-402-00



Perni di trasferimento Orthorama®

Materiale: acciaio

REF 728-401-00	10 pezzi
----------------	----------



Anelli ritentivi Orthorama®

Materiale: acciaio

REF 728-402-00	10 pezzi
----------------	----------



[illegible]

[illegible]

