


Dispositivi per II Classi.

In I Classe con successo.






Il modo migliore per
passare in I Classe.



SUS³ – la migliore terapia per le II Classi.

Il Sabbagh Universal Spring (SUS³) è un elemento telescopico a molla che trova impiego universale in ambito intermascellare nel trattamento delle II Classi. Rappresenta un'eccellente alternativa terapeutica nei casi di pazienti non collaboranti. Il SUS³ si distingue per la sua ampia e costante forza orizzontale senza affaticare, di conseguenza, l'articolazione temporomandibolare. Permette, inoltre, di evitare le estrazioni nonché gli interventi di chirurgia maxillo-facciale.





Indicazioni:

- Correzioni di disto-occlusioni / Il Classi (uni e bilaterali).
- Distalizzazione dei molari superiori (al posto delle T.E.O.).
- Compensazione dento-alveolare dell'occlusione (al posto degli elastici).
- Spostamento della linea mediana.
- Chiusura degli spazi (aplasie), ancoraggio (al posto delle mini viti).
- Alternativa alla chirurgia disgnatica.
- Disfunzioni dell'ATM (effetto di riposizionamento).
- Terapia delle apnee notturne.

La soluzione ideale per pazienti che:

- non collaborano
- presentano una modesta crescita residua
- hanno difficoltà nell'utilizzo degli apparecchi rimovibili
- hanno problemi alle vie respiratorie superiori o asma
- sono allergici ai componenti dell'acrilico
- presentano disabilità

Cerniera di Herbst.


Sicura, sperimentata, efficace.



La classica correzione delle distocclusioni.

Il programma proposto da Dentaureum prevede 4 varianti della nota e sperimentata cerniera di Herbst. Comune denominatore di tutte queste varianti è l'elevata stabilità meccanica e l'ottima finitura, caratteristiche che garantiscono la massima sicurezza terapeutica anche in situazioni di grande carico delle forze.





Herbst TS.

Versione provvista di telescopio interno che impedisce la scomposizione della cerniera.

La nuova marcatura laser sull'elemento telescopico riportante il lato del paziente e le dimensioni, garantisce il corretto montaggio in bocca.

Herbst I.

Versione classica da saldare alle bande.

La cerniera di Herbst tipo I è indicata per la saldatura a bande o strutture fuse in funzione dell'esperienza e delle finalità terapeutiche dell'ortodontista. Questo comporta la massima flessibilità e ne favorisce l'impiego individuale.

Herbst II.

Versione modificata da fissare all'arco in tecnica multibracket.

Herbst IV.

Versione modificata con testa a sfera ed elementi di fissaggio a "C". Permette maggiore libertà di movimento in lateralità.

Questa soluzione con "testa a sfera" apre una nuova dimensione di movimento della mandibola nell'ambito delle terapie con cerniera di Herbst, in quanto la soluzione adottata nella cerniera Herbst IV offre al paziente un indubbio maggior comfort.

Con gli elementi di fissaggio a "C" tipici della cerniera Herbst IV, è stato migliorato un importante aspetto della versione classica: il noioso avvitamento delle viti di fissaggio. Ciò semplifica notevolmente l'uso di questa variante, ma ne garantisce, soprattutto, l'efficacia terapeutica.

Dispositivi per II Classi

SUS³ – Sabbagh Universal Spring



Kit SUS³

Nella fornitura non è compresa la chiave a brugola!



REF 607-165-00

1 kit

Contenuto:

2 x SUS ³ elementi telescopici	REF 607-157-00
2 x SUS ³ perni telescopici, montati	REF 607-158-00
2 x SUS ³ ganci a pallina, ø 1,0 mm	REF 607-154-00
2 x SUS ³ molle Turbo (acciaio), lung. 27 mm	REF 607-156-00
2 x anelli distanziatori, aperti, lung. 1 mm	REF 607-103-11
2 x anelli distanziatori, aperti, lung. 2 mm	REF 607-104-11



SUS³ perni telescopici, montati

REF 607-158-00

2 pezzi

Contenuto:

2 x elementi di ancoraggio/viti (1 paio)	REF 607-153-00
2 x SUS ³ perni telescopici	REF 607-159-00



SUS³ perni telescopici

REF 607-159-00

2 pezzi



SUS³ elementi di ancoraggio/viti

REF 607-153-00

1 paio



SUS³ elementi telescopici

REF 607-157-00

1 pezzo

SUS³ – Sabbagh Universal Spring

SUS³ molle Turbo (acciaio)

Lunghezza: 27 mm

REF 607-156-00

6 pezzi



SUS³ molle aperte (acciaio)

Lunghezza: 15 mm

REF 607-151-00

6 pezzi



SUS³ molle distanziatrici

Lunghezza: 10 mm

REF 607-152-00

6 pezzi



Pinza per Herbst TS/SUS sterilizzabile

Per chiudere gli anelli distanziatori aperti
per Herbst TS e SUS.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-710-00

1 pezzo



SUS³ ganci a palla

Filo ø: 1 mm

Testa ø: 2,1 mm

Lunghezza: 18 mm

REF 607-154-00

10 pezzi



Anelli distanziatori, aperti

Lunghezza	per	REF	Quantità
1 mm	Herbst TS + SUS	607-103-11	10 pezzi
2 mm	Herbst TS + SUS	607-104-11	10 pezzi
3 mm	Herbst TS + SUS	607-105-11	10 pezzi
4 mm	Herbst TS + SUS	607-107-11	10 pezzi



Chiave a brugola 1,5 sterilizzabile

Misura	per	REF	Quantità
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	607-144-00	1 pezzo



Dispositivi per II Classi

Cerniere di Herbst / Kit



Kit Herbst T5

Sistema telescopico. Da saldobrasare o saldare al laser su bande o strutture fuse.

Contenuto:

- 1 x elemento telescopico, destro
- 1 x elemento telescopico, sinistro
- 4 x viti a brugola
- 4 x zoccoli F

Nella fornitura non è compresa la chiave a brugola!

Lunghezza	REF	Quantità
20 mm	607-126-20	1 kit
22 mm	607-126-22	1 kit
24 mm	607-126-24	1 kit



Kit Herbst I

Con viti a brugola.

Da saldobrasare o saldare al laser su bande o strutture fuse.

Nella fornitura non è compresa la chiave a brugola!



REF 607-120-00

1 kit

Contenuto:

1 x tubo telescopico, destro	REF 607-121-00
1 x tubo telescopico, sinistro	REF 607-122-00
2 x perni telescopici	REF 607-124-00
4 x viti a brugola	REF 607-122-30
4 x zoccoli F	REF 607-127-30



Kit Herbst II

Con viti a brugola.

Da fissare direttamente all'arco in tecnica multibracket.

Nella fornitura non è compresa la chiave a brugola!



REF 607-108-00

1 kit

Contenuto:

1 x tubo telescopico, destro	REF 607-121-00
1 x tubo telescopico, sinistro	REF 607-122-00
2 x perni telescopici	REF 607-124-00
2 x viti a brugola, kurz	REF 607-108-10
2 x viti a brugola, lang	REF 607-108-20
4 x dadi	REF 607-111-00

Kit Herbst IV

Con testa a sfera.

Da saldobrasare o saldare al laser su bande o strutture fuse.

Ampia possibilità di movimento laterale. Sicuro fissaggio tramite specifiche clips a C al posto delle tradizionali viti a brugola. Elevato comfort per il paziente.

Contenuto:

- 2 x tubo telescopico con testa a sfera
- 2 x perni telescopici con testa a sfera
- 2 x meccanismi a sfera
- 4 x zoccoli
- 10 x C-Clip, moduli di fissaggio

REF 607-115-00	1 kit
----------------	-------



Cerniere di Herbst / Accessori



Viti a brugola

Versione	per	REF	Quantità
con zoccolo	Herbst TS / I	607-121-30	10 paia
senza zoccolo	Herbst TS / I	607-122-30	10 pezzi
a collo corto e punta	Herbst II	607-108-10	10 pezzi
a collo lungo e punta	Herbst II	607-108-20	10 pezzi



Viti a taglio

Versione	per	REF	Quantità
con zoccolo	Herbst TS / I	607-101-00	10 Paar
senza zoccolo	Herbst TS / I	607-102-00	10 pezzi
a collo corto e punta	Herbst II	607-109-00	10 pezzi
a collo lungo e punta	Herbst II	607-110-00	10 pezzi



Moduli di fissaggio

Descrizione	per	REF	Quantità
C-Clip	Herbst IV	607-116-00	10 pezzi

Zoccoli/Dadi

Descrizione	per	REF	Quantità
zoccoli F, forma concava	Herbst TS / I	607-127-30	10 pezzi
zoccoli, forma cilindrica	Herbst TS / I	607-117-00	10 pezzi
zoccoli, forma a volta interna	Herbst IV	607-118-00	10 pezzi
dadi	Herbst II	607-111-00	10 pezzi

**Tubo telescopico**

Descrizione	per	REF	Quantità
tubo telescopico, destro	Herbst I / II	607-121-00	1 pezzo
tubo telescopico, sinistro	Herbst I / II	607-122-00	1 pezzo
tubo telescopico con meccanismo a sfera	Herbst IV	607-125-00	1 pezzo

**Perni telescopici**

Descrizione	per	REF	Quantità
perni telescopici	Herbst I / II	607-124-00	1 pezzo
perni telescopici con meccanismo a sfera	Herbst IV	607-128-00	1 pezzo



Cerniere di Herbst / Accessori



Anelli distanziatori

Per Herbst, da I a IV.

Lunghezza	per	REF	Quantità
1 mm	Herbst I / II / IV	607-103-00	10 pezzi
2 mm	Herbst I / II / IV	607-104-00	10 pezzi
3 mm	Herbst I / II / IV	607-105-00	10 pezzi
4 mm	Herbst I / II / IV	607-107-00	10 pezzi
5 mm	Herbst I / II / IV	607-112-00	10 pezzi



Anelli distanziatori, aperti

Lunghezza	per	REF	Quantità
1 mm	Herbst TS + SUS	607-103-11	10 pezzi
2 mm	Herbst TS + SUS	607-104-11	10 pezzi
3 mm	Herbst TS + SUS	607-105-11	10 pezzi
4 mm	Herbst TS + SUS	607-107-11	10 pezzi



Pinza per Herbst TS/SUS

sterilizzabile

Per chiudere gli anelli distanziatori aperti per Herbst TS e SUS.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-710-00

1 pezzo



Chiave a brugola 1,5

sterilizzabile

Misura	per	REF	Quantità
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	607-144-00	1 pezzo




Chiave a brugola

Solo per uso di laboratorio!

Misura	per	REF	Quantità
1,5 mm	Herbst TS / I	607-123-10	1 pezzo

amda® starter set (montato)

Apparecchiatura ad ancoraggio scheletrico per la distalizzazione dei molari con i tomas®-pin EP.



REF 607-180-00	1 kit
----------------	-------

Contenuto:

1 x amda® telescope (2 pezzi)	REF 607-181-02
1 x amda® connector, pair 7 mm	REF 607-184-07
1 x amda® connector, pair 10 mm	REF 607-184-10
1 x amda® connector, pair 13 mm	REF 607-184-13
1 x amda® palatal arch	REF 607-185-01
1 x Hexagon socket key 0.9	REF 607-129-00

amda® / Ricambi e accessori



amda® telescope

Molla di acciaio incapsulata, con due viti di stop
(REF 302-013-01).

Forza della molla: max. 4,7 N

REF 607-181-02	2 pezzi
REF 607-181-10	10 pezzi



amda® connector, left

Connettore sinistro

Elementi di connessione tra l'amda® e i tubi linguali delle bande molari.

Altezza	REF	Quantità
7 mm	607-182-07	10 pezzi
10 mm	607-182-10	10 pezzi
13 mm	607-182-13	10 pezzi




amda® connector, right

Connettore destro

Elementi di connessione tra l'amda® e i tubi linguali delle bande molari.

Altezza	REF	Quantità
7 mm	607-183-07	10 pezzi
10 mm	607-183-10	10 pezzi
13 mm	607-183-13	10 pezzi



amda® connector, pair

Elementi di connessione tra l'amda® e i tubi linguali delle bande molari.

Altezza	REF	Quantità
7 mm	607-184-07	1 paio
10 mm	607-184-10	1 paio
13 mm	607-184-13	1 paio

amda® palatal arch

(inclusi 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00).

Arco palatale amda® di supporto degli amda® telescope.

REF 607-185-01	1 pezzo
REF 607-185-10	10 pezzi



Hexagon socket key 0.9

sterilizzabile

(Chiave a brugola)

Misura: 0,9 mm

REF 607-129-00	1 pezzo
----------------	---------



Modello dimostrativo tomas®/amda®

Dotazione:

- tomas®-pin EP
- amda®
- tubi linguali/palatali „easy in“, puntati su bande molari standard

Modello superiore in resina.

REF 892-000-26	1 pezzo
----------------	---------



tomas® / Pin



tomas®-pin EP
autofresanti
sterili

Titano grado 5
ø spire: 1,6 mm
ø interno: 1,2 mm
Forma della testa: a fungo

Lunghezza	REF	Quantità
6 mm	302-206-00	1 pezzo
8 mm	302-208-00	1 pezzo
10 mm	302-210-00	1 pezzo



tomas®-pin EP N
autofresanti
non sterili ma sterilizzabili

Titano grado 5
ø spire: 1,6 mm
ø interno: 1,2 mm
Forma della testa: a fungo

Lunghezza	REF	Quantità	REF	Quantità
6 mm	302-206-10	1 pezzo	302-206-30	10 pezzi
8 mm	302-208-10	1 pezzo	302-208-30	10 pezzi
10 mm	302-210-10	1 pezzo	302-210-30	10 pezzi

[illegible]

[illegible]



A series of 20 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.

