



Intra ed extraorali.

Complementi per tutte le tecniche di trattamento.





Un programma completo per qualsiasi necessità.

La gamma dei prodotti intra ed extraorali offerti da Dentaureum spazia dai semplici elastici o separatori per l'impiego intraorale fino ad apparecchiature innovative, come il FaceFormer.

Nello sviluppo, nella produzione e nella scelta dei prodotti intra ed extraorali, è stata data molta importanza alla proverbiale qualità Dentaureum. Ciò significa non solo un elevato livello di affidabilità per l'ortodontista e per il suo paziente, ma anche dare la possibilità di lavorare in modo rapido ed efficace.



Elementi in elastomero

In svariati colori, spessori e con differenti forze di trazione.

Separatori Dentalastics®

Per separare i denti velocemente e senza problemi.



Complementi extraorali



Arco extraorale Noninium®, misura media

privo di nichel

(la presenza di nichel $\leq 0,2\%$ dipende dal sistema di produzione)

Resistente alla rottura, archi interno/esterno saldati al laser.

Avvertenza di sicurezza:

utilizzare gli archi extraorali solo con trazioni provviste di sganciamento automatico di sicurezza!

ø arco interno	Ansa di stop	Terminale di protezione	Gancio per canini	Arco esterno	REF	Quantità
1,15 mm / 45		bianco			740-000-00	1 pezzo




Archi extraorali standard, misura piccola

Resistente alla rottura, archi interno/esterno saldati al laser.

Avvertenza di sicurezza:

utilizzare gli archi extraorali solo con trazioni provviste di sganciamento automatico di sicurezza!

ø arco interno	Ansa di stop	Terminale di protezione	Gancio per canini	Arco esterno	REF	Quantità
1,15 mm / 45		bianco			740-019-00	1 pezzo
1,15 mm / 45	97 mm	rosso			741-049-00	1 pezzo



Archi extraorali standard, misura media

Resistente alla rottura, archi interno/esterno saldati al laser.

Avvertenza di sicurezza:

utilizzare gli archi extraorali solo con trazioni provviste di sganciamento automatico di sicurezza!

ø arco interno	Ansa di stop	Terminale di protezione	Gancio per canini	Arco esterno	REF	Quantità
1,00 mm / 40		bianco			740-010-00	1 pezzo
1,15 mm / 45		bianco			740-020-00	1 pezzo



Archi extraorali standard, misura grande

Resistente alla rottura, archi interno/esterno saldati al laser.

Avvertenza di sicurezza:

utilizzare gli archi extraorali solo con trazioni provviste di sganciamento automatico di sicurezza!

ø arco interno	Ansa di stop	Terminale di protezione	Gancio per canini	Arco esterno	REF	Quantità
1,15 mm / 45		bianco			740-021-00	1 pezzo

Archi extraorali con anse di stop, misura media

Arco esterno: non rivestito

ø arco interno: 1,15 mm / 45

Resistente alla rottura, archi interno/esterno saldati al laser. Arco esterno solo nella versione media.

Avvertenza di sicurezza:

utilizzare gli archi extraorali solo con trazioni provviste di sganciamento automatico di sicurezza!



Altezza arco esterno	Altezza arco interno	Ansa di stop	Terminale di protezione/ Misura	Gancio per canini	REF	Quantità
49 mm	29 mm	83 mm	giallo / 1		741-040-00	1 pezzo
49 mm	32 mm	90 mm	grigio / 2		741-045-00	1 pezzo
49 mm	35 mm	97 mm	rosso / 3		741-050-00	1 pezzo
49 mm	38 mm	104 mm	verde / 4		741-055-00	1 pezzo
49 mm	41 mm	111 mm	blu / 5		741-060-00	1 pezzo
49 mm	35 mm	97 mm	rosso / 3	•	741-150-00	1 pezzo

Accessori / Extraorali



Catenella extraorale Dentalastics®

Colore	Lunghezza	REF	Quantità
trasparente	118 mm	774-300-00	10 pezzi



Elastici extraorali in lattice

Massima elasticità e resistenza alla fatica. La forza di trazione indicata viene raggiunta allungando l'elastico in misura pari al triplo del suo diametro.

Forza di trazione	ø interno anello	REF	Quantità
debole 2,2 N (225 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-204-02	3000 pezzi
debole 2,2 N (225 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-205-02	3000 pezzi
forte 4,0 N (400 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-208-02	1500 pezzi



Lip Bumper

Con scudo in plastica e ganci per l'ancoraggio degli elastici intermascellari.

Indicazioni:

- distalizzazione dei molari
- stabilizzazione dei molari in dentatura permanente
- inclinazione linguale del gruppo frontale da pressione labiale

Per tubi	REF	Quantità
ø 0,90 mm / 36	748-009-00	1 pezzo
ø 1,15 mm / 45	748-114-00	1 pezzo

Tubetti di stop

Per archi extraorali / archi facciali / Lip bumper.

ø interno	Lunghezza	REF	Quantità
1,15 mm / 45	2 mm	480-914-00	100 pezzi



Viti di stop

sec. Ladanyi

Per archi extraorali / archi facciali / Lip bumper.

ø interno	REF	Quantità
1,15 mm / 45	480-918-02	10 pezzi



Chiave a brugola

Per viti di stop a brugola.

Solo per uso di laboratorio!

Misura	REF	Quantità
0,9 mm	480-924-02	1 pezzo



Tubetti per attivatore

Indicati ad es. per attivatore di Teuscher. La linguetta ritentiva viene inserita nella resina mentre la cannula tonda funge da supporto per l'arco extraorale.

ø interno	REF	Quantità
1,15 mm / 45	607-300-00	10 pezzi
1,30 mm / 51	607-301-00	10 pezzi



Elementi in elastomero / Intraorali



Elastic Placers

Per agganciare e rimuovere gli elastici intraorali.
Colore: assortiti

REF 772-400-00

50 pezzi

Elastici intraorali in lattice

Massima elasticità e resistenza alla fatica. Gli elastici sono assortiti in base ai simboli della specifica dimensione e forza. Ogni tipo può quindi essere identificato rapidamente e in modo sicuro.

Forza sviluppata:

la forza di trazione indicata viene raggiunta allungando l'elastico in misura pari al triplo del suo diametro..

	Colore	Forza di trazione	ø interno anello	REF	Quantità
1	naturale	debole 0,7 N (71 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-103-01	30 x 100 pezzi
2	naturale	debole 0,7 N (71 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-104-01	30 x 100 pezzi
3	naturale	debole 0,7 N (71 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-106-01	30 x 100 pezzi
4	naturale	debole 0,7 N (71 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-107-01	30 x 100 pezzi
5	naturale	debole 0,7 N (71 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-109-01	30 x 100 pezzi
6	naturale	media 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-113-01	30 x 100 pezzi
7	naturale	media 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-114-01	30 x 100 pezzi
8	naturale	media 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-116-01	30 x 100 pezzi
9	naturale	media 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-117-01	30 x 100 pezzi
10	naturale	media 1,3 N (128 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-119-01	30 x 100 pezzi
11	naturale	forte 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-123-01	30 x 100 pezzi
12	naturale	forte 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-124-01	30 x 100 pezzi
13	naturale	forte 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-125-01	30 x 100 pezzi
14	naturale	forte 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-126-01	30 x 100 pezzi
15	naturale	forte 1,8 N (184 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-127-01	30 x 100 pezzi

Elastici intraorali privi di lattice

Massima elasticità e resistenza alla fatica. Gli elastici sono assortiti in base ai simboli della specifica dimensione e forza. Ogni tipo può quindi essere identificato rapidamente e in modo sicuro.

Forza sviluppata:

la forza di trazione indicata viene raggiunta allungando l'elastico in misura pari al triplo del suo diametro..

	Colore	Forza di trazione	ø interno anello	REF	Quantità
6	trasparente	media 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-313-01	30 x 100 pezzi
7	trasparente	media 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-314-01	30 x 100 pezzi
8	trasparente	media 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-316-01	30 x 100 pezzi
9	trasparente	media 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-317-01	30 x 100 pezzi
11	trasparente	forte 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-323-01	30 x 100 pezzi
12	trasparente	forte 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-324-01	30 x 100 pezzi
13	trasparente	forte 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-325-01	30 x 100 pezzi
14	trasparente	forte 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-326-01	30 x 100 pezzi

Anellini elastici Dentalastics®

Per il fissaggio dell'arco nei bracket al posto delle legature metalliche.


Colore	ø interno anello	REF	Quantità
trasparente	1,3 mm	774-002-01	1000 pezzi



Separatori Dentalastics®

Per la rapida separazione dei denti. Radiopachi (impostazione ideale 60kV e 3mA).

Colore	ø interno anello	Indicazioni	REF	Quantità
verde	1,5 mm	per denti anteriori	774-100-01	1000 pezzi
blu	2,1 mm	per denti posteriori	774-200-01	1000 pezzi



Catenelle elastiche SUPER Elasto-Force

Colore	ø interno anello	Lunghezza	Ponte	REF	Quantità
trasparente	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 matassa
rosa	1,3 mm	4,6 m	•	774-231-01	1 matassa
blu	1,3 mm	4,6 m	•	774-232-01	1 matassa
rosse	1,3 mm	4,6 m	•	774-233-01	1 matassa
metallo-argento	1,3 mm	4,6 m	•	774-235-01	1 matassa
trasparente	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 matassa
blu	1,3 mm	4,6 m		774-226-01	1 matassa
metallo-argento	1,3 mm	4,6 m		774-229-01	1 matassa



Dentalastics® Personal / trasparenti

Anellini per legatura

Legature elastiche particolarmente sottili per il fissaggio degli archi ai bracket in alternativa alle legature metalliche.

Contenuto:

50 stick per 20 anellini = 1000 pezzi

Colore	ø interno anello	REF	Quantità
trasparente	1,3 mm	774-551-02	1000 pezzi



Schermi orali



Schermo orale modello „Ulma“

Indicazioni:

- disfunzioni linguistiche (pressione della lingua, malposizione linguale)
- rimozione di abitudini viziate come il mordersi le labbra,
- rimozione di abitudini viziate come il succhiarsi le labbra,
- rimozione di abitudini viziate come il succhiarsi le dita
- muscolatura labiale debole

Vantaggi:

- non comprime le mucose perché elastico
- offre un elevato comfort per il paziente
- aumenta la collaborazione del paziente
- permette un buon controllo degli esercizi miofunzionali

Per gli Ortho-box specifici, vedi Materiale da studio!

Misura	REF	Quantità
Piccola / 1 = per pazienti in età prescolare	074-000-00	1 pezzo
Grande / 2 = per pazienti in età scolare e adulti	074-001-00	1 pezzo



Face Former

sec. Berendsen

La terapia con il Face Former è orientata alla rimozione delle cause della patologia. In linea generale, con il Face Former vengono stimolati i muscoli orofacciali, che intervengono in funzioni importanti come la masticazione, la deglutizione, la fonazione, la respirazione, la mimica ma anche la distensione della pelle ed il posizionamento dentale.

Indicazioni:

- deglutizione infantile (disfagia)
- riposizionamento linguale
- disfunzioni masticatorie
- logopatia, balbuzie
- abitudini viziate (succhiare il dito, mordersi le labbra etc.)
- eniparesi oro-facciale
- prima/dopo operazioni al viso, ai mascellari e alla lingua
- malposizioni dentali, anomalie dei mascellari
- bruxismo
- disfunzioni cranio-mandibolari, problemi all'ATM
- preparazione e adattamento alla protesi e all'implantologia
- disturbi del sonno, russamento, apnee notturne
- ipoacusia improvvisa, tinnito
- vertigini, sindrome di Menière
- problemi di compensazione pressoria nell'orecchio medio
- respirazione atipica
- etc.

Colore	Forma	REF	Quantità
blu-trasparente	anatomica	074-101-00	1 pezzo

