

Materiali da studio.

Affidabili e convenienti.





Materiali professionali per lo studio ortodontico.

Il nostro ampio programma di prodotti per lo studio spazia dai materiali da impronta agli spazzolini ortodontici. Con l'ausilio dei nostri modelli studio e dimostrativi è possibile rispondere a qualsiasi domanda durante il colloquio con il paziente.

La vasta scelta dei nostri Ortho-box colorati tra piccoli, medi e grandi sarà molto apprezzata dai pazienti.

Con gli specifici spazzolini ortodontici Ortho Brush l'igiene orale dell'apparecchio ortodontico risulterà ineccepibile.



Orthalgenat® Ex

L'ideale detergente per portaimpronte.

Rapidur®

Il gesso sintetico bianco, extra duro per ortodonzia.

Modelli studio e dimostrativi

Ampia scelta di combinazioni.

Ortho-box

In qualsiasi dimensione e colore.

Prodotti monouso

Mascherine, camici TNT e disinfettante.

Impronta



Orthalgenat® Ex

Detergente per portaimpronte. Per la rimozione dei resti di alginato e gesso. Concentrato per pulitura manuale o con ultrasuoni.

REF 150-010-00	1,5 kg
----------------	--------



Cera speciale Flexaponal®

sec. Uhlig

- Per la presa del morso
- Per boxare i portaimpronte
- Morbida, flessibile, molto adesiva

Dimensioni (L x P)	Spessore	Colore	REF	Quantità
200 x 10 mm	1,0 mm	rosso	124-002-00	50 pezzi
120 x 15 mm	1,0 mm	rosso	124-003-00	50 pezzi
200 x 10 mm	1,0 mm	bianco	124-202-00	50 pezzi

Rapidur®

Gesso sintetico duro.

- Extra duro, bassa espansione
- Indurimento rapido

Campo d'impiego:

ortodonzia, protesi scheletrata, metalli preziosi, resina, ceramica

Normativa: DIN EN ISO 6873

Classe IV

REF 164-450-00

6 kg

Proporzioni di miscelazione (g : ml) 100 : 24

Espansione di presa max. 0,15 %

Tempo di lavorazione min. 3 min.

Resistenza alla compressione min. 35 MPa

Tempo d'indurimento max. 30 min.

Colore bianco



Gesso ortodontico

Gessi extra-duri di classe III e IV prodotti con materie prime naturali (solfato di calcio e nitrato) per lo specifico utilizzo in campo ortodontico.

Permettono di ottenere modelli da lavoro o da gipsoteca con superfici dure, lisce e di un bianco candido.

Normativa: DIN EN ISO 6873.

	Classe III	Classe IV
Espansione di presa	0,10%	0,08%
Resistenza alla compressione	31 Mpa	37 Mpa
Tempo di lavorazione	8 - 9 min.	8 - 9 min.
Tempo d'indurimento	12 - 13 min.	12 - 13 min.
Colore	bianco	bianco



Tipo	REF	Quantità
Gesso classe III	164-450-88	25 kg
Gesso classe IV	164-450-89	25 kg

Tazze per miscelare

Per mescolare gesso e alginato, di semplice pulitura.

Capacità	REF	Quantità
400 ml	164-651-00	1 pezzo
600 ml	164-650-00	1 pezzo



Liquido lucida modelli

Indicato per modelli in gesso (ad es. Rapidur® o orthoSnow) da esposizione. Si ottengono superfici lucide e antistatiche.

REF 166-450-00

4,5 kg



Soluzioni per pulitura a ultrasuoni

Per la rimozione di	REF	Quantità
paste da lucidare, cere, grassi	094-610-00	1000 ml
gesso e rivestimenti a base gessosa	094-611-00	1000 ml
tartaro, cemento, residui di decapaggio	094-612-00	1000 ml



Preparazione modello



Zoccolatore

sec. Hinz

Per fissare i modelli ortodontici destinati alla gipsoteca.

Il dispositivo assicura un perfetto parallelismo tra i modelli con uno spessore uniforme dello zoccolo di 6 cm.

REF 050-500-00

1 pezzo



Zoccoli in plastica

In plastica resistente con cerniere. Evitano laboriose squadrature dei modelli.

Indicati per zoccolatore sec. Hinz.

Materiale	Colore	REF	Quantità
Plastica	bianco	050-501-00	100 paia



Cerniere di ricambio

Per zoccoli in plastica (REF 050-501-00)

Indicati per zoccolatore sec. Hinz.

Materiale	Colore	REF	Quantità
Plastica	bianco	050-503-00	50 pezzi



Contenitori per modelli ortodontici

Con etichette colorate.

Per 5 paia di modelli, sovrapponibili.

Dimensioni: 94 x 83 x 330 mm (L x H x P)

Materiale: plastica

Colore: bianco

REF 050-502-00

10 pezzi

Ortho-box piccoli

Modello piccolo particolarmente indicato per apparecchi singoli e schermi orali, ad es. "Modello Ulma".

Materiale: plastica, resistente agli urti.

Dimensioni (L x H x P): 7,00 x 3,30 x 4,80 cm

Misura	Colori	REF	Quantità
piccola	blu perlato	163-602-01	10 pezzi
piccola	turchese	163-610-01	10 pezzi
piccola	corallo neon	163-611-01	10 pezzi
piccola	verde neon	163-612-01	10 pezzi



Ortho-box grandi

Modello grande particolarmente indicato per apparecchi bimaxillari (ad es. attivatori, Bionator ecc.).

Materiale: plastica, resistente agli urti.

Dimensioni (L x H x P): 7,80 x 4,50 x 5,60 cm

Misura	Colori	REF	Quantità
grande	rosso rubino	163-701-01	10 pezzi
grande	blu perlato	163-702-01	10 pezzi
grande	rosa	163-703-01	10 pezzi
grande	nero	163-707-01	10 pezzi
grande	turchese	163-710-01	10 pezzi
grande	corallo neon	163-711-01	10 pezzi
grande	verde neon	163-712-01	10 pezzi
grande	giallo neon	163-713-01	10 pezzi



Ortho-box extra grandi

Modello extra grande particolarmente indicato per apparecchi ortodontici di grandi dimensioni (ad es. regolatore di funzione Fränkel, apparecchi ortodontici per adulti o protesi dentali). Disponibili anche personalizzati.

Materiale: plastica, resistente agli urti

Dimensioni (L x H x P): 6,80 x 4,70 x 7,80 cm

Dimensione	Colori	REF	Quantità	REF	Quantità
extra grande	blu chiaro	163-702-50	25 pezzi	163-702-90	250 pezzi
extra grande	rosa neon	163-703-50	25 pezzi	163-703-90	250 pezzi
extra grande	giallo neon	163-704-50	25 pezzi	163-704-90	250 pezzi
extra grande	arancio neon	163-705-50	25 pezzi	163-705-90	250 pezzi
extra grande	verde pisello	163-706-50	25 pezzi	163-706-90	250 pezzi
extra grande	assortiti	163-700-50	25 pezzi	163-700-90	250 pezzi



Ortho-box e accessori



Ortho-box „Pallone calcio“

Misura universale indicata per placche ortodontiche, apparecchi bimascellari e funzionali.
Con gancio a moschettone. Materiale: plastica, resistente agli urti.

Colore	REF	Quantità
nero-bianco	163-805-01	10 pezzi



Ganci a moschettone

Per agganciare l'Ortho-box alla cintura.

REF 163-801-00	10 pezzi
----------------	----------



Cordoncini per Ortho-box

Per Ortho-box, con stampa „Dentaurum“.

Colori	REF	Quantità
assortiti	163-807-00	25 pezzi



Ortho Brush

Spazzolini ortodontici.
Ideali per il massaggio delle gengive e per la pulizia
delle apparecchiature ortodontiche fisse.

REF 163-300-00	10 pezzi
----------------	----------

Typodont/Dentoform

Questo particolare articolatore è stato creato per controllare e verificare, in studio, l'azione esercitata sui denti dalle apparecchiature ortodontiche fisse. Possiede zoccoli metallici idonei ad accogliere modelli preformati in cera nei quali vengono fissati i denti in metallo/resina provvisti di bande e bracket.

Fornitura:

viene fornito senza denti e accessori.

REF 050-801-00	1 pezzo
----------------	---------



Denti in metallo/resina

Per Typodont/Dentoform(REF 050-801-00).
Corona dentale in resina, radice in metallo.

REF 050-803-01	28 pezzi
----------------	----------



Forme in cera

Per Typodont/Dentoform (REF 050-801-00).
Normocclusione (SUP + INF).

REF 050-802-00	1 paio
----------------	--------



Modelli studio/dimostrativi



Modello dimostrativo discovery®

I Classe di Angle, normocclusione

Roth 22

Dotazione:

- bracket in metallo discovery®
- tubi Ortho-Cast M-Series mini
- bande dentaform®
- archi rematitan® „LITE“

Modelli superiore e inferiore in resina, con cerniera posteriore.

REF 892-000-07

1 pezzo



Modello studio ortodontico equilibrium® mini/equilibrium® 2

I Classe di Angle, normocclusione

Roth 22

Dotazione:

- bracket in metallo equilibrium® mini ed equilibrium® 2
- tubi Ortho-Cast M-Series mini
- bande dentaform®
- archi rematitan® LITE

Modelli superiore e inferiore in resina, con cerniera posteriore.

REF 892-000-14

1 pezzo



Modello studio ortodontico discovery® delight

Dotazione:

- bracket linguali discovery® delight
- tubi molari discovery® delight
- archi linguali rematitan® LITE
- archi linguali dentaform®

Modelli superiore e inferiore in resina, con cerniera posteriore.

REF 892-000-22

1 pezzo



Modello studio ortodontico discovery® smart

I Classe di Angle, normocclusione

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Dotazione:

- bracket in metallo discovery® smart
- tubi Ortho-Cast M-Series e M-Series mini
- archi rematitan® LITE

Modelli superiore e inferiore in resina, con cerniera posteriore.

REF 892-000-20

1 pezzo

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Modello studio ortodontico discovery® pearl

I Classe di Angle, normocclusione

Roth 22

Dotazione:

- bracket in ceramica discovery® pearl, SUP/INF 5-5
- tubi Ortho-Cast M-Series, SUP/INF 6
- arco traslucido pearl, SUP
- arco Tensic®, INF
- legature elastiche Dentalastics® pearl

Modelli superiore e inferiore in resina, con cerniera posteriore.

REF 892-000-21

1 pezzo



Modello studio ortodontico tomas®/amda®

Dotazione:

- tomas®-pin EP
- amda®
- tubi linguali/palatali easy in, puntati su bande molari standard

Modello superiore in resina.

REF 892-000-26

1 pezzo



tomas®-demonstration pin SD 08 autofresante

Per la dimostrazione al paziente.

Scala 5 : 1

REF 302-007-20

1 pezzo



tomas®-demonstration pin EP 08 autofresante

Per la dimostrazione al paziente.

Scala 5 : 1

REF 302-007-30

1 pezzo



Miniscrew atlante di utilizzo clinico

di A.Eliseo & G.Fiorillo

Una vera e propria guida sull'impiego delle TADs.
192 pagine corredate di 1270 immagini a colori per l'immediata comprensione delle tematiche.
Edizioni Martina - Bologna

REF 989-000-50

1 pezzo



