


Resine ortodontiche.

Colori vivaci per molteplici combinazioni.






Il versatile sistema di resine ortodontiche.

Il sistema di resine Orthocryl® è da oltre 50 anni un punto di riferimento nei laboratori ortodontici. Da decenni unisce eccellenti caratteristiche a una grande maneggevolezza.

Nella lavorazione non ci sono limiti alla creatività. Non importa se nera, bianca o in uno dei tanti vivaci colori, la resina Orthocryl® offre sempre la massima libertà di design con la sua moltitudine di sfumature cromatiche, brillantini e caratterizzazioni. Oltre alla classica resina Orthocryl® polimerizzabile a freddo, è disponibile anche un materiale fotopolimerizzabile. Orthocryl® LC è stata sviluppata appositamente per venire incontro alle esigenze di produzione degli apparecchi ortodontici. Permette di risparmiare tempo ed è facile da usare.



Orthocryl® LC

La resina fotopolimerizzabile.

Orthocryl®

Indicata per tecnica a spruzzo.

Orthocryl® Neon

Colori vivaci.

Orthocryl® EQ

Indicata per tecnica a impasto.

Orthocryl® black & white

La resina versatile, per grandi contrasti.

Ampia gamma di sperimentati prodotti e accessori


Tutto a portata di mano.



Orthocryl® LC



La speciale resina ortodontica fotopolimerizzabile.



Insolita e colorata.

Orthocryl® LC, è una moderna resina dal valore aggiunto: fotopolimerizzabile, permette un ampio risparmio di tempo ed è semplice da usare. Orthocryl® LC è stata sviluppata per soddisfare le esigenze in campo ortodontico nella produzione di apparecchi e dispositivi correttivi. Trova, tuttavia, impiego anche per la fabbricazione di apparecchi per il russamento, in implantologia per la realizzazione di guide chirurgiche o in gnatologia per la rapida costruzione di bite.

Orthocryl® LC è una resina tutt'altro che convenzionale, ma piacevolmente diversa. Un vero prodotto Premium dal valore aggiunto.

Vantaggi:

- Semplice utilizzo.
- Grande risparmio di tempo e materiale.
- Fluidità ideale.
- Ampia gamma di applicazioni.
- Assolutamente inodore.
- Biocompatibile.


Estremamente semplice e flessibile.

L'utilizzo della resina Orthocryl® LC è estremamente semplice. Il prodotto, contenuto in cartucce fotoprotette, è già pronto all'uso. Decadono, quindi, i lunghi tempi di preparazione in quanto la resina non deve essere preventivamente miscelata nel mortaio o spruzzata polvere e liquido sul modello.

Il gel è facilmente applicabile dalla cartuccia direttamente sul modello e l'iniettore ne permette il preciso dosaggio. La sua semplicità di utilizzo non consente solo di risparmiare tempo, ma anche materiale nella realizzazione e nella rifinitura della placca.

Grazie alla sua straordinaria fluidità, Orthocryl® LC risulta particolarmente semplice da adattare al modello.

Orthocryl® LC è disponibile in tre colori. Ogni apparecchiatura rimovibile può essere rapidamente impreziosita con i Disco-Glimmer e le caratterizzazioni del programma Orthocryl® secondo i desideri del paziente.



Orthocryl® LC / Start-Set



Orthocryl® LC Start-Set, trasparente

Resina fotopolimerizzabile.

REF 160-400-20	1 assortimento
----------------	----------------

Contenuto:

6 x Orthocryl® LC, trasparente	REF 160-401-00
1 x iniettore per Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x beccucci per Orthocryl® LC	REF 160-421-00

Orthocryl® LC

Resina fotopolimerizzabile in cartucce fotoprotette.



Colori	REF	Quantità
trasparente	160-401-00	30 g
rosa trasparente	160-402-00	30 g
blu	160-404-00	30 g

Pasta per bite

Per Orthocryl® LC.

Colore	REF	Quantità
trasparente	160-410-00	50 g

**Iniettore**

Per Orthocryl® LC.

REF 160-420-00	1 pezzo
----------------	---------

**Beccucci**

Per Orthocryl® LC.

REF 160-421-00	50 pezzi
----------------	----------

**Liquido detergente**

Per Orthocryl® LC.

REF 160-430-00	100 ml
----------------	--------

**Supporto per cartucce**

Per Orthocryl® LC. Può contenere 6 cartucce.

Materiale: plastica

Non indicato per disinfettanti a base di etanolo, fenolo o alcol.

Dimensioni: ca. 170 x 110 x 110 mm (L x H x P)

Colore	REF	Quantità
trasparente	160-422-00	1 pezzo



Orthocryl® / Assortimenti



Assortimento Orthocryl®, trasparente

REF 161-912-00	1 assortimento
----------------	----------------

Contenuto:

1 x Orthocryl® polvere (polimero), trasparente	REF 160-112-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), trasp.	REF 161-100-00
1 x isolante	REF 162-800-00
2 x spruzzatori	REF 162-100-00
1 x misurino	REF 162-200-00
1 x imbuto	REF 162-600-00
1 x ugello per polvere (monomero)	REF 162-751-00
1 x ugello per liquido (monomero)	REF 162-752-00



Orthocryl®

Confezione piccola di polvere (polimero) e liquido (monomero)

Colori	REF	Quantità
rosa trasparente	160-501-00	200 g + 100 ml
trasparente	160-502-00	200 g + 100 ml



Assortimento Orthocryl®, „Multicolor“

REF 160-600-00	1 assortimento
----------------	----------------

Contenuto:

1 x Orthocryl® polvere (polimero), trasparente	REF 160-112-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), rosso	REF 161-127-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), verde	REF 161-128-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), blu	REF 161-129-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), giallo	REF 161-130-00
1 x imbuto	REF 162-600-00



Assortimento Orthocryl® Neon

Resine a colori fluorescenti

Liquido (monomero)

Liquidi (monomeri) Orthocryl® fluorescenti per la realizzazione di apparecchi ortodontici dai colori vivaci. Autopolimerizzabili con ampio tempo di lavorazione per la razionale costruzione di apparecchi ortodontici.

Di semplice impiego sia con tecnica a spruzzo che con tecnica a impasto in combinazione con la polvere (polimero)

Orthocryl® neutra (REF 160-112-00/160-212-00). Alla polvere possono essere aggiunti anche i Disco-Glimmer per rinforzare l'effetto cromatico.

REF 160-700-00	1 assortimento
----------------	----------------

Contenuto:

1 x Orthocryl® polvere (polimero), trasparente	REF 160-112-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), giallo neon	REF 161-135-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), arancio neon	REF 161-136-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), rosa neon	REF 161-137-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), verde neon	REF 161-138-00
1 x Orthocryl® liquido (monomero), blu neon	REF 161-139-00
1 x imbuto	REF 162-600-00

Orthocryl®

Polvere (polimero)

Resina autopolimerizzabile per la realizzazione razionale di apparecchi ortodontici.

Offre un'ottima compattezza se impiegata con tecnica a spruzzo.

Indicata anche per tecnica a impasto.

Color	REF	Quantità	REF	Quantità
neutro	160-112-00	1 kg	160-212-00	10 kg



Orthocryl® EQ

Polvere (polimero)

Resina autopolimerizzabile per la realizzazione razionale di apparecchi ortodontici.

Offre un'ottima fluidità se impiegata con tecnica a impasto.

Indicata anche per tecnica a spruzzo.

Colori	REF	Quantità	REF	Quantità
neutro	160-300-00	1 kg	160-301-00	10 kg



Orthocryl® black & white

Polvere (polimero), opaco

Resina autopolimerizzabile per la realizzazione razionale di apparecchi ortodontici.

Offre un'ottima compattezza se impiegata con tecnica a spruzzo.

Indicata anche per tecnica a impasto.

Colori	REF	Quantità	REF	Quantità
nero	160-011-00	200 g	160-013-00	1 kg
bianco	160-012-00	200 g	160-014-00	1 kg



Orthocryl® Neon

Resine a colori fluorescenti

Liquido (monomero)

Liquidi (monomeri) Orthocryl® fluorescenti per la realizzazione di apparecchi ortodontici dai colori vivaci.

Autopolimerizzabili con ampio tempo di lavorazione per la razionale costruzione di apparecchi ortodontici.

Di semplice impiego sia con tecnica a spruzzo che con tecnica a impasto in combinazione con la polvere (polimero) Orthocryl® neutra (REF 160-112-00/160-212-00). Alla polvere possono essere aggiunti anche i Disco-Glimmer per rinforzare l'effetto cromatico.

Colori	REF	Quantità
giallo neon	161-135-00	250 ml
arancio neon	161-136-00	250 ml
rosa neon	161-137-00	250 ml
verde neon	161-138-00	250 ml
blu neon	161-139-00	250 ml



Orthocryl® / Confezioni singole



Orthocryl®

Liquido (monomero)

Resina autopolimerizzabile per la realizzazione razionale di apparecchi ortodontici.

Colori	REF	Quantità	REF	Quantità	REF	Quantità
rosso	161-127-00	250 ml				
verde	161-128-00	250 ml				
blu	161-129-00	250 ml				
giallo	161-130-00	250 ml				
turchese	161-131-00	250 ml				
rosa	161-132-00	250 ml				
verde smeraldo	161-133-00	250 ml				
viola	161-134-00	250 ml				
trasparente			161-100-00	500 ml	161-150-00	1000 ml
rosa trasparente			161-300-00	500 ml	161-350-00	1000 ml



Orthocryl®

Colori concentrati

Per colorare a piacere il liquido Orthocryl® trasparente (monomero, REF 161-100-00 / 161-150-00).

Con 1 dosatore contagocce.

Colori	Proporzioni di miscelazione	REF	Quantità
rosso	1 : 10	161-620-00	100 ml
blu	1 : 50	161-622-00	100 ml

Proporzioni di miscelazione:	Liquido, trasparente	Colore concentrato	Liquido, trasparente	Colore concentrato
1 : 10 (rosso)	100 ml	10 ml	50 ml	5 ml
1 : 50 (blu)	100 ml	2 ml	50 ml	1 ml



Orthocryl® Disco-Glimmer

Per vivacizzare gli apparecchi ortodontici rimovibili. I brillantini vengono miscelati alla polvere (polimero) Orthocryl®, nelle proporzioni desiderate, per ottenere un effetto "metallizzato". Le modalità d'uso della resina Orthocryl® rimangono invariate e gli apparecchi così ottenuti potranno essere rifiniti e lucidati senza problemi.

Proporzioni di miscelazione:

0,5 : 100 (Disco-Glimmer : polvere)

Colori	REF	Quantità
arcobaleno	161-605-00	50 g
rosso	161-606-00	50 g
blu	161-607-00	50 g
argento	161-608-00	50 g
oro	161-609-00	50 g
perlato	161-611-00	50 g

Caratterizzazioni per resina

Caratterizzazioni per resina / Assortimento

Per apparecchi ortodontici rimovibili.

Simpatiche figure da inserire nella resina Orthocryl® per creare apparecchi personalizzati.

Confezione:

l'assortimento contiene 20 pezzi per altrettante figure = 400 pezzi + pinzette.

REF 160-100-00	1 assortimento
Contenuto:	
20 x coccodrillo	REF 160-100-01
20 x ranocchia	REF 160-100-02
20 x pappagalio	REF 160-100-04
20 x maggiolino	REF 160-100-05
20 x draghett	REF 160-100-06
20 x pesciolino	REF 160-100-07
20 x formula 1	REF 160-100-09
20 x elefante	REF 160-100-10
20 x cuore	REF 160-100-11
20 x papera	REF 160-100-12
20 x dinosauro	REF 160-100-13
20 x motocicletta	REF 160-100-14
20 x lumachina	REF 160-100-15
20 x orsacchiotto	REF 160-100-16
20 x funghetto	REF 160-100-18
20 x automobile	REF 160-100-19
20 x corvo	REF 160-100-27
20 x diavoleto	REF 160-100-29
20 x calciatore	REF 160-100-31
20 x topino	REF 160-100-45



Caratterizzazioni per resina „Pallone da calcio“

Foglio con figure in due differenti formati.

Per apparecchi ortodontici rimovibili.

Simpatiche figure da inserire nella resina Orthocryl® per creare apparecchi personalizzati.

Figura	REF	Quantità
pallone da calcio	160-100-39	1 foglio = 20 pezzi



Caratterizzazioni per resina „Castoro“

Per apparecchi ortodontici rimovibili.

Simpatiche figure da inserire nella resina Orthocryl® per creare apparecchi personalizzati.

Figura	REF	Quantità
castoro	160-100-40	1 foglio = 20 pezzi



Caratterizzazioni per resina Black Edition

Per apparecchi ortodontici rimovibili.

Simpatiche figure da inserire nella resina Orthocryl® per creare apparecchi personalizzati.

Figura	REF	Quantità
Black Edition	160-100-41	1 foglio = 12 figure



Caratterizzazioni per resina

Caratterizzazioni per resina

Per apparecchi ortodontici rimovibili.

Simpatiche figure da inserire nella resina Orthocryl® per creare apparecchi personalizzati.



Figura	REF	Quantità
castoreo 2	160-100-42	2 fogli = 20 pezzi
cavallo	160-100-43	2 fogli = 20 pezzi
pony rosa	160-100-44	2 fogli = 20 pezzi
unicorno	160-100-46	2 fogli = 20 pezzi

Caratterizzazioni per resina

Per apparecchi ortodontici rimovibili.

Simpatiche figure da inserire nella resina Orthocryl® per creare apparecchi personalizzati.



Figura	REF	Quantità
coccodrillo	160-100-01	20 pezzi
ranocchio	160-100-02	20 pezzi
pappagallo	160-100-04	20 pezzi

Caratterizzazioni per resina

Per apparecchi ortodontici rimovibili.

Simpatiche figure da inserire nella resina Orthocryl® per creare apparecchi personalizzati.

Figura	REF	Quantità
maggiolino	160-100-05	20 pezzi
draghetto	160-100-06	20 pezzi
pesciolino	160-100-07	20 pezzi
formula 1	160-100-09	20 pezzi
elefante	160-100-10	20 pezzi
cuore	160-100-11	20 pezzi
papera	160-100-12	20 pezzi
dinosauro	160-100-13	20 pezzi
motocicletta	160-100-14	20 pezzi
lumachina	160-100-15	20 pezzi



Caratterizzazioni per resina

Caratterizzazioni per resina

Per apparecchi ortodontici rimovibili.

Simpatiche figure da inserire nella resina Orthocryl® per creare apparecchi personalizzati.



Figura	REF	Quantità
orsacchiotto	160-100-16	20 pezzi
funghetto	160-100-18	20 pezzi
automobile	160-100-19	20 pezzi
corvo	160-100-27	20 pezzi
ragnetto	160-100-28	20 pezzi
diavoletto	160-100-29	20 pezzi
graffiti	160-100-30	20 pezzi
calciatore	160-100-31	20 pezzi
topino	160-100-45	20 pezzi
delfino	160-100-34	20 pezzi

Spruzzatori

Per liquido (monomero) e polvere (polimero)..

Capacità	REF	Quantità
100 ml	162-000-00	1 pezzo

**Ugello per Orthocryl® liquido (monomero)**

ø interno	Lunghezza	REF	Quantità
0,40 mm	10 mm	162-752-99	1 pezzo

**Ugello per Orthocryl® polvere (polimero)**

REF 162-751-00	1 pezzo
----------------	---------

**Mortai in silicone**

Flessibili, con base a ventosa. Indicati per qualsiasi miscelazione in studio e laboratorio.

Non adatti per materiali a base di silicone!

Capacità	REF	Quantità
5 ml	162-501-00	3 pezzi
25 ml	162-502-00	1 pezzo
75 ml	162-503-00	1 pezzo

**Imbuto**

REF 162-600-00	1 pezzo
----------------	---------

**Misurino**

REF 162-200-00	1 pezzo
----------------	---------

**Dosatore contagocce**

Per colori concentrati Orthocryl®.

REF 162-101-00	10 pezzi
----------------	----------



Accessori



Isolante

Isolante speciale a base di alginato da stendere in un sottile film.

Isola:

- gesso da resina
- gesso da gesso

Colore	REF	Quantità
rosa	162-800-00	1000 ml



Isolante 3D

Crea uno strato isolante tra il modello stampato in resina e la Orthocryl®/Orthocryl® LC.

Colori	REF	Quantità
verde	162-801-00	100 ml



Cera da modellazione

Per resina, morso di costruzione etc.

- Buona malleabilità
- Ottima modellabilità
- Resistente fino a ca. 37 °C
- Semplice fissaggio dei denti

Punto di fusione	Dimensioni (L x B)	Spessore	Colore	REF	Quantità
60 °C	175 x 80 mm	1,5 mm	rosa	119-150-00	500 g



Cera termica Thermowachs

- Cera da scarico ad elevata resistenza termica
- Ideale per ricoprire le molle prima della resinatura con Orthocryl®
- Non "opacizza" la resina

Punto di fusione	Colore	REF	Quantità
87 °C	rosa	120-170-00	50 g



Cera collante

- Ottima adesione su qualsiasi materiale
- Ideale per bloccare gli elementi ritentivi, eseguire riparazioni e saldo-brasature

Punto di fusione	Colore	REF	Quantità
71 °C	rosso	122-300-00	60 g

Frese per resina**A taglio semplice, diritto**

- Ottima capacità di taglio

Campo d'impiego: resinaNo. giri max.: 15.000 min⁻¹

Numero ISO	Dimensione	Forma	REF	Quantità
310.104.266.171.040	piccola	a cono, arrotondata, lunga	180-201-00	1 pezzo
310.104.266.171.050	media	a cono, arrotondata, lunga	180-202-00	1 pezzo
310.104.260.171.070	media	a cono, arrotondata	180-304-00	1 pezzo
310.104.260.171.080	groß	a cono, arrotondata	180-305-00	1 pezzo

**Fresa in tungsteno****A taglio incrociato, grosso**

- Lavoro di precisione
- Ottima capacità di taglio

Campo d'impiego: gesso, resinaNo. giri consigliato: 15.000–20.000 min⁻¹No. giri max.: 30.000 min⁻¹

Numero ISO	Forma	REF	Quantità
500.104.263.190.070	a cono, arrotondata, sottile	180-308-00	1 pezzo



Accessori

Fresa in tungsteno

A taglio incrociato, grosso

- Lavoro di precisione
- Ottima capacità di taglio

Campo d'impiego: resina, scheletrati

No. giri consigliato: 20.000–25.000 min⁻¹

No. giri max.: 50.000 min⁻¹



Numero ISO	Forma	REF	Quantità
500.104.116.190.023	a cilindro, taglio unilaterale	123-580-00	1 pezzo
500.104.137.190.023	a cilindro, arrotondata	123-581-00	1 pezzo
500.104.292.190.023	a cilindro	123-582-00	1 pezzo
500.104.001.190.023	a rosetta (palla), ø 2,1 mm	123-583-00	1 pezzo
500.104.274.190.060	a pera, grossa	123-584-00	1 pezzo
500.104.194.190.023	a cono, arrotondata	123-585-00	1 pezzo

Frese in tungsteno

A taglio incrociato, grosso

- Lavoro di precisione
- Ottima capacità di taglio

Campo d'impiego: gesso, resina

No. giri consigliato: 20.000–25.000 min⁻¹

No. giri max.: 30.000 min⁻¹



Numero ISO	Forma	REF	Quantità
500.104.237.220.060	a pera, rovesciata	123-594-00	1 pezzo
500.104.194.220.060	a cono, arrotondata	123-596-00	1 pezzo

Frese in tungsteno**A taglio semplice, spirale a destra**

- Carburoido di tungsteno
- Lavoro di precisione
- Ottima capacità di taglio

Campo d'impiego: leghe CoCr, resinaNo. giri consigliato: 20.000–25.000 min⁻¹No. giri max.: 30.000 min⁻¹

Numero ISO	Forma	REF	Quantità
500.104.274.175.060	a pera, grossa	123-597-00	1 pezzo
500.104.194.175.045	a cono, arrotondata	123-598-00	1 pezzo

**Sega**

Per ortodonzia e odontotecnica.


Piccola e maneggevole sega con seghetti intercambiabili.

Confezione:

sega completa di 3 seghetti

REF 180-702-00

1 pezzo

**Seghetti**

Per sega.

Lunghezza	REF	Quantità
70 mm	180-703-00	5 pezzi

**Spazzole per lucidare**

Per politrice.

Campo d'impiego: ortodonzia, ponti e corone, protesi totale, protesi scheletrataNo. giri max.: 2.800 min⁻¹

ø	REF	Quantità	REF	Quantità
50 mm	141-700-00	1 pezzo	141-700-10	10 pezzi

**Spazzola per lucidare**

Combinazione di setole chungkin e lino, per politrice.

Campo d'impiego: ortodonzia, ponti e corone, protesi totaleNo. giri max.: 1.500 min⁻¹

ø	REF	Quantità
80 mm	141-710-00	1 pezzo



Accessori



Spazzole per lucidare

A file di setole chungkin corte, per politrice.

Campo d'impiego: ortodonzia, ponti e corone, protesi scheletrata

No. giri max.: 6.000 min⁻¹

Numero file di setole	ø	REF	Quantità
2	60 mm	141-711-00	10 pezzi
3	60 mm	141-712-00	10 pezzi



Spazzole a testa tonda per palati

In setole chungkin, per politrice.

Campo d'impiego: ortodonzia, protesi totale

No. giri max.: 3.000 min⁻¹

ø	REF	Quantità	REF	Quantità
30 mm	141-713-10	1 pezzo	141-713-00	10 pezzi



Spazzolini di lino, montati

Per manipolo.

Campo d'impiego: ortodonzia, ponti e corone, protesi totale, protesi scheletrata

No. giri consigliato: 1.500–4.000 min⁻¹

No. giri max.: 5.000 min⁻¹

ø	REF	Quantità
20 mm	181-100-01	6 pezzi



Spazzola di lino

Per politrice.

Campo d'impiego: ortodonzia, ponti e corone, protesi totale, protesi scheletrata

No. giri max.: 5.000 min⁻¹

ø	REF	Quantità
100 mm	181-200-00	1 pezzo



Spazzola in pelle di daino

Per lucidatura brillante con politrice.

Campo d'impiego: ortodonzia, ponti e corone, protesi totale, protesi scheletrata

No. giri max.: 1.500 min⁻¹

ø	REF	Quantità
90 mm	181-201-00	1 pezzo

Pasta Edelweiß

Ideale per la lucidatura della resina.

REF 190-100-00

80 g

**Liquido Edelweiß**

Ideale per la lucidatura della resina.

REF 190-200-00

1000 g

**Abrasivi in silicone, montati**

- Non danneggiano le parti metalliche, gli elementi in filo

Campo d'impiego: apparecchi ortodontici, lucidatura della resina di protesi, ribasamenti morbidiNo. giri consigliato: 10.000 min⁻¹No. giri max.: 15.000 min⁻¹

Numero ISO	Forma	REF	Quantità
658.104.497.524.100	a cono lungo, arrotondato	138-623-00	10 pezzi

**Mandrini**

Versione	No. giri max.	REF	Quantità
per carta vetrata	16.000 min ⁻¹	139-500-00	10 pezzi

**Carta vetrata**

Grana	Larghezza	REF	Quantità
120 = fine	15 mm	140-015-00	25 m



Accessori



FKO-Split Fixator

sec. Gordon

Dispositivo maneggevole per il fissaggio dei modelli con morso di costruzione. Modello con viti di fissaggio piccole. Presenta due guide telescopiche a sezione tonda e consente di sfilare e rimontare i modelli in qualsiasi momento.

REF 072-004-00

1 pezzo



Polyclav®

Pentola a pressione per la polimerizzazione di resine a freddo. Con valvola di sicurezza.

Viene fornita senza tubo per compressore.

Capacità: 4,5 l

REF 070-010-00

1 pezzo



Piastra elettrica

Per pentola a pressione Polyclav®.

Tensione di rete	REF	Quantità
230 V~	070-900-00	1 pezzo

Dati tecnici

Potenza	125 W
Regolazione termostatica dell'acqua	43 °C
Frequenza di rete	50 / 60 Hz
Peso	2,6 kg
Dimensioni (L x H x P)	240 mm x 240 mm x 75 mm



Tubo per compressore

Per Polyclav® (REF 070-010-00).

Con raccordi per valvola di entrata della pentola e per compressore d'aria (a norma).

Lunghezza: 1,5 m

Pmax: 8,0 bar

REF 070-015-00

1 pezzo



Aspiratore con filtro ai carboni attivi

Per proteggersi dai vapori emanati dalla lavorazione della resina.

- Funzionamento tramite relé fotoelettrico (accensione e spegnimento automatico)
- Dispositivo di rilevamento delle ore di funzionamento
- Semplice sostituzione del filtro (il cassetto filtro, REF 072-001-40, deve essere sostituito dopo ca. 50 ore di utilizzo)

Tensione di rete	REF	Quantità
230 V~	072-001-00	1 pezzo

Dati tecnici

Potenza	100 W
Frequenza di rete	50 Hz
Peso	6 kg
Dimensioni (L x H x P)	220 mm x 260 mm x 260 mm

Apparecchio di pulitura activeblue

Con liquido detergente.

Per la delicata pulitura di qualsiasi tipo di apparecchio ortodontico rimovibile.

Fornitura:

- 1 x liquido detergente, 400 ml
- 1 x contenitore bianco di pulitura
- 1 x aghi di pulitura, 75 g, REF 098-001-00
- 1 x pinzette
- 1 x magnete
- 1 x cavo di rete -230 V

Dati tecnici

Tensione di rete	100-240 V~ bei 50/60 Hz
No. di giri	1200 / 1600 / 2000 min ⁻¹
Resistenza	T 1,6 A L 250 V
Rumorosità	< 70 dB (A)
Peso	3 kg
Dimensioni (L x H x P)	150 x 240 x 280 mm

REF 098-000-00

1 pezzo

**Aghi di pulitura per activeblue**

Per apparecchio di pulitura activeblue.

REF 098-001-00

1 barattolo da 75 g

**Liquido detergente activefluid**

Per apparecchio di pulitura activeblue.

REF 150-020-00

1.000 ml

**Guanti monouso Dermatril®**

Per la protezione delle mani durante il lavoro con i metacrilati come la resina Orthocryl®.

Realizzati in nitrato speciale, sono privi di talco e di lattice naturale..

Spessore	Misura	REF	Quantità
0,10 mm	S	162-907-00	100 pezzi
0,10 mm	M	162-908-00	100 pezzi
0,10 mm	L	162-909-00	100 pezzi





CONTATTA
DENTAURUM ITALIA

SERVIZIO CLIENTI **051 862580** - *Centralino*

Ordini - 224

Commerciale - 226

Ortodonzia - 335 349471

Dentaurum Italia S.p.A.



Via degli Speciali, 142/144
Centergross 40050 Funo (BO)



Telefono 051 862580



info@dentaurum.it
www.dentaurum.it



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.IT