

Pinze Premium-Line.

Qualità e funzionalità Premium.







Un programma che copre tutti i campi d'impiego

Il programma di pinze Dentaureum copre tutte le necessità d'impiego in campo ortodontico, sia in tecnica fissa che rimovibile. Per l'utilizzatore ciò significa disporre di un parco pinze di eguale qualità e affidabilità. Inoltre, non sarà necessario modificare le modalità di pulitura e di manutenzione rendendone l'uso molto più semplice ed efficace.

Made in Germany.

La pluriennale esperienza maturata nella produzione di materiali ortodontici con tecniche di fabbricazione e macchinari di ultima generazione, sono la premessa per la rinomata qualità „Made in Germany“. Per questo motivo le pinze Dentaureum Premium-Line possiedono una durata nel tempo particolarmente lunga*.





PREMIUMLINE

10 anni di garanzia!**



* Per la pulitura e la manutenzione delle pinze e degli strumenti Dentauro vedi modalità d'uso separate REF 989-590-51.

** 10 anni di garanzia sui difetti del materiale o di fabbricazione, sul distacco degli inserti, sulla frattura e la corrosione del corpo della pinza in condizioni di utilizzo conforme e di corretta manutenzione. In caso di manipolazione, la garanzia decade.

Pinze Premium-Line / Tecnica fissa



Pinza per convertire i tubi Ortho-Cast M-Series sterilizzabile

Con lame intercambiabili.

Indicata solo per l'uso con i tubi Ortho-Cast M-Series!

Fornitura:

pinza completa di lame, 2 lame di ricambio
più una chiave a brugola,

Premium-Line - 10 anni di garanzia

REF 003-805-00

1 pezzo



Lame

sterilizzabili

Per pinza per convertire i tubi Ortho-Cast M-Series

Fornitura:

10 lame + 2 viti

REF 038-805-10

10 pezzi



Pinza speciale per debonding angolata a 45° sterilizzabile

Per rimuovere bracket e resti di collante. Modello speciale senza inserto in gomma e con punte angolate a 45°.

Con inserti in carburo di tungsteno.

Servizio di riparazione possibile.

Premium-Line - 10 anni di garanzia

REF 004-350-00

1 pezzo



Pinza asporta bracket, diritta sterilizzabile

Modello con punte diritte particolarmente indicato per la rimozione dei bracket nelle zone anteriori. Con inserti in carburo di tungsteno. Servizio di riparazione possibile.

Lunghezza: 13,0 cm

Premium-Line - 10 anni di garanzia

REF 004-346-00

1 pezzo



Pinza asporta bracket sterilizzabile

Per rimuovere i bracket diretti tra base e collante.

Servizio di riparazione possibile.

Premium-Line - 10 anni di garanzia

REF 003-349-00

1 pezzo



Protezioni in plastica

sterilizzabili

Per pinze asporta bracket, REF 003-349-00 e 045-005-00.

REF 038-356-00

4 pezzi

Pinze Premium-Line / Tecnica fissa

Pinza asporta bracket, angolata sterilizzabile

Per la facile rimozione dei bracket linguali e convenzionali nelle zone posteriori. Con inserti in carburo di tungsteno. Servizio di riparazione possibile.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 004-347-00

1 pezzo



Pinza asporta bande Oliver-Jones sterilizzabile

Con cappuccio in plastica e punta in carburo di tungsteno. Servizio di riparazione possibile.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 026-347-00

1 pezzo



Cappucci in plastica sterilizzabili

Per pinze asporta bande Oliver-Jones, REF 026-347-00 e 045-004-00.

REF 039-357-00

10 pezzi



Pinza tendi-elastici sterilizzabile

Per allargare gli anellini Dentalastics® prima del loro posizionamento.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 015-160-00

1 pezzo



Pinza How, diritta sterilizzabile

Pinza universale per tecnica multibracket. Le sue sottili estremità la rendono particolarmente adatta anche all'impiego nella zona anteriore inferiore.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-112-00

1 pezzo



Pinze Premium-Line / Tecnica fissa



Pinza How, curva sterilizzabile

Le punte ricurve la rendono particolarmente adatta nelle zone posteriori delle arcate dentali.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-111-00

1 pezzo



Tronchese angolato grosso sterilizzabile

Con inserti in carburo di tungsteno. Si consiglia di non tagliare fili dello spessore massimo consentito con la parte terminale delle lame. Servizio di riparazione possibile.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 1,0 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 004-266-00

1 pezzo



Tronchese distale piccolo sterilizzabile

Per accorciare le estremità degli archi in tecnica fissa. Versione sottile con dispositivo di trattenuta del filo. Con inserti in carburo di tungsteno. Servizio di riparazione possibile.

Lunghezza: 12,0 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-701-00

1 pezzo



Tronchese distale piccolo sterilizzabile

Versione sottile con manici lunghi per una migliore presa durante il taglio del filo. Provvisto di dispositivo di trattenuta del filo e inserti in carburo di tungsteno. Servizio di riparazione possibile.

Lunghezza: 14,0 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-702-00

1 pezzo



Tronchese distale grande sterilizzabile

Per accorciare le estremità degli archi in tecnica fissa. Versione robusta con dispositivo di trattenuta del filo e con inserti in carburo di tungsteno. Servizio di riparazione possibile.

Lunghezza: 12,0 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-700-00

1 pezzo

Pinze Premium-Line / Tecnica fissa

Flush Cutter grande con o-ring in silicone sterilizzabile

Versione sottile con manici lunghi per una migliore presa durante il taglio del filo. Trattenuta elastica del filo grazie all'o-ring in silicone, REF 037-356-00.
Con inserti in carburo di tungsteno.

Lunghezza: 14,2 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-706-00

1 pezzo



O-ring in silicone sterilizzabili

Per Flush Cutter piccolo e grande, REF 003-705-00 e 003-706-00.

REF 037-356-00

10 pezzi



Tronchese per legature, piccolo sterilizzabile

La perfetta chiusura della pinza in punta assicura un taglio netto di fili morbidi da legatura. Con lame in carburo di tungsteno. Si consiglia di non tagliare fili dello spessore massimo consentito con la parte terminale delle lame.

Servizio di riparazione possibile.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,4 mm, morbido

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 014-151-00

1 pezzo



Tronchese per legature 45° sterilizzabile

Con lame angolate a 45° per semplificare il taglio delle legature sui denti anteriori. Con inserti in carburo di tungsteno. Si consiglia di non tagliare fili dello spessore massimo consentito con la parte terminale delle lame.

Servizio di riparazione possibile.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,4 mm, morbido

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 014-152-00

1 pezzo



Tronchese angolato, medio sterilizzabile

Anodizzato nero. La precisione delle lame in chiusura assicura un taglio perfetto del filo. Con inserti in carburo di tungsteno.

Si consiglia di non tagliare fili dello spessore massimo consentito con la parte terminale delle lame.

Servizio di riparazione possibile.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 016-153-00

1 pezzo



Pinze Premium-Line / Tecnica fissa



Pinza per archi Angle/Tweed

sterilizzabile

Per dare il torque ai fili rettangolari. Il bloccaggio parallelo del filo ne impedisce l'accidentale compressione. Con inserti in carburo di tungsteno.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-442-00

1 pezzo



Pinza universale Weingart

sterilizzabile

Indicata per posizionare l'arco e piegare le sue estremità. Presenta una chiusura di precisione e punte zigrinate con inserti in carburo di tungsteno. Indicata anche per il debonding dei bracket.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-120-00

1 pezzo



Pinza universale Weingart, piccola

sterilizzabile

Versione particolarmente sottile indicata per posizionare l'arco e piegare le sue estremità. Presenta una chiusura di precisione e punte zigrinate. Non indicata per il debonding dei bracket.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-121-00

1 pezzo



Pinza Jarabak Light Wire

sterilizzabile

Con scanalature di guida.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, elastico

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-125-00

1 pezzo



Pinza di Tweed per loop

sterilizzabile

Indicata per piegature particolarmente delicate.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 012-350-00

1 pezzo



Pinza di Tweed per loop

sterilizzabile

Indicata per piegature particolarmente delicate.

Versione con punta intercambiabile in carburo di tungsteno.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 012-351-00

1 pezzo

Pinze Premium-Line / Tecnica fissa

Punte sterilizzabili

Per pinza di Tweed per loop, REF 012-351-00.

REF 038-357-00

3 pezzi



Pinza De La Rosa per contornare sterilizzabile

Con scanalature di guida per sagomare archi tondi e rettangolari da 16, 18, 22.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 004-109-00

1 pezzo



Pinza per archi linguali/palatali sterilizzabile

Indicata per piegare la parte terminale degli archi linguali e palatali al fine di permetterne l'inserimento negli appositi tubi linguali da $\varnothing 2 \times 0,9$ mm.

Spessore max. del filo: $\varnothing 0,9$ mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-185-00

1 pezzo



Pinza per Herbst TS/SUS sterilizzabile

Per stringere gli anelli distanziatori aperti di Herbst TS e SUS.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-710-00

1 pezzo



Pinza per crimpare sterilizzabile

Con punta a forma di „V” per trattenere e stringere i ganci chirurgici e i tubetti di stop aperti.

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-711-00

1 pezzo



Pinza di Angle, standard sterilizzabile

Versione particolarmente robusta, presenta una punta conica e una piramidale.

Spessore max. del filo: $\varnothing 0,7$ mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-139-00

1 pezzo



Pinze Premium-Line / Tecnica fissa



Pinza di Angle **sterilizzabile**

Versione particolarmente robusta, presenta una punta conica e una piramidale. Con inserti in carburo di tungsteno.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 004-139-00

1 pezzo



Pinza universale per archi extra orali **sterilizzabile**

Ideale per piegare e tagliare l'arco esterno delle T.E.O.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 1,8 mm

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-180-01

1 pezzo



Pinza concavo-convessa, extra piccola **sterilizzabile**

Ideale per creare anse di diametro differente e per adattare gli archi preformati in tecnica fissa.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-350-00

1 pezzo



Pinza a testa di martello **sterilizzabile**

Per piegare le estremità degli archi in NiTi a livello molare. Le estremità presentano una punta concava e una convessa per il filo di NiTi in modo da creare sull'estremità del filo una piccola ansa di stop.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,45 mm/18, $\varnothing$ 0,41 x 0,56 mm/16x22

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-355-00

1 pezzo



Pinza a tre becchi Aderer, extra piccola **sterilizzabile**

Indicata per piegare fili/archi in tecnica fissa. Particolarmente adatta per piegare fili/archi in NiTi come rematitan® „LITE“ e Tensic®.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, duro, $\varnothing$ 0,48 x 0,64 mm/19x25

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-205-00

1 pezzo

Pinze Premium-Line / Tecnica rimovibile

Pinza concavo-convessa, media

Per piegare piccole molle, occhielli e anse.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-053-00

1 pezzo



Pinza concavo-convessa, grande

Per piegare molle, anse e mantenitori di spazio.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-233-00

1 pezzo



Pinza concavo-convessa extra grande Ruhland

Indicata per formare molle di Coffin, molle di collegamento, archi labiali e anse a "U".

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 1,1 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 001-650-00

1 pezzo



Pinza di Adams, media

Con punte piramidali lisce e scanalatura interna.

Lunghezza: 12,0 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-514-00

1 pezzo



Pinza di Adams, media

Con punte piramidali lisce, inserti in carburo di tungsteno.

Lunghezza: 12,0 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-515-00

1 pezzo



Pinza di Adams, media

Con punte piramidali lisce, inserti in carburo di tungsteno e scanalatura.

Lunghezza: 12,0 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, elastico

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 004-515-00

1 pezzo



Pinze Premium-Line / Tecnica rimovibile



Pinza di Adams, grande

Con punte piramidali lisce.

Lunghezza: 14,5 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-094-00

1 pezzo



Pinza di Adams, media

Presenta una punta piramidale e una conica, entrambe lisce.

Lunghezza: 14,0 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-516-00

1 pezzo



Pinza di Adams, grande

Presenta una punta piramidale e una conica, entrambe lisce.

Con inserti in carburo di tungsteno.

Lunghezza: 16,0 cm

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 004-095-00

1 pezzo



Pinza a punte piatte, larga

Con punte zigrinate e scanalatura di guida. Particolarmente indicata per attivare le molle.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-452-00

1 pezzo



Pinza universale Krampon, grande

Pinza universale per piegare e tagliare, con inserti in carburo di tungsteno.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,9 mm, duro

Spessore max. di taglio: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-522-00

1 pezzo



Pinza universale

Con punte zigrinate e scanalatura di guida.

Superfici di lavoro rivestite in carburo di tungsteno.

Servizio di riparazione possibile.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,8 mm, duro

Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-290-00

1 pezzo

Pinze Premium-Line / Tecnica rimovibile

Pinza a punte piatte

Presenta punte lisce e scanalatura di guida.
Con inserti in carburo di tungsteno.
Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, elastico
Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 004-455-00

1 pezzo



Pinza a punte piatte

Con punte zigrinate fini e scanalatura di guida.
Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 035-455-00

1 pezzo



Pinza di Young per anse

Pinza universale per creare anse e loop di diverso diametro.
Ideale per archi labiali.
Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 012-074-00

1 pezzo



Pinza a tre becchi Aderer, piccola

Lunghezza: 12,5 cm
Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-201-00

1 pezzo



Pinza a tre becchi Aderer, media

Lunghezza: 13,0 cm
Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,9 mm, duro
Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-200-00

1 pezzo



Pinza a tre becchi Aderer, grande

Versione robusta.
Lunghezza: 15,5 cm
Spessore max. del filo: $\varnothing$ 1,5 mm, duro
Premium-Line · 10 anni di garanzia

REF 003-202-00

1 pezzo



Pinze Premium-Line / Tecnica rimovibile



Pinza per ganci lanceolati

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

Premium-Line - 10 anni di garanzia

REF 012-520-00

1 pezzo




Pinza per ganci lanceolati

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

Premium-Line - 10 anni di garanzia

REF 012-521-00

1 pezzo



Pinze EQ-Line / Tecnica fissa

Pinza asporta bracket sterilizzabile

Per rimuovere i bracket diretti.

REF 045-005-00

1 pezzo



Protezioni in plastica sterilizzabili

Per pinze asporta bracket, REF 003-349-00 e 045-005-00.

REF 038-356-00

4 pezzi



Tronchese distale sterilizzabile

Indicato per accorciare le estremità dell'arco in tecnica fissa. Con dispositivo di trattenuta del filo e inserti in tungsteno. Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00

1 pezzo



Tronchese angolato, medio sterilizzabile

Per tagliare fili ed archi. Con inserti in tungsteno. Si consiglia di non tagliare fili dello spessore massimo consentito con la parte terminale delle lame. Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

REF 045-022-00

1 pezzo



Pinza asporta bande Oliver-Jones sterilizzabile

Con cappuccio in plastica sostituibile.

REF 045-004-00

1 pezzo



Cappucci in plastica sterilizzabili

Per pinze asporta bande Oliver-Jones, REF 026-347-00 e 045-004-00.

REF 039-357-00

10 pezzi



Pinza How, diritta sterilizzabile

Pinza universale per tecnica multibracket. Le sue sottili estremità la rendono particolarmente adatta anche all'impiego nella zona anteriore inferiore.

REF 045-006-00

1 pezzo



Pinze EQ-Line / Tecnica fissa



Pinza Angle/Tweed

sterilizzabile

Pinza per dare il torque ai fili rettangolari. Il bloccaggio parallelo del filo ne impedisce l'accidentale compressione. Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00

1 pezzo



Pinza universale Weingart

sterilizzabile

Indicata per posizionare l'arco e piegare le sue estremità. Con punte zigrinate a perfetta chiusura. Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, duro

REF 045-003-00

1 pezzo



Pinza di Nance per anse

sterilizzabile

Presenta punte con vari gradini per formare anse verticali di differente altezza su fili a sezione tonda o rettangolare. Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, elastico

REF 045-010-00

1 pezzo



Pinza Jarabak Light Wire

sterilizzabile

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, elastico

REF 045-009-00

1 pezzo



Pinza di Tweed per loop

sterilizzabile

Indicata per piegature particolarmente delicate. Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,5 mm, duro

REF 045-001-00

1 pezzo



Pinza di Angle

sterilizzabile

Versione robusta con una punta conica e una piramidale, entrambe lisce. Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

REF 045-002-00

1 pezzo

Pinze EQ-Line / Tecnica rimovibile

Pinza concavo-convessa Medium

Spessore max. del filo: ø 0,7 mm, duro

REF 045-012-00

1 pezzo



Pinza concavo-convessa grande

Per la realizzazione di mantenitori di spazio.

Spessore max. del filo: ø 0,8 mm, duro

REF 045-013-00

1 pezzo



Pinza concavo-convessa extra grande Ruhland

Indicata per formare molle di Coffin, molle di collegamento, archi labiali ed anse ad "U".

Spessore max. del filo: ø 1,1 mm, duro

REF 045-014-00

1 pezzo



Pinza di Adams, media

Con punte piramidali lisce e scanalatura di guida.

Spessore max. del filo: ø 0,7 mm, duro

REF 045-015-00

1 pezzo



Pinza di Adams, grande

Con punte piramidali lisce e scanalature di guida.

Spessore max. del filo: ø 0,8 mm, duro

REF 045-016-00

1 pezzo



Pinza di Adams grande

Presenta una punta piramidale e una conica, entrambe lisce.

Spessore max. del filo: ø 0,8 mm, duro

REF 045-017-00

1 pezzo



Pinze EQ-Line / Tecnica rimovibile



Pinza universale Krampon, grande

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,9 mm, duro
Spessore max. di taglio: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

REF 045-019-00

1 pezzo



Pinza a punte piatte

Con punte sottili lisce e scanalatura di guida.
Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

REF 045-018-00

1 pezzo



Pinza di Young per anse

Pinza universale per creare anse e loop di diverso diametro.
Ideale per archi labiali.
Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

REF 045-011-00

1 pezzo



Pinza a tre becchi Aderer, extra piccola

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,8 mm, duro

REF 045-020-00

1 pezzo



Pinza a tre becchi Aderer, piccola

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,7 mm, duro

REF 045-007-00

1 pezzo



Pinza a tre becchi Aderer, media

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 0,9 mm, duro

REF 045-008-00

1 pezzo

Tronchese angolato extra grosso

Pressione minima di taglio grazie alla trasmissione della forza di leva. Si consiglia di non tagliare fili dello spessore massimo consentito con la parte terminale delle lame.

Spessore max. del filo: $\varnothing$ 1,3 mm, duro

REF 044-177-00

1 pezzo



Pinzette sterilizzabili

Per il posizionamento dei bracket diretti. La linguetta posteriore permette di angolare i bracket. Costruzione sottile in un unico pezzo.

REF 025-277-00

1 pezzo



Pinzette sterilizzabili

Con linguetta lunga di posizionamento.

Per il posizionamento dei bracket diretti.

La linguetta posteriore permette di angolare i bracket.

Costruzione sottile in un unico pezzo.

REF 025-276-00

1 pezzo



Pinzette sterilizzabili

Per denti posteriori.

Particolarmente indicate per il bondaggio di bracket e tubi molari diretti nelle zone posteriori.

REF 025-279-00

1 pezzo



Pinzette sterilizzabili

Pinzette dal disegno speciale per il semplice posizionamento di bracket e tubi molari diretti.

REF 025-280-00

1 pezzo



discovery® pearl Debonding-Instrument sterilizzabili

Per la semplice e sicura rimozione dei bracket in ceramica discovery® pearl.

REF 019-001-00

1 pezzo



Strumenti



Strumento di utilità a doppia punta sterilizzabile

Indicato per asportare i residui di collante.
Provvisto di spingibande zigrinato.

REF 027-349-00

1 pezzo



Forbici

Per bande in acciaio sottili.

Versione	REF	Quantità
a lame dritte	007-024-00	1 pezzo
a lame curve	008-025-00	1 pezzo



Altimetro a stella

sterilizzabile

Permette di misurare l'altezza tra slot e bordo incisale dei
denti durante il bonding di bracket e bande.

Con punte metalliche.

REF 030-390-00

1 pezzo



Altimetri per brackets

sterilizzabili

Presentano 4 diverse altezze (3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 mm)
per il posizionamento di brackets con slot 18 o 22.

REF 030-390-18

1 pezzo

REF 030-390-22

1 pezzo

Spingibande in plastica per molari

sterilizzabile fino a max. 180 °C

Con punta triangolare in tungsteno.

REF 026-355-00

1 pezzo



Spingibande

sec. Mershon

sterilizzabile

Con punta quadrangolare zigrinata e impugnatura anatomica per esercitare la pressione ideale durante il montaggio delle bande.

REF 024-300-01

1 pezzo



Specchietto intraorale con linee di repere (completo), linguale

sterilizzabile

REF 023-279-00

1 pezzo



Specchietto intraorale con linee di repere (senza manico), linguale

sterilizzabile

REF 023-279-10

1 pezzo



Strumento di posizionamento, linguale

sterilizzabile

REF 023-278-00

1 pezzo



Strumenti



Porta-aghi, media

sec. Mathieu

sterilizzabile

Ideale per legare gli archi. Versione particolarmente maneggevole con punte zigrinate.

REF 000-030-00

1 pezzo



Porta-aghi, media con anello

sec. Bachmann

sterilizzabile

Con punte zigrinate, semplifica l'operazione di legatura dell'arco grazie alla presenza di un anello. Indicata anche per l'applicazione di ferule.

REF 000-035-00

1 pezzo



Porta-aghi, piccola

sec. Mathieu

sterilizzabile

Presenta punte particolarmente sottili. Ideale per il montaggio delle legature elastiche Dentalastics®.

Non adatta per legature metalliche.

REF 000-031-00

1 pezzo



Pinza Mosquito, senza gancio

sterilizzabile

Per trattenere le corone o per il montaggio delle legature elastiche Dentalastics®.

REF 000-730-00

1 pezzo



Pinza Mosquito, con gancio

sterilizzabile

Per il montaggio delle legature elastiche Dentalastics®.

REF 000-731-00

1 pezzo



Pinza Mosquito, curva

sterilizzabile

Per applicare le legature elastiche Dentalastics®, specialmente in tecnica linguale.

REF 000-732-00

1 pezzo

Strumento e adattatore per legature sterilizzabile

Indicato per piegare e adattare le legature preformate lunghe.

REF 022-274-00

1 pezzo

**Strumento per legature a doppia punta sterilizzabile**

Per piegare ed adattare le legature metalliche.

REF 021-273-00

1 pezzo

**Strumento a doppia punta**

sec. Langer

sterilizzabile

Per effettuare la piega di sicurezza sull'estremità dell'arco.

Ø manico: 8 mm

REF 019-000-00

1 pezzo



Strumenti



Formatore d'archi senza torque

Per la creazione di archi piani in filo rettangolare.

Per fili rettangolari di diametro:

Ø 0,41 mm / 16

Ø 0,43 mm / 17

Ø 0,46 mm / 18

Ø 0,51 mm / 20

Ø 0,56 mm / 22

Colore: blu

REF 004-180-00

1 pezzo



Formatore d'archi con torque / 16

Per la creazione di archi piani o con torque in filo rettangolare.

Ø 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16

con 0°, 7°, 10°, 13° e 16° di torque

Colore: rosso

REF 004-186-00

1 pezzo



Formatore d'archi con torque / 16 x 16

Per la creazione di archi piani o con torque in filo rettangolare.

Ø 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16

con 0°, 10°, 16° e 23° di torque

Versione speciale per tecnica di Ricketts®.

Colore: verde

REF 004-187-00

1 pezzo



Formatore d'archi con torque / 18

Per la creazione di archi piani o con torque in filo rettangolare.

Ø 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

con 0°, 7°, 10°, 13° und 16° di torque

Colore: oro

REF 004-182-00

1 pezzo



Formatore d'archi con torque / 22

Per la creazione di archi piani o con torque in filo rettangolare.

Ø 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

con 0°, 7°, 10°, 13° und 16° di torque

Colore: argento

REF 004-184-00

1 pezzo

Dinamometri

Con ago per la misurazione delle forze di trazione/pressione.

Campo di misurazione	REF	Quantità
25–250 g	040-711-00	1 pezzo
50–500 g	040-712-00	1 pezzo
100–1000 g	040-713-00	1 pezzo

**Calibro dentale**

sec. Beerendonk

Con punte lunghe e sottili per misurazioni su modello.

REF 042-750-00

1 pezzo

**Calibro dentale modello Monaco**

Con punte molto sottili per misurazioni su modello.

REF 042-751-00

1 pezzo

**Regolo ortodontico**

sec. Bernklau

sterilizzabile

Materiale: acciaio inox

Ideale per qualsiasi misurazione diagnostica, intraorale o su modello.

REF 044-730-01

1 pezzo



Strumenti



Misuratore

Per misurare l'espansione delle placche ortodontiche.

REF 043-720-00

1 pezzo



Righello flessibile

Materiale: plastica

Per misurare archi labiali, ganci Adams, archi palatali etc.

Colore: bianco

REF 766-000-00

1 pezzo



Righello modello Monaco sterilizzabile

Materiale: acciaio inox

Con scala graduata da 1/2 mm e 1 mm.

Lunghezza: 15,0 cm

REF 044-731-00

1 pezzo



Piastra millimetrata

sec. Schmuth

Misuratore ottico delle arcate dentali senza errori di parallasse.

Quando le due scale, la nera e la rossa, sono sovrapposte, le misure rilevate sono prive di errori di parallasse.

REF 003-366-00

1 pezzo



Compasso tridimensionale

sec. Korkhaus

Consente di determinare, con una sola misurazione intraorale, gli spostamenti dentali nelle tre direzioni dello spazio.

Non omologato per l'uso intraorale!

REF 028-353-00

1 pezzo



Compasso

Versione standard. Permette di misurare il diametro dei denti o la distanza del bracket dal bordo incisale.

Non omologato per l'uso intraorale!

REF 030-395-03

1 pezzo



Punta

Per compassi (REF 030-395-02 e 030-395-03).

REF 030-396-02

1 pezzo


Set diagnostico

sec. Korkhaus

Set con ortometro, disco millimetrato, disco centimetrato e compasso.

REF 029-360-02

1 Set



Ortometro

Per set diagnostico sec. Korkhaus REF 029-360-02.

REF 029-364-00

1 pezzo



Compasso

Per set diagnostico sec. Korkhaus REF 029-360-02.

REF 029-361-02

1 pezzo




Disco centimetrato

Per set diagnostico sec. Korkhaus REF 029-360-02.

REF 029-362-00

1 pezzo




Disco millimetrato

Per set diagnostico sec. Korkhaus REF 029-360-02.

REF 029-363-00

1 pezzo



Matite per marcare

Matita grassa

Colore: bianco

REF 043-700-00

6 pezzi



Pennarelli

Indelebili

Colori	REF	Quantità
nero	043-800-00	1 pezzo
rosso	043-900-00	1 pezzo



Diagnostica



Normografo cefalometrico standard

Materiale: plastica

Con goniometro e sagome dei denti.

Per eseguire misurazioni sulle radiografie.

Dimensioni: 207 x 132 mm

Colore: trasparente

REF 004-368-00

1 pezzo



Normografo cefalometrico

sec. Ricketts®

Materiale: plastica

Per eseguire misurazioni sulle radiografie.

Completo di righello millimetrato, goniometro


e sagome per la riproduzione dei denti.

Dimensioni: 197 x 74 mm

Colore: trasparente

REF 004-369-00

1 pezzo



Selettore per archi Penta

sec. Ricketts®

Materiale: plastica

Per scegliere la forma dell'arco.

Dimensioni: 30,3 x 21,6 cm

Colore: trasparente

REF 004-373-00

1 pezzo



Fogli di acetato

Per tracciati cefalometrici. Presentano un lato lucido ed uno opaco. Confezionati in blocco a strappo.

Dimensioni	REF	Quantità
17,5 x 23,5 cm	075-100-00	100 pezzi
24 x 30 cm	075-101-00	100 pezzi

Lubrificante per pinze e strumenti

Per la protezione e la cura degli strumenti prima della sterilizzazione.

REF 055-201-00

50 ml



Portapinze e portafilili combinato

Materiale: plastica

Con 6 tubi per fili in stanghette. Non utilizzare disinfettanti o detergenti contenenti etanolo, fenolo o alcool.

Colore: trasparente

Altezza: ca. 13 cm

Larghezza: ca. 18 cm

REF 055-101-01

1 pezzo



Portapinze

Non utilizzare disinfettanti o detergenti contenenti etanolo, fenolo o alcool.

Indicato per	Materiale	Colore	Lunghezza	REF	Quantità
ca. 7 pinze	plastica	trasparente	13,0 cm	055-000-00	1 pezzo
ca. 14 pinze	plastica	trasparente	25,5 cm	055-100-00	1 pezzo



Portapinze

Materiale: plastica

Per 15 pinze.

Non utilizzare disinfettanti o detergenti contenenti etanolo, fenolo o alcool.

Dimensioni: 30 x 20 x 6,5 cm (L x P x H)

Colore: bianco

REF 055-105-00

1 pezzo



Portafrese magnetico

Con parti in plastica.

- Salda tenuta degli strumenti grazie ai dischi calamitati
- Viene fornito senza strumenti
- Non utilizzare disinfettanti o detergenti contenenti etanolo, fenolo o alcool

REF 089-430-00

1 pezzo



Portafrese

Materiale: plastica

- Per 12 frese (fornito senza strumenti)

- Mandrino ø: 2,35 mm

- Non utilizzare disinfettanti o detergenti contenenti etanolo, fenolo o alcool

Colore: trasparente

REF 089-431-00

1 pezzo



[illegible]

[illegible]

