



dentaurum.it
connected to you

Ortodonzia | Implantologia | Protesi | Ceramica | Gnatologia | Digitale | Monouso

Prodotti fuori catalogo
Implantologia
Maggio 2024



AVVITATORE CORDLESS ISD900 - SET COMPLETO



L'avvitatore cordless iSD900 NSK aiuta a fissare e rimuovere in totale sicurezza viti protesiche, cappette e viti di guarigione durante le procedure implantari, aumentando la velocità di trattamento fino al 50%.
Può essere impiegato anche per l'avvitamento dei tomas®-pin.

Caratteristiche

- Sistema di calibrazione del torque (TCS) per assicurare valori di torque accurati in ogni momento.
- Intervallo di torque adattabile tra 10 e 40 Ncm per garantire regolazioni precise e impostazioni con aumenti di 1 o 5 Ncm in base alle procedure.
- Pannello di controllo LCD per una migliore visibilità e funzionalità operativa.
- Velocità di rotazione a 15 rpm, 20 rpm e 25 rpm in base alle necessità operative.
- Leva rimovibile e autoclavabile dell'interruttore di accensione / spegnimento dell'estensione per consentire al clinico di azionare facilmente lo strumento.

Specifiche tecniche

Torque	10 - 40 Ncm con incrementi di 1 o 5 Ncm
Velocità	15, 20, 25 min ⁻¹
Peso	148g (iSD900 motore + iSD-HP)
Tempo ricarica	90 min* ca
Tempo utilizzo continuo	max 72 min*

*Questi parametri possono variare in base all'ambiente di utilizzo.

Contenuto del set: motore iSD900 iSD-HP, caricatore iSD900, calibratore torque, leva On/Off.

Codice	Descrizione	Q.tà	Ct
W-Y1001358	Avvitatore cordless iSD900 Set completo	1 pz	C

ABUTMENT V4 BASE




Gli abutment V4 Base sono indicati per tecnica a incollaggio, nonché come temporary cylinder per protesi provvisoria, ma particolarmente per la chirurgia computer guidata.

Realizzati in titanio Grado 5.

Realizzati per il sistema implantare tioLogic® TWINFIT e disponibili per le linee S, M e L.

Altezza transmucosa 2,5 mm

Codice	Descrizione	Q.tà	Ct
Y-ANL-IO	Analogo digitale L	1 pz	G
Y-ANM-IO	Analogo digitale M	1 pz	G
Y-ANS-IO	Analogo digitale S	1 pz	G
Y-V4LH25	V4 Base antirotante H2.5 L	1 pz	G
Y-V4LRH25	V4 Base rotante H2.5 L	1 pz	G
Y-V4MH25	V4 Base antirotante H2.5 M	1 pz	G
Y-V4MRH25	V4 Base rotante H2.5 M	1 pz	G
Y-V4SH25	V4 Base antirotante H2.5 S	1 pz	G
Y-V4SRH25	V4 Base rotante H2.5 S	1 pz	G



INSERTI LOCATOR® COMPATIBILI



Non essendo più disponibili da Dentaurum Implants gli inserti e i connessi accessori LOCATOR®, abbiamo provveduto a ricercare un nuovo fornitore.

Nella tabella sottostante trovate la vecchia codifica e la nuova corrispondente con quantità e prezzi.



Codice OLD	Descrizione OLD	Q.tà	Ct	Codice NEW	Descrizione NEW	Q.tà
386-512-00	Locator, cappette per impronta	4 pz	I	Y-KACL-00	Locator, PSD cappetta titanio	1 pz
386-514-00	Analogo Locator	1 pz	I	Y-PSAR-00	Analogo compatibile Locator	1 pz
386-516-00	Locator, set da laboratorio	6 pz	I	Y-KACL-02	Locator, kit PSD 0-10° con cappetta	5 pz
-	-	-	I	Y-KACL-03	Locator, kit PSD grandi divergenze	6 pz
386-518-00	Locator, inserti lavoro, neri	4 pz	I	Y-KACL-13	Locator, ric. PSD nero inserti lavoro	8 pz
386-520-00	Locator, inserti ritentivi, trasp. 0-10°	4 pz	I	Y-KACL-12	Locator, ric. PSD trasp. forte 2270g	8 pz
386-522-00	Locator, inserti ritentivi, rosa 0-10°	4 pz	I	Y-KACL-11	Locator, ric. PSD grigio medio 1360g	8 pz
386-524-00	Locator, inserti ritentivi, blu 0-10°	4 pz	I	Y-KACL-10	Locator, ric. PSD blu leggero 680g	8 pz
386-526-00	Locator, inserti ritentivi, verde 0-20°	4 pz	I	Y-KACL-06	Locator, ric. PSD divergente verde forte 1810g	4 pz
386-528-00	Locator, inserti ritentivi, rosso 0-20°	4 pz	I	Y-KACL-05	Locator, ric. PSD divergente arancio medio 910g	4 pz
387-745-00	Strumento per Locator	1 pz	C	Y-LLPS-01	Strumento utilità PSD	1 pz
-	-	-	C	Y-LLPS-00	Locator, PSD driver	1 pz



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Instagram!



Dentaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaurum.it | info@dentaurum.it