



**DENTAURUM
ITALIA S.P.A.**

Prodotti ORTO fuori catalogo
Maggio 2025

INDICE

Fornitore	Prodotto	Pag.
 G&H ORTHODONTICS® Quality Manufacturing. Exceptional Service.	M5™ Thermal Copper Nickel Titanium	4
	G4™ Nickel Titanium	5
	S304 Straight Post	5
	G4orce™ Progressive Force Nickel Titanium	7
	Anellini elastici colorati per legature	7
 OSSTEM ® ORTHODONTICS	Bracket in plastica OK REAL RESIN	8, 9
	Bracket autoleganti MAJESTY Metal	10
	Strumento per bracket autoleganti MAJESTY Metal	11
 LASCOD	Kromoglass 3	11
	iQ green	11
 X MORELLI	Bracket in ceramica Edgewise	12
	Bottoni linguali estetici in ceramica per DB	12
	Bracket convertibili con gancio	12
 RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS	Cemento fotopolimerizzabile blu per bande	13
	GoTo - Collante ortodontico fotopolimerizzabile	13
	Light Bond Sealant, no fluoro	13
	Rely-A-Bond - Collante ortodontico autopolimerizzabile	14
	Bond Aligner - Collante fotopolimerizzabile per aligner	14
	Flow Tain - Composito fluido fotopolimerizzabile per retainer	14
	T.K.O. - Gel composito multiuso fotopolimerizzabile	15
	Assure Plus Sealant - Primer universale	15
	Porcelain Conditioner - Primer per ceramica	15

INDICE


Fornitore	Prodotto	Pag.
	Tubi tripli con gancio, da puntare	16
	Tubi doppi con gancio, da puntare	16
	Bottoni linguali con occhiello, da incollare	16
	Ganci aperti per archi	16
	Cunei di rotazione	16
	Cuffie per trazione alta	17
	Cuscini per trazioni cervicali	17
	Moduli di sicurezza	17
	Tubo/filo elastico per legature a "8"	17
	Tubo di protezione	17
	Apribocca	17
	Maschere Delaire	18
	Maschere facciali dinamiche	18
	Specchi per foto intraorali	18
	Sistema di stripping interdentale	19

M5™ Thermal Copper Nickel Titanium

Gli archi NiTi Termici M5™ Copper sono realizzati con materiale di alta qualità ed una temperatura di trasformazione a 27°C che li distinguono dagli altri archi usati in ortodonzia.



	ROTH MBT SQUARE		MBT OVOID		DAMON COMPATIBLE		
	Trueform™ I		Europa™ I		Europa™ II		
● Tondo	▲ Superiore	▼ Inferiore	▲ Superiore	▼ Inferiore	▲ Superiore	▼ Inferiore	Q.ta
.012"	U-M5TFU012	U-M5TFL012	U-M5EFU012	U-M5EFL012	U-M5EFU112	U-M5EFL112	25pz
.014"	U-M5TFU014	U-M5TFL014	U-M5EFU014	U-M5EFL014	U-M5EFU114	U-M5EFL114	25pz
.016"	U-M5TFU016	U-M5TFL016	U-M5EFU016	U-M5EFL016	U-M5EFU116	U-M5EFL116	25pz
.018"	U-M5TFU018	U-M5TFL018	U-M5EFU018	U-M5EFL018	U-M5EFU118	U-M5EFL118	25pz
.020"	U-M5TFU020	U-M5TFL020	U-M5EFU020	U-M5EFL020	U-M5EFU120	U-M5EFL120	25pz
■ Rettangolare	▲ Superiore	▼ Inferiore	▲ Superiore	▼ Inferiore	▲ Superiore	▼ Inferiore	Q.tà
.014" x .025"	-	-	-	-	U-M5EFU3425	U-M5EFL3425	25pz
.016" x .016"	U-M5TFU1616	U-M5TFL1616	U-M5EFU1616	U-M5EFL1616	U-M5EFU3616	U-M5EFL3616	25pz
.016" x .022"	U-M5TFU1622	U-M5TFL1622	U-M5EFU1622	U-M5EFL1622	U-M5EFU3622	U-M5EFL3622	25pz
.016" x .025"	-	-	-	-	U-M5EFU3625	U-M5EFL3625	25pz
.017" x .017"	U-M5TFU1717	U-M5TFL1717	U-M5EFU1717	U-M5EFL1717	U-M5EFU3717	U-M5EFL3717	25pz
.017" x .025"	U-M5TFU1725	U-M5TFL1725	U-M5EFU1725	U-M5EFL1725	U-M5EFU3725	U-M5EFL3725	25pz
.018" x .018"	U-M5TFU1818	U-M5TFL1818	U-M5EFU1818	U-M5EFL1818	U-M5EFU3818	U-M5EFL3818	25pz
.018" x .025"	U-M5TFU1825	U-M5TFL1825	U-M5EFU1825	U-M5EFL1825	U-M5EFU3825	U-M5EFL3825	25pz
.019" x .025"	U-M5TFU1925	U-M5TFL1925	U-M5EFU1925	U-M5EFL1925	U-M5EFU3925	U-M5EFL3925	25pz
.020" x .020"	U-M5TFU2020	U-M5TFL2020	U-M5EFU2020	U-M5EFL2020	U-M5EFU3020	U-M5EFL3020	25pz
.021" x .025"	U-M5TFU2125	U-M5TFL2125	U-M5EFU2125	U-M5EFL2125	U-M5EFU3125	U-M5EFL3125	25pz



G4™ Nickel Titanium


Gli archi NiTi G4™ sono il risultato di anni di ricerche e di sviluppo da parte della G&H® Orthodontics. Le procedure di fabbricazione e i test effettuati garantiscono la massima qualità di forza, memoria e proprietà elastiche degli archi.



	ROTH MBT SQUARE		MBT OVOID		DAMON COMPATIBLE		
	Trueform™ I		Europa™ I		Europa™ II		
● Tondo	▲ Superiore	▼ Inferiore	▲ Superiore	▼ Inferiore	▲ Superiore	▼ Inferiore	Q.tà
.012"	U-JG4TFU012	U-JG4TFL012	U-JG4EFU012	U-JG4EFL012	U-JG4EFU112	U-JG4EFL112	25pz
.014"	U-JG4TFU014	U-JG4TFL014	U-JG4EFU014	U-JG4EFL014	U-JG4EFU114	U-JG4EFL114	25pz
.016"	U-JG4TFU016	U-JG4TFL016	U-JG4EFU016	U-JG4EFL016	U-JG4EFU116	U-JG4EFL116	25pz
.018"	U-JG4TFU018	U-JG4TFL018	U-JG4EFU018	U-JG4EFL018	U-JG4EFU118	U-JG4EFL118	25pz
.020"	U-JG4TFU020	U-JG4TFL020	U-JG4EFU020	U-JG4EFL020	U-JG4EFU120	U-JG4EFL120	25pz
■ Rettangolare	▲ Superiore	▼ Inferiore	▲ Superiore	▼ Inferiore	▲ Superiore	▼ Inferiore	Q.tà
.014" x .025"	U-JG4TFU1425	-	U-JG4EFU1425	U-JG4EFL1425	U-JG4EFU3425	U-JG4EFL3425	25pz
.016" x .016"	U-JG4TFU1616	U-JG4TFL1616	U-JG4EFU1616	U-JG4EFL1616	U-JG4EFU3616	U-JG4EFL3616	25pz
.016" x .022"	U-JG4TFU1622	U-JG4TFL1622	U-JG4EFU1622	U-JG4EFL1622	U-JG4EFU3622	U-JG4EFL3622	25pz
.016" x .025"	-	-	U-JG4EFU1625	U-JG4EFL1625	U-JG4EFU3625	U-JG4EFL3625	25pz
.017" x .017"	-	-	U-JG4EFU1717	U-JG4EFL1717	U-JG4EFU3717	U-JG4EFL3717	25pz
.017" x .025"	U-JG4TFU1725	U-JG4TFL1725	U-JG4EFU1725	U-JG4EFL1725	U-JG4EFU3725	U-JG4EFL3725	25pz
.018" x .018"	U-JG4TFU1818	U-JG4TFL1818	U-JG4EFU1818	U-JG4EFL1818	U-JG4EFU3818	U-JG4EFL3818	25pz
.018" x .025"	U-JG4TFU1825	U-JG4TFL1825	U-JG4EFU1825	U-JG4EFL1825	U-JG4EFU3825	U-JG4EFL3825	25pz
.019" x .025"	U-JG4TFU1925	U-JG4TFL1925	U-JG4EFU1925	U-JG4EFL1925	U-JG4EFU3925	U-JG4EFL3925	25pz
.020" x .020"	U-JG4TFU2020	U-JG4TFL2020	U-JG4EFU2020	U-JG4EFL2020	U-JG4EFU3020	U-JG4EFL3020	25pz
.021" x .025"	U-JG4TFU2125	U-JG4TFL2125	U-JG4EFU2125	U-JG4EFL2125	U-JG4EFU3125	U-JG4EFL3125	25pz

S304 Straight Post







- Intrusione anteriore
- Possibilità di essere sfruttati come ganci per elastici
- Realizzati in acciaio di tipo medicale 304v
- La distanza degli uncini viene misurata lungo il bordo incisale dal distale di un laterale fino al distale del laterale opposto
- Utilizzabili sia per arcata superiore sia inferiore



	ROTH MBT SQUARE		MBT OVOID*		DAMON COMPATIBLE		
	Trueform™ I		Europa™ I		Europa™ II Universal		
Arco	17"x25"	19"x25"	16x22"	19"x25"	16"x25"	19"x25"	Q.tà
22mm	U-JPSTF172522	U-JPSTF192522	U-JPSEF162222	U-JPSEF192522	U-JPSEF362522	U-JPSEF392522	10pz
24mm	U-JPSTF172524	U-JPSTF192524	U-JPSEF162224	U-JPSEF192524	U-JPSEF362524	U-JPSEF392524	10pz
26mm	U-JPSTF172526	U-JPSTF192526	U-JPSEF162226	U-JPSEF192526	U-JPSEF362526	U-JPSEF392526	10pz
28mm	U-JPSTF172528	U-JPSTF192528	U-JPSEF162228	U-JPSEF192528	U-JPSEF362528	U-JPSEF392528	10pz
30mm	U-JPSTF172530	U-JPSTF192530	U-JPSEF162230	U-JPSEF192530	U-JPSEF362530	U-JPSEF392530	10pz
32mm	U-JPSTF172532	U-JPSTF192532	U-JPSEF162232	U-JPSEF192532	U-JPSEF362532	U-JPSEF392532	10pz
34mm	U-JPSTF172534	U-JPSTF192534	U-JPSEF162234	U-JPSEF192534	U-JPSEF362534	U-JPSEF392534	10pz
36mm	U-JPSTF172536	U-JPSTF192536	U-JPSEF162236	U-JPSEF192536	U-JPSEF362536	U-JPSEF392536	10pz
38mm	U-JPSTF172538	U-JPSTF192538	U-JPSEF162238	U-JPSEF192538	U-JPSEF362538	U-JPSEF392538	10pz
40mm	U-JPSTF172540	U-JPSTF192540	U-JPSEF162240	U-JPSEF192540	U-JPSEF362540	U-JPSEF392540	10pz
42mm	U-JPSTF172542	U-JPSTF192542	U-JPSEF162242	U-JPSEF192542	U-JPSEF362542	U-JPSEF392542	10pz
44mm	U-JPSTF172544	U-JPSTF192544	U-JPSEF162244	U-JPSEF192544	U-JPSEF362544	U-JPSEF392544	10pz



Forme disponibili



IMMAGINI
A DIMENSIONE REALE




Compare size to scale for
reproduction distortion.

Standard Form

G4orce™ Progressive Force Nickel Titanium

- G4orce™ è un arco NiTi G4 a tripla forza distribuita in tre zone distinte.
anteriore, laterale e posteriore
- Leggera sul segmento anteriore
- Media sul segmento laterale
- Forte sul segmento posteriore



Anellini elastici colorati per legature

- Alta elasticità
- Resistenti alle decolorazioni
- Diametro .120"

Lo stick può essere tagliato a metà per renderlo monopaziente ed evitare contaminazioni



Descrizione	REF	Q.tà
Elastici colorati x legature, assortimento	U-JVTAS46	1012pz
Elastici colorati x legature, nere	U-JVTBK46	1012pz
Elastici colorati x legature, blu cielo	U-JVTLS46	1012pz
Elastici colorati x legature, rosa	U-JVTPK46	1012pz
Elastici colorati x legature, pearl	U-JVTPL46	1012pz
Elastici colorati x legature, blu royal	U-JVTRB46	1012pz
Elastici colorati x legature, argento	U-JVTSV46	1012pz
Elastici colorati x legature, gialle	U-JVTYW46	1012pz
Elastici colorati x legature, lavanda	U-JVTLV46	1012pz
Elastici colorati x legature, viola metal	U-JVTPP46	1012pz
Elastici colorati x legature, rosse	U-JVTRR46	1012pz
Elastici colorati x legature, bianche	U-JVTWT46	1012pz
Elastici colorati x legature, verdi	U-JVTGR46	1012pz
Elastici colorati x legature, arancione	U-JVTOR46	1012pz

Colori contenuti nell'assortimento: nere, blu sky, rosa, verdi, blu royal, rosse, arancio, viola metal 46 moduli da 22 legature cad. (il quantitativo dei singoli colori può variare di volta in volta).

Bracket in plastica OK REAL RESIN


L'inserto metallico nello slot dei bracket OK Real resin è stato progettato per ridurre l'attrito in quanto il filo ne tocca la superficie in solo quattro piccoli punti sulla parete polimerica. L'acciaio nello slot è progettato per trasmettere il torque attraverso la base senza la consueta distorsione o emettere bave di plastica e altri materiali polimerici.



Tecnica Roth 18/22

Codice	Descrizione	Q.tà	Dente	Gancio	Torque	Angolaz.
U-600-11-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	11		+11°	+5°
U-600-12-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	12		+8°	+9°
U-600-13H-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	13	●	+2°	+8°
U-600-14-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	14-15		+7°	0°
U-600-21-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	21		+11°	+5°
U-600-22-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	22		+8°	+9°
U-600-23H-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	23	●	+2°	+8°
U-600-24-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	24-25		+7°	0°
U-600-31-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	32-31-41-42		0°	0°
U-660-33H-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	33	●	+11°	+7°
U-600-34-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	34		+17°	0°
U-660-35-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	35		-22°	0°
U-660-43H-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	43	●	+11°	+7°
U-600-44-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	44		+17°	0°
U-660-45-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	45		-22°	0°
U-660-551	Ass. bracket OK Real resin, 18	20 pz		●		
U-610-11-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	11		+11°	+5°
U-610-12-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	12		+8°	+9°
U-610-13H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	13	●	+2°	+8°
U-610-14-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	14-15		+7°	0°
U-610-21-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	21		+11°	+5°
U-610-22-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	22		+8°	+9°
U-610-23H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	23	●	+2°	+8°
U-610-24-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	24-25		+7°	0°
U-610-31-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	32-31-41-42		0°	0°
U-670-33H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	33	●	+11°	+7°
U-610-34-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	34		+17°	0°
U-670-35-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	35		-22°	0°
U-670-43H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	43	●	+11°	+7°
U-610-44-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	44		+17°	0°
U-670-45-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	45		-22°	0°
U-670-551	Ass. bracket OK Real resin, 22	20 pz		●		


Identificazione bracket Roth



Tecnica MBT 22

Codice	Descrizione	Q.tà	Dente	Gancio	Torque	Angolaz.
U-630-11-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	11		+17°	+4°
U-630-12-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	12		+10°	+8°
U-630-13H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	13	●	0°	+8°
U-630-14H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	14-15	●	+7°	0°
U-630-21-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	21		+17°	+4°
U-630-22-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	22		+10°	+8°
U-630-23H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	23	●	0°	+8°
U-630-24H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	24-25	●	+7°	0°
U-630-31-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	32-31-41-42		+6°	0°
U-690-33H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	33	●	0°	+3°
U-630-34H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	34	●	+12°	0°
U-690-35H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	35	●	-17°	0°
U-690-43H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	43	●	0°	+3°
U-630-44H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	44	●	+12°	0°
U-690-45H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	45	●	-17°	0°
U-690-553	Ass. bracket OK Real resin, 22	20 pz		●		

Identificazione bracket MBT




Tecnica Edegewise 18/22

Codice	Descrizione	Q.tà	Dente	Gancio	Torque	Angolaz.
U-640-11-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	11-21		0°	0°
U-640-13H-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	15-14-13-33-34-35	●	0°	0°
U-640-23H-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	45-44-43-23-24-25	●	0°	0°
U-640-31-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	12-22-31-32-42-41		0°	0°
U-640-553	Ass. bracket OK Real resin, 18	20 pz		●		
U-650-11-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	11-21		0°	0°
U-650-13H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	15-14-13-33-34-35	●	0°	0°
U-650-23H-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	45-44-43-23-24-25	●	0°	0°
U-650-31-5	Bracket OK Real resin, 22	5 pz	12-22-31-32-42-41		0°	0°
U-650-553	Ass. bracket OK Real resin, 22	20 pz		●		


Tecnica Ricketts 18

Codice	Descrizione	Q.tà	Dente	Gancio	Torque	Angolaz.
U-600-11-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	11		+11°	+5°
U-600-12-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	12		+8°	+9°
U-600-21-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	21		+11°	+5°
U-600-22-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	22		+8°	+9°
U-640-13H-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	15-14-13-33-34-35	●	0°	0°
U-640-23H-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	45-44-43-23-24-25	●	0°	0°
U-640-31-5	Bracket OK Real resin, 18	5 pz	31-32-42-41		0°	0°

Identificazione bracket Edgewise



Identificazione bracket Ricketts



Bracket autoleganti MAJESTY Metal

Progettati e prodotti con un'ingegneria precisa e caratteristiche accurate per consentire ai denti di muoversi esattamente come intendono gli ortodontisti. Realizzati con tecnologia MIM e lavorazione precisa per ridurre al minimo l'attrito.



Tecnica Roth 22

Dente	Codice	Descrizione	Torque	Ang.	Larg.	Gancio	Q.tà
11	U-117-11-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	+12°	+5°	3.0		5pz
12	U-117-12-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	+8°	+9°	2.8		5pz
13	U-117-13H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-2°	+1°	3.0	●	5pz
14	U-117-14H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-7°	0°	3.0	●	5pz
15	U-117-15H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-7°	0°	3.0	●	5pz
21	U-117-21-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	+12°	+5°	3.0		5pz
22	U-117-22-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	+8°	+9°	2.8		5pz
23	U-117-23H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-2°	+1°	3.0	●	5pz
24	U-117-24H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-7°	0°	3.0	●	5pz
25	U-117-25H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-7°	0°	3.0	●	5pz
31	U-117-31-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-1°	+2°	2.6		5pz
32	U-117-32-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-1°	+2°	2.6		5pz
33	U-117-33H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-11°	+7°	3.0	●	5pz
34	U-117-34H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-17°	-1°	3.0	●	5pz
35	U-117-35H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-22°	-1°	3.0	●	5pz
41	U-117-41-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-1°	+2°	3.0		5pz
42	U-117-42-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-1°	+2°	2.8		5pz
43	U-117-43H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-11°	+7°	3.0	●	5pz
44	U-117-44H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-17°	-1°	3.0	●	5pz
45	U-117-45H-5	Bracket Majesty Metal Roth 22	-22°	-1°	3.0	●	5pz
11-45	U-117-553	Ass. Majesty Metal, Roth 22, 1 caso				●●●	20pz

Tecnica MBT 22

Dente	Codice	Descrizione	Torque	Ang.	Larg.	Gancio	Q.tà
11	U-137-11-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	+17°	+4°	3.0		5pz
12	U-137-12-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	+10°	+8°	2.8		5pz
13	U-137-13H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	0°	+8°	3.0	●	5pz
14	U-137-14H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-7°	0°	3.0	●	5pz
15	U-137-15H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-7°	0°	3.0	●	5pz
21	U-137-21-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	+17°	+4°	3.0		5pz
22	U-137-22-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	+10°	+8°	2.8		5pz
23	U-137-23H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	0°	+8°	3.0	●	5pz
24	U-137-24H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-7°	0°	3.0	●	5pz
25	U-137-25H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-7°	0°	3.0	●	5pz
31	U-137-31-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-6°	0°	2.6		5pz
32	U-137-32-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-6°	0°	2.6		5pz
33	U-137-33H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-6°	+3°	3.0	●	5pz
34	U-137-34H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-12°	+2°	3.0	●	5pz
35	U-137-35H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-17°	+2°	3.0	●	5pz
41	U-137-41-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-6°	0°	2.6		5pz
42	U-137-42-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-6°	0°	2.6		5pz
43	U-137-43H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-6°	+3°	3.0	●	5pz
44	U-137-44H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-12°	+2°	3.0	●	5pz
45	U-137-45H-5	Bracket Majesty Metal MBT 22	-17°	+2°	3.0	●	5pz
11-45	U-137-553	Ass. Majesty Metal, MBT 22, 1 caso				●●●	20pz

Strumento per bracket autoleganti MAJESTY Metal

Strumento per la semplice apertura delle clip dei bracket autoleganti Majesty Metal e per mantenerne inalterate nel tempo la funzionalità.

Ha due estremità di cui quella concava consente il facile e preciso controllo della clip a sfera (sistema brevettato).



Codice	Descrizione	Q.tà
U-SB801-601	Majesty open tool	1pz



Kromoglass 3

Cemento vetroionomerico extra fine (20-25 µ) miscelabile con acqua, indicato per il fissaggio di bande ortodontiche.

Codice	Descrizione	Q.tà
U-KGL053	Cemento vetroionomerico	35g



iQ green

Alginate per impronte dentali di precisione, non cromatico.

- Classe A
- Facilmente miscelabile
- Tissotropico
- Tempo di presa in bocca rapido 60"
- Elevata definizione del dettaglio: 50 micron
- Compatibile con i disinfettanti per impronte
- Colorazione dopo la presa: verde
- Aroma menta
- Dust Free
- 5 anni di scadenza

Codice	Descrizione	Q.tà
U-IQN302	iQ green alginate	10,8kg



Bracket in ceramica Edgewise

Realizzati in allumina, i brackets in CERAMICA DENTAL MORELLI non temono l'usura, sono policristallini, trasparenti, biocompatibili e non perdono il loro colore originale nemmeno in "ambienti estremamente aggressivi". La traslucenza di questi brackets fa sì che assumano lo stesso colore del dente sottostante, rendendoli estremamente estetici.




- ✓ **NON NECESSITANO DI PRIMER**
per favorire l'incollaggio diretto. Si applicano con la stessa metodica degli attacchi in metallo
- ✓ **CONFEZIONE MONO-PAZIENTE**
i casi sono confezionati nel pratico contenitore

PUNTINO COLORATO RIMOVIBILE
per l'identificazione del quadrante

SLOT LEVIGATI
garantiscono un ottimo scorrimento degli archi

DESIGN A BASSO PROFILO
per il massimo comfort del paziente



ANGOLI ARROTONDATI E BASSO PROFILO
per un maggior comfort del paziente

BASE CON MICRO CAVITÀ
garantisce massima ritenzione per l'adesivo ed un ottimo ancoraggio sui denti favorendone il debonding

Assortimenti

Arcata ▲ ▼	Slot .018"	Slot .022"	Q.tà
Kit bracket ceramica Edgewise con gancio su canini e premolari, 1 caso	-	U-1018901	20pz

Rifornimenti

Arcata ▲ ▼	Torq.	Ang.	Larg.	Dx/Sx	Slot .018"	Slot .022"	Q.tà
Centrale sup.	0°	0°	3,6mm	●	-	U-1018011	10pz
Laterali superiori, incisivi inferiori	0°	0°	2,9mm	●	-	U-1018012	10pz
Canini e premolari superiori/inferiori con gancio	0°	0°	3,2mm	●	-	U-1018013	10pz

Bottoni linguali estetici in ceramica per DB


- Possono essere incollati direttamente sui denti o fissati su retainers e mascherine
- Utilizzabili lingualmente e/o labialmente
- Base anatomica con ritenzione meccanica per una migliore adesione
- Compatibili con tutti i tipi di collanti



Descrizione	REF	Q.tà
Bottoni estetici DB in ceramica	U-3010210	2pz

Bracket convertibili con gancio

- Realizzati con sistema MIM



Torque	Offset	Tecnica	Dx/Sx	DA PUNTARE		Q.tà	DA INCOLLARE		Q.tà
				.018	.022		.018	.022	
0°	0°		Dx/Sx	U-2030180	U-2030280	10pz	U-2031180	U-2031280	10pz
-14°	+10°	MBT* Sup.	Dx	-	-		-	U-2035113	10pz
			Sx	-	-		-	U-2035114	10pz
-20°	0°	MBT* Inf.	Dx/Sx	-	-		-	U-2035212	10pz

Cemento fotopolimerizzabile blu per bande

Cemento speciale di colore BLU per il fissaggio delle bande, fornito in siringhe pronte all'uso che non richiedono premixaggio. Il colore blu favorisce la rimozione delle parti in eccesso. Si può utilizzare anche per realizzare rialzi occlusali.



SENZA FLUORO

Descrizione	REF	Q.tà
Cemento fotopolimerizzabile blu	U-NFUBLBPP	5g

GoTo - Collante ortodontico fotopolimerizzabile

- VISCOSITÀ E TENUTA IDEALI: nessun movimento dell'attacco sul dente (si possono posizionare 4-5 attacchi prima di polimerizzare) .
- PASTA TRASLUCIDA COMPLETAMENTE TRASPARENTE: assume il colore del dente sottostante.
- FACILE RIMOZIONE DEGLI ECCESSI: gli eccessi vengono rimossi velocemente con un unico passaggio.
- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV: per una facile e accurata rimozione della pasta in eccesso. Illuminando la superficie del dente con una lampada UV dopo il bonding (o dopo il debonding), la pasta in eccesso rimasta sul dente può essere facilmente rimossa per garantire la completa pulizia.
- COMPOSITO FOTO UNIVERSALE: utilizzabile con qualsiasi primer foto.
- ADATTO PER IL BONDAGGIO DI ATTACHMENTS: per bondare qualsiasi tipo di attachments sul dente o crearli con l'utilizzo delle forme in silicone del sistema Minimold™.



Descrizione	REF	Q.tà
GoTo collante foto, siringa da 4g	U-JGTP	1pz

Light Bond Sealant, no fluoro

Primer universale per collante fotopolimerizzabile, senza fluoro.

Descrizione	REF	Q.tà
Light Bond Sealant, flacone da 3cc	U-JBS3	1pz

SENZA FLUORO



Rely-A-Bond - Collante ortodontico autopolimerizzabile

Composito con proprietà di adesione ottimali, che non richiede miscelazione, adatto a tutti i tipi di bracket.

Durante il trattamento rilascia fluoro ed è facilmente asportabile dalle superfici dentali.

Descrizione	REF	Q.tà
Rely-A-Bond collante auto, siringa da 3,5g	U-J1RPP	1pz
Rely-A-Bond primer, flacone da 16g	U-JRPRF	1pz



Bond Aligner - Collante fotopolimerizzabile per aligner

- Trasparente, a viscosità media
- Stessa elasticità degli aligner, si adatta alle distorsioni degli allineatori
- Non necessita di primer e mordenzatura
- Fissaggio di bottoni o ganci direttamente sull'aligner senza dispersione di forze

Siringa da 1,4g + 10 beccucci.

Descrizione	REF	Q.tà
Bond Aligner collante foto, siringa da 1,4g	U-JBA	1pz



Flow Tain - Composito fluido fotopolimerizzabile per retainer

- COMPOSITO A BASSA ELASTICITÀ, FLUIDO MA CHE NON SCIVOLA: la sostanza microfill lo rende liscio simile al vetro.
- ADATTO PER IL BONDAGGIO DI ATTACHMENT: per bondare qualsiasi tipo di attachment sul dente o crearli con l'utilizzo delle forme in silicone del sistema Minimold™. Colorazione A2 (Vita Shade).
- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV: permette una veloce e accurata rimozione del prodotto in eccesso.

Siringa da 1,5g a viscosità MEDIA + 10 beccucci.

Descrizione	REF	Q.tà
Flow Tain composito foto, siringa da 1,5g	U-JFT	1pz



T.K.O. - Gel composito multiuso fotopolimerizzabile

- VISCOSITÀ IDEALE PER DIVERSE APPLICAZIONI: composito ad alta scorrevolezza, resistente e con viscosità adatta sia per applicazioni da laboratorio che da studio.
- PASTA RESISTENTE CON MODESTA FLESSIBILITÀ: ad impatto morbido, ideale per il comfort del paziente.
- DOSAGGIO PRECISO E CONTROLLATO: grazie agli speciali beccucci.
- TONALITÀ TRASPARENTE: favorisce il posizionamento, la rimozione e la pulizia del composito. Stessa tonalità degli apparecchi in acrilico.
- RIPARAZIONE APPARECCHI IN ACRILICO.
- RIALZI MOLARI: per aprire il morso posteriore.
- RIALZI OCCLUSALI: per aprire il morso profondo.



Siringa da 3,4g + 5 beccucci

Descrizione	REF	Q.tà
T.K.O. gel composito foto, siringa da 3,4g	U-JTKOC	1pz
T.K.O. gel rosa composito foto, siringa da 3,4g	U-JTKOP	1pz

Assure Plus Sealant - Primer universale

- UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE SUPERFICI: smalto normale, atipico, bagnato o leggermente contaminato.
- UTILIZZABILE SENZA PRIMER AGGIUNTIVO.
- UTILIZZABILE ANCHE SENZA L'AUSILIO DELLA MORDENZATURA.
- UTILIZZABILE CON QUALSIASI ADESIVO.
- ELIMINA UMIDITÀ E CONTAMINAZIONE: aumentando l'adesione dei brackets su tutte le superfici.



Flacone da 6ml

Descrizione	REF	Q.tà
Assure Plus Sealant, flacone da 6ml	U-JPLUS	1pz

Porcelain Conditioner - Primer per ceramica

Per il bondaggio su corone in ceramica. Per aumentare l'adesione dei bracket

su porcellana, zirconia e disilicato di litio.

Si consiglia l'utilizzo con il Primer Assure Plus.


Flacone da 8cc.



Descrizione	REF	Q.tà
Porcelain conditioner, flacone da 8cc	U-JPO	1pz

Tubi tripli con gancio, da puntare

- Slot 18
- Gancio gengivale
- Tubo tondo occlusale



Dx/Sx	Largh.	Torque	DO	REF	Q.tà
Dx	3,7 mm	0°	0°	U-0TN-2016DH	10pz
Sx	3,7 mm	0°	0°	U-0TN-2026DH	10pz

Tubi doppi con gancio, da puntare

- Slot 22
- Gancio gengivale
- Tubo tondo gengivale



Dx/Sx	Largh.	Torque	DO	REF	Q.tà
Dx	3,7 mm	0°	0°	U-0DN-0016VH	10pz
Sx	3,7 mm	0°	0°	U-0DN-0026VH	10pz

Bottoni linguali con occhiello, da incollare

Descrizione	REF	Q.tà
Bottoni linguali DB con occhiello	U-N30-G031B	10pz



Ganci aperti per archi


- Realizzati in acciaio di alta qualità tecnica MIM
- I ganci a palla levigati e arrotondati possono essere posizionati con precisione senza rimuovere l'arco
- Si serrano ad archi rotondi o rettangolari max .022" x .028" con l'apposita pinza per crimpare (REF 003-711-00)



Descrizione	REF	Q.tà
Ganci aperti per archi	U-G30-ZZAADS	10pz

Cunei di rotazione

Progettati per fare da leva tra il filo e l'attacco consentendo l'applicazione di una forza di rotazione precisa.



Descrizione	REF	Q.tà
Cunei di rotazione, grigi	U-E90-580303	100pz
Cunei di rotazione, trasparenti	U-E90-580303C	100pz

Tubo/filo elastico per legature a "8"


Descrizione	REF	Q.tà
Tubo elastico per legatura, trasparente	U-E90-TH25T	7,5m
Filo elastico per legatura, trasp. ø 0,25	U-E90-TS25T	7,5m
Filo elastico ruvido (ITAO)	U-JSNTCL025	7,6m



Cuffie per trazione alta

Cuffie da utilizzare con i moduli di sicurezza. Di facile applicazione, realizzate in polietilene e cotone. Resistenti e lavabili a mano, massimo comfort per il paziente. Misura universale.

Descrizione	REF	Q.tà
Cuffia a trazione alta, cotone blu	U-550-215LB	5pz



Cuscini per trazioni cervicali

Resistenti e lavabili a mano. Realizzati con un cuscinetto aggiuntivo per il massimo comfort del paziente, permettono il facile inserimento del modulo di sicurezza.

Descrizione	REF	Q.tà
Cuscini per trazioni cervicali jeans	U-550-203	5pz



Moduli di sicurezza

Da utilizzare con cuscino per trazione cervicale o cuffia per trazione extraorale. Se l'arco viene tirato con forza eccessiva dalla parte frontale, i ganci si staccano senza ferire il paziente. Disponibili in due forze.

Descrizione	REF	Q.tà
Moduli di sicurezza forza 600 g	U-550-110	10pz
Moduli di sicurezza forza 750 g	U-550-111	10pz



Tubo di protezione

Scorre agevolmente sul filo creando una protezione. Resistente agli odori, non scolorisce nel tempo.

Descrizione	REF	Q.tà
Tubo di protezione ø .46"	U-E90-LB45T	3mt

Apribocca

Con ponte. Realizzati in un unico pezzo di plastica medica resistente. Sterilizzabili (185 °C).


Descrizione	REF	Q.tà
Apribocca grande, sterilizzabile	U-E90-603230	1pz
Apribocca piccolo, sterilizzabile	U-E90-603229	1pz



Maschere Delaire

Il supporto sulla fronte e sul mento assicura una forza di trazione in direzione ventrale del mascellare superiore ovvero dell'arcata superiore nonché un movimento mesiale dei denti posteriori superiori e inferiori.

Descrizione	REF old	REF new	Q.tà
Maschera Delaire mini blu	745-400-00	U-IT17-002B	1pz
Maschera Delaire mini bianca	745-400-01	U-IT17-002	1pz
Maschera Delaire mini gialla	745-400-02	U-IT17-002G	1pz
Maschera Delaire mini rossa	745-400-03	U-IT17-002R	1pz
Maschera Delaire mini verde	745-400-04	U-IT17-002V	1pz
Maschera Delaire maxi blu	745-400-05	U-IT17-001B	1pz
Maschera Delaire maxi bianca	745-400-06	U-IT17-001	1pz
Maschera Delaire maxi gialla	745-400-07	U-IT17-001G	1pz
Maschera Delaire maxi rossa	745-400-08	U-IT17-001R	1pz
Maschera Delaire maxi verde	745-400-09	U-IT17-001V	1pz



Maschere facciali dinamiche

Realizzate in acciaio inossidabile e materiali plastici resistenti alle rotture, completamente regolabili, possono essere facilmente adattate al viso del paziente.

Descrizione	REF	Q.tà
Maschera dinamica blu	U-030200210	1pz
Maschera dinamica rossa	U-030200211	1pz




Specchi per foto intraorali

- Realizzati in acciaio inox. speciale
- Ogni specchio possiede un lato adulto e uno bambino.



Descrizione	REF	Q.tà
Specchio acciaio doppio palatale	U-002468030	1pz
Specchio acciaio doppio vestibolare	U-002468060	1pz

N.B. per ordini di una coppia di specchi si può applicare il 25% di sconto
= € 51,00 a specchio.



Sistema di stripping interdentale

Il sistema di stripping interdentale composto da tre differenti supporti con striscia perforata diamantata solo da un lato, in differenti granulometrie. Il kit contiene anche una striscia senza diamantatura con bordo seghettato e una impugnatura ergonomica con speciale dentellatura per l'uso sicuro. Il supporto girevole può essere fissato in 4 posizioni per orientare la striscia diamantata nella posizione di lavoro (angolo) ottimale, al fine di facilitare l'accesso ai denti anteriori e posteriori.




U-SF-M

Supporto per strisce diamantate
SF-M grana media / blu
45 µm / 0.13 mm,
diamantatura monolaterale




U-SF-F

Supporto per strisce diamantate
SF-F grana fina / rossa
30 µm / 0.10 mm,
diamantatura monolaterale



U-SF-SF

Supporto per strisce diamantate
SF-SF grana superfina / gialla
15 µm / 0.08 mm,
diamantatura monolaterale



U-SF-SS

Supporto per strisce SF-SS
dentatura a sega / bianca
0.04 mm,
non diamantato

Descrizione	REF	Q.tà
StripFIX Set1	U-SF-SET1	1pz
StripFIX manico per strisce	U-SF-H	2pz
StripFIX strisce diamantate, medie	U-SF-M	10pz
StripFIX strisce diamantate, fini	U-SF-F	10pz
StripFIX strisce diamantate, s.fini	U-SF-SF	10pz
StripFIX strisce non diamantate	U-SF-SS	10pz



U-SF-H



Dentaurum Italia S.p.a.

